



BEQUIPMENT COLD&HOT HAMMER • Ref. WKB3004

MARTILLO FRÍO – CRIOTERAPIA y TERMOTERAPIA FACIAL

El martillo frío y calor es una tecnología diseñada para trabajar mediante estímulos térmicos controlados sobre la piel, combinando los beneficios de la termoterapia (calor) y la crioterapia (frío) en protocolos faciales profesionales.

Este dispositivo permite estimular la circulación sanguínea, favorecer la apertura de poros, mejorar la absorción de activos y relajar los tejidos mediante calor; mientras que la función de frío ayuda a calmar la piel, reducir rojeces, des congestionar tejidos, disminuir inflamación y cerrar los poros.

Gracias a su versatilidad, es una herramienta ideal para complementar tratamientos de limpieza facial, hidratación, rejuvenecimiento y aparatología estética.

Función calor – Termoterapia facial

La función de calor actúa directamente sobre la piel mediante un aumento controlado de temperatura, favoreciendo:

- Relajación muscular
- Activación de la circulación sanguínea
- Oxigenación tisular
- Apertura de poros, ideal cuando no se puede utilizar vapor.
- Preparación de la piel para extracciones o penetración de activos
- Mayor absorción cosmética

Beneficios principales

- Relaja los tejidos
- Mejora circulación y oxigenación
- Facilita extracciones
- Favorece la penetración de activos
- Aporta sensación de confort
- Prepara la piel para tratamientos posteriores

Función frío – Crioterapia facial

La función de frío produce un efecto calmante y vasoconstrictor sobre los tejidos, ayudando a:

- Reducir rojeces
- Disminuir inflamación
- Calmar sensibilidad cutánea

- Descongestionar la piel
- Cerrar poros
- Mejorar el confort post tratamiento

Es especialmente recomendado tras procedimientos exfoliantes o aparatología facial.

Beneficios principales

- Efecto calmante inmediato
- Disminución de sensibilidad
- Reducción de rojeces
- Cierre de poros
- Efecto refrescante y revitalizante
- Mejora del aspecto de la piel

Principales usos y beneficios

- Calma y descongestiona la piel
- Estimula la circulación sanguínea
- Favorece la oxigenación tisular
- Ayuda al cierre de poros
- Mejora la absorción de activos
- Reduce irritación y sensibilidad
- Complementa protocolos faciales
- Aporta efecto relajante y revitalizante
- Mejora el confort post tratamiento

Indicaciones

Especialmente recomendado para:

Función calor

- Piel desvitalizada
- Preparación para extracciones
- Protocolos hidratantes
- Tratamientos nutritivos
- Piel con mala circulación
- Preparación previa a aparatología

Función frío

- Piel sensible o sensibilizada
- Post extracciones
- Post exfoliaciones
- Post hidrodermoabrasión
- Rosáceas leves (según tolerancia)
- Bolsas e inflamación leve
- Tratamientos calmantes
- Protocolos descongestivos

Apto para la mayoría de tipos de piel.

Contraindicaciones

No utilizar en casos de:

- Hipersensibilidad extrema al frío o calor
- Rosácea severa activa
- Alteraciones vasculares importantes
- Heridas abiertas
- Infecciones activas
- Procesos inflamatorios severos
- Problemas severos de sensibilidad cutánea
- Quemaduras recientes
- Alteraciones circulatorias importantes

Protocolo profesional de aplicación

Preparación de la piel

1. Realizar limpieza facial previa.
2. Aplicar gel, tónico o serum conductor.
3. Seleccionar función frío o calor según objetivo del tratamiento.

Configuración del equipo

1. Seleccionar: Function → Cold Hot Hammer
2. Escoger: STATE → Cool o Heat
3. Ajustar temperatura: ENERGY
4. Configurar tiempo: TIMER
5. Pulsar: START/PAUSE
6. Activar también los botones "+" o "-" del martillo.

⚠ Si no se presionan los botones del manípulo, el sistema no comenzará a funcionar.

Técnica de trabajo

- Realizar movimientos suaves, lentos y ascendentes.
- Mantener contacto constante con la piel.
- No dejar el cabezal fijo demasiado tiempo en una misma zona.
- Adaptar temperatura según sensibilidad del cliente.

Puede trabajarse en:

- Rostro
- Cuello
- Escote

Tiempo recomendado

🕒 5-10 minutos

Dependiendo del protocolo y sensibilidad cutánea.

Recomendaciones profesionales

Función calor

Ideal antes de:

- Extracciones
- Hidrodermoabrasión
- Aplicación de activos
- Tratamientos nutritivos

Función frío

Ideal después de:

- Peeling ultrasónico
- Microdermoabrasión
- Extracciones
- Hydro Facial
- Ultrasonidos
- Alta frecuencia

Notas importantes

- Durante el primer uso, el sistema puede tardar hasta 5 minutos en estabilizar temperatura.
- Deben pasar aproximadamente 3 minutos entre tratamientos consecutivos.
- No obstruir las ranuras de ventilación del manípulo.
- El sobrecalentamiento puede causar daños eléctricos.

Precauciones importantes

- No aplicar temperaturas extremas en piel muy sensible.
- No utilizar sobre heridas o piel lesionada.
- Evitar presión excesiva.
- Mantener el manípulo siempre en movimiento.
- Limpiar y desinfectar después de cada uso.
- No sumergir el cabezal en líquidos.

Higiene y mantenimiento

- Limpiar el cabezal después de cada tratamiento.
- Utilizar soluciones desinfectantes suaves.
- Mantener el equipo seco y ventilado.
- Revisar regularmente ventilaciones y conexiones.

Resultados esperados

La piel se observa inmediatamente:

- ✨ Más calmada y des congestionada
- ✨ Fresca y revitalizada
- ✨ Más uniforme y confortable
- ✨ Con menos rojeces e inflamación

✨ Más luminosa y relajada

✨ Con mejor aspecto y textura cutánea

info@weelko.com

www.weelko.com

By @yubitzay.avila