



ES

WKB003  
Manual de instrucciones  
WE-2020-WKB003-1

# RADIOFRECUENCIA MONOPOLAR

## ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU



2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

## CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

| Nº | PRODUCTO         | CANT |
|----|------------------|------|
| 1  | SONDA CORPORAL   | 1    |
| 2  | SONDA FACIAL     | 1    |
| 3  | SONDA OJOS       | 1    |
| 4  | PLACA RETORNO    | 1    |
| 5  | UNIDAD PRINCIPAL | 1    |
| 6  | CABLE CONEXIÓN   | 1    |



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación en el panel trasero.

2. Conecte correctamente las sondas y la placa de retorno en el panel trasero.

3. Encienda el botón en el panel frontal y haga clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados.

4. Haga clic en el botón "mono.face" si quiere utilizar la sonda facial y la de los ojos y en el botón "mono.body" si quiere utilizar la sonda corporal. La sonda para los ojos se conecta en la misma conexión que la sonda facial, así que para utilizar una de ellas se tiene que desenchufar la otra..

5. Utilice gel específico para radiofrecuencia o glicerina. Aplique una cantidad suficiente en la piel del paciente antes de poner la sonda en contacto con la piel.

6. El menú "LEVEL" permite regular la intensidad en diez niveles.



7. El menú "TIME" permite escoger el tiempo de tratamiento. El programa predeterminado es de 30 minutos.

8. El menú "MODE" permite escoger la onda. El equipo cuenta con tres tipos de 3 onda.

9. Seleccione "PLAY/PAUSE" para empezar o pausar el tratamiento.

## MANTENIMIENTO

• Limpie las sondas con un trapo húmedo después de cada tratamiento.

## PRECAUCIÓN

• Los tratamientos de radiofrecuencia no se deben extender durante un largo periodo de tiempo. La duración recomendada es de 10 minutos para los tratamientos faciales y 20 minutos para los tratamientos corporales. En cualquier caso, no prolongar los tratamientos más allá de 60 minutos.

• Para evitar quemaduras en el paciente, nunca olvide de colocar la placa corporal en contacto con la piel.

• Durante la aplicación del tratamiento, aplicar los electrodos sobre la piel realizando círculos constantemente sin dejar de realizar movimientos en ningún momento. No dejar el electrodo fijado en una zona, se podrían producir quemaduras.

• Compruebe con el paciente que la intensidad es la adecuada a lo largo del tratamiento.

• El paciente y el profesional deben asegurarse de que no llevan objetos metálicos consigo durante el tratamiento.

• Se recomienda al profesional el uso de guantes aislantes durante el tratamiento.

## ACCESORIOS

| Nº | PRODUCTO       |
|----|----------------|
| 1  | SONDA CORPORAL |
| 2  | SONDA FACIAL   |
| 3  | SONDA OJOS     |
| 4  | PLACA RETORNO  |

## FICHA TÉCNICA

|                            |                      |                   |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Pesos y tamaños            | Tamaño embalaje (cm) | 51x45x22          |
|                            | Peso bruto (Kg)      | 9                 |
|                            | Tamaño consola (cm)  | 34x38x15          |
| Características de trabajo | Frecuencia           | 0,5 MHz           |
|                            | Potencia de trabajo  | 140W              |
|                            | Sonda corporal       | 7cm               |
|                            | Sonda cara           | 4cm               |
|                            | Sonda ojos           | Forma de cono     |
| Pantalla                   | Táctil, 7-pulgadas   |                   |
| Características eléctricas | Potencia             | 160W              |
|                            | Voltage              | 200-240V, 50/60Hz |



EN

WKB003  
Instruction Manual  
WE-2020-WKB003-1

# MONOPOLAR RADIOFREQUENCY

## WARNING

• Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

• Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

• Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

• If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

• Do not use on pregnant women, on people with pace-makers (any electrical or rhythmic heart-regulating device) or with skin infections.


## EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

**1.** Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU

**2.** Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

## RECYCLING

 Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

## WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to



incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

## PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

| No. | PRODUCT         | QTY. |
|-----|-----------------|------|
| 1   | BODY ELECTRODES | 1    |
| 2   | FACE ELECTRODES | 1    |
| 3   | EYE ELECTRODES  | 1    |
| 4   | NEGATIVE PLATE  | 1    |
| 5   | MAIN UNIT       | 1    |
| 6   | POWER CORD      | 1    |



## INSTRUCTIONS OF USE

1. Connect the power cord via the rear panel.
2. Connect the accessories and negative plate properly to the rear panel.
3. Turn on the power button on the front panel and click on Weelko logo to select the desired menus.
4. Click on "mono.face" button if you want to use the face or eye electrodes or on "mono.body" if you want to use the body electrodes. Eye and face electrodes use the same connection, so in order to use one of them, the other one must be unplugged.



**5.** Apply enough glycerine or gel on the area to be treated before applying the electrodes on patient's skin.

**6.** The "LEVEL" menu allows adjusting 10 intensity levelsselect the other programs depending on patient's needs.

**7.**The "TIME" menu allows adjusting the treatment time. The default duration is 30 minutes.

**8.**The "MODE" menu allows choosing between 3 types of wave.

**9.**Press "PLAY/PAUSE" to begin or to pause the treatment.

## MAINTENANCE

- After use, clean the electrodes with a wet cloth

## CAUTIONS

• Radiofrequency treatments must not extend over a long period of time. The recommended duration is 10 minutes for facial treatments and 20 minutes for body treatments. In any case, treatments do not extend beyond 60 minutes.

• To avoid burning to the customer, never forget to put this plate in contact with the skin.

• Apply the electrodes on the customer's skin making constantly circles, without stopping of making movements. Not keep the electrode without moving at the same zone during a long period of time, the customer could be burned.

• During the treatment, check with the patient if the intensity is appropriate.

• The patient and the professional must not wear any metallic objects during the treatment.

• The professional is advised to use insulated gloves to protect hands during the treatment.

## ACCESSORIES

| No. | PRODUCT         |
|-----|-----------------|
| 1   | BODY ELECTRODES |
| 2   | FACE ELECTRODES |
| 3   | EYE ELECTRODES  |
| 4   | NEGATIVE PLATE  |
| 5   | MAIN UNIT       |
| 6   | POWER CORD      |

## TECHNICAL SHEET

|                            |                          |                     |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Weights and sizes          | Packing size (cm)        | 51x45x22            |
|                            | Gross weight (kg)        | 9                   |
|                            | Product size (cm)        | 34x38x15            |
| Working characteristics    | Frequency                | 0,5 MHz             |
|                            | Working power            | 160W                |
|                            | Rated voltage, Frequency | 200-240V, 50/60Hz   |
|                            | Working power            | 160W                |
|                            | Body Electrodes          | 7cm                 |
|                            | Face Electrodes          | 4cm                 |
|                            | Eye Electrodes           | Cone-shaped         |
|                            | Screen                   | 7-inch touch screen |
| Electrical characteristics | Rated voltage            | 200-240V, 50/60Hz   |
|                            | Rated power              | 140 W               |



FR

WKB003  
Mode d'emploi  
WE-2020-WKB003-1

# FRÉQUENCE RADIO MONOPOLAIRE

## ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• N'utilisez pas l'appareil avec femmes enceintes, patients avec épilepsie, patients avec un stimulateur cardiaque ou patients avec une infection cutanée.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

## RECYCLAGE



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels.

Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

## BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.



L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

## CONTENU DU COLIS

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

| No. | PRODUCT               | QTY. |
|-----|-----------------------|------|
| 1   | SONDE CORPORELLE      | 1    |
| 2   | SONDE FACIALE         | 1    |
| 3   | SONDE YEUX            | 1    |
| 4   | PLAQUE DE RETOUR      | 1    |
| 5   | UNITÉ PRINCIPALE      | 1    |
| 6   | CORDON D'ALIMENTATION | 1    |



## MODE D'EMPLOI

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le panneau arrière.

2. Branchez correctement les sondes et la plaque de retour sur le panneau arrière.

3. Allumez l'appareil au moyen du panneau frontal et faites click sur le logo Weelko de l'écran pour sélectionner les menus souhaités.

4. Faites click sur le bouton « mono.face » si vous voulez utiliser la sonde faciale et celle des yeux et sur le bouton « mono.-body » si vous voulez utiliser la sonde corporelle. La sonde pour les yeux se branche sur la même connexion que la sonde faciale, il faut donc en débrancher



une pour brancher l'autre.

5. Utilisez du gel spécifique pour radiofréquence ou glycérine. Appliquez une quantité suffisante sur la peau du patient avant de mettre la sonde en contact avec la peau.

6. Le menu « LEVEL » permet de régler l'intensité en 10 niveaux.

7. Le menu « TIME » permet de choisir le temps de traitement. Le programme par défaut est de 30 minutes.

8. Le menu "MODE" permet de choisir l'onde. L'appareil compte sur 3 types d'onde.

9. Choisissez "PLAY/PAUSE" pour commencer ou pauser le traitement.

## ENTRETIEN

Nettoyez les sondes avec un chiffon humide après chaque traitement.

## PRÉCAUTIONS

• Les traitements à radiofréquence ne doivent pas durer une longue période de temps. La durée recommandée est de 10 minutes pour les soins du visage et de 20 minutes pour les soins du corps. Dans tous les cas, le traitement ne doit pas dépasser les 60 minutes.

• Pour éviter de brûler le client, ne jamais oublier de mettre la plaque en contact avec la peau.

• Appliquez la sonde dans la peau du client en faisant des mouvements circulaires constants, n'arrêtez pas de bouger la sonde. Ne maintenez pas la sonde dans la même zone de la peau pendant une longue période de temps sans la bouger, car le client peut être brûlé.

• Vérifiez avec le patient que l'intensité est appropriée pendant le traitement.

• Le patient et le professionnel doivent s'assurer qu'ils ne portent pas des objets métalliques pendant le traitement.

• Il faudrait que le professionnel porte des gants isolants pendant le traitement.

## ACCESSORIES

| No. | PRODUCT               |
|-----|-----------------------|
| 1   | SONDE CORPORELLE      |
| 2   | SONDE FACIALE         |
| 3   | SONDE YEUX            |
| 4   | PLAQUE DE RETOUR      |
| 5   | UNITÉ PRINCIPALE      |
| 6   | CORDON D'ALIMENTATION |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                              |                            |                   |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Poids et taille              | Taille de l'emballage (cm) | 51x45x22          |
|                              | Poids brut (kg)            | 9                 |
|                              | Dimensions produit (cm)    | 34x38x15          |
| Caractéristiques de travail  | Fréquence                  | 0,5 MHz           |
|                              | Puissance de travail       | 160W              |
|                              | Sonde Corporelle           | 7cm               |
|                              | Sonde Faciale              | 4cm               |
|                              | Sonde Yeux                 | Forme de cône     |
| Ecran                        | Tactile à 7 pouces         |                   |
| Caractéristiques électriques | Puissance nominale         | 50 W              |
|                              | Voltage                    | 200-240V, 50/60Hz |



DE

WKB003  
Bedienungsanleitung  
WE-2020-WKB003-1

# RADIOFREQUENZ MONOPOLAR

## WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.
- Dieses Gerät darf nicht mit schwangeren Frauen, Patienten mit Epilepsie, Patienten mit Herzschrittmacher oder Hautinfektion verwendet werden.

## EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

## RECYCLING



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

## WILLKOMMEN!



Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

## INHALT DER VERPACKUNG

- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

| No. | PRODUCT               | QTY. |
|-----|-----------------------|------|
| 1   | Körpersonde           | 1    |
| 2   | Gesichtssonde         | 1    |
| 3   | Augensonde            | 1    |
| 4   | Platte für den Körper | 1    |
| 5   | Haupteinheit          | 1    |
| 6   | Netzkabel             | 1    |



## GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das Netzkabel auf der Rückseite einstecken.
2. Die Sonden und die Platte für den Körper auf der Rückseite einstecken.
3. Auf der Frontplatte den Knopf einschalten und auf dem Weelko Logo drücken, um die gewünschten Menüs auszuwählen.
4. Auf dem Knopf "mono.face" drücken, wenn Sie die Gesichts- und Augensonde verwenden möchten und auf "mono.-body" drücken, wenn Sie die Körpersonde verwenden möchten. Die Augensonde wird in derselben Verbindung wie die Gesichtssonde angeschlossen. Wenn Sie eine verwenden, müssen Sie die andere ausstecken.



5. Verwenden Sie spezifisches Gel für Radiofrequenz oder Glycerin. Tragen Sie ausreichende Menge auf die Haut des Patienten auf, bevor Sie die Sonde mit der Haut in Kontakt bringen.

6. Über das "LEVEL" Menü können Sie die Intensität in zehn Stufen regulieren.

7. Im Menü "TIME" können Sie die Behandlungszeit auswählen. Das Standardprogramm beträgt 30 Minuten.

8. Im Menü "MODE" können Sie die Welle auswählen. Das Gerät verfügt über drei Arten von Wellen.

9. Wählen Sie "PLAY/PAUSE", um die Behandlung zu starten oder zu stoppen.

## WARTUNG

- Reinigen Sie die Sonden mit einem feuchten Tuch nach jeder Behandlung.

## VORSICHT

- Radiofrequenzbehandlungen dürfen nicht über eine lange Dauer angewandt werden. Die empfohlene Dauer beträgt 10 Minuten für Gesichtsbehandlungen und 20 Minuten für Körperbehandlungen. Eine Behandlung sollte unter keinen Umständen über 60 Minuten dauern.
- Um Verbrennungen beim Kunden zu vermeiden, vergessen Sie nicht die Platte in Kontakt mit der Haut zu bringen.
- Bringen Sie die Elektroden auf die Haut des Kunden mit kontinuierlichen und ununterbrochenen Kreisbewegungen an. Lassen Sie die Elektrode nicht für lange Zeit ohne Bewegung an der gleichen Stelle, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass während der Behandlung die Intensität geeignet ist.
- Der Patient und der Profi müssen sicherstellen, dass sie während der Behandlung keine Metallgegenstände dabei haben.
- Es wird empfohlen, dass der Profi während der Behandlung Isolierhandschuhe trägt.

## ZUBEHÖR

| No. | PRODUCT               | QTY. |
|-----|-----------------------|------|
| 1   | Körpersonde           | 1    |
| 2   | Gesichtssonde         | 1    |
| 3   | Augensonde            | 1    |
| 4   | Platte für den Körper | 1    |
| 5   | Haupteinheit          | 1    |
| 6   | Netzkabel             | 1    |

## DATENBLATT

|                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Gewicht und Abmessungen | Verpackungsgröße (cm)   | 51x45x22           |
|                         | Bruttogewicht (kg)      | 9                  |
|                         | Produktabmessungen (cm) | 34x38x15           |
| Technische Daten        | Frequenz                | 0,5 MHz            |
|                         | Leistung                | 160W               |
|                         | Körpersonde             | 7 cm               |
|                         | Gesichtssonde           | 4 cm               |
|                         | Augensonde              | Kegelform          |
|                         | Betriebsanzeige         | 7-Zoll Touchscreen |
| Elektrische Daten       | W Arbeitskraft          | 140W               |
|                         | Spannung                | 200-240V, 50/60Hz  |



IT

WKB003  
Manuale d'istruzioni  
WE-2020-WKB003-1

# FREQUENZA RADIO MONOPOLAR

## AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare eventuali danni alle componenti elementi elettriche.

- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.

- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore per evitare qualsiasi rischio.

- Non provare a separare il generatore in acciaio inossidabile della sua fodera di gomma (manico); qualsiasi tentativo potrebbe danneggiare irreparabilmente il generatore.

- Non utilizzare l'apparecchio su donne in gravidanza, pazienti con epilessia, pazienti con dispositivo di controllo della frequenza cardiaca (pacemaker) o pazienti con infezioni cutanee.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

**1.** Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EC

**2.** Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EC

## RICICLAGGIO



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

## BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente.



L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio. L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- I presenti elementi potrebbero essere soggetti a modifiche senza previo avviso.

- L'aspetto del prodotto potrebbe differire dall'immagine.

| N° | PRODOTTO              | QUANT |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | Sonda corporale       | 1     |
| 2  | Sonda facciale        | 1     |
| 3  | Sonda occhi           | 1     |
| 4  | Piastra Negativa      | 1     |
| 5  | Unità principale      | 1     |
| 6  | Cavo di alimentazione | 1     |



## ISTRUZIONI D'USO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel pannello posteriore.

2. Collegare correttamente le sonde e la piastra negativa nel pannello posteriore.

3. Premere il pulsante d'accensione nel pannello frontale e cliccare sul logo Weelko presente sullo schermo per poter selezionare ed accedere ai menù desiderati.

4. Premere il pulsante "mono.face" per utilizzare la sonda facciale e la sonda degli occhi, o il pulsante "mono.body" per l'utilizzo della sonda corporale. La sonda per gli occhi si collega nello stesso punto della sonda facciale, pertanto, per utilizzare l'una, sarà necessario disconnettere l'altra e viceversa.



5. Utilizzare gel specifico per radiofrequenza o glicerina. Applicare una quantità sufficiente sulla pelle del paziente prima di mettere la sonda in contatto con la pelle.

6. Il menù "LEVEL" consente di regolare l'intensità in 10 livelli.

7. Il menù "TIME" consente di scegliere la durata del trattamento. Il programma predefinito ha una durata di 30 minuti.

8. Il menù "MODE" consente di scegliere il tipo di onda, tra i 3 tipi di onda di cui è dotato l'apparecchio.

9. Selezionare "PLAY/PAUSE" per iniziare o sospendere il trattamento.

## MANUTENZIONE

- Pulire le sonde con un panno umido dopo ogni trattamento.

## PRECAUZIONI

- I trattamenti di radiofrequenza non devono prolungarsi per un periodo lungo di tempo. La durata consigliata è di 10 minuti per trattamenti facciali e di 20 minuti per trattamenti corporali. In ogni caso, non prolungare le sessioni per più di 60 minuti.

- Per evitare bruciature sulla pelle del paziente, non dimenticare mai di collocare la piastra corporale in contatto con la pelle.

- Durante il trattamento, applicare gli elettrodi sulla pelle del paziente facendo continuamente dei movimenti circolari, senza fermarsi. Non lasciare l'elettrodo fisso su una zona, potrebbe causare bruciature.

- Verificare con il paziente che l'intensità sia adeguata durante il trattamento.

- Il paziente ed il professionista devono assicurarsi di non indossare oggetti metallici durante il trattamento

- Si raccomanda al professionista l'utilizzo di guanti isolanti durante il trattamento.

## ACCESSORI

| N° | PRODOTTO              | QUANT |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | Sonda corporale       | 1     |
| 2  | Sonda facciale        | 1     |
| 3  | Sonda occhi           | 1     |
| 4  | Piastra Negativa      | 1     |
| 5  | Unità principale      | 1     |
| 6  | Cavo di alimentazione | 1     |

## SCHEMA TECNICA

|                            |                                  |                          |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Peso e dimensioni          | Dimensioni imballaggio (cm)      | 51x45x22                 |
|                            | Peso lordo (Kg)                  | 9                        |
|                            | Dimensioni unità principale (cm) | 34x38x15                 |
| Caratteristiche di lavoro  | Frequenza                        | 0,5MHz                   |
|                            | Potenza                          | 160W                     |
|                            | Sonda corporale                  | 7 cm                     |
|                            | Sonda facciale                   | 4 cm                     |
|                            | Sonda occhi                      | Forma di cono            |
|                            | Display operativo                | touchscreen da 7 pollici |
| Caratteristiche elettriche | Potenza                          | 140W                     |
|                            | Voltaggio                        | 200-240V, 50/60Hz        |