Suma Med Super Plus

Detergente para la limpieza de cuñas

Descripción
Suma Med Super Plus es un detergente líquido aditivo para la limpieza de cuñas en máquinas de desinfección de cuñas.

Propiedades
Suma Med Super Plus es un detergente líquido especialmente formulado para utilizar en máquinas de desinfección de cuñas. Contiene agentes alcalinos e inhibidores de la cal para obtener excelentes resultados de limpieza. Incluso en condiciones de aguas duras los depósitos calcáreos en las cuñas y en la máquina son prevenidos. Un inhibidor especial de corrosión protege las partes blandas de metal de la máquina.

Beneficios
- Limpieza efectiva de las cuñas
- Previene las incrustaciones calcáreas en las cuñas y en la máquina
- Altamente concentrado y con un coste en uso muy bajo ***Please translate:by automatic dosing control ***
- Seguro con metales blandos como cobre y latón

Modo de empleo
Suma Med Super Plus normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de Diversey o equipos de dosificación propios de la máquina.
La concentración recomendada para la limpieza de cuñas es entre 1-5 g/L, dependiendo de las condiciones locales.





© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de Diversey.*

Suma Med Super Plus

Información técnica

Apariencia: ***Please translate: Straw coloured liquid ***
ph (solución al 1% a 20ºC): 10.6
Densidad Relativa (20°C): 1.28
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.
Restringido a usos profesionales.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Med Super Plus es adecuado para usar en la mayoría de los materiales comunes que se encuentran en las máquinas lavacuñas.

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. es-ES 02/20 P01224