



MOBILIARIO
DE CALIDAD

MESAS

dh material
médico

TIPOS

- ▶ DE TRABAJO
- ▶ DE MAYO
- ▶ PARA INSTRUMENTAL
- ▶ VESTIDOR
- ▶ AUXILIARES

MESAS DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE

Mesa de trabajo central de acero inoxidable, varias medidas



REF.11790704XX

Mesa de trabajo central que permite una óptima desinfección.

Especificaciones técnicas:

- Encimera insonorizada y reforzada fabricada en chapa de 1,5 mm de espesor

- Las patas de 40x40 mm incorporan tacos regulables de plástico con un recorrido de 30 mm para ajustarse a cualquier desnivel del suelo

- Posibilidad de incorporar uno o dos entrepaños en cualquier momento.

- Ancho: 50 / 60 / 70 cm

- Altura: 85 cm

Longitud: 100/120/150/200 cm

• 100 x 50 x 85 cm : 23 kg

• 150 x 50 x 85 cm: 29 kg

• 200 x 50 x 85 cm: 36 kg

• 100 x 60 x 85 cm : 25 kg

• 150 x 60 x 85 cm: 32 kg

• 200 x 60 x 85 cm: 40 kg

• 100 x 70 x 85 cm : 29 kg

• 150 x 70 x 85 cm : 34 kg

• 200 x 70 x 85 cm : 46 kg

• 120 x 50 x 85 cm: 21,06 kg

• 120 x 60 x 85 cm: 24,85 kg

• 120 x 70 x 85 cm : 27,14 kg

Mesa de trabajo de acero inoxidable con zócalo trasero



Mesa de trabajo fabricada íntegramente en acero inoxidable altamente resistente con zócalo trasero de 10 cm de alto.

REF.1179070802 - 100x50x85

REF.1179070828 - 120x60x85 cm.

REF.1179070812 - 200x60x85cm

Ideal para: labores de oficina y almacenaje de material.

Especificaciones técnicas:

-Encimera insonorizada,reforzada.

- Estructura de acero inoxidable satinado con patas en brillo.

- Encimera fabricada en chapa de un grosor de 1,5 mm.

- Las patas de 40x40 mm incorporan tacos regulables de plástico con un recorrido de 30 mm para evitar cualquier desnivel del suelo.

Mesa de trabajo central de acero inoxidable con entrepaño, varias medidas



REF.11790702XX

Mesa de trabajo central con entrepaño fabricada en acero inoxidable 100%, garantizando una higiene óptima y un alto nivel de resistencia.

Especificaciones técnicas:

- Con el fin de ajustarse a posibles desniveles del suelo, las patas de 40x40 mm están diseñadas con tacos de plástico regulables con un recorrido de 30 mm

- Se puede añadir otro entrepaño en cualquier momento.

- La encimera está fabricada en chapa de 1,5 mm de grosor y, además, está insonorizada y reforzada

- Longitud. 100 / 120 / 150 / 200 cm

• 100 x 50 x 85 cm : 27 kg

• 150 x 50 x 85 cm : 36 kg

• 200 x 50 x 85 cm : 47 kg

• 100 x 60 x 85 cm: 29 kg

• 150 x 60 x 85 cm : 38 kg

• 200 x 60 x 85 cm: 52 kg

• 100 x 70 x 85 cm: 33 kg

• 150 x 70 x 85 cm: 43 kg

• 200 x 70 x 85 cm: 60 kg

• 120 x 50 x 85 cm: 26,02 kg

• 120 x 60 x 85 cm: 30,66 kg

• 120 x 70 x 85 cm: 34,75kg

MESAS DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE

Mesa de trabajo de acero inoxidable con anclaje a pared, varias medidas

REF.11790710XX

Mesa de trabajo de acero inoxidable diseñada con anclaje a pared, especialmente adecuada para entornos que requieren un alto nivel de higiene y resistencia.

Medidas disponibles:

- Longitud: 100 / 150 cm
- Ancho: 50 / 60 / 70 cm
- Altura: 450 cm

- Peso:

- 100 x 50 x 45 cm: 17 kg
- 100 x 60 x 45 cm: 23 kg
- 100 x 70 x 45 cm: 23 kg
- 150 x 50 x 45 cm: 21 kg
- 150 x 60 x 45 cm: 25 kg
- 150 x 70 x 45 cm: 27 kg



Mesa de trabajo con zócalo en plano superior y entrepaño, de acero inoxidable 150x60x85cm

REF.1179070610

Mesa de trabajo con zócalo en plano superior y entrepaño fabricada íntegramente en acero inoxidable, ideal para entornos que requieren de la máxima higiene y durabilidad.

Especificaciones técnicas:

- Encimera insonorizada y reforzada, fabricada en chapa de un grosor de 1,5 mm. - Peso: 38 kg.

- Las patas de 40x40 mm incorporan tacos regulables de plástico con un recorrido de 30 mm para ajustarse a cualquier desnivel del suelo.

- Posibilidad de añadir otro entrepaño en cualquier momento puesto que no se necesita herramientas para su montaje.

- Dispone de 1 zócalo en plano superior de 100 mm de alto.

- Dimensiones: 150x60x85 cm.



Mesa de trabajo de acero inoxidable con cubeta y entrepaño, 120x60x85cm

REF.1179075202 Mesa de trabajo fabricada íntegramente en acero inoxidable que dispone de cubeta en el lado izquierdo y entrepaño, adecuada para su correcta desinfección en entornos que precisan un estricto nivel de higiene

Especificaciones técnicas:

- Encimera insonorizada y reforzada de 1,5 mm de espesor

- Patas cuadradas de 40 x 40 mm con tacos regulables de 30 mm de recorrido: las patas posteriores están desplazadas para adaptarse a los desniveles del suelo

- Incluye entrepaño reforzado de 0,8 mm de espesor

- Dimensiones: 120 x 60 x 85 cm

- Peso: 27 kg



MESAS DE MAYO

DE MADERA



Mesa de cama

REF. 400127448

Mesa para cama con estructura de acero y tablero de alta densidad .

Tamaño de la bandeja: 41 x 61 cm.

Base con ruedas extraíbles (2 con freno) Ø 50 mm (2,5 ").

Se entrega en forma de kit .

Ángulo y altura ajustable (de 72 a 110 cm).



Mesita auxiliar sencilla. Varios colores

REF.1005AD683X

Mesita auxiliar sencilla. Varios colores.

El tablero tiene un borde externo para evitar la caída de los objetos.

Mesita de un plano basculante que permite una inclinación de hasta 90° en ambas direcciones.

Medidas tablero: 60x38cm

Altura regulable: de 70 a 110cm

Base tablero: 60x40cm



Mesita auxiliar plegable. Varios colores

REF.1005AD688X

Elegante mesita graduable en altura y plegable.

Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.

Medidas tablero: 60 x 40 cm

El tablero bascula hasta 90° en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80° para acercarlo más al usuario si es necesario.

Alto regulable: de 61 a 94 cm

Medidas base: 50 x 42 cm

Peso total: 9 kilos



DE ACERO

Mesita volteable Knat

REF.1145VOLT.KNAT

Mesa auxiliar para comer volteable.

Sobre con estratificado, color blanco.

Estructura construida con acero revestido de pintura en polvo, de alta calidad y resistencia.

Abatible y regulable en altura manualmente.

Cuatro ruedas.

Las piezas expuestas reciben un acabado cromado.

Medidas: Sobre de 60x37,5cm aprox.

MESAS DE MAYO

DE ACERO

Mesa de cama

REF.11790710XX

Mes400127469

Mesa de cama con estructura fabricada en tubo de acero cromado.

Bandeja fabricada en material plástico resistente a los golpes que cuenta con bordes de retención e incorpora soportes para botellas, vasos y cubiertos.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones de la bandeja: 58x39x5 cm.
- Altura regulable: 75-114 cm.
- Base con 4 ruedas de 50 mm de diámetro.
- Fabricada en Italia.



Mesa de mayo de acero cromado regulable en altura, 60x40x102-130cm

REF.114814533

Mesa de mayo fabricada en acero cromado de alta calidad con bandeja superior extraíble de acero inoxidable. Puede regularse en altura de forma manual entre los 102 y los 130 cm.

Especificaciones técnicas:

- Altura mínima: 102 cm.
- Altura máxima: 130 cm.

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Medidas bandeja: 59x39x2,5 cm.
- Peso: 7 kg.
- Volumen: 0,24 m³.
- Carga máxima: 10 kg.



Mesa mayo elevación manual

REF.114121000

Altura regulable manualmente con volante de fijación.

Bandeja desmontable de 600 x 400 x 20 mm estampada y troquelada en frío.

Ruedas giratorias de 50 mm de diámetro.

Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Dimensiones: 600 x 400 x 750 - 1200 mm

Peso: 6 kg



Mesa de mayo, 5 ruedas

REF.400127453

Tamaño de la bandeja: 68 x 46 cm

Altura ajustable 70-110 cm

Peso: 8 kg

Se entrega en forma de kit.

Hecho en Italia



MESAS DE MAYO

Mesa mayo elevación manual



REF. 114126000

Altura regulable manualmente mediante doble guía, con volantes de fijación. Bandeja desmontable de 600 x 400 x 20 mm estampada y troquelada en frío.

Ruedas de 75 mm de diámetro, con parachoques; dos con freno.

Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Mesa de Mayo



REF. 1008M930

Mesa de mayo construida en tubo de acero cromado.

Regulable en altura: mín 82cm, máxima 126cm. Con ruedas.

Bandeja de acero inoxidable de 57x38 cms.

Mesa de mayo, 5 ruedas



REF.400145832

Base de acero inoxidable con 5 ruedas Ø 50 mm.

Altura ajustable 90-115 cm

Peso: 10 kg

Marco de acero inoxidable y bandeja extraíble.

Carga: 10 kg

Medida bandeja: 70x45xh 1,7 cm

Se entrega en forma de kit.

Hecho en Italia.

Mesa de mayo de acero inoxidable con altura ajustable, 60x40x102-130cm



REF.114814530

Mesa de mayo con bandeja superior extraíble que puede regularse en altura de forma manual. Está fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/8 para una mayor resistencia y durabilidad. Es capaz de soportar hasta 10 kg de peso.

Especificaciones técnicas:

- Altura mínima: 102 cm.
- Altura máxima: 130 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Medidas bandeja: 59x39x2,5 cm.
- Peso: 7 kg.
- Volumen: 0,24 m³.

Altura: Entre 70-100 cm aprox.

MESAS DE MAYO

Mesa de mayo, base en forma de U

REF.400145830

Base de acero inoxidable con ruedas en forma de U

Marco de acero inoxidable y bandeja extraíble.

Medida bandeja: 70x45xh 1,7 cm

Altura ajustable 90-115 cm

Carga: 10 kg

Se entrega en forma de kit.

Hecho en Italia.



Mesa de mayo ajustable en altura con base reforzada, 70x45x95-135cm

REF.114814540

Mesa de mayo fabricada con estructura de acero inoxidable AISI 304 18/8 altamente resistente que dispone de una base reforzada de poliestireno de alto impacto (HIPS) para una mayor durabilidad.

La mesa puede ajustarse en altura de forma manual.

La bandeja superior está fabricada también en acero inoxidable y puede extraerse cómodamente en función de las necesidades.

La mesa puede ajustarse en altura de forma manual.

Especificaciones técnicas:

- Altura mínima: 95 cm.

- Altura máxima: 135 cm.

- Largo: 70 cm.

- Ancho: 45 cm.

- Diámetro ruedas: 80 mm.

- Medidas bandeja:



Mesa de mayo con base

REF.400127454

Mesa de mayo con base

Con extraíble s / s bandeja, s / s AISI 304 base con 4 ruedas (Ø 50 mm)

Bandeja 68x46 cm

Altura ajustable: 70-110 cm

Peso: 12 kg

Carga: 20 kg

Acero inoxidable AISI 304

Se entrega en forma de kit.

Hecho en Italia.



Mesa de mayo con base y bomba

REF.400127455

Mesa de mayo con base y bomba

Bandeja: 74 x 54 cm

Regulable en altura: 85-120 cm

Peso: 19 kg

Carga 25 kg

Acero inoxidable AISI 304

Se entrega en forma de kit.

Hecho en Italia



MESAS DE MAYO

Mesa de mayo hidráulica con regulación en altura, 80x53x89-126cm



REF.114814550

Mesa de mayo regulable en altura mediante sistema hidráulico con accionamiento a pedal. Está fabricada con estructura de acero cromado con bandeja superior extraíble de acero inoxidable AISI 304 18/8. Además, cuenta con una base reforzada de poliestireno de alto impacto (HIPS) con el fin de garantizar una mayor durabilidad.

Especificaciones técnicas:

- Altura mínima: 89 cm.
- Altura máxima: 126 cm.
- Largo: 80 cm.
- Ancho: 53 cm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Medidas bandeja: 65x53x2 cm.
- Peso: 25 kg.
- Volumen: 0,37 m³.
- Carga máxima: 10 kg.



Mesa mayo elevación hidráulica

REF.114128000

Sistema hidráulico para elevación y descenso accionado a pedal. Fácil y rápido manejo. Estable en cualquier altura. Cantos redondeados sin aristas cortantes. Bandeja desmontable de 650 x 530 x 20 mm. estampada y troquelada en frío.

Ruedas dobles de ø75 mm, con parachoques; dos con freno.

Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Altura mínima-máxima: 850 - 1200 mm

Dimensiones: 650 x 530 x 850 - 1200 mm

Peso: 17 kg



MESAS PARA INSTRUMENTAL

Mesa para instrumental, 60x40x80cm

REF.114120000

Mesa para instrumental con dos estantes lisos. Dispone de 4 ruedas de 75 mm diámetro desarrolladas con parachoques, dos con freno.

Peso: 10 kg. Está fabricada en acero inoxidable 18/10.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Distancia entre estantes: 52 cm.
- Peso: 7 kg.



Mesa de acero inoxidable para instrumental con 2 estantes, 100x50x80cm

REF.114814501

Mesa para instrumental con 2 estantes fabricados en chapa de acero inoxidable de 1 mm, capaces de soportar hasta 30 kg de peso cada uno.

Incorpora cuatro ruedas giratorias para facilitar su movilidad.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 100 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 13 kg.
- Volumen: 0,40 m³.



Mesa para instrumental con bandeja superior y estante inferior, 100x40x80cm

REF.114814500

Mesa para instrumental con bandeja superior extraíble y estante inferior liso, ideal para depositar y trasladar todo tipo de material e instrumental médico en consulta. Está fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/8 que proporciona una gran resistencia, siendo capaz de soportar hasta 30 kg por estante.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 100 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 10 kg.
- Volumen: 0,32 m³.



Mesa para instrumental con estante superior con reborde, 90x40x80cm

REF.114123000

Mesa para instrumental con estante superior con reborde de protección en tres lados y estante inferior liso. Está fabricada en acero inoxidable 18/10 para una mayor resistencia y durabilidad y dispone de 4 ruedas de 75 mm de diámetro desarrolladas con parachoques, dos de ellas con freno.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 90 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 10 kg.



MESAS PARA INSTRUMENTAL

Mesa para instrumental en forma de riñón. 1200 x 500 x 800 mm



REF.114124120

Estante superior con frente en forma de riñón con reborde de protección en tres lados.

Cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.

Ruedas de $\varnothing 75$ mm, con parachoques; dos con freno.

Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Consultar modelos de otras dimensiones.

Dimensiones:

1200 x 500 x 800 mm

Peso: 14 kg

Mesa para instrumental acero inoxidable. Varias medidas



REF.11481450X

Mesa para instrumental quirúrgico, de acero inoxidable.

El entrepaño superior dispone de reborde en tres lados.

Entrepaño inferior liso. Ruedas giratorias de 80 mm.

Varias medidas:

114814503: 100 x 50 x 80 cm, peso: 17 kg

114814506: 120 x 50 x 80 cm, peso: 19 kg

114814509: 140 x 50 x 80 cm, peso: 19 kg

Mesa para instrumental con altura regulable manualmente, 90x56,5x90-140cm



REF.114127000

Mesa para instrumental que puede regularse en altura de forma manual mediante doble guía.

Está fabricada en acero inoxidable 18/10 altamente resistente. Dispone de 4 ruedas de 75 mm de diámetro desarrolladas con parachoques, 2 de ellas con freno.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 90 cm.
- Ancho: 56,5 cm.
- Altura mínima: 90 cm.
- Altura máxima: 140 cm.
- Peso: 12 kg.

Mesa para instrumental en forma de riñón. Varias medidas



REF.11481451XX

Mesa para instrumental en forma de riñón fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/8 altamente resistente, óptima para colocar material e instrumental sanitario para su posterior traslado. Es posible escoger, con coste adicional, la longitud de la mesa.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.

Varias medidas disponibles:

- Modelo 100 cm de largo:
 - Largo: 100 cm.
 - Peso: 14 kg.
 - Volumen: 0,40 m³.
- Modelo 120 cm de largo:
 - Largo: 120 cm.
 - Peso: 16 kg.
 - Volumen: 0,48 m³.
- Modelo 140 cm de largo:
 - Largo: 140 cm.
 - Peso: 18 kg.
 - Volumen: 0,56 m³.

MESAS PARA INSTRUMENTAL

Mesa para instrumental. Varias medidas

REF.114122XXX

Estantes, superior e inferior lisos.

Ruedas de $\varnothing 75$ mm, con parachoques; dos con freno.

Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Varias medidas:

114122000: 900 x 400 x 800 mm

114122100: 1000 x 500 x 800 mm

114122120: 1200 x 500 x 800 mm

Peso: 10 kg



Mesa para instrumental en forma de riñón 150x50x80cm

REF.114124150

Mesa para instrumental fabricada en acero inoxidable altamente resistente para una mayor durabilidad. Dispone de una superficie de trabajo en forma de riñón diseñada con un reborde de protección en tres lados.

Cuenta con cuatro ruedas de 80 mm de diámetro, dos de ellas con freno, para facilitar su movilidad y traslado.

Dimensiones: 150x50x80 cm.

Peso: 14 kg.



Mesa para instrumental en forma de riñón. 1000 x 500 x 800 mm

REF.1166M110

Fabricada en acero inoxidable.

Estante superior con 3 rebordes.

Dispone de 4 ruedas de 80 mm de diámetro, con paragolpes y dos de ellas con freno.

Medidas: 1000x500x800 mm

Peso: 15 kg



Mesa para instrumental con 1 estante, 120x65x95cm

REF.400127914

Mesa para instrumental de quirófano fabricada en acero inoxidable AISI 304 y diseñada con 1 estante.

Especificaciones técnicas:

- Carga máxima por estante: 40 kg.
- Parte superior equipada con 4 ganchos para la colocación de instrumentos.

• Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro, 2 de ellas con freno.

• Dimensiones:

- Largo: 120 cm.

- Ancho: 65 cm.

- Altura: 95 cm.

• Peso: 28 kg.

• Se entrega en forma de kit.

• Fabricada en Italia.



MESAS PARA INSTRUMENTAL

Mesa para instrumental con 2 estantes, 120x65x95cm



REF.400127913

Mesa para instrumental con 2 estantes fabricada en acero inoxidable AISI 304. Cuenta con 4 ruedas giratorias para facilitar su movilidad y traslado.

Especificaciones técnicas:

- Carga máxima por estante: 40 kg.
- Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro, 2 de ellas con freno.

• Dimensiones:

- Largo: 120 cm.
- Ancho: 65 cm.
- Altura: 95 cm.

• Peso: 28 kg.

- Se entrega en forma de kit.
- Fabricada en Italia.

Mesa para instrumental regulable en altura por manivela, 94x50x92-131,5cm



REF.114122700

Mesa para instrumental de acero inoxidable con altura regulable mediante manivela, una en cada lateral, con parada en cualquier posición desde los 92 cm hasta los 131,5 cm. El plano de trabajo cuenta con reborde a tres lados y está fabricado en chapa de acero inoxidable, plegada y conformada, sin aristas cortantes.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 94 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Altura mínima: 92 cm.
- Altura máxima: 131,5 cm.
- Peso: 17 kg.

Mesa de trabajo de acero inoxidable, 120x70x95cm



REF.400127909

Mesa de trabajo equipada con dos cajones a cada lado pensados para trabajar en ambos lados. Está fabricada en acero inoxidable AISI 304 y está montada sobre 4 ruedas de 80 mm de diámetro, dos de ellas con freno.

Especificaciones técnicas:

- Peso: 50 kg.
- Dimensiones:
 - Largo: 120 cm.
 - Ancho: 70 cm.
 - Altura: 95 cm.
- Carga máxima (x estante): 40 kg.
- Se entrega en forma de kit.
- Fabricada en Italia.

MESAS VESTIDOR

Mesa desnuda-bebes para exploración, estructura acero con revestimiento en epoxy

REF.114812218XX

Mesa desnuda-bebes y exploración para recién nacidos

Estructura acero con revestimiento en epoxy

Parte superior acolchada con goma espuma y tapizada en skay

Entrepaño inferior liso

Medidas: 120 x 53 x 86 cm (largo x fondo x alto)

Peso: 28 kilos

Color de tapizado a escoger.



Mesa desnuda-bebes exploración recién nacido, dos cajones. Varios colores

REF.114812215X

Estructura acero con revestimiento en epoxy

Dos cajones superiores de PVC frente de polímero. A elegir color: rojo, azul, morado y pistacho.

Parte superior acolchada con goma espuma y tapizada en skay

Entrepaño inferior liso

Medidas: 120 x 53 x 86 cm (largo x fondo x alto)

Peso: 28 kilos



Mesa vestidor pediátrica

REF.114110000

Mesa vestidor pediátrica

Lecho tapizado en polipiel sintético de color a elegir, ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponjosa de alta densidad. Patas rematadas con tacos antideslizantes.

Estante inferior de madera laminada.

Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10 y esmaltado epoxy.

Dimensiones: 1250 x 550 x 870 mm

Peso: 30kg



Mesa cambiador

REF.400127400

Bebé cambiador con estructura tubular Itallumag con 2 estantes: 115 x 60 cm, encimera de acolchado en cuero simulado lavable suave: 100 x 40 cm, inferior estante en panel aglomerado laminado.

Especificaciones técnicas

- Carga máxima: 50 kg
- Tamaño: 115 x 63 x 85 cm h
- Peso: 31 kg
- Se entrega en forma de Kit
- Fabricado en Italia



MESAS AUXILIARES

METÁLICO



Carrito metálico con 3 estantes y 1 cajón bandeja

REF.11021017

Carrito de estructura metálica en color blanco de diseño minimalista.

Equipado con 3 amplios estantes y cajón bandeja.

Frontal libre para facilitar la colocación de aparatos y equipos con salidas frontales.

Total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y asa posterior.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 48 cm.
- Ancho: 37 cm.
- Altura: 85 cm.
- Peso: 5,6 kg.



Carrito metálico con 3 estantes de madera, 61x43x83cm

REF.1207HZ-903

Carrito con estructura metálica y 3 estantes de madera. Incluye 4 ruedas que facilitan su movilidad.

Características técnicas:

- Longitud: 61 cm
- Ancho: 43 cm
- Altura: 83 cm
- Peso: 14 kg
- Carga máxima: 15 kg
- Color: blanco



Carrito estructura metálica con 3 estantes, 53,5x43x80cm

REF.11021013

Carrito de estructura metálica en color blanco de diseño minimalista. Está equipado con 3 amplios estantes ideales para colocar material e instrumental médico.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 53,5 cm.
- Ancho: 43 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 14 kg.

Garantiza una total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y a la barandilla de empuje que incorpora.



Carrito con estructura metálica y 3 estantes, 60x45x80cm

REF.11021040

Carrito con estructura metálica en color blanco de diseño simple y práctico. Está equipado con 3 amplios estantes de cristal translúcido pensados para la colocación de material e instrumental médico.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 45 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 16 kg.
- Color: blanco

MESAS AUXILIARES

METÁLICO

Carrito metálico con 4 estantes y bolsa lateral, 74x44x91 cm

REF.11021031

Carrito de estructura metálica en color blanco de diseño moderno y práctico.

Equipado con 4 estantes y bolsa lateral.

Total movilidad gracias a sus cuatro

Especificaciones técnicas:

- Largo: 74 cm.
- Ancho: 44 cm.
- Altura: 91 cm.
- Peso: 22 kg.



Carrito de estructura metálica con un cajón, 55,5x42x82cm

REF.11021019A

Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave y 3 estantes. Su diseño permite la colocación de todo tipo de material sanitario, incluso encima del cajón superior.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 55,5 cm.
- Ancho: 42 cm.
- Altura: 82 cm.
- Peso: 21 kg.



Mesa-carrito metálica con 3 estantes, 63x43x100cm

REF. 1047A4444

Mesa-carrito metálica en color blanco diseñada con tres estantes.

Se sirve desmontada.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 55,5 cm.
- Ancho: 42 cm.
- Altura: 82 cm.
- Peso: 21 kg.



Carrito metálico con 1 cajón y 3 estantes, 60x46,5x80,5cm

REF.11021040A

Práctico carrito de estructura metálica en color blanco con un cajón con llave y 3 amplios estantes de cristal, ideal para la colocación de instrumental.

Total movilidad gracias a sus 4 ruedas. Práctico carrito de estructura metálica en color blanco con un cajón con llave y 3 amplios estantes de cristal, ideal para la colocación de instrumental.

Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 46,5 cm.



MESAS AUXILIARES

METÁLICO



Carrito metálico con 2 estantes y 2 cajones con cerradura, 62x36x90cm

REF.1207HZ-938

Carrito de estructura metálica diseñado con 2 estantes y 2 cajones con cerradura (llave incluida).

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 62 cm
- Ancho: 36 cm
- Altura: 90 cm
- Peso: 24 kg
- Material fabricación cajones y estantes: madera
- Carga máxima: 15 kg
- Color: blanco



Carrito con 3 estantes, 2 cajones y 2 bandejas laterales. 75x38,5x86cm

REF.1207HZ-978

Carrito de estructura metálica de alta calidad diseñado con 3 estantes de plástico, 2 cajones y 2 bandejas laterales.

Características:

- Dispone de 4 ruedas para facilitar su movilidad.
- Cuenta con 2 soportes para colocar el instrumental.
- Incorpora otro soporte pensado para ubicar una lámpara de lupa.

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 75 cm.
- Ancho: 38,5 cm.
- Altura: 86 cm.
- Peso: 9,3 kg.
- Carga máxima: 20 kg/estante.
- Color: blanco.
- Peso: 5,5 Kg.



Mesa auxiliar de acero cromado con 2 estantes, 60x40x80cm

REF. 114814130

Mesa auxiliar con estructura de acero cromado y 2 estantes fabricados en acero inoxidable que soportan hasta 30 kg de peso cada uno. De esta manera, es ideal para depositar y trasladar material sanitario con total seguridad.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,20 m³.



Mesa para especialidades médicas de acero cromado, 60x40x80cm

REF.114814121

Mesa para especialidades médicas de acero cromado.

Entrepañó superior e inferior fabricados con tablero de fibra recubierto en melamina de PVC.

Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 10 kg.
- Volumen: 0,20 m³.

MESAS AUXILIARES

ACERO CROMADO

Mesa auxiliar de acero cromado con bandeja superior, 60x40x80cm

REF.114814133

Mesa auxiliar fabricada con estructura de acero cromado para una mayor durabilidad y resistencia. Cuenta con una bandeja superior extraíble y un estante inferior para la colocación y traslado de material médico, ambos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/8.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,20 m³.
- Carga máxima: 30kg/estante.
- Medidas bandeja superior: 39x59x2,5 cm.



Mesa auxiliar de acero cromado, estante superior con reborde. 60x40x80cm

REF.114814132

Mesa auxiliar con estructura de acero cromado altamente resistente que dispone de dos estantes, uno superior con reborde de 1,5 mm en tres lados y uno inferior liso.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 9 kg.
- Volumen: 0,20 m³.
- Carga máxima: 30kg/estante.



Mesa auxiliar de acero cromado con entrepaño, 60x40x80cm

REF.114814122

Mesa auxiliar de acero cromado con entrepaño superior e inferior fabricados en tablero de fibra recubierto en melamina de PVC. Dispone de 4 ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 11 kg.



Mesa auxiliar de acero inoxidable con 2 estantes, 60x40x80cm

REF. 114814106

Mesa auxiliar con estructura de acero inoxidable altamente resistente y 2 estantes que soportan una carga máxima de hasta 30 kg cada uno. Ideal para trasladar cómodamente material e instrumental médico en consulta.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,20 m³.



MESAS AUXILIARES

ACERO CROMADO

Mesa auxiliar de acero cromado con 2 bandejas extraíbles, 60x40x80cm



REF.114814136

Mesa auxiliar con estructura de acero cromado y dos bandejas de acero inoxidable que pueden extraerse fácilmente.

Gracias a sus materiales de fabricación altamente resistentes, cada bandeja es capaz de soportar hasta 30 kg.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,20 m³.
- Medidas bandeja superior: 39x59x2,5 cm.
- Medidas bandeja inferior: 54,5x3,44x2,5 cm.

Mesa auxiliar con 3 estantes en color blanco, 64,5x40x92cm



REF. 1008M15

Mesa auxiliar construida en tubo de acero cromado con tres estantes blancos, asas de empuje y ruedas.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 64,5 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 92 cm.

ACERO INOXIDABLE

Mesa auxiliar con 2 estantes, estante superior con reborde. 60x40x80cm



RE114125000

Mesa auxiliar para instrumental con estante superior con reborde de protección a tres lados y estante inferior liso.

Ruedas de 75 mm de diámetro, dos de ellas con freno.

Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 7 kg.

Carrito auxiliar de acero inoxidable con 2 estantes, 60x40x87cm



RE 114814000

Carrito auxiliar fabricado con estructura de acero inoxidable altamente resistente y diseñado con dos estantes para colocar todo tipo de material e instrumental sanitario. Incorpora cuatro ruedas giratorias de 80 mm de diámetro que facilitan su movilidad en consulta. Además, dispone de un asa a ambos lados pensada para empujar el carrito durante su traslado.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 87 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,21 m³.

MESAS AUXILIARES

ACERO INOXIDABLE

Mesa auxiliar de acero inoxidable con 2 estantes con reborde, 60x40x81cm

REF.400127433

Mesa auxiliar de acero inoxidable AISI 304 diseñada con 2 estantes con reborde de 3,5 cm en los cuatro lados.

Cuenta con 4 ruedas giratorias de goma de 60 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 81 cm.
- Peso: 8 kg.



Mesa auxiliar con 2 estantes (estante superior con reborde), 60x40x80cm

REF.114814109

Carrito auxiliar fabricado en acero inoxidable de calidad exclusiva y diseñado con 2 estantes, el superior con reborde en 3 de sus lados.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 9 kg.
- Volumen: 0,20 m³.



Carrito auxiliar de acero inoxidable con 2 estantes con reborde, 60x40x87cm

REF.114814006

Carrito auxiliar fabricado en acero inoxidable de gran calidad que es óptimo para colocar y trasladar material e instrumental médico. Está diseñado con 2 estantes con un reborde de 2,5 cm con el fin de evitar la caída accidental de material.

Se ha desarrollado con 4 ruedas giratorias y dos asas laterales para facilitar su movilidad.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 87 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Carga máxima: 30 kg/estante.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,21 m³.



Mesa auxiliar con bandeja superior y estante inferior, 60x40x80cm

REF.114119000

Mesa auxiliar con bandeja superior desmontable, estampada y troquelada en frío, y estante inferior liso.

Cuenta con 4 ruedas de 75 mm de diámetro, dos con freno.

Fabricación en acero inoxidable 18/10

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 7 kg.



MESA AUXILIARES

ACERO INOXIDABLE

Mesa auxiliar de acero inoxidable con bandeja superior, 60x40x80cm



REF1047S4670X

Mesa auxiliar de acero inoxidable diseñada con una bandeja superior extraíble y un estante inferior, ideal para trasladar todo tipo de material e instrumental sanitario. Gracias a su material de fabricación altamente resistente, cada estante puede soportar una carga máxima de hasta 30 kg.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,21 m³.
- Dimensiones bandeja superior: 39x59x2,5 cm.

Carrito de acero inoxidable con 3 estantes, 60x40x87cm



REF.114814002

Carrito auxiliar con estructura de acero inoxidable diseñado con 3 estantes lisos, sin reborde. Gracias a la alta resistencia de su material de fabricación, cada estante puede soportar hasta 30 kg de peso.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 87 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Peso: 11 kg.
- Volumen: 0,21 m³.

Con el fin de facilitar su movilidad, se ha desarrollado con cuatro ruedas

Mesa auxiliar con 2 estantes de acero inoxidable, 60x40x79cm



REF.1008M20

Carrito auxiliar fabricado en tubo de acero cromado con dos estantes de acero inoxidable.

Medidas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 79 cm.

Carrito de acero inoxidable con 3 estantes con reborde, 60x40x87cm



REF.114814003

Carrito auxiliar con estructura de acero inoxidable que dispone de tres estantes con reborde de 2,5 cm. Es óptimo para colocar todo tipo de instrumental y material sanitario para una mayor accesibilidad y comodidad del profesional médico.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 87 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor estante: 0,8 mm.
- Peso: 11 kg.
- Volumen: 0,21 m³.

Características:

- Diseñado con dos asas laterales para facilitar su movilidad.
- Cuenta con ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.
- Carga máxima: 30 kg por estante.

ESPECIAL MESAS

dh material
médico

MESAS AUXILIARES

ACERO INOXIDABLE

Mesa auxiliar de acero inoxidable con 2 bandejas extraíbles, 60x40x80cm

REF. 114814103

Mesa auxiliar con estructura de acero inoxidable y 2 bandejas extraíbles, una superior y otra inferior, ambas capaces de soportar hasta 30 kg de peso cada una. Es óptima para depositar y trasladar materiales sanitarios, otorgando una mayor accesibilidad al profesional médico.

Especificaciones técnicas:

- Altura: 80 cm.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor bandeja: 0,8 mm.
- Diámetro ruedas: 80 mm.
- Peso: 8 kg.
- Volumen: 0,20 m³.
- Dimensiones bandeja superior: 39x59x2,5 cm.
- Dimensiones bandeja inferior: 54,5x3,44x2,5 cm.



Mesa auxiliar con dos estantes y un cajón, 60x40x80cm

REF.114115000

Mesa auxiliar con un cajón frontal, un estante superior con reborde de protección a tres lados y otro estante inferior liso.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 10 kg.

Ruedas de 75 mm de diámetro, dos con freno.



Mesa para autoclave de acero inoxidable con 2 estantes, 60x40x80cm

REF.114814110

Mesa auxiliar para autoclave diseñada con estructura de acero inoxidable y dos estantes, uno superior y otro inferior. Incorpora una barandilla de empuje para facilitar su movilidad.

Especificaciones técnicas:

- Protección anti-golpes.
- Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.
- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 11 kg.



Mesa auxiliar con 3 estantes de acero inoxidable, 70x50x82cm

REF.400127431

Mesa auxiliar de acero inoxidable AISI 304 con asa de empuje, 3 estantes con reborde de 3,5 cm en los cuatro lados y 4 ruedas giratorias de goma de 80 mm de diámetro.

Se entrega en forma de kit.

Fabricada en Italia.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 70 cm.
- Ancho: 50 cm.
- Altura: 82 cm.
- Peso: 13 kg.
- Carga máxima (x estante): 25 kg.



MESAS AUXILIARES

ACERO INOXIDABLE



Mesa auxiliar con 3 estantes de acero inoxidable, 64,5x40x92cm

REF.1008M25

Mesa auxiliar fabricada en tubo de acero cromado que dispone de tres estantes de acero inoxidable, 2 asas de empuje y ruedas.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 64,5 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 92 cm.

(Los cajones se venden por separado).



Mesa para autoclave de acero inoxidable, 80x60x80cm

REF.114814502

Mesa para autoclave con estructura reforzada de acero inoxidable.

Entrepañó superior liso.

Cuatro patas con conteras.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 80 cm.
- Ancho: 60 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 12 kg.

Mesa auxiliar especialidades médicas con un cajón, 60x40x80cm. Varios colores



REF.114814118X

Mesa auxiliar de acero inoxidable con bandeja superior y entrepañó inferior liso. Diseñada con un cajón frontal disponible en varios colores. Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 18 kg.

Varios colores disponibles:

- Azul (ref. 114814118-A).
- Morado (ref. 114814118-M).
- Pistacho (ref. 114814118-P).
- Rojo (ref. 114814118-R).

Mesa auxiliar para autoclaves Clase B con 2 estantes, 76x61x90cm



REF.124275127

Mesa auxiliar diseñada con dos estantes para el traslado de autoclaves Clase B.

Especificaciones técnicas:

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304, con sobre de polietileno.
- Equipada con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
- Largo: 76 cm.
- Ancho: 61 cm.
- Altura: 90 cm.

MESAS AUXILIARES

ACERO INOXIDABLE

Mesa para especialidades médicas con dos cajones, 60x40x80cm. Varios colores

REF.114814120X

Mesa para especialidades médicas de acero inoxidable con dos cajones frontales disponibles en varios colores, una bandeja superior y un estante inferior liso. Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 80 cm.
- Peso: 19 kg.

Varios colores disponibles:

- Azul (ref. 114814120-A).
- Morado (ref. 114814120-M).
- Pistacho (ref. 114814120-P).
- Rojo (ref. 114814120-R).



ALUMINIO

Mesa auxiliar de aluminio con 2 estantes y barandilla, 60x40x77cm

REF.400127429

Mesa auxiliar de aluminio con 2 estantes y una barandilla de empuje.

Características:

- 2 estantes bilaminados en color blanco, de 18 mm de espesor, bordeados de PVC negro.
- Dos grandes asas laterales que facilitan su transporte.
- 4 ruedas giratorias de nylon de 80 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 60 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 77 cm.
- Peso: 1 kg.
- Carga máxima por estante: 40 kg.



ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BALDAS DE CHAPA DE ACERO Y RECUBIERTO DE POLVO EPOXI

Mesa auxiliar con 3 estantes, 50x48,2x78cm

REF.400127895

Mesa auxiliar diseñada con 3 estantes de 40x36 cm, base rodable y asa de empuje para una mayor versatilidad en consulta. El primer estante puede montarse plano o inclinado $\pm 10^\circ$, tal y como se indica en las imágenes disponibles. Y, además, todos los estantes están fabricados con un borde de protección en la parte trasera y se pueden regular en altura.

Especificaciones técnicas:

- 3 estantes: 2 baldas de 40x36 cm + la base

• Estructura fabricada en aluminio. Baldas de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi

- Carga máxima:

- Estructura total: 80 kg
- Balda: 15 kg
- 4 ruedas de 65 mm de diámetro, 2 con freno
- Largo: 50 cm
- Ancho: 48,2 cm
- Altura: 78 cm
- Peso: 13 kg
- Instrucciones de montaje.
- Fabricada en Italia



MESAS AUXILIARES

ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BALDAS DE CHAPA DE ACERO Y RECUBIERTO DE POLVO EPOXI

Mesa auxiliar con 4 estantes, 50x48,2x88cm



REF.400127896

Mesa auxiliar con 4 estantes de 40x36cm diseñada con base rodable y asa de empuje. El primer estante se puede montar plano o inclinado $\pm 10^\circ$.

Especificaciones técnicas:

Estructura: aluminio. Balda: chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi. - 4 ruedas de 65 mm de diámetro, 2 con freno. 4 estantes: 3 baldas de 40x36 cm + la base

- Instrucciones de montaje.

- Todos los estantes disponen de un borde de protección en la parte trasera y son regulables en altura

- Peso: 15 kg

- Largo: 50 cm

- Ancho: 48,2 cm

- Altura: 88 cm

- Carga máxima:

• Estructura total: 80 kg

• Balda: 15 kg

- Fabricada en Italia



Mesa auxiliar con 5 estantes, 50x48,2x115cm

REF.400127897

Mesa auxiliar con 5 estantes fabricados con un borde de protección en la parte trasera, el primero de ellos puede montarse plano o inclinado $\pm 10^\circ$. Además, dispone de base rodable y asa de empuje para mejorar su movilidad en consulta.

Especificaciones técnicas:

- 50x48,2x115 cm

- Estructura fabricada en aluminio. Baldas de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi

- Los estantes son regulables en altura

- Carga máxima:

• Estructura total: 80 kg

• Balda: 15 kg

- 5 estantes: 4 baldas de 40x36 cm + la base

- Altura: 115 cm

- 4 ruedas de 65 mm de diámetro (2 con freno)

- Las instrucciones de montaje están ilustradas

- Peso: 18 kg

- Fabricada en Italia



Mesa auxiliar con 4 estantes y soporte para infusiones, 50x48,2x88cm

REF.400127896+400127874

Mesa auxiliar con 4 estantes de 40x36 cm equipada con un soporte para realizar infusiones.

Especificaciones técnicas:

- Estructura fabricada en aluminio. Baldas fabricadas en chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi. - 4 estantes: 3 baldas de 40x36 cm + la base

- El primer estante se puede montar plano o inclinado $\pm 10^\circ$

- Instrucciones de montaje.

- Los estantes son regulables en altura y disponen de un borde de protección

- Largo: 50 cm

- Ancho: 48,2 cm

- Altura: 88 cm

- Peso: 15 kg

- Carga máxima:

• Estructura total: 80 kg

• Balda: 15 kg

- Fabricada en Italia

MESAS AUXILIARES

Mesa auxiliar con asa de empuje y 1 balda, 47x42x79cm

REF.400127870

Mesa auxiliar diseñada con una balda de 32x26 cm, base rodable y un asa de empuje para una mayor versatilidad en consulta.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 47 cm.
- Ancho: 42 cm.
- Altura: 79 cm.

- Medidas de la balda: 32x26 cm.
- Capacidad de carga:
 - Estructura total: 120 kg.
 - Balda: 10 kg.
- Base rodable de 4 ruedas de 65 mm de diámetro, dos de ellas con freno.
- Incluye instrucciones de montaje ilustradas.
- Fabricada en Italia.



Mesa auxiliar con 2 baldas, 47x42x79cm

REF.400127870+400127872

Mesa auxiliar diseñada con 2 baldas de 32x26 cm, asa de empuje y base rodable de diseño ergonómico que la convierte en un equipamiento muy versátil.

Especificaciones técnicas:

- 2 baldas de 32x26 cm fabricadas en chapa de acero y recubiertas de polvo epoxi.
- Estructura fabricada aluminio

- Base rodable de 4 ruedas de 65 mm de diámetro, dos de ellas con freno
- Incluye instrucciones de montaje ilustradas
- Largo: 47 cm
- Ancho: 42 cm
- Altura: 79 cm
- Capacidad de carga:
 - Estructura total: 120 kg
 - Baldas: 10 kg
- Fabricada en Italia



Mesa auxiliar con balda y soporte para monitores, 47x42x102cm

REF.400127869

Mesa auxiliar con balda y soporte resistente para monitores que está diseñada con base rodable y asa de empuje para facilitar su movilidad en consulta.

Especificaciones técnicas:

- Material:
 - Estructura: aluminio
 - Balda: chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi

- Balda de 40x36 cm
- Altura: 102 cm
- 4 ruedas de 65 mm de diámetro, 2 con freno
- Instrucciones de montaje
- Fabricada en Italia
- Largo: 47 cm
- Ancho: 42 cm
- Altura: 102 cm
- Carga máxima:
 - Estructura total: 120 kg
 - Balda: 10 kg



MESAS AUXILIARES

ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BALDAS DE CHAPA DE ACERO Y RECUBIERTO DE POLVO EPOXI

Mesa auxiliar con cesta y soporte para monitores, 47x42x102cm



REF.400127869+400127873

Mesa auxiliar con cesta y soporte para monitores diseñada con base rodable y asa de empuje.

Especificaciones técnicas:

- Balda de 40x36 cm .
- Carga máxima:
 - Estructura total: 120 kg
 - Balda: 10 kg

- 4 ruedas de 65 mm de diámetro (2 con freno)
- Instrucciones de montaje.
- Largo: 47 cm
- Ancho: 42 cm
- Altura: 102 cm
 - Estructura: aluminio
 - Balda: chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi

Mesa auxiliar con cesta y soporte para infusiones, 47x42x79cm



REF.400127870

+400127873+400127874

Mesa auxiliar equipada con una cesta para el almacenaje de materiales y un soporte para infusiones. Además, dispone de asa para empujarla y base rodable para trasladarla cómodamente en consulta.

Especificaciones técnicas:

- 1 balda de 32x26 cm
- Altura: 79 cm
- Base rodable de 4 ruedas de 65 mm de diámetro, dos con freno

- Instrucciones de montaje ilustradas
- Materiales:
 - Balda: chapa de acero recubierta de polvo epoxi
 - Estructura: aluminio
- Largo: 47 cm
- Ancho: 42 cm
- Altura: 79 cm
- Fabricada en Italia
- Carga máxima:
 - Estructura total: 120 kg
 - Balda: 10 kg

ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO

Mesa auxiliar para ECG, 62x48x85cm. Varios colores



REF.114814150

Mesa auxiliar para ECG con estructura de acero pintado.

Características:

- Estante superior fabricado en tablero de fibra recubierto con melamina.
- Cuenta con barandilla de empuje para facilitar su movilidad.
- Estante inferior de acero con revestimiento en epoxy.
- Cajón frontal de PVC con autocierre disponible en varios colores.
- Ruedas giratorias de 80 mm de diámetro.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 62 cm.
- Ancho: 48 cm.
- Altura: 85 cm.
- Peso: 16 kg.
- Varios colores disponibles:
 - Rojo (ref. 114814150-R).
 - Azul (ref. 114814150-A).
 - Morado (ref. 114814150-M).
 - Pistacho (ref. 114814150-P).

MESAS AUXILIARES

MADERA

Carrito de madera con 3 estantes de cristal templado, 71,5x40x88cm

REF.11021034

Carrito de madera especialmente indicado para centros de SPA.

Equipado con 3 estantes de cristal templado.

Con asas de empuje y ruedas para facilitar el desplazamiento.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 71,5 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Altura: 88 cm.
- Peso: 22 kg.



Carrito con tomas de corriente eléctrica y cajón ultravioleta, 46x45x80cm

REF.1207HZ-984

Carrito auxiliar diseñado con tomas de corriente eléctrica y un cajón con luz ultravioleta. Características:

- 2 cajones estándar.
- 1 estante superior fabricado en vidrio.
- Dispone de un estante corredizo para depositar los equipos de trabajo.
- 3 tomas de corriente eléctrica para la conexión de accesorios o herramientas de trabajo.
- La parte trasera cuenta con una tapa pasacables.
- Diseñado con 4 ruedas para facilitar su movilidad.

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 46 cm
- Ancho: 45 cm
- Altura: 80 cm
- Peso: 38 kg
- Carga máxima: 30 kg
- Potencia: 6 W
- Corriente nominal: 0,05 A
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220-240 V



Carrito de madera con 3 estantes y 1 cajón, 63x48,5x86,5cm

REF.11021018A

Carrito de madera de diseño elegante y moderno equipado con 3 estantes y un cajón con llave.

Garantiza una total movilidad gracias a sus cuatro ruedas.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 63 cm.
- Ancho: 48,5 cm.
- Altura: 86,5 cm.
- Peso: 22 kg.



DE RESINA

Carrito de madera con 3 estantes y 1 cajón, 63x48,5x86,5cm

REF.11021018A

Carrito de madera de diseño elegante y moderno equipado con 3 estantes y un cajón con llave.

Garantiza una total movilidad gracias a sus cuatro ruedas.

Especificaciones técnicas:

- Largo: 63 cm.
- Ancho: 48,5 cm.
- Altura: 86,5 cm.
- Peso: 22 kg.





dh material
médico

Todo lo que necesita para su clínica

93 864 37 07
info@dhmaterialmedico.com
www.dhmaterialmedico.com