

PRODUCTOS INNOVADORES

# TRICOLOGÍA



**dh** material  
médico

# ÍNDICE

SILLÓN LAVACABEZAS, SILLÓN HIDRÁULICO	02
CAMILLAS Y SILLONES TRICOLOGÍA LEMI	05
ACCESORIOS, COLOR, BASES Y COLCHONES LEMI	07
TABURETES LEMI	08
LÁMPARAS DE CIRUGÍA Y RECONOCIMIENTO	10
MOSTRADORES	18
CARROS, MESAS DE TRABAJO, LAVAMANOS	20
AUTOCLAVES, SELLADORAS, ESTERILIZACIÓN	23
MONITORES, ECÓGRAFOS, ELECTROBISTURIS	24
LUPAS Y LENTES, DERMATOSCOPIOS	26
IMPLANTADOR DE PELO KNU	29
MICROMOTOR , CUCHILLAS, PUNCH	30
INSTRUMENTAL	32
PAÑOS, BATAS, GORROS, MASCARILLAS, PAPEL CAMILLA	37
GUANTES, GASAS, JERINGAS, AGUJAS	40
KITS PRP, CENTRÍFUGAS	44
PISTOLAS DE MESOTERAPIA	46

**MÁS DE 10.000  
ARTÍCULOS**

ENCUÉNTRELOS EN LA WEB  
**[www.dhmaterialmedico.com](http://www.dhmaterialmedico.com)**



**VISITE NUESTRAS  
OFERTAS ACTUALES**



## SILLÓN LAVACABEZAS



### ODDEN

REF. 12070010531XX  
Sillón lavacabezas Odden con estructura de fibra de vidrio. Varios colores

Pica disponible en dos colores:  
- Blanco (ref. 12070010531-B).  
- Negro (ref. 12070010531-N).

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 109 cm.
- Ancho: 64 cm.
- Altura: 100 cm.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Peso: 38,3 kg.
- Material fabricación tapizado: PVC en color negro.
- Material fabricación pica: cerámica.



### FAID

REF. 12070010041XX  
Sillón lavacabezas Faid con estructura de PVC. Varios colores

Pica disponible en dos colores:  
- Blanco (ref. 12070010041-B).  
- Negro (ref. 12070010041-N).

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 124,5 cm.
- Ancho: 68 cm.
- Altura: 106 cm.
- Altura del asiento: 48 cm.
- Peso: 69,1 kg.
- Diámetro desagüe: 40 mm.
- Material fabricación tapizado: PVC en color negro.
- Material fabricación pica: cerámica.



### SION

REF. 12070010061XX  
Sillón lavacabezas Sion con estructura de PVC. Varios colores

Pica disponible en dos colores:  
- Blanco (ref. 12070010061-B).  
- Negro (ref. 12070010061-N).

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 129 cm.
- Ancho: 66 cm.
- Altura: 106 cm.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Peso: 73,6 kg.
- Diámetro desagüe: 40 mm.
- Material fabricación tapizado: PVC en color negro.
- Material fabricación pica: cerámica.

## SILLÓN HIDRÁULICO




### SILLÓN PLATY

REF. 1102WK\_E003X

Sillón giratorio con estructura cromada y bomba hidráulica que permite regular la altura. Varios colores.

Especificaciones técnicas:


- Fondo asiento: 49 cm.
- Ancho respaldo: 48 cm.
- Altura respaldo: 42 cm.
- Altura total: 51-65 cm.
- Ángulo inclinación respaldo: 40°.
- Extensión cabezal: ±17 cm.
- Grosor colchón: 8 cm.
- Carga máxima: 150 kg.
- Peso: 37 kg.



# CALIDAD Y GARANTÍA PREMIUM

## RAZONES


para elegir **Lemi**<sup>®</sup>




10  
AÑOS DE  
GARANTÍA\*



ASISTENCIA  
TÉCNICA



100%  
HECHO EN  
ITALIA



100%  
PERSONALIZABLE



ALTA CALIDAD  
PRESENTE EN  
+ DE 100 PAISES



Carga máxima: 200 kg  
Tapicería resistente al fuego: UNI 9175 CLASE 1M  
Libre de látex y materiales tóxicos.

\*Garantía en la estructura: 10 años.  
Garantía en espuma indeformable: 5 años.  
Garantía en motor y controles: 2 años.


## CAMILLAS Y SILLONES TRICOLOGÍA

### LEMI BASIC

REF.4011TRICOBASIC

Ideal para procedimientos de tricología y trasplante capilar, exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinares.

- **1 motor:** Ajuste en altura.
- **Ajuste manual:** Espalda, piernas y Trendelenburg.
- **Rotación 360°**
- **Colchón** extraconfort con 5 cuerpos y grosor de 15 cm.
- **2 Cabezales:** Cabezal zak y decúbito prono.
- Cabezal y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: Accesorios en página 7.



Ideal para intervenciones de 5 a 8 horas.



**Lemi**  
MATERIAL MÉDICO



### LEMI 3 motores

REF.4011TRICOSYN2

Ideal para procedimientos de tricología y trasplante capilar, exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinares.

- **3 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas, Trendelenburg.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Colchón** extraconfort con 5 cuerpos y grosor de 15 cm.
- **3 Cabezales:** Occipital, decúbito prono, decúbito supino.
- Cabezal y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: Accesorios en página 7.

Ideal para intervenciones de 5 a 8 horas.




**TOP VENTAS**  
1

### TRICOLOGÍA 2,3 motores

Ideal para procedimientos de tricología y trasplante capilar, exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinares.

- **2 motores:** Altura y respaldo. REF.44011082-2ACC
- **3 motores:** Altura, reposapiernas y respaldo. REF.4011082-3ACC
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **2 Cabezales:** Decúbito prono, decúbito supino.
- **Colchón** de 4 cuerpos con grosor de 9 cm.
- Personalizable: Accesorios en página 7.

Ideal para intervenciones de 5 a 8 horas.



2 MOTORES  
REF.44011082-2ACC

3 MOTORES  
REF.4011082-3ACC



# TRICOLOGÍA 1, 3,4 motores

Ideal para procedimientos de tricología y trasplante capilar, exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **1 motor:** Ajuste la altura.
- **Ajustes manuales:** respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- Colchón extraconfort con 4 cuerpos y grosor de 15 cm.
- 2 o 3 cabezales incluidos.
- Cabezal y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: Accesorios en página 7.

**1 motor:** Ajuste de altura.

REF.40111160-ACC - 2 cabezales (B,C)

REF.40111160-ACC2 - 3 cabezales(A,B,C)

**3 motores:** Altura, reposapiernas y respaldo


REF.4011TRICOSYNCR0 - 2 cabezales (B,C)

REF.40111158-ACC2 - 3 cabezales (A,B,C)

**4 motores:** altura, respaldo, reposapiernas, trendelenburg.

REF.40111139-ACC - 2 cabezales (B,C)

REF.40111139-ACC2 - 3 cabezales (A,B,C)



Ideal para intervenciones de 5 a 8 horas.

**Lemi**  
SOLUCIONES EN MEDICINA



## LEMI HAIR TECH


REF.40111163

Ideal para procedimientos de tricología y trasplante capilar, exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas, trendelenburg.
- **Control de mano** con función de memoria, AUT y SYNCHRO\*
- **Colchón** extraconfort con 5 cuerpos y grosor de 14 cm.
- Reposabrazos planos.
- **2 Cabezales:** Decúbito prono y trasplante.
- Personalizable: Accesorios en página 7.

Ideal para intervenciones de 5 a 8 horas.


**MÁS COMPLETO**



## SILLÓN CIRUGÍA MENOR, 2 cabezales

Ideal para procedimientos de tricología y trasplante capilar, exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **3 motores:** altura, respaldo/reposapiernas y Trendelenburg.
- **Control de pie** con función AUT, END y 2 memorias.
- **Colchón** extraconfort, con 5 cuerpos y grosor de 15 cm.
- 2 cabezales incluidos: Cabezal zak y decúbito prono.
- Personalizable: Accesorios en página 7



3 MOTORES  
REF.4011-3MACC

4 MOTORES  
REF.4011-4MACC

Ideal para intervenciones de 5 a 8 horas.



\*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y con el respaldo elevado.

\*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

\*Función END : Permite que la persona se reincorpore al finalizar el tratamiento.

ESPECIAL TRICOLOGÍA

**dh** material  
médico

## ACCESORIOS LEMI



Tapizado anatómico  
REF.4011109



Cabezal Zak  
REF.4011111COMPLETO



Cabezal injerto capilar  
REF.4011182



Plástico protector de cabezal  
REF.4011PROTTESTA



Cabezal con agujero  
REF.4011183



Brazos toma sangre  
REF.4011162



Brazos medicales  
REF.4011313



Brazos planos  
REF.4011208M



Estribos 1 par  
REF.4011348



Par de piernas  
REF.4011318



Guías de respaldo  
REF.4011335



Guías de asiento  
REF.4011334



Apoyatalones  
REF.4011LEM-151



Asta porta suero  
REF.4011311



Portarollos  
REF.4011108



Bandeja inox+ soporte  
REF.4011354



Rueda con freno  
REF.4011LEM-139



Soporte reposapiés  
REF.40111024



Colchón sin cosaturas



Colchón personalizado  
REF.4011LOGO



Plástico protector pies  
REF.4011PROTGAMBE



Colchón XL, 70cm  
REF.4011XL70



Colchón con memoria  
REF.4011100



Rotación 180°  
REF.4011ROT



Pedal control  
REF. VARIAS



Mando distancia con memoria  
REF. VARIAS



Control de pie inalámbrico con memorias 4M  
REF.4011KEE00633



Control de pie con memorias 4M  
REF.4011KEE00632



Bornes fijos, 1u.  
REF.4011345



Bornes giratorios, 1u.  
REF.4011346


## COLOR DE TAPIZADO

### GAMA NEFOS



## BASES DE CAMILLA

### LÍNEA MÉDICA




BLANCO GRIS NEGRO BEIGE


-Posibilidad en casi todas las camillas, a consultar.

## COLCHONES TRICOLOGÍA LEMI

### SOSUL TOP



### EXTRACONFORT BI-ZAK Con costuras



## TABURETES LEMI



REF.4011015

### TABURETE REDONDO

Taburete sin respaldo. Disponible en varios colores, con base de plástico o aluminio.  
Altura: mín 48 cm - máx. 59 cm



REF.4011019X

### TABURETE FORMA SILLIN

Base de plástico o de aluminio en varios colores  
Altura: mín 48 cm - máx. 59 cm



REF.4011030X



REF.4011050SX

### TABURETE GASLIFT

Asiento circular con base de plástico o de aluminio en varios colores.  
Altura: mín 42 cm - máx. 52 cm


### TABURETE GASLIFT FORMA SILLIN

Asiento bajo, sillín con base de plástico o de aluminio de varios colores  
Altura: mín 44 cm - máx. 54 cm



REF.4011021X

REF.4011035X



REF.4011030SX

REF.4011050SX

### TABURETE GASLIFT CON ANILLO REPOSAPIES

Asiento alto con base de plástico o aluminio. Anillo reposapiés. Tapizado de varios colores  
Altura: mín 57 cm - máx. 75 cm

### TABURETE GASLIFT CON RESPALDO

Asiento redondo o forma sillín con base de plástico o aluminio. Tapizado de varios colores  
Altura: mín 48 cm - máx. 59 cm



REF.4011021SX

REF.4011035SX

### TABURETE GASLIFT CON ANILLO REPOSAPIES

Asiento alto con respaldo y anillo reposapiés. Opción base de plástico o aluminio, tapizado en varios colores




REF.4011052X

REF.4011052SX

### TABURETE FORMA SILLA MONTAR A CABALLO

Base de aluminio, con o sin respaldo, tapizado en varios colores.




REF.4011010

REF.4011010S

### TABURETE REDONDO OLEODINÁMICO

Taburete redondo con ajuste de la bomba oleodinámica. Con o sin respaldo ajustable, base de aluminio, con tapizado en varios colores




REF.4011040

REF.4011040S

### TABURETE FORMA SILLIN OLEODINÁMICO

Ajuste de bomba oleodinámica, con o sin respaldo ajustable. Base de aluminio. Con tapizado en varios colores



REF.4011835

REF.4011900X

### TABURETE SUITE STOOL

Asiento que se caracteriza por un diseño elegante y su skai acolchado. con o sin respaldo acolchado.



REF.4011070A

### TABURETE GASLIFT SILLA PEQUEÑA

Asiento con base de aluminio con tapizados en varios colores

1936-2022

86

AÑOS

RIMSA

UNICA, simplemente es una obra maestra. La luz sin deslumbramientos crea relajación visual, reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta



## Lámparas RIMSA

SÓLO LOS QUE TIENEN UNA GRAN HISTORIA, SE ATREVEN HACER GRANDES CAMBIOS.

Tras su octogésimo aniversario, RIMSA afirma de nuevo su singularidad, avalada por un récord mundial: el diseño de la **primera lámpara quirúrgica LED (patente, 9/2002)**.

Vuelve a ser pionera con UNICA, una lámpara diseñada para mejorar la iluminación de quirófano.

**Los conceptos "Luz blanca sin sombras de color" y "Luz indirecta"**, ya establecidos en la serie anterior, **ahora se mejoran con la innovadora tecnología 2R, de doble reflexión**, que permite la propagación de la luz sin deslumbramientos.

**UNICA** simplemente, es una obra maestra. **La luz sin deslumbramientos** crea relajación visual, reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta.

## LÁMPARAS PARA CIRUGÍA Y RECONOCIMIENTO

### UNICA 860

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF. 4047UNICA860SO  
Anclaje a techo



### UNICA 520 + 860

**320.000 lux a 1m**

REF. 4047UNICA860+520  
Doble lámpara techo



### UNICA 520

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.000-4.500 °K

REF. 4047UNICA520PI  
Base rodable

REF. 4047UNICA520SO  
Anclaje a techo

REF. 4047UNICA520+520  
Doble lámpara techo



### U29

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.000-4.500 °K

REF. 4047U29PI  
Base rodable

REF. 4047U29SO  
Anclaje a techo

REF. 4047U29+U29  
Doble lámpara techo



### PENTALED 81

**160.000 lux a 1m**

T. de color: entre 4.500 y 5.000 °K.

REF. 4047PENTA81SO  
Soporte a techo

REF. 4047PENTA81+81  
2 Lamp. techo



### PENTALED 63N

**160.000 lux a 1m**

T. de color: entre 4.500 y 5.000 °K.

REF. 4047PENTA63NSO  
Techo hasta 3m

REF. 4047PENTA63N+63N  
Doble lámpara techo



### PENTALED 30E

**160.000 lux a 1m**

T. de color: entre 4.500 y 5.000 °K.

REF. 4047PENTA30EPI  
Base rodable

REF. 4047PENTA30ESO  
Soporte a techo

REF. 4047PENTA30EPA  
Anclaje a pared

REF. 4047PENTA30E+30E  
2 Lamp. techo



ACCESORIOS LÁMPARAS DE CIRUGÍA RIMSA



## PENTALED 30N

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF.4047PENTA30NPI  
Base rodable\*

REF.4047PENTA30NPA  
De pared

REF. 4047PENTA30NSO  
De techo\*

REF.4047PENTA30N+30N  
2 lamp. techo



QR VÍDEO



## QUATTROLUCI

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.900 °K

REF. 4047QUATTROPI  
Base rodable

REF. 4047QUATTROPA  
Anclaje a pared

REF.4047QUATTROSOX2  
Doble brazo

REF. 4047QUATTROSO  
4 cúpulas techo



QR VÍDEO



## 30E + 81E

**320.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF.4047PENTA81+30E  
Doble lámpara techo



## 30N + 63N

**320.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF.4047PENTA63N+30N  
Doble lámpara techo



## PENTALED 28

**120.000 lux a 1m**

REF. 4047PENTA28SO  
Anclaje a techo

REF. 4047PENTA28PI  
Base rodable

REF.4047PENTA28PI+SE  
B. Rodable+ sist. emergencia

REF.4047PENTA28PA  
Anclaje a pared

REF. 4047PENTA28+28  
2 Lámparas techo



## PENTALED 12

**100.000 lux a 1m**

REF. 4047PENTA12PI  
Base rodable

REF. 4047PENTA12SO  
De techo

REF. 4047PENTA12PA  
De pared

REF. 4047PENTA12+12  
2 Lámparas techo

REF.4047PENTA12PI+SE  
Base rodable+ sist.Emergencia



QR VÍDEO



## SATURNO

**50.000 lux a 1m**

T. de color: 4.000-4.500 °K

Con ajuste de color

REF. 4047SATPI  
Base rodable

REF. 4047SATPA  
Anclaje a pared

REF. 4047SATSO  
De techo\*

REF.4047SATSOX2  
2 lamp. techo





## LED 300DF SC

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 kelvin

REF.40143106301200XX  
Base rodable\*

REF.40143106302100XX+09903  
De pared

REF.40143106303130+09907+0  
0270X - De techo\*

REF.40143106310620+00380+0  
9907 - 2 lamp. techo

Para otras opciones consultar con nosotros  
(Monitor, cámara, puntero, etc)



## LED 300MC

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 3.750, 4.000, 4.250, 4.500 y 4.750 °K

REF.40143206301200  
Base rodable\*

REF.40143206302100+401491  
60009903 De pared

REF.40143206303130+09907+  
00270 - De techo\*

REF.40143206320620+00380+  
09907 - 2 lamp. techo

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar  
con nosotros

## MIMLED 600- 60000 LUX

**60.000 lux a 1m.**

REF.1048ML600C  
De techo\*

REF.1048ML600FL  
Base rodable

REF.1048ML600W  
De pared

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



## MIMLED 1000- 100.000 LUX

**100.000 lux a 1m.**

REF.1048ML1000C  
De techo\*

REF.1048ML1000FL  
Base rodable

REF.1048ML1000W  
De pared

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



## IGLUX

**65.000 lux a 1m**

REF.1055IG-65M  
Base rodable

REF.1055IG-65C  
De techo\*

REF.1055IG-65W  
De pared

REF.1055IG-65DC  
2Lamp. techo

**95.000 lux a 1m**

REF.1055IG-100M  
Base rodable

REF.1055IG-100C  
De techo\*

REF.1055IG-100W  
De pared

REF.1055IG-100DC  
2Lamp. techo

**65.000 lux a 1m y ajuste a color**

REF.1055IG-65+M  
Base rodable

REF.1055IG-65+C  
De techo\*

REF.1055IG-65+W  
De pared

REF.1055IG-65+DC  
2Lamp. techo

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



## LED 120F

50.000 lux a 1m

T. de color: 4.500 kelvin

REF.40141204201100  
Base rodable-brazo corto

REF.40141204202202  
Soporte pared

REF.40141204201300  
Base rodable-brazo oscilante

REF.40141204203330+  
40141500000270  
Techo hasta 3m



## LED 130 PLUS

100.000 lux a 1m

T. de color: 4.500 kelvin

REF.40141305301100  
Base rodable-brazo corto

REF.40141305302202  
Soporte pared

REF.40141305301300  
Base rodable-brazo oscilante

REF.40141305303330+  
40141500000270  
Techo hasta 3m



## LED 150

110.000 lux a 1m

REF.40141503301300  
Base rodable

REF.40141503302202  
De pared

REF.40141503303330  
+40141500000270  
De techo



## LED 150F

110.000 lux a 1m

T. de color: 4.300 kelvin

REF.40141504301300  
Base rodable

REF.40141504302202  
De pared

REF.40141504303330  
+40141500000270  
De techo\*

REF.40141504150420  
+00380+09901  
2 lamp. techo



QR VIDEO



## LED 150 FP

130.000 lux a 1m

REF.40141505301300  
Base rodable

REF.40141505302202  
De pared

REF.40141505303330  
+40141500000270  
De techo

REF.40141505150520  
+00380+09901  
2 lamp. techo



## L21-25

50.000 lux a 1m.

REF.1055L21-25R  
Base rodable

REF.1055L21-25T  
De techo\*

REF.1055L21-25TD  
2Lamp. techo

REF.1055L21-25P  
De pared

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



**RIMSA**

## PRIMAFIX

**105.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin

REF.4047PRIMAFIX+RLBI  
Base rodable

REF.4047PRIMAFIX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047PRIMAFIX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047PRIMAFIX+  
Z400819 Anclaje a raíl



**QR VIDEO**



**RIMSA**

## ALFAFIX

**60.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.500 kelvin

REF.4047ALFAFIX+RLBI  
Base rodable

REF.4047ALFAFIX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047ALFAFIX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047ALFAFIX+  
Z400819 Anclaje a raíl



**RIMSA**

## PRIMAFLEX

**105.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin

REF.4047PRIMAFLEX+RLBI  
Base rodable

REF.4047PRIMAFLEX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047PRIMAFLEX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047PRIMAFLEX+  
Z400819 Anclaje a raíl



**QR VIDEO**



**RIMSA**

## ALFAFLEX

**60.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.500 kelvin

REF.4047ALFAFLEX+RLALFA  
Base rodable

REF.4047ALFAFLEX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047ALFAFLEX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047ALFAFLEX+  
Z400819 Anclaje a raíl



## MS LED

**45.000 lux a 50cm**

REF.1048M183500+1048B0101S0  
pared con brazo extensor

REF.1048M183500+104809651  
base rodable

REF.1048M183500+104882026  
anclaje a raíl

REF.1048M183500+1048B0101800  
versión pared

REF.1048M183500  
anclaje a mesa



**VÍSITE NUESTRA EXPOSICIÓN PERMANENTE SHOWROOM.**

Un espacio para ver y probar todo tipo de mobiliario, aparatología y más.  
Pida cita - Tel. 93 864 37 07.

## MS FLEX

**45.000 lux a 50cm.**

Con brazo flexible  
Lámpara de cirugía menor  
y exploración avanzada



REF.1048M183500FL

Anclaje a mesa

REF.1048M183500FL+1048B0101800

Anclaje a pared

REF.1048M183500FL+104882026

Anclaje a raíl

REF.1048M183500FL+104809651

Base rodable

REF.1048M183500FL+1048B0101S0

Anclaje a pared con brazo extensor

## MS FLEX PLUS

**65.000 lux a 50cm.**

Con regulador de intensidad  
y brazo flexible



REF.1048M187001FL

Anclaje a mesa

REF.1048M187001FL+1048B0101800

Anclaje a pared

REF.1048M187001FL+104882026

Anclaje a raíl

REF.1048M187001FL+104809651

Base rodable

REF.1048M187001FL+1048B0101S0

Anclaje a pared con brazo extensor

## MS LED PLUS

**65.000 lux a 50cm**

Con regulador de intensidad.



REF.1048M187001+1048B0101S0

pared con brazo extensor

REF.1048M187001+104809651

base rodable

REF.1048M187001+104882026

anclaje a raíl

REF.1048M187001+1048B0101800

versión pared

REF.1048M187001

anclaje a mesa

## LED 110

**30.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin  
Lámpara de reconocimiento  
o pequeña cirugía



REF.40141103101200

Base rodable

REF.40141103102601

Anclaje a raíl

REF.40141103102100

De pared

## LED 115

**60.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin



REF.40141153101200

Base rodable

REF.40141153102601

Anclaje a raíl

REF.40141153102100

De pared

## LED 120

**80.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin



REF.40141203101100

Base rodable-brazo corto

REF.40141203103330+

40141500000270

Techo hasta 3m

REF.40141203101300

Base rodable-brazo oscilante

REF.40141203102202

De pared- brazo oscilante

## Visite nuestro **SHOWROOM**

*Exposición de 300m2*



Pida su cita  
☎ 93 864 37 07  
📞 608 386 547  
info@dhmaterialmedico.com



PODRÁ DISFRUTAR DE UN ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO PARA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO AL MONTAJE DE SU CLÍNICA.



\*Simulador con artículos seleccionados.

## **SIMULADOR** de su clínica

LES ENTREGAMOS SU PROYECTO  
TOTALMENTE PERSONALIZADO

¿Necesita un cambio innovador en su clínica o quiere iniciar un nuevo proyecto?  
Descubra cómo quedaría su clínica con nuestro simulador.

Para conseguir su acabado pulcro y refinado, esta recepción se ha desarrollado con una capa de madera pulida de gran calidad que recorre toda su superficie y cubre ambos lados del mueble. En cuanto a la estructura, está elaborada a base de solid surface en color blanco, un material que destaca por su gran resistencia frente a posibles impactos.

REF.1238R12

Dimensiones: 250x175 cm.

## MOBILIARIO A MEDIDA RECEPCIONES



En Dh Material Médico llevamos 29 años de trayectoria como especialistas en el montaje de clínicas, una amplia experiencia que nos permite conocer rigurosamente los requerimientos de las diferentes especialidades médicas. Le ofrecemos la posibilidad de personalizar su consulta con una amplia gama de mobiliario clínico de diseño hecho a medida, que destaca por su acabado ergonómico y práctico sin renunciar a un aspecto elegante y moderno.

## Diseño y Calidad



Descubra todas las posibilidades en el siguiente QR

ESPECIAL TRICOLOGÍA

**dh** material  
médico

## ART



REF.4031TRA133XX

• Medidas: 3056 x 1.120 x h1.090 mm




REF.4031TRA17XX

• Medidas: 1.656 x 877 x h1.159 mm

• Con iluminación: encimera melamina 28mm con cristal LACOBEL , frontal melamina, HPL brillante.



Colores  
esquineras



## ONDAS



REF.4031LUV28LXX

• Medidas: 1.996 x 1.034 x h1.103mm



REF.4031LUV22XX

• Medidas: 1.624 x 841 x h1.103mm



## LAV



REF.4031LAV93LXX

• Medidas: 3.845x1.486 x h1.105 mm



REF.4031LAV39LXX

• Medidas: 4.386x1.639 x h1.105 mm



## CARROS

### CARRO DE PARADA (con accesorios)



- REF.1207M1-ETA1
- 5 cajones de apertura.
  - 4 ruedas giratorias.
  - Cajones desarrollados con bloqueo.
  - Bandeja superior lisa de fácil limpieza.
  - Portasueros con altura ajustable.
  - Cerradura central con llave.

### CARRO DE MEDICACION Y ANESTESIA



- REF.1207M2-ATA
- 5 cajones de apertura.
  - Bandeja superior lisa de plástico.
  - Bandeja extraíble en un lateral.
  - Asa en uno de los lados.
  - Incluye dos cubos.
  - Portasueros con altura ajustable.
  - Organizador de contenedores.
  - 4 Ruedas giratorias.

### CARRO HOSPITALARIO CON CAJONERA Y CONTENEDORES DE RESIDUOS



- REF.1207M2-MTD
- 4 cajones de apertura.
  - Sistema de bloqueo de los cajones.
  - Cerradura lateral (juego de 2 llaves)
  - Bandeja superior lisa de plástico.
  - Asa lateral para mover el carro con facilidad.
  - Incluye dos cubos.
  - 4 Ruedas giratorias.

## CARRO PORTACURAS



- REF.114122602
- Dos estantes en forma de bandeja con reborde perimetral de 20 mm de profundidad, con esquinas y cantos redondeados. Fabricado en acero inoxidable calidad 18/10. Medidas: 730x420x800 mm



- REF.114122601
- Un cajón al frente con asa tirador. Ruedas de  $\varnothing$  75 mm, con parachoques; dos con frenos. Estructura fabricada en acero inoxidable calidad 18/10. Medidas: 730x420x800mm

## MESA PARA INSTRUMENTAL



- REF.114120000
- Estantes lisos. Ruedas de  $\varnothing$ 75 mm, con parachoques; dos con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Medidas: 600x400x800 mm



- REF.114127000
- Altura regulable manualmente mediante doble guía. Ruedas de  $\varnothing$ 75 mm, con parachoques; dos con freno.- Fabricación en acero inoxidable 18/10. Medidas: 900x565x900 - 1400mm

## MESAS DE TRABAJO

### MESA DE MAYO



REF.1008M930  
Mesa de acero cromado. Bandeja de acero inoxidable de 57x38 cms. Regulable en altura. Con ruedas.



REF. 114121000  
Altura regulable. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: 600 x 400 x 750 - 1200 mm

## MESAS AUXILIARES



REF.11021040A  
Estructura metálica en color blanco con un cajón con llave y 3 estantes de cristal. 60x46,5x80,5 cm



REF. 11021019A  
Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave, 3 estantes. 55,5x42x82 cm



REF.1179070802  
100x50x85cm

REF.1179070828  
120x60x85cm

REF.1179070812  
200x60x85cm



REF.117907687XX  
Mesa de trabajo de acero inoxidable con encimera de cristal. Varias medidas



- 100 x 50 x 85 cm (ref. 1179070402): 23 kg
- 120 x 50 x 85 cm (ref. 1179070420): 21,06 kg
- 150 x 50 x 85 cm (ref. 1179070404): 29 kg
- 200 x 50 x 85 cm (ref. 1179070406): 36 kg
- 100 x 60 x 85 cm (ref. 1179070408): 25 kg
- 120 x 60 x 85 cm (ref. 1179070428): 24,85 kg
- 150 x 60 x 85 cm (ref. 1179070410): 32 kg
- 200 x 60 x 85 cm (ref. 1179070412): 40 kg
- 100 x 70 x 85 cm (ref. 1179070414): 29 kg
- 120 x 70 x 85 cm (ref. 1179070436): 27,14 kg
- 150 x 70 x 85 cm (ref. 1179070416): 34 kg
- 200 x 70 x 85 cm (ref. 1179070418): 46 kg

## LAVAMANOS



REF.1179061208  
Lavamanos tipo mural con doble pedal para agua fría y caliente



REF.1179061210  
Lavamanos tipo mural con sensor electrónico



REF.114815800  
Lavamanos quirúrgico de un cuerpo, acero inoxidable. 75 x 50 x 37 cm



REF.114826000  
Estantería de acero inoxidable con cuatro baldas fijas, 100x40x180cm



## ESTANTERIAS - 6 estantes

- REF.11799100601XX -80cm x 40cm
- REF.117991006011XX -100cm x 40cm
- REF.1179910060XX - 120cm x 40 cm
- REF.117991006012XX - 140cm x 40 cm



## VITRINAS

REF.114824102 - Vitrina acero pintado, 90 x 35 x 150, con peana acero inox.Estructura acero con revestimiento en epoxy. Dos puertas de cristal con cerradura. Cuatro entrepaños de cristal fijos Peana de acero inoxidable. Peso: 48 kilos

REF.114824151 - Vitrina doble  
Vitrina acero pintado, 100 x 40 x 160 cm tres estantes y peana de acero pintado.Estructura acero con revestimiento en epoxy. Dos puertas de cristal con cerradura y dos puertas metálicas con cerradura y en su interior un entrepaño metálico.

## CARROS



REF. 1207HZ-993A  
Carro de madera pensado especialmente para estética y SPA. Longitud: 50 cm, Anchura: 44,5 cm, Altura: 86,5 cm, Peso: 17,5 kg




REF.1207HZ-903  
Carrito estructura metálica, 3 estantes de madera. Color blanco  

- Longitud: 61 cm
- Anchura: 43 cm
- Altura: 83 cm
- Peso: 14 kg

## PAPEL SECAMANOS

REF.1056584  
Dispensador de papel Chemine 320x255x250mm.



REF.1056582  
Dispensador de papel Mini chemine 293x185x166mm.



REF.1056581  
Dispensador de papel Chemine. 335x275x255mm.



REF.1056EFFI-P21  
Secamanos grande 2 capas. Papel tisú pasta pura 2 capas de 17 gr/m2.



REF.1056P-204  
Secamanos pequeño 2 capas. Pasta pura. Bobina 2 capas liso. 190 servicios.

## SELLADORAS

REF.4024SEALER818  
Selladora SEAL-100 IcanClave



REF.40292165S  
Termoselladora One



## INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN

REF.1004229  
Indicador químico para vapor "Sterigut" - 250 u.



REF.1004BT20  
Indicador biológico para vapor de agua. Caja de 100 unidades



REF. 1004C10/2000  
Incubadora para indicadores biológicos 37-60°C



## matachana

La instalación y puesta en marcha del dispositivo están incluidas.

REF.124279870  
Autoclave 22L - 21ED plus

REF.124279870.1  
Autoclave 22L - 21ED plus  
AWF on carga automática y USB

REF.124279881  
Autoclave 22L M20-B plus

REF.124278015.7  
Autoclave 30L M30-B con impresora

MÁS INFO. EN



## AUTOCLAVES Clase B



REF.4024STE8DX  
Autoclave 8 litros

REF.4024STE12DX  
Autoclave 12 litros

REF.4024STE23DX  
Autoclave 23 litros



## BOLSAS ESTERILIZACIÓN



REF.94208SBA1426  
Bolsa esterilización vapor autoadhesiva  
140 mm. x 260 mm.  
Caja de 200u

## ROLLOS ESTERILIZACIÓN

### ROLLO DE ESTERILIZACIÓN MIXTO PLANO



REF.94208SRP7520  
75 mm x 200 m  
REF.94208SRP1510  
150 mm x 100 m  
REF.94208SRP2520  
250 mm x 200 m

## MONITORES



REF.400135162  
Monitor de signos vitales PC300.  
Mide SpO2, NIBP, la frecuencia  
de pulso y la temperatura.



REF.400135134  
Monitor PC 3000. Pantalla de 7"



REF.1090MON-YKE12  
Monitor multiparamétrico E12 con  
pantalla a color de 12", ECG,  
PANI, SpO2, TEMP  
*Con opción a capnografía.*



REF. 10977800011  
Monitor Multiparámetros PC-900  
Plus con ECG,SpO2, PANI, PPM y  
Temperatura



### PULSÍOXIMETRO

Pulsioxímetro Oxy 4.  
REF.400135092-Naranja  
REF.400135091- Azul

## DEFIBRILADOR



REF.1090DA-SAM350  
Desfibrilador  
SemiAutomático (DESA)

REF.1090DASAM360  
Desfibrilador automático

## CARRO PARA MONITOR



REF.11908030421038  
Soporte rodable para monitor  
vital signs PC-900 plus

REF. 1090ACC-65R  
Carro para monitor universal  
- Medidas bandeja: 300x200 mm.  
- Medida cesta: 195x260x250 mm.  
- Altura: 1 m.  
- Peso: 22,5 kg.  
- Tubo central: 38 mm de diámetro.

## ECÓGRAFOS Y ACCESORIOS

REF.400133989 Ecógrafo Mindray DP-10

Para ecógrafo Mindray DP-10/20:

REF.400133977- Sonda lineal 7.5 MHz

REF. 400133976 - Sonda convexa 3.5 MHz

REF.400133989+400133976

Ecógrafo Mindray DP-10 + Sonda convexa 3.5 MHz.

REF.400133989+400133977

Ecógrafo Mindray DP-10 + Sonda lineal 7.5 MHz.



## ELECTROBISTURÍ Y ACCESORIOS



REF. 94150F4390/4M  
Mango electrobisturí estéril desechable con conexión 4 mm plug para control con pedal. Electrodo punta plana/roma extraíble. Longitud de cable: 320cm.



REF. 94150F4797  
Mango electrobisturí estéril desechable con conexión 4 mm plug para control con pedal. Electrodo punta plana/roma extraíble. Longitud de cable: 320cm.

## PLACAS Y ELECTRODOS



REF.94150F7805  
Para adultos, de hidrogel y soporte foam, 202x101mm, conexión tab.



REF.400130506  
Electrodo alambre 1 mm ángulo 45. Autoclavable



REF.400130503  
Electrodo recto 4 mm diámetro. Autoclavable

REF.400130625  
50 monopolar



REF.400130626  
80 monopolar



REF.400130628  
MB 120D mono-bipolar



REF.400130629  
MB160 Mono-Bipolar.  
Para intervenciones de mediana cirugía.



Electrobisurí Hyfrecator 2000. Desde el año 1937, el Hyfrecator es la opción número uno para el médico en sistemas de electrocirugía en consultorio.



REF. 1149436247X  
Sin placa de paciente

## ECÓGRAFOS CHISON

REF. 94226ECO1EXP+L7M-A

**Ecógrafo Chison ECO1 Expert** con sonda lineal 7.5MHz



REF. 94226SE-P1

**Ecógrafo portátil Chison Sono-Eye P1** sonda lineal 9MHz + Tablet de regalo



REF. 94226SE-P2

**Ecógrafo portátil Chison Sono-Eye P2** sonda lineal 7,5MHz + Tablet de regalo

## LUPAS Y LENTES

### Lupa binocular Optivisor

REF.4038145-DA5 - n.º 5  
(x2,5 a 8"/20'32cm).  
REF.4038145-DA7 - n.º 7  
(x2,75 a 6"/15'24cm).



REF.4038LT-06 - Lámpara  
VisorLight para lupa binocular  
Optivisor

### Lupa binocular



REF.400130892 -2.5x. Distancia de trabajo 340mm.  
Campo de visión 80 mm diám.  
REF.400130894 -2.5x. Dist. de trabajo 420mm.  
Campo de visión 100 mm diám.  
REF.400130897 -3.5x. Dist. de trabajo 340mm.  
Campo de visión 65 mm diám.  
REF.400130898 -3.5x. Dist. de trabajo 420mm.  
Campo de visión 80 mm diám.

### Lupa binocular C 2.3

REF.1014C-000.32.039 - dist de trabajo  
340mm. Con estuche.  
REF.1014C-000.32.202 - dist.de trabajo  
450mm. Con estuche



### Lupa binocular C 2.3K

REF.1014C-000.32.230 -dist. de trabajo 340mm.  
De cinta craneal en maletín.  
REF.1014C-000.32.231 -dist- de trabajo 450mm.  
De cinta craneal en maletín



### Lupa Binocular Heine HR 2.5X

REF.1014C-000.32.355 -dist. de trabajo 340mm.  
REF.1014C-000.32.356 -dist. de trabajo 420mm.



### Lente de aumento

REF.4038Z.CLM - Lente de  
aumento de clip y lámpara LED,  
1.5X 2.5X 3.5X



### Gafas de aumento

REF.4038Z.LMG - Gafas de  
aumento con lámpara LED,  
1.5X, 2.5X, 3.5X



### Lupa binocular style



REF.400130910 - 2.5x Distancia de trabajo 340 mm.  
Campo de visión 80 mm diam.  
REF.400130911 - 2.5x Distancia de trabajo 420 mm..  
Campo de visión 100 mm diam.  
REF.400130914 - 3.5x Distancia de trabajo 340 mm.  
Campo de visión 65 mm diám.  
REF.400130915 - 3.5x. Distancia de trabajo 420 mm.  
Campo de visión 80 mm. de diám.

### Lámpara frontal Heine ML4 LED



REF.1014J-008.31.445 . Lámpara con lupa ML4 LED  
HeadLight con cinta craneal, fuente de tensión,  
regulador en la cinta, protector contra salpicaduras  
S-Guard, soporte de lupa abatible i-view y lupa  
binocular de 2,5 x 340 mm.

### Medidor de densidad del cabello, 10X

REF.4038Z.HDM -con aumento  
de 10x y tecnología A+ LED.



## DERMATOSCOPIOS



### MOLESCOPE II, POLARIZADO. UNIVERSAL

REF.4034MOLEII-UNI

MoleScope no solamente realiza la función de aumento y captura de imágenes, sino que además le ayuda a proporcionar una diagnosis detallada para cada piel. La aplicación disponible para este dispositivo lo guiará a través de un autocontrol y análisis de imágenes, y gracias a la plataforma DermEngine podrá examinar y comparar imágenes en profundidad desde su tableta, teléfono móvil u ordenador.

Compatibilidad: Ahora el dispositivo Molescope II se ha desarrollado con un inserto universal que le permitirá su uso indistintivamente del modelo de smartphone o tableta que disponga.

REF.4034MOLEII-UNI\_SET

Adaptador universal para Dermatoscopio digital Molescope II (solo inserto)



### DERMLITE DL100 LUZ POLARIZADA 3GEN

REF.1084DL100

DermLite ofrece una visión clara y profunda de las lesiones pigmentadas para así realizar las detecciones tempranas de melanoma y nuevos displásicos en cuestión de segundos ya que tiene un sistema de iluminación por LED que ofrece una luz brillante y natural, una lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal.



### DERMLITE DL200 HR REF.1084DL200HR

DermLite ofrece una visión clara y profunda de las lesiones pigmentadas para así realizar las detecciones tempranas de melanoma y nuevos displásicos en cuestión de segundos ya que tiene un sistema de iluminación por LED que ofrece una luz brillante y natural, una lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal.



### DERMLITE DL200 HYBRID REF.1084DL200H0001XX

Dispone de 21 LEDs blancas (15 polarizados y 6 no polarizados) que le permiten escoger entre luz polarizada y no polarizada de una manera rápida y sencilla con solo pulsar un botón. Además, su disco de contacto tiene una escala de 10mm como referencia y un sistema de lentes de 25mm que le proporciona un aumento de 10x. Cuenta con un adaptador MagnetiConnect permite conectarse con muchos teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras y una batería integrada recargable con una vida útil de un 20% más larga que los dermatoscopios de series anteriores.



## DERMLITE CARBON REF.1084CARBON

Dermlite Carbon te proporciona un control inmediato de alternancia sobre la visualización de la lesión desde las estructuras superficiales hasta la pigmentación más profunda, activando por separado dos grupos de diodos emisores de luz (LED), cada uno con una polarización distinta: El primer grupo de ocho LEDs produce la luz polarizada por cruz, ideal para visualizar profundamente estructuras, mientras que el segundo juego de ocho LEDs directamente es polarizado, dándole una interpretación clara de la superficie de la piel.



## DERMLITE DL4 REF.1084DL4

Dermatoscopio Dermlite DL4 de diseño compacto y ligero que incorpora un sistema de lentes de 30 mm y 10 aumentos. Ofrece tanto una luz polarizada cruzada como no polarizada, además de dos niveles de brillo, un campo de visión más amplio, una mayor proyección de imagen de la pigmentación más profunda y dos niveles de control de espectro de color (PigmentBoost Plus).



REF.1084DLMCC1  
Adaptador Dermlite universal de pinza para smartphone y tablet



REF.1084DLUA  
Adaptador Dermlite universal para smartphone



## PROTECTOR DE SILICONA

REF.1084DL100SS  
Dermlite DL100 y Carbon.

REF.1084DL200SS  
Dermlite DL200 HR-Hybrid

## L88 LED M

LUPA DE 3 AUMENTOS  
3.200 lux a 50cm  
T. de color: 5.000 kelvin



REF.4047L88LEDM+RLBI  
Base rodable

REF.4047L88LEDM+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047L88LEDM+S12MED  
-Anclaje a pared

REF.4047L88LEDM+  
Z400819 Anclaje a raíl

## MEGA

3 aumentos con punto focal de 5 aumentos. Base rodable o anclaje para mesa.

REF.1102WK\_L003

REF.1102WK\_L003T

## BROAD

3 aumentos. Potencia: 11-13W

REF.1102WK-L002



BAJADA DE PRECIO

## LÁMPARAS CON LUPA

### LUPA LED HF

5 dioptrías. Lámpara LED con lente circular de aumento.



REF.104809340 - Anclaje a mesa

REF.104809340+1048B0101800  
Anclaje a pared

REF.104809340+104882026  
Anclaje a raíl

REF.104809340+104809651  
Base rodable

REF.104809340+1048B0101S0  
Anclaje a pared con brazo extensor

### LFM LED

3 dioptrías

REF.1048LFG028194 -Anclaje a mesa

5 dioptrías

REF.1048LFG028195 Anclaje a mesa



## TRANSILUMINADOR DE VENAS Y ACCESORIOS

### VEINLITE LED + REF.1084VLED+

Es totalmente recargable y cuenta con 28 diodos emisores de luz (LEDs), de los cuales 22 son LEDs naranjas y 6 rojo intenso que pueden utilizarse juntos o por separado, para una máxima versatilidad.

### VEINLITE LED X REF.1084VLEDX00000

Este transiluminador por el número de diodos es adecuado para visualizar venas superficiales en paciente obesos o con tez muy oscura. LEDX es un transiluminador portátil recargable que con sus 24 LEDs naranjas y 8 LEDs rojos proporciona imágenes de alto contraste.




## IMPLANTADOR DE PELO KNU



Implantador de pelo KNU fabricado en metal de alta calidad que garantiza una implantación precisa y en un solo paso, sin necesidad de aguja para cortes o agujeros. Su diseño exclusivo permite un óptimo rendimiento y una alta tasa de supervivencia del injerto, reduciendo a su vez el sangrado y minimizando el tiempo de cirugía.

- REF. 4038OAA-2202 - 0.6mm, cuerpo. Caja de 5 unid.
- REF. 4038OAA-2193 - 0.7mm, cuerpo. Caja de 5 unid.
- REF. 4038OAA-2190 - 0.8mm, cuerpo. Caja de 5 unid.
- REF. 4038OAA-2194 - 0.9mm, cuerpo. Caja de 5 unid.
- REF. 4038OAA-2191 - 1.0mm, cuerpo. Caja de 5 unid.
- REF. 4038OAA-2192 - 1.2mm, cuerpo. Caja de 5 unid.

## AGUJAS PARA IMPLANTADOR KNU



Agujas de metal de alta calidad para implantador de pelo KNU, desarrolladas con canal ancho y un espesor minimizado. Se puede ajustar su longitud para adaptarse al cuero cabelludo del paciente, de manera que garantiza una inserción de folículos más precisa y rigurosa.

- REF. 4038OAA-2199 - 0.6mm. Caja de 10 unid.
- REF. 4038OAA-2112 - 0.7mm, Caja de 10 unid.
- REF. 4038OAA-2109 - 0.8mm, Caja de 10 unid.
- REF. 4038OAA-2113 - 0.9mm, Caja de 10 unid.
- REF. 4038OAA-2110 - 1.0mm, Caja de 10 unid.
- REF. 4038OAA-2111 - 1.2mm, Caja de 10 unid.

## CAMO CLÍNICA



REF.121864098

Con pieza de mano autoclavable.

- Hasta 30.000rpm
- Pedal de marcha/paro
- Funciona con y sin pedal
- Sentido de giro derecha/izquierda
- Protección por sobrecarga

## MICROMOTOR PORTÁTIL



REF.4038Z.PFM.01

Micromotor portátil para trasplante capilar y FUE.

- Voltaje: AC100 ~ 110V 220 ~ 240V (50 / 60HZ)
- Velocidad giro: MAX 30000 rpm
- 0 ~ 30000 pieza de mano ligera ultra delgada
- Motor separado tipo E
- Pieza recta 1: 1 incluida
- Recargable
- Duración de la batería de hasta 8 horas
- Carga completa de batería: 5 horas
- Control de velocidad variable
- Cambio de bit fácil
- Funcionamiento silencioso
- Sin vibraciones

## MICROMOTOR PORTÁTIL K38



REF. 1133PUL4M31XX+11339I0065

Micromotor portátil K38 con motor intra, pieza de mano autoclavable y pedal.

- Varios colores.
- hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25 W
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía de hasta 8 horas

## MICROMOTOR BRILLIANT WHITE 3000 RPM

REF.121863098+121863097

Hasta 30.000 rpm.

Potencia 50w.

Torque 2,9 Ncm

Pedal ON/OFF

Funciona con o sin pedal

Sentido de giro dcha/izq

Control digital de velocidad

Desconexión por sobrecarga



## Pieza de mano recta



REF.121850399



REF.4038160-015

## CUCHILLAS EXTREMO ANGULADO/RECTO



- REF. 4038180-0.7mm - ext. recto 0,7mm.
- REF. 4038180-0.8mm - ext. recto 0,8mm.
- REF. 4038180-0.9mm - ext. recto 0,9mm.
- REF. 4038180-1.0mm - ext. recto 1,0mm.
- REF. 4038180-1.1mm - ext. recto 1,1mm.
- REF. 4038180-1.2mm - ext. recto 1,2mm.
- REF. 4038180-1.3mm - ext. recto 1,3mm.
- REF. 4038180-1.4mm - ext. recto 1,4mm.
- REF. 4038180-1.5mm - ext. recto 1,5mm.



- REF. 4038180-0.8mm/45 - ext. angulado 45°, 0.8mm.
- REF. 4038180-0.9mm/45 - ext. angulado 45°, 0.9mm.
- REF. 4038180-1.0mm/45 - ext. angulado 45°, 1.0mm.
- REF. 4038180-1.2mm/45 - ext. angulado 45°, 1.2mm.
- REF. 4038180-1.3mm/45 - ext. angulado 45°, 1.3mm.
- REF. 4038180-1.4mm/45 - ext. angulado 45°, 1.4mm.
- REF. 4038180-1.5mm/45 - ext. angulado 45°, 1.5mm.

## PUNCH PARA FUE

REF.4038MZ-07/XX-S - diámetro 0.7mm. Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-08/XX-S - diá. 0.8mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-09/XX-S - diá. 0.9mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-065/XX-S - diá. 0.65mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-075/4-S - diá. 0.75mm. longitud 4mm  
 REF.4038MZ-085/XX-S - diá. 0.85mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-095/XX-S - diá. 0.95mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-10/XX-S - diá. 1.0mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-13/4-S - diá. 1.3mm.longitud 4mm.



REF.4038MZ-07/4 - diá. 0.7mm. longitud 4mm  
 REF.4038MZ-09/4 - diá. 0.9mm. longitud 4mm  
 REF.4038MZ-06/XX - diá. 0.60mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-065/5 - diá. 0.65mm. longitud 5mm  
 REF.4038MZ-075/4 - diá. 0.75mm. longitud 4mm  
 REF.4038MZ-08/XX - diá. 0.80mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-085/4- diá. 0.85mm. longitud 4mm  
 REF.4038MZ-095/XX - diá. 0.95mm.Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-10/XX - diá. 1.0mm. Varias longitudes.  
 REF.4038MZ-13/XX - diá. 1.3mm. Varias longitudes.



## CUCHILLA DE ZAFIRO

Cuchilla de zafiro con punta, fabricada mediante un proceso químico en el que el producto final está compuesto de zafiro artificial, una de las sustancias más duras disponibles (calificación de "9" en la escala de Mohs de dureza mineral relativa, un nivel más bajo que el diamante).

REF. 4038ZTCB158-0.75 - 0,75mm  
 REF. 4038ZTCB168-0.90 - 0,9mm -  
 REF. 4038ZTCB130-10 - 1,0mm  
 REF. 4038ZTCB132-12 - 1,2mm  
 REF. 4038ZTCB170-125 - 1,25mm



## MANGO DE TITANIO PARA LAS ZAFIRO



REF. 4038Z.SPH-BH  
 Mango retráctil de titanio para cuchillas de zafiro

## BATEAS REDONDAS



REF.1001KU 300/06  
 Batea redonda 61 x 30 mm - 0,07 l.

REF.1001KU 300/08  
 Batea redonda 80 x 40 mm - 0,14 l.

## MANGO PARA CUCHILLAS

REF. 4038145-042E  
 Mango para mini cuchillas precortadas a medida.  
 Diseño ligero, ergonómico y equilibrado, cuenta con una punta cónica que facilita la visualización de la punta de la cuchilla.



# INSTRUMENTAL



REF.4038Z.1.11.00 -  
Pinza Adson 4-3/4", -  
serrada.

REF.4038Z.1.11.60 -  
Pinza Adson 4-3/4"  
45°, serrada (punta  
6mm)



REF.4038Z.9.13.00-  
Pinza Foerster curva con  
agarre octogonal  
(9,5cm)



REF.4038Z.9.10.00 -  
Pinza Foerster recta  
con agarre octogonal  
(9,5cm)



REF.4038Z.9.15.00-  
Pinza Foerster curva  
9.5cm, delicada, punta  
de polvo de diamante



REF.4038Z.9.12.00-  
Pinza Foerster recta  
9.5cm, delicada, punta  
de polvo de diamante



REF.4038Z.2.14.06 -  
Pinza Iris 10.2 cm  
curva, serrada



REF.4038Z.2.11.06 -  
Pinza Iris 10.2 cm recta,  
serrada

## PINZA PARA CONTAR PELO Y COLOCAR PELO DE FORMA MANUAL



REF.4038Z.5/45.00.40 -  
Pinza relojero núm. 5 en  
ángulo de 45°, punta  
4mm.



REF.4038Z.5/45.00.60- Pinza  
relojero núm. 5 en ángulo de  
45°, punta 6mm.



REF.4038Z.5/45.10.40- Pinza  
relojero de agarre núm. 5 en  
ángulo de 45°, punta 4mm.

REF.4038Z.5/45.10.60- Pinza  
relojero de agarre núm. 5 en  
ángulo de 45°, punta 6mm

## PINZA PARA CONTAR PELO



REF.4038Z.4.10.00 - Pinza  
relojero de agarre núm. 4

## PINZA PARA EXTRACCIÓN



REF.4038Z.7.00.00-  
Pinza relojero núm. 7



REF.4038Z.7.10.00 -  
Pinza relojero de agarre  
núm. 7



REF.4038Z.7.11.00 -  
Pinza relojero de agarre  
núm. 7, serrada.

## PLACA DE PETRI

REF.1187BRB001  
de vidrio 40 x 12 mm.  
Autoclavable



REF.1187BRB002  
de vidrio 60 x 12 mm.  
Autoclavable

REF.1187BRB003  
de vidrio 80 x 15 mm.  
Autoclavable

REF.1187BRB004  
de vidrio 100 x 15 mm.  
Autoclavable

REF.1187BRB005  
de vidrio 120 x 20 mm.  
Autoclavable

REF.1187BRB006  
de vidrio 150 x 25 mm.  
Autoclavable



REF.4038120-150  
Set de placa de Petri Pyrex  
8'89 cm.



REF.4038120-150/4  
Placa de Petri Pyrex con 4  
compartimentos



REF.4038120-150C  
Enfriador de placa Petri

## INYECTOR SIN AGUJA DERMO JET



REF.4041200  
Inyector sin aguja Dermo Jet  
HR, monodosis de 0,1ml



REF.4041500  
Inyector sin aguja Dermo Jet Poly-  
medical, puntas inyección inter-  
cambiables

## BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN PST.



REF.40382600A  
6,35x15,24x  
1,90 cm



REF. 40384600A  
10,16x15,24x  
1,90 cm



REF. 40386100A  
15,24x25,4x  
1,90 cm

## SUPERFICIE DE DISECCIÓN



REF. 4038126-CLEAR-VUE  
Superficie de disección Clear  
Vue 12,7 x 3,048 cm. Caja de  
5 unidades



REF. 4038200-010  
Superficie de disección antides-  
lizante. Caja de 25 unidades

## PEINE ESTERILIZABLE DE PLÁSTICO



REF. 4038120-035  
Resistencia al calor, 100%  
libre de estática y peso ligero.  
Cola de ratón delgada de  
20,32cm.

## MARCADORES DE PIEL



Marcador de piel con dos puntas  
de fibra de poliéster y tapa de  
polipropileno.  
REF.400133179



REF.400133178 Varios colores.  
Caja de 6u.  
REF.400133175 Azul.  
REF.400133176 Blanco.  
REF.400133177 Rojo.



Rotulador dermatográfico  
estéril. Trazo de 1 mm  
REF.10160101300

# INSTRUMENTAL

## MOSQUITO



### MICRO-MOSQUITO , 10CM

REF. 1001AA 131/10 -  
Curvo, sin dientes.

REF.1001AA 132/10  
Recto, con dientes.

REF.1001AA 133/10  
Curvo, con dientes.




### MOSQUITO

REF.1001AA 150/12  
Recto sin dientes 12cm

REF.1001AA 151/12  
Curvo sin dientes.

## PINZA HEMOSTÁTICA Y KOCHER



REF.1001AA 200/14  
Recta sin dientes, 14cm


REF.1001AA 201/14  
Curva sin dientes, 14cm

REF.1001AA 210/14  
Recta con dientes, 14cm

REF.1001AA 211/14  
curva con dientes, 14cm

REF.1001AA 211/16  
Curva sin dientes, 16cm.

## PINZA ADSON



REF.1001AB 100/12 - Sin  
dientes 12cm

REF. 1001AB 102/12 Micro  
sin dientes 12cm

REF. 1001AB 110/12 Con  
dientes 12cm

REF.1001AB 110/15 Recta  
con dientes 15cm

REF.1001AB 112/12 Micro  
con dientes, 12cm

REF.1001AB 115/12 Recta,  
dentada 12cm

## TIJERAS



REF.1001AC 020/11  
Recta punta aguda/ro-  
ma. 11,5cm



REF.1001AC 072/15  
Mayo-Stillie tijera recta  
R/R. 15cm



REF.1001AC 613/10  
Tijera para cuticula  
curva aguda/a. 10cm



## TIJERA FINAS IRIS RECTA A/A

REF.1001AC 450/09 9cm

REF.1001AC 450/10 10,5cm



REF.1001AC 451/09  
Tijeras para iridectomía curva  
aguda/a. 9cm



## TIJERA METZENBAUM

REF.1001AC 100/14 Metzen-  
baum recta roma/roma 14,5cm

## Tijera Metzenbaum baby

REF. 1001AC 108/11 Recta  
roma/roma 11,5cm



REF.1001AC 109/11 Curva  
roma/roma 11,5cm



REF.1001AC 782/11  
Westcott pin. tij. p. tenot. rec.  
r/r 11 cm



REF.1001AC 976/11  
Stevens tijera para tenotomía  
TUC 11.5cm.

## MANGO BISTURÍ



REF.1001AD 010/03  
N.º 3 para hojas del n.º 10,  
11, 12, 15




REF. 1001AD 065/10  
Mini 10 cm / 4"

REF. 1001AD 065/13  
Redondo hoja especial, 13 cm 5"

## PORTA-AGUJAS



REF. 1001AE 050/12  
Recta ranura 12cm



REF.1001AE 064/13  
Halsey 13cm



REF. 1001AE 100/14  
Mayo-Hegar. 14cm



REF.1001AE 466/13  
Halsey TUC estr. 13cm.

## ESTILETE



REF.1001AL 002/14  
Estilete punta doble roma  
2mm. 14,5cm.

## GANCHOS Y SEPARADORES



REF.1001AK 020/01  
Erina Gancho Gillies p.  
piel fino 18 cm



REF.1001KO 400/01  
Joseph ganchos 15cm



REF.1001KO 400/05  
Joseph ganchos 2  
dientes 5mm / 16cm



**SEPARADOR JOSEPH,  
DOBLE AGUDO, 16CM**

REF.1001AK 072/05  
Punta a punta: 5mm

REF.1001AK 072/07  
Punta a punta: 7mm



REF.1001AK 122/16  
Separador doble  
agudo Senn-Miller,  
16cm

## PISTOLA DE LAVADO



REF. 1001KY 940/01  
Pistola de lavado

REF. 1001KY 945/08  
Toberas para pistola de lavado

## BATEAS Y CUBETAS



REF.1001KU 300/08  
Batea redonda 80 x 40 mm  
- 0,14 l.

REF.1001KU 300/11  
Batea redonda 116 x  
50 mm - 0,35 l.



REF. 1001KU 310/31  
Bandeja de acero inoxi-  
dable 310x210x10mm



REF. 1001KU 311/16  
Cubeta para soluciones  
165 x 60 mm



REF.1001KYE 200/61  
Contenedor 580 x 280 x 135.  
Color plata



**ACERO ALEMÁN**

## PUNCH ESTÉRILES PARA BIOPSIA CON ÉMBOLO



REF.94158BPP-10F - 1 mm diámetro  
 REF.94158BPP-15F - 1,5 mm diámetro  
 REF.94158BPP-20F - 2 mm diámetro  
 REF.94158BPP-30F - 3 mm diámetro  
 REF.94158BPP-40F - 4 mm diámetro

## PUNCH



REF.94158BP-10F diámetro 1mm  
 REF.94158BP-15F diámetro 1,5mm  
 REF.94158BP-20F diámetro 2mm  
 REF.94158BP-25F diámetro 2'5mm  
 REF.94158BP-30F diámetro 3mm  
 REF.94158BP-35F diámetro 3'5mm  
 REF. 94158BP-40F diámetro 4mm  
 REF.94158BP-50F diámetro 5mm  
 REF.94158BP-60F diámetro 6mm  
 REF.94158BP-80F diámetro 8mm

## ELECTROCAUTERIZADORES

Electrocauterizador Baja temperatura.  
 Punta fina 28 mm.  
 REF.94150F7244  
 Alta temperatura 1200 °C  
 REF.94150F7255  
 Alta temperatura 600°C



## INSTRUMENTAL ESTÉRIL SOLO USO



## SET DE SUTURAS ESTÉRIL DESECHABLE

- REF.1043470886
- Campo impermeable, 38x45 cm.
  - Campo impermeable fenestrado, 50x50 cm (abertura 10x5 cm).
  - 5 compresas de tejido sin tejer, 7,5x7,5 cm.
  - Pinza Adson de disección metálica sin dientes, 12 cm.
  - Porta agujas metálico, 12 cm.
  - Tijera puntiaguda, 11 cm.



- REF.100119013407
- 1 bandeja con 2 compartimentos.
  - 5 gasas de tejido sin tejer 7,5x7,5 cm.
  - 1 pinza Adson sin dientes de 12 cm.
  - 1 porta-agujas Hegar-Mayo de 14 cm.
  - 1 tijeras de punta aguda.
  - 1 campo fenestrado Ø6 cm, 50x60 cm.
  - 1 campo envolvente 50x50 cm.

## INSTRUMENTAL DE UN SOLO USO



### Pinza Adson

REF.100109016  
 Sin dientes 12 cm.

REF.100109071  
 Con dientes 12 cm.

REF.100109092  
 Porta-agujas metálico  
 12 cm.


REF.100190890008  
 Tijera 12 cm punta/  
 punta.



## PAÑO NO ESTÉRIL

REF.100116000405  
Paño no estéril 50x75cm.  
Tejido TP. (Impermeable y  
plastificado)

REF.100116000700  
Paño no estéril 75x100cm.  
Tejido L. (Absorbente)



REF.100116000705  
Paño no estéril 75x100cm.  
Tejido TP. (Impermeable y  
plastificado)

## PAÑO QUIRÚRGICO ESTÉRIL SIN ADHESIVO

REF.100116100402  
Paño quirúrgico estéril  
Sin adhesivo 50x75cm.  
Tejido IS. Alta calidad (Absor-  
bente e Impermeable)


REF.100116100705  
Paño estéril sin adhesivo  
75x100cm. Tejido TP. (Absor-  
bente e Impermeable)

REF.100116101202  
Paño quirúrgico estéril  
Sin adhesivo 100x150cm.  
Tejido IS Alta calidad  
(Absorbente e impermeable)

REF.100116100200  
Paño quirúrgico estéril Sin  
adhesivo 50x50cm. Tejido L.  
(Absorbente)

REF.100116100602  
Paño estéril sin adhesivo 90x75cm.  
Tejido IS Alta calidad (Absorbente e  
impermeable)

REF.100116101205  
Paño quirúrgico estéril  
Sin adhesivo 100x150cm.  
Tejido TP. (Absorbente e Imper-  
meable)



## PAÑO ESTÉRIL FENESTRADO

REF.100116107502  
Paño estéril fenestrado  
90x75cm.  
Fenestración 8cm.  
Tejido IS, con adhesivo.



## PAÑO ESTÉRIL EN "U"

REF.100116108202  
Paño quirúrgico estéril en  
"U" 150x200cm.




## PAÑO ESTÉRIL CON ADHESIVO

REF.100116106202  
Paño estéril adhesivo 90x75cm. Adhesivo 90cm  
Tejido IS

REF.100116105402  
Paño estéril adhesivo 75x90cm. Adhesivo  
75cm. Tejido IS

REF.100116105702  
Sábana quirúrgica estéril adhesiva 180x150cm.  
Adhesivo 85cm. Tejido IS

## SETS/PACKS




REF.1001420010/01  
Pack universal para cirugías  
de mama o abdomen



**CON POSIBILIDAD  
DE CREAR SETS  
PERSONALIZADOS**



REF.1001420011/01  
Pack para blefaroplastia o  
cirugías de cabeza



REF.100116110002  
Set Universal (IS)



REF. 9422497738  
Bata de protección azul contra agentes infecciosos (EPI), con puño tricot. Bolsas de 10 unidades



Bata de polipropileno de 25 gr, no estéril. Talla única.  
REF.913125GWN120140+ /10U.  
REF.913125GWN120140+ [FA1]/100U  
REF.913125GWN120140+ [FA2]/500U  
REF.913125GWN120140+ [FA3]/1000U  
REF.913125GWN120140+ [FA4]/10000U



REF.913150GWNPT  
Bata de tejido sin tejer 50gr, azul sin mangas. Bolsa de 10 unidades

## BATA PROTECTORA




REF.4023BT-019-30G4-XL  
Bata de polipropileno de 30g, no estéril. Talla XL. 10 unidades

## MASCARILLAS



REF.100113030000  
Mascarilla quirúrgica con elásticos (caja de 50)

## ROPA INTERIOR



REF.1009RTM.000.BI - BLANCO  
REF.1009RTM.000.AI - AZUL  
Tanga para señora. T.única.  
40 gr/m<sup>2</sup>  
50 unidades



REF.1009RTC.000.AI - AZUL  
50 unidades  
REF.1088253-HI - BLANCO  
50 unidades  
Tanga caballero.



REF.1009RBM.001.AI -AZUL  
REF.1009RBM.001.BI - BLANCO  
Braga desechable Femenina  
50 unidades



REF. 4023BT-0024-40DB  
Slip caballero TNT azul oscuro  
10 unidades

## CUBREZAPATOS

REF.117722021  
Cubrezapatos Blanco de TST 30 gr.100u



## GORRO POLIPROPILENO

REF.1088135-BB  
plegado acordeón, 12 gr. blanco  
100 unidades



## PAPEL DE CAMILLA

### Papel de camilla blanco Caja de 6 rollos



REF.1056GE-403  
Papel de Camilla Ecológico  
1 capa con precorte a 180  
cm. Rollos 67 metros. Sábana-  
nas camilla ecológica 1  
capa gofrado.

REF.1056GE-408  
Papel de Camilla Ecológico  
2 capas con precorte a 40  
cm. Rollo de 57 metros.  
Gofrado.145 servicios de  
40 x 59 cm



### PAPEL DE CAMILLA RIZADO DE COLORES

Sin precorte  
caja de 5 rollos  
58cm x 80m el rollo  
44gr/m2.



REF.1088A-80 Azul  
REF.1088V-80 Verde  
REF.1088S-80 Salmón  
REF.1088R-80 Rosa  
REF.1088L-80 Lila

### PAPEL DE CAMILLA PERSONALIZADO

Con el logotipo de su clínica



Caja de 24 rollos  
REF.11512033X  
Material: TNT SMS 25 grs/m2  
Color blanco.  
Rollo de 58 cm de ancho x 100 metros.  
Impresión a 1 o 2 colores.  
Con precorte a 40 cm, a 180 cm o sin precorte

## SÁBANAS AJUSTABLES

Bolsas de 5 unidades



REF.1088475-20  
Blanca 80x210. 20gr  
REF.1088475-E  
Blanca 80x210. 40gr  
REF.10884200.  
Blanca100X220cm. 20gr  
REF.10884100-5  
Blanca 100x220cm. 40gr  
REF.100115451500  
Blanca90x190x20cm. 30gr

## SÁBANAS NO AJUSTABLES

REF.112602B16S  
Blanca 80x190. 20gr. 10 Unidades  
REF.100115491502  
Blanca 75x200 cm. P.P. 40 gr. 100U.



## EMPAPADORES/SABANILLAS

Empapadores Sabanindas.  
Bolsa de 25 unidades

REF.11061834012 - 60x60.  
REF. 11061834014 - 60X90.



## GUANTES



### LÁTEX SIN POLVO

REF. 94228DL219XX  
Talla S, M, L, XL  
caja de 100u.



### GUANTES SECURSENS

•9QSN0X  
Guantes de nitrilo azul sin polvo Ultra LS.  
Varias tallas  
200 unidades



### QUIRÚRGICOS SIN POLVO

REF.4023TG-02XX  
Talla de 6 a 9

REF.104394264X  
Peha-Taft Classic de látex  
Varias tallas

### NITRILO SIN POLVO



•4023RNBC03XX. Guantes de nitrilo negro sin polvo easyCARE, varias tallas 100u.



### QUIRÚRGICOS CON POLVO

REF. 4023TG-01XX  
Talla de 6,5 a 9



•4023RNBC03XX. Guantes de nitrilo rosas sin polvo easyCARE, varias tallas. 100u



### VINILO SIN POLVO

REF.94197GN65  
Tallas S, L y XL.  
caja de 100u.



•94228UNL290XX  
De caña larga.  
Varias tallas  
caja de 100u.



## HIGIENE Y DESINFECCIÓN



Alco-Aloe gel hidroalcohólico con bomba.

REF.1066HG0BSC16-008  
500ml



REF.10038605P 70° 250ml  
REF.10038606P 70° 1000ml  
REF.10038602P 96° 250 ml  
REF.10038601P 96° 1000 ml



REF.1066HG0AC2IN-T0250  
Clorhexidina acuosa incolora 2%  
250 ml sin bomba



REF.1043981329  
Gel neutro dermoprotector Baktolin Pure 1 litro



Clorhexidina acuosa al 2% incolora. Frasco de 250 ml .

REF.1111696250P  
Con pulverizador

REF.1111696250  
Sin pulverizador



REF.1066HG000001-C02  
Desinclor Clorhexidina acuosa 500 ml

## GASAS, APÓSITOS Y ESPARADRAPOS

### TIRAS DE SUTURA OMNISTRIP



Sutura cutánea. Color piel.  
REF.1043540683  
6 x 76 mm 50 sobres x 3 u.

REF.1043540685  
12 x 101 mm. 50 sobres x 6 u.



REF.1017174200  
Nobecutan,apósito en spray



REF. 4023SLN-001  
Depresor de madera lingual. Caja de 100 unidades

### GASAS TEJIDO SIN TEJER



REF.1110COTNT001  
Gasa TNT 15x15 P/7.5x7.5 30gr.100u.  
NO ESTÉRIL

REF.1110SOTNT003  
Gasa Tejido sin tejer plegada 7,5 x 7,5  
Sobre de 5u.  
ESTÉRIL

### GASAS DE ALGODÓN

REF.1110PIMA2001  
Pieza gasa malla "A" cortada 20x20 y plegada 10x10. 2500u.  
NO ESTÉRIL

REF.1110PI152001  
Pieza gasa 15 hilos 20x20 cm, plegada 10x10 ,  
4 capas. 2500u.  
NO ESTÉRIL

REF.1110SOMA2005  
Gasa estéril malla "A" 20x20, 4 capas, plegada 10x10, sobre de 10u.  
ESTÉRIL

REF.1110SO152005  
Gasas estériles 15 hilos 20x20 4 capas, plegada a 10x10, sobres de 10u.  
ESTÉRIL

### CELULOSA PRECORTADA



REF.1043143213  
Compresa de celulosa Pur-Zellin  
4 x 5 cm. 500 porciones.

### ESPARADRAPO DE PAPEL



Color blanco  
REF.400134904 1,25cmx9,1m (24 u.)  
REF.400134905 2,5 cm x 9,1m (12 u.)  
REF.400134906 5cmx9,1m(6u.)  
REF.400134907 7,5cmx9,1m(4u.)



Color piel  
REF.108615533-0 1,25x9,1m (24 u.)  
REF.108615533-1 2,5 cm x 9,1m (12 u.)

### APÓSITOS



REF.10331380  
Apósito CPK 6 x 8  
cm.Caja de 50u.



REF. 1043900870  
Apósito 7,2 x 5 cm.  
Caja de 50 u.



REF.101632230  
Apósito Opertape  
10cm x 10m

## JERINGAS

### 2 CUERPOS

REF.4023020ML-2CZ-B 20 ml.70unid.  
REF.4023010ML-2CZ-B 10 ml.100unid.  
REF.4023005ML-2CZ-B 5ml.100unid.

### LUER/LOCK

REF.4023050ML-3CZ-LL-BL 50ml. 25unid.  
REF.4023020ML-3CZ-LL-BL 20ml. 50unid.  
REF.4023010ML-3CZ-LL-BL 10ml. 100unid.  
REF.4023005ML-3CZ-LL-BL 5ml. 100 unid.  
REF. 4023003ML-3CZ-LL-BL 3ml. 100unid.



### 3 CUERPOS

REF.4023050ML-3CZ-BL 50 ml. 25 unid.  
REF.4023020ML-3CZ-BL 20ml 50unid.  
REF.4023010ML-3CZ-BL 10ml.100unid.  
REF.4023005ML-3CZ-BL 5ml.100unid.  
REF.4023002ML-3CZ-BL 2ml.100unid.



## AGUJAS HIPODÉRMICAS, PALOMILLAS Y ACCESORIOS

REF. 4023IN-045X12 26G. 0,45 x 12 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-045X16 26G x 5/8; 0,45 x 16 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-045X22 26G; 0,45 x 22 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-05X16 25G x 5/8; 0,5 mm x 16 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-05X40 25G x 1 1/2; 0,5 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-06X25 23G x 1; 0,6 mm x 25 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-07X40 22G x 1 1/2; 0,7 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-08X40 21G x 1 1/2; 0,8 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-09X25 20G x 1; 0,9 mm x 25 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-09X40 20G x 1 1/2; 0,9 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-12X40 18G x 1 1/2; 1,2 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-16X40 16G x 1 1/2; 1,6 mm x 40 mm.100 unid.



AGUJAS  
EN  
OFERTA

MÁS VARIEDAD  
DE MEDIDAS:



### PALOMILLA DE SEGURIDAD

Caja de 25 unidades

BD Vacutainer

REF.1026368654 21G 3/4" 18 cm, verde  
REF.1026368655 23G 3/4" 18cm, azul  
REF.1026368653 23G 3/4" 30 cm, azul



### PALOMILLA DE INFUSIÓN

Caja de 50 unidades

Para corta duración Venofix

REF.10064056310 G-19 20mm, beige  
REF.10064056337 G-21 20mm,verde  
REF.10064056353 G-23 20mm,azul  
REF.10064056370 G-25 15mm,naranja  
REF.10064056388 G-27 10



### PORTA-TUBOS BD VACUTAINER®

Porta-tubos BD Vacutainer® desechable para toma de sangre con tubos BD Vacutainer® de ° 13 y 16 mm y frascos de hemocultivo BD.  
REF.1026364815

Caja de 250 unidades



### PALOMILLA DE EXTRACCIÓN

Con adaptador

REF.1026367282 21G  
REF.1026367284 23G  
REF.1026367295 25G

Caja de 50 unidades



### AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE

Aguja para extracción múltiple de sangre por vacío. Estéril y de un solo uso.

REF.1026360210 22Gx25mm  
REF.1026360212 21Gx25mm  
REF.1026360214 20Gx25mm

Caja de 100 unidades



### ADAPTADOR LUER

REF.1026367300

Adaptador Luer para extracciones múltiples

Caja de 100 unidades



## AGUJAS

### AGUJA HIPODÉRMICA STERICAN



REF.10064656300  
0,30 x 12 mm 30 G 1/2  
Caja de 100u.

### AGUJA HIPODÉRMICA BD MICROLANCE



REF.1026304000  
0,3 mm x 13 mm. 30G  
Caja de 100u.

### AGUJA HIPODÉRMICA



REF. 4023IN-03X13  
0,3 mm x 13 mm. 30G x 1/2  
Caja de 100u.

### AGUJA INVISIBLE



REF.4026LDS-02009  
Largo: 9mm. El diámetro 14% más fino que las agujas 33G. Caja 100u.



### JERINGA 1ML LUER LOCK DH-JECT, SIN RESIDUO.

**\*PIDA MUESTRA GRATIS**

Caja de 100u.

REF.90201001

La conexión Luer Lock permite una unión más ajustada que previene la separación accidental de la aguja.

Esterilización: ETO. No contiene látex ni pirógenos.

### AGUJAS MESOTERAPIA NATURAL-MESO

NEW

Agujas de un solo uso ideales para mesoterapia y medicina estética, que permiten alcanzar la dermis fácilmente sin causar laceraciones o hematomas.

REF.94245JTN34G13 - 34Gx13mm  
REF.94245JTN34G4 - 34Gx4mm

Caja de 100u.



## TAPONES Y CONECTORES



Tapón doble luer lock macho/hembra de un solo uso  
REF.4023KDKC



Conector hembra luer lock para transferencia. Estéril  
REF.400399392R



Conector hembra luer lock.  
REF.4003FD0000000-LLF12 - 1,2mm  
REF.4003FD0000000-LLF14 - 1,4mm  
REF.4003FD0000000-LLF24 - 2,4MM



Llave de 3 vías de policarbonato. diseño transparente y Luer Lock  
REF. 4023KT-002

## AGUJAS DE MESOTERAPIA

### MESO-RELLE

dh material médico, los únicos con la gama más amplia de meso-relle. Permiten alcanzar fácilmente la dermis sin causar laceraciones, traumatismos o hematomas.

Caja de 100u.

Agujas preparadas para la multipunción.



REF.4005AAL4	27G.0,4x4mm
REF.4005AAL6	27G.0,4x6mm
REF.4005AAL12	27G.0,4x12mm
REF.4005AAL25	27G.0,4x25mm
REF.4005AAL40	27G.0,4x40mm
REF.4005AAL34	30G.0,3x4mm
REF.4005AAL36	30G.0,3x6mm
REF.4005AAL38	30G.0,3x8mm
REF.4005AM30G	30G.0,3x12mm
REF.4005AM3025	30G.0,3x25mm
REF.4005AM3040	30G.0,3x40mm
REF.4005AM314	31G.0,26x4mm
REF.4005AM316	31G.0,26x6mm
REF.4005AM31G	31G.0,26x12mm
REF.4005AM3225	31G.0,26x25mm
REF.4005AM324	32G.0,23x4mm
REF.4005AM326	32G.0,23x6mm
REF.4005AM32G	32G.0,23x12mm
REF.4005AM334	33G.0,20x4mm
REF.4005AM33G	33G.0,20x12mm

## NEXT PRP

REF.94223N500

Next PRP para obtención de plasma rico en plaquetas.

Contenido:

- 1 jeringa Next PRP de 10ml
- 1 unidad de tapón Luer
- 1 unidad de conector Luer

REF.94223N500  
1 UNIDAD

REF.94223N500 [FA]  
30 UNIDADES

REF.94223N500 [FA2]  
60 UNIDADES



## KIT DE PRP

Kit completo para la obtención de PRP T-LAB.

- 2 tubos de PRP T-LAB de 10 ml .
- 1 Tubo de resuspensión T-LAB de 5 ml.
- 1 aguja larga
- 1 campana
- 1 jeringa de 1ml
- 1 jeringas de 5ml.
- 1 aguja 30G
- 1 aguja de 21G
- 1 aguja para extraer sangre mediante sistema vacutainer



REF.94223T-1000          1 unidad  
REF.94223T-1000 [FA]    10 unidades  
REF.94223T-1000 [FA2] 20 unidades



## TUBOS 10ML ESTÉRILES

Para extracción de PRP

Tubos estériles de 10ml especialmente diseñados para la preparación segura y rápida de plasma autólogo rico en plaquetas (PRP) a partir de una pequeña muestra de sangre

REF. 94223T1003  
2 unidades

REF.94223T1003 [FA2]  
20 cajas de 2 unidades

REF.94223T1003 [FA]  
10 cajas de 2 unidades

REF.94223T1003 [FA3]  
50 cajas de 2 unidades



VEA EL PROTOCOLO DEL PRP



ESPECIAL TRICOLOGÍA

dh material  
médico

## CENTRÍFUGAS Y ADAPTADOR

En DH material médico te ofrecemos centrífugas de PRP de diferentes tipos, tanto analógicas como digitales. Todas ellas, completamente compatibles y recomendables para la obtención del PRP mediante el kit.



REF.1187GBF001  
Centrífuga angular digital  
2615/1, 6 x 15 ml  
Con capacidad para 6 tubos  
de 15 ml



REF. 1187GBC001  
Centrífuga angular analógica  
2650, 12 x 15 ml



REF.1187GBF010  
Centrífuga digital FUGELAB-GB10  
12 x 15 ml  
Centrifugación de una amplia  
gama de tubos desde 5 ml hasta  
15 ml.



REF. 1187GBK003  
Adaptador tubos de 13x75 mm  
para centrífuga 2615/1



REF.1187GBK002  
Adaptador tubos 10 ml para  
centrífuga angular.



REF. 94223S-106  
Centrífuga S-106 con cabezal  
oscilante de 6 tubos



REF.1187BJB006  
Gradilla de 5x12 orifici-  
os, azul

## PACK PRP



REF.94223N500  
NEXT PRP - 150 U

+



REF.1187GBF001  
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223T-1000  
KIT PRP - 60 KITS

+



REF.1187GBF001  
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223T1003  
TUBOS 10ML  
100 CAJAS

+



REF.1187GBF001  
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223N500  
NEXT PRP - 150 U

+



REF.94223S-106  
Centrífuga S-106



REF.94223T-1000  
KIT PRP - 60 KITS

+



REF.94223S-106  
Centrífuga S-106



REF.94223T1003  
TUBOS 10ML  
100 CAJAS

+



REF.94223S-106  
Centrífuga S-106

## PISTOLAS DE MESOTERAPIA

En DH Material Médico ofrecemos las mejores pistolas de mesoterapia para eliminación de celulitis. Gracias a nuestra elevada experiencia en el sector y a nuestro catálogo de más de 10.000 productos de calidad, somos capaces de resolver todas las necesidades de nuestros clientes.

Compra en esta sección las mejores pistolas de mesoterapia para centros y clinicas de estética de la mejor calidad.

### PISTOR ELIANCE

Es especialmente ligera y silenciosa para el confort del paciente. Su aplicación es prácticamente indolora.

Su diseño ergonómico y peso ligero hacen que esta pistola sea sencilla de empuñar. Ideal para facilitar los tratamientos en mesoterapia (traumática, estética, curativa.,etc), con dosis especialmente calibradas para la inyección de productos de alta viscosidad, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas (PRP).

REF.4020PMESO-ELIANCE



#### FUNCIONES PROGRAMABLES

- Memorización automática del último ajuste
- Longitud de la aguja
- Profundidad de la penetración de la aguja
- Volumen de la jeringuilla
- Velocidad de inyección (modo continuo)
- Tiempo entre dos inyecciones (mesoperfusión)
- Frecuencia de la inyección (ráfaga)
- Duración de la inyección (micro dosis, dosis estándar, mega dosis)

### CURSO FORMACIÓN INCLUIDO

Con la compra de cualquier pistola de mesoterapia PISTOR, se incluye un curso de formación para su uso vía skype totalmente GRATIS

## COMPLEMENTOS PISTOLAS



Visor de estabilización para una inclinación de 45° o 90°. Compatible con los modelos: Pistor Eliance, Pistor 5, Pistor 4 y Pistor Primium

RE.4020KIT-SMPPE



Kit mesoterapia para DHN. Jeringa, aguja para la extracción del medicamento, válvula, aguja mesoterapia y mirilla. (De un sólo uso).

REF.4004D50 - válvula y mirilla  
REF.4004CDHN4.04 - 4 x 0,4.  
REF.4004CDHN6.03 - 6 x 0,3  
REF.4004CDHN13.03 - 13 x 0,3

## PISTOLAS DE MESOTERAPIA



### MESO TECH CLASSIC

Utiliza los mismos kits estériles desechables que los de la gama de pistolas DHN. El uso de estos kits es una garantía de seguridad y de ahorro de tiempo para el profesional.

Modo de inyección: golpe a golpe o continuo  
 Tratamiento: Convencional y Estético (celulitis).  
 REF.40042600



### DEN HUB

#### LA MÁS SENCILLA, LA MÁS CONOCIDA

Elaborada en 1983, DEN'HUB no fue sólo una innovación, sino también una evolución real en cuanto a confort y seguridad para el médico y el paciente, gracias a su visor de estabilización y a la regulación de la penetración de la aguja. Pistola mecánica, realmente fácil de usar y mantener en buen estado; funciona en modo inyección, uno a uno, o punciones.

Ideal para principiantes de la mesoterapia.  
 REF.4004DH-1100



### PISTOR 4 NUEVO DISEÑO

La Pistor 4 presenta un nuevo diseño mejorado que supone la combinación perfecta de versatilidad, ergonomía y diseño con unos excelentes resultados, siendo prácticamente indolora para el paciente y asegurando la máxima precisión al profesional. Este modelo de la prestigiosa marca Pistor se ha desarrollado con un teclado táctil que permite controlar los diferentes parámetros de manera sencilla. Además, incorpora 4 modos de inyección.

REF.4020PMESO-P4N



### PISTOR 5

Pistola de mesoterapia de gran calidad que incorpora la función anti pérdidas ('Stop gota') que actúa al final de cada dosis para evitar fugas de producto. La Pistor 5 cuenta con batería de última generación. Con 6 modos de inyección preprogramados, la PISTOR 5 es una gran herramienta para llevar a cabo los tratamientos de la mesoterapia moderna.

REF.4020PMESO-P5



## VISITE NUESTRO SHOWROOM

**dh** material  
médico

Todo lo que necesita para su clínica

Avda. de l'Ebre, nau 3

08184 Palau-Solità i Plegamans (Bcn)

[info@dhmaterialmedico.com](mailto:info@dhmaterialmedico.com)

[www.dhmaterialmedico.com](http://www.dhmaterialmedico.com)



93 864 37 07  
608 386 547