

PRODUCTOS DE PRESTIGIOSAS MARCAS

# MEDICINA ESTÉTICA



**dh** material  
médico

## NEXT PRP

REF.94223N500

Next PRP para obtención de plasma rico en plaquetas.

Contenido:

- 1 jeringa Next PRP de 10ml
- 1 unidad de tapón Luer
- 1 unidad de conector Luer

REF.94223N500  
1 UNIDAD

REF.94223N500 [FA]  
30 UNIDADES

REF.94223N500 [FA2]  
60 UNIDADES



## KIT DE PRP

Kit completo para la obtención de PRP T-LAB.

- 2 tubos de PRP T-LAB de 10 ml .
- 1 Tubo de resuspensión T-LAB de 5 ml.
- 1 aguja larga
- 1 campana
- 1 jeringa de 1ml
- 1 jeringas de 5ml.
- 1 aguja 30G
- 1 aguja de 21G
- 1 aguja para extraer sangre mediante sistema vacutainer



REF.94223T-1000      1 unidad  
REF.94223T-1000 [FA]      10 unidades  
REF.94223T-1000 [FA2]      20 unidades



## TUBOS 10ML ESTÉRILES

Para extracción de PRP

Tubos estériles de 10ml especialmente diseñados para la preparación segura y rápida de plasma autólogo rico en plaquetas (PRP) a partir de una pequeña muestra de sangre

REF. 94223T1003  
2 unidades

REF.94223T1003 [FA2]  
20 cajas de 2 unidades

REF.94223T1003 [FA]  
10 cajas de 2 unidades

REF.94223T1003 [FA3]  
50 cajas de 2 unidades



VEA EL PROTOCOLO DEL PRP



**CENTRÍFUGAS Y ADAPTADOR**

En DH material médico te ofrecemos centrífugas de PRP de diferentes tipos, tanto analógicas como digitales. Todas ellas, completamente compatibles y recomendables para la obtención del PRP mediante el kit.



REF.1187GBF001  
Centrífuga angular digital  
2615/1, 6 x 15 ml  
Con capacidad para 6 tubos  
de 15 ml



REF. 1187GBC001  
Centrífuga angular analógica  
2650, 12 x 15 ml



REF.1187GBF010  
Centrífuga digital FUGELAB-GB10  
12 x 15 ml  
Centrifugación de una amplia  
gama de tubos desde 5 mL hasta  
15 mL.



REF. 1187GBK003  
Adaptador tubos de 13x75 mm  
para centrifuga 2615/1



REF.1187GBK002  
Adaptador tubos 10 ml para  
centrífuga angular.



REF. 94223S-106  
Centrífuga S-106 con cabezal  
oscilante de 6 tubos



REF.1187JB006  
Gradilla de 5x12 orifici-  
os, azul

**PACK PRP**

REF.94223N500  
NEXT PRP - 150 U

+



REF.1187GBF001  
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223T-1000  
KIT PRP - 60 KITS

+



REF.1187GBF001  
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223T1003  
TUBOS 10ML  
100 CAJAS

+



REF.1187GBF001  
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223N500  
NEXT PRP - 150 U

+



REF.94223S-106  
Centrífuga S-106



REF.94223T-1000  
KIT PRP- 60 KITS

+



REF.94223S-106  
Centrífuga S-106



REF.94223T1003  
TUBOS 10ML  
100 CAJAS

+



REF.94223S-106  
Centrífuga S-106

## PISTOLAS DE MESOTERAPIA

En DH Material Médico ofrecemos las mejores pistolas de mesoterapia para eliminación de celulitis. Gracias a nuestra elevada experiencia en el sector y a nuestro catálogo de más de 10.000 productos de calidad, somos capaces de resolver todas las necesidades de nuestros clientes.

Compra en esta sección las mejores pistolas de mesoterapia para centros y clínicas de estética de la mejor calidad.

### PISTOR ELIANCE

Es especialmente ligera y silenciosa para el confort del paciente. Su aplicación es prácticamente indolora.

Su diseño ergonómico y peso ligero hacen que esta pistola sea sencilla de empuñar. Ideal para facilitar los tratamientos en mesoterapia (traumática, estética, curativa, etc), con dosis especialmente calibradas para la inyección de productos de alta viscosidad, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas (PRP).

REF.4020PMESO-ELIANCE

#### FUNCIONES PROGRAMABLES

- Memorización automática del último ajuste
- Longitud de la aguja
- Profundidad de la penetración de la aguja
- Volumen de la jeringuilla
- Velocidad de inyección (modo continuo)
- Tiempo entre dos inyecciones (mesoperfusión)
- Frecuencia de la inyección (ráfaga)
- Duración de la inyección (micro dosis, dosis estándar, mega dosis)



### CURSO FORMACIÓN INCLUIDO

Con la compra de cualquier pistola de mesoterapia PISTOR, se incluye un curso de formación para su uso vía skype totalmente GRATIS

### COMPLEMENTOS PISTOLAS



Visor de estabilización para una inclinación de 45° o 90°. Compatible con los modelos: Pistor Eliance, Pistor 5, Pistor 4 y Pistor Primium

REF.4020KIT-SMPPE



Kit mesoterapia para DHN. Jeringa, aguja para la extracción del medicamento, válvula, aguja mesoterapia y mirilla. (De un sólo uso).

REF.4004D50 - válvula y mirilla  
REF.4004CDHN4.04 - 4 x 0,4.  
REF.4004CDHN6.03 - 6 x 0,3  
REF.4004CDHN13.03 - 13 x 0,3

## PISTOLAS DE MESOTERAPIA



### MESO TECH CLASSIC

Utiliza los mismos kits estériles desechables que los de la gama de pistolas DHN. El uso de estos kits es una garantía de seguridad y de ahorro de tiempo para el profesional.

Modo de inyección: golpe a golpe o continuo

Tratamiento: Convencional y Estético (celulitis).

REF.40042600



### DEN HUB

#### LA MÁS SENCILLA, LA MÁS CONOCIDA

Elaborada en 1983, DEN'HUB no fue sólo una innovación, sino también una evolución real en cuanto a confort y seguridad para el médico y el paciente, gracias a su visor de estabilización y a la regulación de la penetración de la aguja. Pistola mecánica, realmente fácil de usar y mantener en buen estado; funciona en modo inyección, uno a uno, o punciones.

Ideal para principiantes de la mesoterapia.

REF.4004DH-1100



### PISTOR 4 NUEVO DISEÑO

La Pistor 4 presenta un nuevo diseño mejorado que supone la combinación perfecta de versatilidad, ergonomía y diseño con unos excelentes resultados, siendo prácticamente indolora para el paciente y asegurando la máxima precisión al profesional. Este modelo de la prestigiosa marca Pistor se ha desarrollado con un teclado táctil que permite controlar los diferentes parámetros de manera sencilla. Además, incorpora 4 modos de inyección.

REF.4020PMESO-P4N



### PISTOR 5

Pistola de mesoterapia de gran calidad que incorpora la función anti pérdidas ('Stop gota') que actúa al final de cada dosis para evitar fugas de producto. La Pistor 5 cuenta con batería de última generación. Con 6 modos de inyección preprogramados, la PISTOR 5 es una gran herramienta para llevar a cabo los tratamientos de la mesoterapia moderna.

REF.4020PMESO-P5

## AGUJAS

### AGUJA HIPODÉRMICA STERICAN



REF. 10064656300  
0,30 x 12 mm 30 G 1/2

Caja de 100u.

### AGUJA HIPODÉRMICA BD MICROLANCE



REF. 1026304000  
0,3 mm x 13 mm. 30G

Caja de 100u.

### AGUJA HIPODÉRMICA



REF. 4023IN-03X13  
0,3 mm x 13 mm. 30G x 1/2

Caja de 100u.



### AGUJA INVISIBLE

REF. 4026LDS-02009  
Largo: 9mm. El diámetro 14% más fino que las agujas 33G.  
Caja 100u.



### JERINGA 1ML LUER LOCK DH-JECT, SIN RESIDUO.

\*PIDA MUESTRA GRATIS

Caja de 100u.

REF. 90201001

La conexión Luer Lock permite una unión más ajustada que previene la separación accidental de la aguja.  
Esterilización: ETO. No contiene látex ni pirógenos.

### AGUJAS MESOTERAPIA NATURAL-MESO



Caja de 100u.

Agujas de un solo uso ideales para mesoterapia y medicina estética, que permiten alcanzar la dermis fácilmente sin causar laceraciones o hematomas.

REF. 94245JTN34G13 - 34Gx13mm  
REF. 94245JTN34G4 - 34Gx4mm



## AGUJAS DE MESOTERAPIA

### MESO-RELLE

dh material médico, los únicos con la gama más amplia de meso-relle. Permiten alcanzar fácilmente la dermis sin causar laceraciones, traumatismos o hematomas.

Caja de 100u.

Agujas preparadas para la multipunción.




REF. 4005AAL4	27G.0,4x4mm
REF. 4005AAL6	27G.0,4x6mm
REF. 4005AAL12	27G.0,4x12mm
REF. 4005AAL25	27G.0,4x25mm
REF. 4005AAL40	27G.0,4x40mm
REF. 4005AAL34	30G.0,3x4mm
REF. 4005AAL36	30G.0,3x6mm
REF. 4005AAL38	30G.0,3x8mm
REF. 4005AM30G	30G.0,3x12mm
REF. 4005AM3025	30G.0,3x25mm
REF. 4005AM3040	30G.0,3x40mm
REF. 4005AM314	31G.0,26x4mm
REF. 4005AM316	31G.0,26x6mm
REF. 4005AM31G	31G.0,26x12mm
REF. 4005AM3225	31G.0,26x25mm
REF. 4005AM324	32G.0,23x4mm
REF. 4005AM326	32G.0,23x6mm
REF. 4005AM32G	32G.0,23x12mm
REF. 4005AM334	33G.0,20x4mm
REF. 4005AM33G	33G.0,20x12mm

## CÁNULAS

### CÁNULAS PARA BIOPLASTIA

REF.4003MI3025	30G 0,31 x 25 mm
REF.4003MI2740	27G 0,41 x 40 mm
REF.4003MI2625KR	26G 0,46 x 25 mm
REF.4003MI2638KR	26G 0,46 x 38 mm
REF.4003MI2650KR	26G 0,46 x 50 mm
REF.4003MI2550	25G 0,51 x 50 mm
REF.4003MI2438KR	24G 0,56 x 38 mm
REF.4003MI2450KR	24G 0,56 x 50 mm
REF.4003MI2350KR	23G 0,63 x 50 mm
REF.4003MI2370KR	23G 0,63 x 70 mm
REF.4003MI2250KR	22G 0,71 x 50 mm
REF.4003MI2270KR	22G 0,71 x 70 mm
REF.4003MI2290KR	22G 0,71 x 90 mm
REF.4003MI2170KR	21G 0,81 x 70 mm
REF.4003MI1870	18G 1,20 x 70 mm



**CÁNULAS NATURAL FILL  
(FAT GRAFT CANNULA /JTF)**

REF.94245JTF17090  
17G - 90mm



REF.94245JTF25050  
25G - 50mm

REF.94245JTF26050  
26G - 50mm

REF.94245JTF27040  
27G - 40mm

### CÁNULAS DE RELLENO FMC

Caja de 24u.  
Aguja guía incluida.



REF.1203FMC22G50	22Gx50mm
REF.1203FMC22G70	22Gx70mm
REF.1203FMC25G50	25Gx50mm
REF.1203FMC27G50	27Gx50mm



### MICROCÁNULAS MAGIC NEEDLE

Aguja guía incluida. Caja de 25u.

REF.4005MN22G57-25	22Gx57mm
REF.4005MN22G70-25	22Gx70mm
REF.4005MN25G40-25	25Gx40mm
REF.4005MN25G50-25	25Gx50mm
REF.4005MN27G37-25	27Gx37mm
REF.4005MN30G27-25	30Gx27mm

### CÁNULAS STERIGLIDE™

Poporcionan hasta un 50% mejor deslizamiento que otras cánulas.

El diseño de punta abovedada de las cánulas STERIGLIDE™ crea menor resistencia que una cánula tradicional, reduciendo así el riesgo de hematomas en el paciente.

REF.4026SGC-25038-020	25Gx38mm
REF.4026SGC-25050-020	25Gx50mm
REF.4026SGC-27038-020	27Gx38mm
REF.4026SGC-22050-020	22Gx50mm
REF.4026SGC-22070-020	22Gx70mm
REF.4026SGC-27025-020	27Gx25mm
REF.4026SGC-27050-020	27Gx50mm
REF.4026SGC-30025-020	30Gx25mm



Caja de 20u.  
Aguja guía incluida.

### CÁNULA DE RELLENO Y BIOPLASTIA NATURAL-FILL COMBO

Caja de 20u.  
Aguja guía incluida.

Base de policarbonato (plástico ligero pero resistente). Graduación para una inyección delicada. Indicador para un control preciso. adhesivo UV que une la base de policarbonato a la cánula alta fuerza adhesiva y una fijación precisa

REF.94245YC2250	- 22G 50MM
REF.94245YC2270	- 22G 70MM
REF.94245YC2540	- 25G 40MM
REF.94245YC2550	- 25G 50MM
REF.94245YC2740	- 27G 40MM
REF.94245YC3025	- 30G 25MM



## MULTIINYECTORES



Equipados con agujas estériles de un sólo uso. Preparados para usar. Multi-inyector circular con 5 agujas.

REF.4005RC5A27- Con aguja 27G x 4 mm.  
REF.4005RC5A30 - Con aguja 30G x 4 mm.  
REF.4005RC5 - Sin aguja



Equipados con agujas estériles de un sólo uso. Preparados para usar. Multi-inyector lineal con 5 agujas.

REF. 4005RL5A27- Con aguja 27G x 4 mm.  
REF.4005RL5A30 - Con aguja 30G x 4 mm.  
REF.4005RL5A31 - Con aguja 31G x 4 mm.  
REF.4005RL5 - Sin aguja



Multiinyector lineal de 3 salidas.  
Sin aguja.  
REF.4005RL3



Multiinyector circular de 3 salidas. Sin aguja  
REF.4005RC3



## TAPONES Y CONECTORES



Tapón doble luer lock macho/hembra de un solo uso  
REF.4023KDKC



Conector hembra luer lock para transferencia. Estéril  
REF.400399392R




Conector hembra luer lock.  
REF.4003FD0000000-LLF12 - 1,2mm  
REF.4003FD0000000-LLF14 - 1,4mm  
REF.4003FD0000000-LLF24 - 2,4MM



Llave de 3 vías de policarbonato. diseño transparente y Luer Lock  
REF. 4023KT-002

## AGUJAS ESPECIALES



### AGUJA PARA INTRALIPOTERAPIA (AQUALIX)

Caja de 25u.

Aguja extra fina para intralipoterapia (tratamientos con Aqualix).

REF.4005AGINTRA22 - 22G x 90mm  
REF.4005AGINTRA24 - 24G 0,55 x 100 mm

### AGUJAS STANDARD PARA ELECTROLIPOLISIS

Caja de 300u.

REF.4005LP25 - 0,3 mm x 25 mm  
REF.4005LP50 - 0,3 mm x 50 mm  
REF.4005LP75 - 0,3 mm x 75 mm  
REF.4005LP100 - 0,3 mm x 100 mm  
REF.4005LP125 - 0,3 mm x 125 mm  
REF.4005LP150 - 0,3 mm x 150 mm



## TRANSILUMINADOR DE VENAS Y ACCESORIOS

### VEINLITE LED + REF.1084VLED+

Es totalmente recargable y cuenta con 28 diodos emisores de luz (LEDs), de los cuales 22 son LEDs naranjas y 6 rojo intenso que pueden utilizarse juntos o por separado, para una máxima versatilidad.

### VEINLITE LED X REF.1084VLEDX00000

Este transiluminador por el número de diodos es adecuado para visualizar venas superficiales en paciente obesos o con tez muy oscura. LEDX es un transiluminador portátil recargable que con sus 24 LEDs naranjas y 8 LEDs rojos proporciona imágenes de alto contraste.



## RODILLOS

### RODILLO DÉRMICO

Rodillo dérmico cosmético de 192 agujas. Desechable. Estéril. Basic de 0,5mm, 1mm, 1'5mm, 2mm REF.4003802XX



### RODILLO FACIAL

REF.11739021 - micro-agujas de 0.5 mm, con 540 agujas de titanio.



### RODILLO CORPORAL

REF.11739013 - micro-agujas de 1.0 mm, con 1200 agujas de titanio.

## RIMSA

### L88 LED M

LUPA DE 3 AUMENTOS  
3.200 lux a 50cm  
T. de color: 5.000 kelvin



REF.4047L88LEDM+RLBI  
Base rodable

REF.4047L88LEDM+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047L88LEDM+S12MED  
-Anclaje a pared

REF.4047L88LEDM+  
Z400819 Anclaje a raíl

## LÁMPARAS CON LUPA

### LUPA LED HF

5 dioptrías. Lámpara LED con lente circular de aumento.



REF.104809340 - Anclaje a mesa

REF.104809340+1048B0101800  
Anclaje a pared

REF.104809340+104882026  
Anclaje a raíl

REF.104809340+104809651  
Base rodable

REF.104809340+1048B010150  
Anclaje a pared con brazo extensor

### MEGA

3 aumentos con punto focal de 5 aumentos. Base rodable o anclaje para mesa.

REF.1102WK\_L003

REF.1102WK\_L003T



BAJADA DE PRECIO

### BROAD

3 aumentos. Potencia: 11-13W

REF.1102WK-L002

### LFM LED

3 dioptrías

REF.1048LFG028194 -Anclaje a mesa

5 dioptrías

REF.1048LFG028195 Anclaje a mesa





## MOLESCOPE II, POLARIZADO. UNIVERSAL

REF.4034MOLEII-UNI

MoleScope no solamente realiza la función de aumento y captura de imágenes, sino que además le ayuda a proporcionar una diagnosis detallada para cada piel. La aplicación disponible para este dispositivo lo guiará a través de un autocontrol y análisis de imágenes, y gracias a la plataforma DermEngine podrá examinar y comparar imágenes en profundidad desde su tableta, teléfono móvil u ordenador.

Compatibilidad: Ahora el dispositivo MoleScope II se ha desarrollado con un inserto universal que le permitirá su uso indistintivamente del modelo de smartphone o tableta que disponga.

REF.4034MOLEII-UNI\_SET

Adaptador universal para Dermatoscopio digital MoleScope II (solo inserto)



## DERMLITE DL100 LUZ POLARIZADA 3GEN

REF.1084DL100

Dermlite ofrece una visión clara y profunda de las lesiones pigmentadas para así realizar las detecciones tempranas de melanoma y nuevos displásicos en cuestión de segundos ya que tiene un sistema de iluminación por LED que ofrece una luz brillante y natural, una lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal.



## DERMLITE DL200 HR REF.1084DL200HR

Dermlite ofrece una visión clara y profunda de las lesiones pigmentadas para así realizar las detecciones tempranas de melanoma y nuevos displásicos en cuestión de segundos ya que tiene un sistema de iluminación por LED que ofrece una luz brillante y natural, una lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal.



## DERMLITE DL200 HYBRID REF.1084DL200H0001XX

Dispone de 21 LEDs blancas (15 polarizados y 6 no polarizados) que le permiten escoger entre luz polarizada y no polarizada de una manera rápida y sencilla con solo pulsar un botón. Además, su disco de contacto tiene una escala de 10mm como referencia y un sistema de lentes de 25mm que le proporciona un aumento de 10x. Cuenta con un adaptador MagnetiConnect permite conectarse con muchos teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras y una batería integrada recargable con una vida útil de un 20% más larga que los dermatoscopios de series anteriores.



## DERMLITE CARBON REF.1084CARBON

Dermlite Carbon te proporciona un control inmediato de alternancia sobre la visualización de la lesión desde las estructuras superficiales hasta la pigmentación más profunda, activando por separado dos grupos de diodos emisores de luz (LED), cada uno con una polarización distinta: El primer grupo de ocho LEDs produce la luz polarizada por cruz, ideal para visualizar profundamente estructuras, mientras que el segundo juego de ocho LEDs directamente es polarizado, dándole una interpretación clara de la superficie de la piel.



## DERMLITE DL4 REF.1084DL4

Dermatoscopio Dermlite DL4 de diseño compacto y ligero que incorpora un sistema de lentes de 30 mm y 10 aumentos. Ofrece tanto una luz polarizada cruzada como no polarizada, además de dos niveles de brillo, un campo de visión más amplio, una mayor proyección de imagen de la pigmentación más profunda y dos niveles de control de espectro de color (PigmentBoost Plus).



## PROTECTOR DE SILICONA

REF.1084DL100SS

Dermlite DL100 y Carbon.

REF.1084DL200SS

Dermlite DL200 HR-Hybrid



REF.1084DLMCC1

Adaptador Dermlite universal de pinza para smartphone y tablet



REF.1084DLUA

Adaptador Dermlite universal para smartphone

## MARCADORES DE PIEL



Marcador de piel con dos puntas de fibra de poliéster y tapa de polipropileno.  
REF.400133179



REF.400133178 Varios colores.  
Caja de 6u.  
REF.400133175 Azul.  
REF.400133176 Blanco.  
REF.400133177 Rojo.



Rotulador dermatográfico estéril. Trazo de 1 mm  
REF.10160101300



Marcador de piel borrable, color rojo. Punta de 1.0mm.  
REF.4003TS02



Uso indicado para tapar lunares o manchas al aplicar el láser y o delimitar la zona a tratar.  
REF.112616L01

Uso tópico no inyectable.

## VIALES CLÁSICOS



**Amino Acids.** Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml - 10u. Revitaliza, regenera y reestructura la piel. REF.11738029



**Argireline 5% & Leophasil 5%.** Fórmula Antiarrugas. Ampolla de 2 ml. 10 unidades. Permite lograr una sensación de botox suave, no tóxica. REF.11738025



**Artichoke extract.** Fórmula anticelulítica. Ampolla de 5 ml. 10 un. Posee cualidades anticelulíticas por su acción desintoxicante y diurética. REF.11738001



**Asian Centella.** Fórmula regeneradora. Ampolla de 2 ml. 10 un. favorece la circulación. REF.11738002



**Biotin.** Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml. 10 un. crecimiento celular, la generación de ácidos grasos y el metabolismo de aminoácidos. REF. 11738003



**Caffeine 10%.** Fórmula Lipolítica. Ampolla de 2 ml. 10u. La cafeína ayuda a drenar las células grasas. REF.11738004



**Dexpanthenol 20%** Fórmula nutritiva. Ampolla de 5 ml. 10 un. regenerante que ejerce como hidratante. REF.11738005



**DMAE 2,5%.**Fórmula reafirmante y tonificante. Ampolla de 5 ml. 10 un. REF.11738006



**DNA liquid** Fórmula antienvjecimiento. Ampolla de 2 ml. 10 un. Antioxidante e hidratante. REF.11738026



**Ginkgo Biloba.** Fórmula anticelulítica. Ampolla de 5 ml. 10 un. El ginkgo mejora la circulación dilatando las paredes de los vasos sanguíneos. REF.11738007



**Glutathione.** Fórmula antioxidante. Viales de 5 ml. 5 u. Ejerce como protector de las células en el envejecimiento. REF.11738067

100mg

REF.11738068

600mg



**Glycolic Acid 1%.** Fórmula radiante. Ampolla de 2 ml. 10 u. El ácido glicólico estimula la renovación de la piel, el colágeno y la elastina. REF.11738008



**Hyaluronic.** Fórmula antienvjecimiento. El ácido hialurónico es un importante hidratante de la piel.

0,8% - Ampolla de 2 ml. 10 u. REF.11738030

2% - Viales de 3 ml. 5 u.

REF. 11738065

3,5% - Viales de 5 ml. 5 u.

REF. 11738066



**Hyaluronidase 1500 UI (powder) - 10 u.**

La hialuronidasa es una enzima proteica útil en el tratamiento contra la fibrosis relacionada con la celulitis. REF.11738070



**L-Carnitine 20%.** Fórmula Lipolítica.

Ampolla de 5 ml. 10 un. Metaboliza la grasa. REF.11738013



**Organic Silica 0,5% & DMAE 2,5%.**

Fórmula reafirmante. Ampollas de 5 ml. 10 un. lifting facial y antiedad REF.11738015

# VIALES , PÉPTIDOS Y MESOCOSMÉTICOS

Uso tópico no inyectable.

## VIALES CLÁSICOS



**Polyvitamins (A, E, C, B1, B3, B5, B6)** Fórmula nutritiva. Ampollas de 2 ml. - 10 u. dermonutrición. REF.11738027



**Trace Elements.** Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml. - 10 u. zinc, selenio, manganeso, cromo y cobre. REF.11738028



**Rutin & Melilot Extract.** Fórmula Tonificante. Ampolla de 2 ml.10 u. Fórmula compuesta por extracto de meliloto con rutina. REF.11738017



**Vitamin A 100000 U.I(Retinol)** Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml. 10 u. antioxidante dérmico REF.11738022



**Sodium Pyruvate 1%.** Fórmula revitalizante. Ampolla de 2 ml. 10 u. REF.11738018



**Vitamin C 20%.** Fórmula Revitalizante y Antioxidante. Ampolla de 5 ml. 10 u. REF.11738019



**Taurine.** Fórmula antioxidante. Ampolla de 2 ml.- 10 u. antioxidante y desintoxicante que protege el ADN celular. REF.11738063



**X-DNA Gel.** Fórmula Antienvjecimiento. Hidratante y antioxidante. Viales de 3 ml. 5 u. REF. 11738071

## VIALES COCKTAILS



**BCN ECQ10.** Cóctel reestructurante. Viales de 3 ml. 5 u. REF.11738033



**BCN MELANO.** Cóctel radiante. Viales de 5 ml. 5 u. REF.11738037



**BCN BASE.** Cóctel redensificante. Viales de 3 ml. 5 u. REF.11738032



**BCN REVITA-HA.** Cóctel polirevitalizante. Viales de 3 ml. 5 u. REF.11738024

## MESOCOSMÉTICOS



**ARNI + K.** Post tratamiento estético. 35 ml. crema específica de acción localizada para la mejora de alteraciones epidérmicas. REF.11738091

**MESOAGE.** Tratamiento hialurónico. Tubo de 40 ml. REF.11738053

**MESOBLANCHE.** Tratamiento despigmentante. Tubo de 40 ml. REF.11738055

**MESOCCELL.** Tratamiento anticelulítico. Tubo de 200 ml. REF. 11738056

**MESOVITA.** Tratamiento nutritivo. Tubo de 40 ml. REF.11738054



**CLEANSER.** Limpiador en espuma. Tubo 150 ml. Equilibra el pH de la piel. REF.11738078



**EPITHEL.** Tratamiento post peeling. 50 ml. calma la piel y restaura el manto hidrolipídico. REF.11738080



ESPECIAL MEDICINA ESTÉTICA

**dh** material médico

## PÉPTIDOS DE NUEVA GENERACIÓN

Uso tópico no inyectable.  
5u. en cada caja



**BCN Oculare Peptides.** Cóctel para el Contorno de Ojos. Viales de 3 ml.  
REF. 11738092



**BCN Capillum Peptides.** Cóctel Pérdida de Cabello. Viales de 5 ml.  
. REF.11738085



**BCN Lumen Peptides.** Cóctel blanqueante. Vial de 5 ml.  
REF.11738074



**BCN Tensis Peptides.** Cóctel Reafirmante. Viales de 5 ml.  
REF.11738073

## PRESOTERAPIA



Especificaciones técnicas:

- Longitud: 44 cm
- Anchura: 31 cm
- Altura: 15 cm
- Peso: 17 kg
- Potencia: 350W
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 200-240 V



Especificaciones técnicas:

- Longitud: 44 cm
- Anchura: 31 cm
- Altura: 15 cm
- Peso: 28 kg
- Potencia: 350W
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 200-240 V

### PRESOTERAPIA KHONA PRESS

REF.1207KHONAPRESS

Equipo para tratamientos de presoterapia Khona Press con pantalla táctil para visualización y control de parámetros.

Características:

- Posibilidad de ajustar la durada del tratamiento.
- Posibilidad de ajustar el tiempo de inflado de cada sección de 1" a 15"
- 3 niveles de presión: mínimo, medio, máximo
- Cuenta con 10 salidas de aire con regulación independiente. Existe la posibilidad de hacer trabajar solo las secciones deseadas al anular el inflado de una o varias secciones del traje.
- Tiene 4 modos de trabajo preestablecidos.
- Traje: 2 botas, 2 perneras, 2 mangas más cintura.
- Manta y tubos de presión.

### EQUIPO PARA PRESOTERAPIA, TERMOTERAPIA Y ELECTROESTIMULACIÓN, KHONA PRESS 3 EN 1

REF.12070009361

Equipo combinado 3 en 1, óptimo para tratamientos de presoterapia, termoterapia y electroestimulación equipado con pantalla táctil y sistema de control de parámetros.

## EQUIPO COMBINADO RIGENERA 3 PARA REMODELACIÓN Y REJUVENECIMIENTO

REF.4018EI10131

El equipo utiliza las propiedades de cuatro métodos diferentes que combinados garantizan un mayor rendimiento en comparación con el uso secuencial único de cada uno de ellos:

- Radiofrecuencia: contribuye al aumento de la temperatura de los tejidos, estimulando así la producción de colágeno y elastina.
- Vacumterapia: ejerce una ligera succión sobre el tejido para favorecer la microcirculación sanguínea y linfática.
- Fotobioestimulación: gracias a la alta potencia de la luz atérmica LED, estimula el metabolismo celular para producir más fibras de colágeno y elastina, consiguiendo también un efecto antioxidante y antiinflamatorio.
- Láser de baja frecuencia: es capaz de reactivar la microcirculación, actuando eficazmente sobre la retención de líquidos y sobre los capilares de la cara y el cuerpo.



- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Incluye:            | - 2 gafas de protección láser      |
| - 1 sonda facial.   | - 1 kit de 12 filtros de repuesto. |
| - 1 sonda corporal. | - 2 portasondas.                   |
| - 1 cinta métrica.  | - Gel conductivo de 500 ml.        |
| - 1 interlock.      | - Manual de usuario.               |

## APARATO LÁSER DE DIODO 808 NM EPIL EVO

REF.4018EI10152

Epil EVO trabaja a una longitud de onda de 808 nm para garantizar que el láser penetre profundamente en la piel y sea absorbido de forma selectiva por la melanina presente en el folículo capilar. Gracias al mecanismo de disparo, la fototermólisis selectiva, la energía del láser se transforma en energía térmica, causando un fuerte sobrecalentamiento únicamente dentro del folículo piloso y provocando su desnaturalización mientras se mantiene la temperatura de los tejidos contiguos. De esta forma, la desnaturalización del folículo impide que el cabello vuelva a crecer.

Permite trabajar en modo rápido o profesional, ajustando la fluencia en función de si la zona de tratamiento es más o menos extensa:

- Modo rápido: indicado para tratar las zonas más extensas. Se emplea con un modo continuo que opera con el láser a una frecuencia de 10 Hz.
- Modo profesional: específico para áreas pequeñas, se utiliza mediante aplicaciones singulares.



- |                          |  |                         |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Incluye:                 | - 2 gafas de protección láser (OD7+ y solarium). | - 1 soporte para sonda. |
| - 1 cinta métrica.       | - 1 manual de usuario.                           | - 1 manual de usuario.  |
| - Agua destilada de 5 L. | - Gel de 1000 ml.                                | - Gel de 1000 ml.       |

Para conseguir su acabado pulcro y refinado, esta recepción se ha desarrollado con una capa de madera pulida de gran calidad que recorre toda su superficie y cubre ambos lados del mueble. En cuanto a la estructura, está elaborada a base de solid surface en color blanco, un material que destaca por su gran resistencia frente a posibles impactos.

REF.1238R12

Dimensiones: 250x175 cm.

# MOBILIARIO A MEDIDA RECEPCIONES



En Dh Material Médico llevamos 29 años de trayectoria como especialistas en el montaje de clínicas, una amplia experiencia que nos permite conocer rigurosamente los requerimientos de las diferentes especialidades médicas. Le ofrecemos la posibilidad de personalizar su consulta con una amplia gama de mobiliario clínico de diseño hecho a medida, que destaca por su acabado ergonómico y práctico sin renunciar a un aspecto elegante y moderno.

## Diseño y Calidad



Descubra todas las posibilidades en el siguiente QR

ESPECIAL MEDICINA ESTÉTICA

**dh** material  
médico



## ART



REF.4031TRA133XX

• Medidas: 3056 x 1.120 x h1.090 mm



REF.4031TRA17XX

• Medidas: 1.656 x 877 x h1.159 mm

• Con iluminación: encimera melamina 28mm con cristal LACOBEL , frontal melamina,HPL brillante.



Colores  
esquineras



## ONDAS



REF.4031LUV28LXX

• Medidas: 1.996 x 1.034 x h1.103mm



REF.4031LUV22XX

• Medidas: 1.624 x 841 x h1.103mm



## LAV



REF.4031LAV93LXX

• Medidas: 3.845x1.486 x h1.105 mm



REF.4031LAV39LXX


• Medidas: 4.386x1.639 x h1.105 mm




# CALIDAD Y GARANTÍA PREMIUM

## RAZONES


para elegir **Lemi**




10  
AÑOS DE  
GARANTÍA\*



ASISTENCIA  
TÉCNICA



100%  
HECHO EN  
ITALIA



100%  
PERSONALIZABLE



ALTA CALIDAD  
PRESENTE EN  
+ DE 100 PAISES



Carga máxima: 200 kg  
Tapicería resistente al fuego: UNI 9175 CLASE 1M  
Libre de látex y materiales tóxicos.

\*Garantía en la estructura: 10 años.  
Garantía en espuma indeformable: 5 años.  
Garantía en motor y controles: 2 años.

ESPECIAL MEDICINA ESTÉTICA


**dh** material  
médico

## SOSUL 1

REF. 4011126

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.


- **1 motor:** Ajuste de altura.
- **Ajustes manuales:** Respaldo y reposapiernas.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Colchón** con 3 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal Zak** extensible.
- Personalizable: accesorios en página 23



## SOSUL TOP 2 y 3 motores

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **2 motores:** Altura y reposapiernas.
- **Colchón** de 4 cuerpos con grosor de 8cm.
- **Control de pie** con función AUT, END y SYNCHRO\*.
- Cabezal decúbito prono.
- Personalizable: accesorios en página 23



2 MOTORES  
REF.40111167

3 MOTORES  
REF.40111155




## NEXT

REF.4011855

Es ideal para masajes y tratamientos en centros wellness y spas.

- **1 motor:** Ajuste en altura.
- **Ajustes manuales:** Respaldo.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Colchón** de 2 cuerpos con agujero facial, con grosor de 12 cm.
- Ruedas.



\*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y con el respaldo elevado.

\*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

\*Función END : Permite que la persona se reincorpore al finalizar el tratamiento.

# CAMILLAS Y SILLONES ALTA GAMA


## LEMI 2 REF. 4011946

## LEMI 2 Bi-Zak REF.4011955




Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinares.

- **Ajuste manual:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **Rotación de 360°.**
- **LEMI 2 colchón** de 4 cuerpos con grosor de 8cm.
- **LEMI 2 Bi-zak colchón** de 5 cuerpos con grosor de 8cm.
- **Cabezal Bi-zak** y reposapiés extraíble.
- Personalizable: accesorios en página 23



LEMI 2



LEMI 2 Bi-Zak




## LEMI 3 REF.4011160


## LEMI 3 Bi-Zak REF.4011161

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinares.

- **1 motor:** Ajuste en altura.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Ajustes manuales:** Respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **LEMI 3 colchón** de 4 cuerpos, con grosor de 8cm.
- **LEMI 3 Bi-zak** de 5 cuerpos, con grosor de 8cm.
- **Cabezal Bi-zak** y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: accesorios en página 23



LEMI 3



LEMI 3 Bi-Zak




# CAMILLAS Y SILLONES ALTA GAMA

## LEMI Syncro Bi-Zak

REF.40111158

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **3 motores:** Altura, respaldo/reposapiernas y Trendelenburg
- **Control de pie** con función de memoria AUT, END y SYNCHRO\*.
- **Colchón** Bi-zak con 5 cuerpos y grosor de 8cm.
- **Cabezal** y reposapiés extraíble
- Personalizable: accesorios en página 23



QR VÍDEO



## LEMI 4 REF.4011851


## LEMI 4 Bi-Zak REF.40111139

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg
- **Control de mano** con función de memoria, AUT y SYNCHRO\*
- **LEMI 4 colchón** de 4 cuerpos, con grosor de 8cm.
- **LEMI 4 Bi-zak colchón** con 5 cuerpos y grosor de 8cm.
- **Cabezal Bi-zak** y reposapiés extensibles.
- Personalizable: accesorios en página 23



LEMI 4



LEMI 4 Bi-Zak

QR VÍDEO




## LEMI MED

REF.40111132

Ideal para exploración, diagnóstico, tratamientos multidisciplinarios y cirugía menor.

- **4 motores:** Respaldo, reposapiernas, altura y Trendelenburg.
- **Control de pie** con función de memoria, AUT\*
- **Colchón** anatómico Bi-Zak con 4 cuerpos y grosor de 12cm.
- 1 par de guías en el asiento.
- 1 par de guías en el respaldo.
- Personalizable: accesorios en página 23



\*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y con el respaldo elevado.

\*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

\*Función END : Permite que la persona se reincorpore al finalizar el tratamiento.


# CAMILLAS Y SILLONES ALTA GAMA

## DREAMED ZAK 4M

REF. 40111208

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **Rotación de 180°.**
- **Control de pie** con función de memoria y AUT\*.
- **Colchón** con 4 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal** y reposapiernas extensibles.
- Guías en el respaldo.
- Personalizable: accesorios en página 23




## DREAMED 4 M

REF.40111175

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg
- **Rotación de 180°**
- **Control de pie** con función de memoria y AUT\*.
- **Colchón** con 3 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal** con cojín.
- Reposapiernas extensible
- Personalizable: accesorios en página 23




## DREAMED 4M MOVE

REF.40111209

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **4 motores:** Altura, respaldo, piernas y Trendelenburg.
- **Control de pie** con función de memoria y AUT\*.
- **Colchón** con 3 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal** con cojín.
- Reposapiernas extensible.
- Ruedas giratorias.
- Personalizable: accesorios en página 23.



\*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y con el respaldo elevado.

\*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

\*Función END : Permite que la persona se reincorpore al finalizar el tratamiento.


# CAMILLAS Y SILLONES ALTA GAMA

## TESERA 4 motores

REF.40111213

Ideal para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **Control de mano** con función de memoria, AUT y SYNCHRO\*
- **Colchón** anatómico Bi-Zak con 5 cuerpos y grosor de 12cm.
- **Cabezal** y reposapiés extensibles.
- Personalizable: accesorios en página 23



## ACCESORIOS LEMI



Tapizado anatómico  
REF.40111996



Cabezal Zak  
REF.4011111COMPLETO



Cabezal injerto capilar  
REF.40111182



Asta porta suero  
REF.40111311



Brazos toma sangre  
REF.40111162



Brazos médicos  
REF.40111313



Brazos planos  
REF.4011208M



Estribos 1par  
REF.4011348



Par de piernas  
REF.4011318



Apoyatalones  
REF.4011LEM-151



Guías de respaldo  
REF.4011335



Guías de asiento  
REF.4011334



Control de pie con memorias 4M  
REF.4011KEE00632



Control de pie inalámbrico con memorias 4M  
REF.4011KEE00633



Bornes fijos, 1u.  
REF.4011345



Bornes giratorios, 1u.  
REF.4011346



Portarollos  
REF.4011108



Bandeja inox+ soporte  
REF.4011354



Rueda con freno  
REF.4011LEM-139



Plástico protector de cabezal  
REF.4011PROTESTA



Mando distancia con memoria 3M  
REF.4011FLR-11



Colchón XL,70cm  
REF.4011XL70



Colchón extra-confort  
REF.4011100



Colchón person. logo  
REF.4011LOGO



Plástico protector  
REF.4011PROTGAMBE



Soporte reposapiés  
REF.40111024



Rotación 180°  
REF.4011ROT



Cabezal con agujero  
REF.4011183



REF.4011015

### TABURETE REDONDO

Taburete sin respaldo. Disponible en varios colores, con base de plástico o aluminio.  
Altura: mín 48 cm - máx. 59 cm



REF.4011019X

### TABURETE FORMA SILLIN

Base de plástico o de aluminio en varios colores  
Altura: mín 48 cm - máx. 59 cm



REF.4011030X

### TABURETE GASLIFT

Asiento circular con base de plástico o de aluminio en varios colores.  
Altura: mín 42 cm - máx. 52 cm



REF.4011050SX

### TABURETE GASLIFT FORMA SILLIN

Asiento bajo, sillín con base de plástico o de aluminio de varios colores  
Altura: mín 44 cm - máx. 54 cm



REF.4011021X

REF.4011035X

### TABURETE GASLIFT CON ANILLO REPOSAPIES

Asiento alto con base de plástico o aluminio.  
Anillo reposapiés. Tapizado de varios colores  
Altura: mín 57 cm - máx. 75 cm



REF.4011030SX

REF.4011050SX

### TABURETE GASLIFT CON RESPALDO

Asiento redondo o forma sillín con base de plástico o aluminio. Tapizado de varios colores  
Altura: mín 48 cm - máx. 59 cm





REF.4011021SX

REF.4011035SX

### TABURETE GASLIFT CON ANILLO REPOSAPIES

Asiento alto con respaldo y anillo reposapiés. Opción base de plástico o aluminio, tapizado en varios colores




REF.4011052X

REF.4011052SX

### TABURETE FORMA SILLA MONTAR A CABALLO

Base de aluminio, con o sin respaldo, tapizado en varios colores.




REF.4011010

REF.4011010S

### TABURETE REDONDO OLEODINÁMICO

Taburete redondo con ajuste de la bomba oleodinámica. Con o sin respaldo ajustable, base de aluminio, con tapizado en varios colores




REF.4011040

REF.4011040S

### TABURETE FORMA SILLIN OLEODINÁMICO

Ajuste de bomba oleodinámica, con o sin respaldo ajustable. Base de aluminio. Con tapizado en varios colores




REF.4011835

REF.4011900X

### TABURETE SUITE STOOL

Asiento que se caracteriza por un diseño elegante y su skai acolchado. con o sin respaldo acolchado.



REF.4011070A

### TABURETE GASLIFT SILLA PEQUEÑA

Asiento con base de aluminio con tapizados en varios colores

# CAMILLAS Y SILLONES

## Camilla fija 2 cuerpos



REF. 1207HZ-3328

Respaldo abatible manualmente hasta 50° de inclinación.  
Color del tapizado: blanco. Incluye portarrollos y agujero facial.

- Medidas: 184x63x77cm
- Peso: 35kg
- Carga máx.: 150kg




## Camilla fija de 2 cuerpos

REF. 1250CDF25XX

Camilla fija de dos cuerpos fabricada con estructura metálica de gran resistencia. Está desarrollada con cuatro patas desmontables y regulables. El respaldo ajustable posibilita un ángulo de inclinación de 88°,

- 4 patas regulables a 3 alturas (65-70-75 cm).
- Con portarrollos.
- Respaldo reclinable.
- Longitud total: 190 cm.
- Altura regulable: 65-70-75 cm.
- Material estructura: tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°.
- Color estructura: blanco.
- Carga máxima: 300 kg.



MADE IN SPAIN




## Camilla 1 motor eléctrico

REF. 1207HZ-3329E

Camilla de masaje de dos cuerpos y un motor eléctrico que permite regular la altura. Es regulable en inclinación manualmente mediante pistón de gas.

- Altura: 54-85 cm
- Longitud: 195 cm
- Anchura: 70 cm
- Inclinación del respaldo: 60° mediante pistón de gas





MADE IN SPAIN


## Camilla eléctrica 2 cuerpos

REF. 1250CE012ORXX

- Dispone de una estructura tipo tijera fabricada en tubo de acero resistente, capaz de soportar hasta 180 kg. Su diseño permite una elevación en altura sin desplazamiento lateral, logrando una mayor estabilidad en los movimientos.

- El respaldo puede inclinarse mediante pistón de gas hasta los 85° según la posición que se requiera. Además, cuenta con agujero facial, junto con el pertinente tapón, con el fin de mejorar la colocación del paciente.

- Incluye portarrollos.
- Longitud total: 190 cm.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Densidad espuma: 30 k/m<sup>3</sup>.



-25% DTO

## Camilla multifuncional, 1 motor eléctrico y base de madera. Varias opciones

REF. 1207hz-3805

Camilla multifuncional que cuenta con 1 motor eléctrico para regular la altura y que está diseñada con base de madera en color blanco o negro. Incluye reposabrazos extraíbles y el respaldo dispone de agujero facial, especialmente pensado para tratamientos en los que la persona se encuentra en la posición decúbito prono.

- Longitud: 187 cm.
- Ancho:  
Con reposabrazos: 95 cm.  
Sin reposabrazos: 72 cm.
- Altura: 67-85 cm.
- Inclinación respaldo: 55°.
- Grosor colchón: 8 cm.
- Carga máxima: 150 kg.
- Peso: 61 kg.
- Material tapizado: poliuretano blanco.



-20% DTO

## Sillón eléctrico 4 motores para altura, respaldo y reposapiés, modelo Maxi

REF. 11022235D

Sillón eléctrico multifuncional con 4 motores que regulan altura, respaldo, asiento y reposapiés. Los reposabrazos son abatibles y el reposacabezas puede ajustarse.

Además, este modelo incluye la función RST, diseñada para devolver el sillón a su posición original.

- Altura: 57-88 cm.
- Ancho asiento: 61 cm.
- Ancho total: 89 cm.
- Longitud: 185,5 cm.
- Inclinación respaldo: hasta 85°.
- Inclinación reposapiernas: hasta 90°.
- Ángulo inclinación asiento: hasta 10°.
- Extensión cabezal: ±8 cm.
- Extensión reposapiés: ±15 cm.
- Carga máxima: 180 kg.
- Peso: 88 kg.



# CAMILLAS Y SILLONES



## STER

REF.11022214A

Camilla funcional de 3 cuerpos con estructura muy estable.

Dotada de 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés.

Brazos extraíbles, reposacabezas extraíble y con agujero facial.

- Dimension sin apoyabrazos: 185x62 cm
- Dimension con apoyabrazos: 185x84 cm
- Peso: 64 Kg



## VOME

REF.11022240

Equipada con 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y la inclinación del asiento.

Reposapiés regulable mediante pistón de gas.

Los botones integrados en el respaldo y el asiento permiten un total control de los movimientos desde cualquier punto de la camilla.

- Dimensión sin apoyabrazos: 188x56 cm
- Dimensión con apoyabrazos: 188x80 cm
- Peso: 75 Kg



## GIRTA

REF. 1207HZ-3872C

Camilla-sillón eléctrico de estética con 4 motores que regulan la altura, la inclinación de asiento y respaldo, y el reposapiés mediante un control de mando. Inclinación del reposacabezas y extensible. El reposapiés también es extensible. Con tapizado PU blanco de alta calidad.

- Dimensión con reposabrazos: 84,5 cm
- Dimensión sin reposabrazos: 61 cm
- Altura: 61-91 cm
- Peso: 70 Kg



REF.12070002231

Cabezal IOT para camillas eléctricas Girta y Girta Next. Color blanco o negro



## GIRTA NEXT


REF.1207HZ-3872  
**LEDS EN LA BASE**  
**ASIENTOS CALEFACTABLES**  
**AIRBAG LUMBAR**  
**5 MEMORIAS**  
**INCLUYE CABEZAL DECUBITO PRONO**  
 4 motores: altura, la inclinación de asiento y respaldo.

- Dimensiones sin apoyabrazos: 84,5 cm
- Dimensiones con apoyabrazos: 61cm
- Altura: 61-91 cm
- Peso: 70 Kg



REF.11021023AX  
**TABURETE FAST**

Taburete Fast, altura regulable a gas. Tapizado en PU de gran calidad. Base cromada con ruedas.




REF.11021023AB2X  
**TABURETE FAST+**

Taburete Fast con respaldo, altura regulable a gas. Tapizado en PU de gran calidad



REF.11021022AX  
**TABURETE ORGANIC**

Taburete Fast, altura regulable a gas. Tapizado en Asiento en forma de silla de montar. Altura regulable mediante pistón de gas. Tapizado en PU de gran calidad.



REF.11021025BXX  
**TABURETE CONFORT**

Taburete a gas, con respaldo. Equipado con tres balancas que permiten ajustar la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Tapizado en PU blanco de alta calidad y base cromada.

1936-2022

86

AÑOS

RIMSA

UNICA, simplemente es una obra maestra. La luz sin deslumbramientos crea relajación visual, reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta



## Lámparas RIMSA

SÓLO LOS QUE TIENEN UNA GRAN HISTORIA, SE ATREVEN HACER GRANDES CAMBIOS.

Tras su octogésimo aniversario, RIMSA afirma de nuevo su singularidad, avalada por un récord mundial: el diseño de la **primera lámpara quirúrgica LED (patente, 9/2002)**.

Vuelve a ser pionera con UNICA, una lámpara diseñada para mejorar la iluminación de quirófano.

**Los conceptos "Luz blanca sin sombras de color" y "Luz indirecta"**, ya establecidos en la serie anterior, **ahora se mejoran con la innovadora tecnología 2R, de doble reflexión**, que permite la propagación de la luz sin deslumbramientos.

**UNICA** simplemente, es una obra maestra. **La luz sin deslumbramientos** crea relajación visual, reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta.

# LAMPARAS DE CIRUGÍA

## LÁMPARAS PARA CIRUGÍA Y RECONOCIMIENTO



### UNICA 860

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF. 4047UNICA860SO  
Anclaje a techo



### UNICA 520

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.000-4.500 °K

REF. 4047UNICA520PI  
Base rodable

REF. 4047UNICA520SO  
Anclaje a techo

REF. 4047UNICA520+520  
Doble lámpara techo



### UNICA 520 + 860

**320.000 lux a 1m**

REF. 4047UNICA860+520  
Doble lámpara techo



### PENTALED 81

**160.000 lux a 1m**

T. de color: entre 4.500 y 5.000 °K.

REF. 4047PENTA81SO  
Soporte a techo

REF. 4047PENTA81+81  
2 Lamp. techo



### U29

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.000-4.500 °K

REF. 4047U29PI  
Base rodable

REF. 4047U29SO  
Anclaje a techo

REF. 4047U29+U29  
Doble lámpara techo



### PENTALED 30E

**160.000 lux a 1m**

T. de color: entre 4.500 y 5.000 °K.

REF. 4047PENTA30EPI  
Base rodable

REF. 4047PENTA30ESO  
Soporte a techo

REF. 4047PENTA30EPA  
Anclaje a pared

REF. 4047PENTA30E+30E  
2 Lamp. techo



### PENTALED 63N

**160.000 lux a 1m**

T. de color: entre 4.500 y 5.000 °K.

REF. 4047PENTA63NSO  
Techo hasta 3m

REF. 4047PENTA63N+63N  
Doble lámpara techo



ACCESORIOS LÁMPARAS DE CIRUGÍA RIMSA





## PENTALED 30N

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF. 4047PENTA30NPI  
Base rodable\*

REF. 4047PENTA30NPA  
De pared

REF. 4047PENTA30NSO  
De techo\*

REF. 4047PENTA30N+30N  
2 lamp. techo



QR VIDEO



## QUATTROLUCI

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.900 °K

REF. 4047QUATTROPI  
Base rodable

REF. 4047QUATTROPA  
Anclaje a pared

REF. 4047QUATTROSOX2  
Doble brazo

REF. 4047QUATTROSO  
4 cúpulas techo



QR VIDEO



## 30E + 81E

**320.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF. 4047PENTA81+30E  
Doble lámpara techo



## PENTALED 28

**120.000 lux a 1m**

REF. 4047PENTA28SO  
Anclaje a techo

REF. 4047PENTA28PI  
Base rodable

REF. 4047PENTA28PI+SE  
B. Rodable+ sist. emergencia

REF. 4047PENTA28PA  
Anclaje a pared

REF. 4047PENTA28+28  
2 Lámparas techo



## 30N + 63N

**320.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 °K

REF. 4047PENTA63N+30N  
Doble lámpara techo



## PENTALED 12

**100.000 lux a 1m**

REF. 4047PENTA12PI  
Base rodable

REF. 4047PENTA12SO  
De techo

REF. 4047PENTA12PA  
De pared

REF. 4047PENTA12+12  
2 Lámparas techo

REF. 4047PENTA12PI+SE  
Base rodable+ sist. Emergencia



## SATURNO

**50.000 lux a 1m**

T. de color: 4.000-4.500 °K  
Con ajuste de color

REF. 4047SATPI  
Base rodable

REF. 4047SATPA  
Anclaje a pared

REF. 4047SATSO  
De techo\*

REF. 4047SATSOX2  
2 lamp. techo



QR VIDEO





# LAMPARAS DE CIRUGÍA

## LED 300DF SC

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 kelvin

REF.40143106301200XX  
Base rodable\*

REF.40143106302100XX+09903  
De pared

REF.40143106303130+09907+0  
0270X - De techo\*

REF.40143106310620+00380+0  
9907 - 2 lamp. techo

Para otras opciones consultar con nosotros  
(Monitor, cámara, puntero, etc)



## MIMLED 600- 60000 LUX

**60.000 lux a 1m.**

REF.1048ML600C  
De techo\*

REF.1048ML600FL  
Base rodable

REF.1048ML600W  
De pared

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



## MIMLED 1000- 100.000 LUX

**100.000 lux a 1m.**

REF.1048ML1000C  
De techo\*

REF.1048ML1000FL  
Base rodable

REF.1048ML1000W  
De pared

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



## LED 300MC

**160.000 lux a 1m**

T. de color: 3.750, 4.000, 4.250, 4.500 y 4.750 °K

REF.40143206301200  
Base rodable\*

REF.40143206302100+401491  
60009903 De pared

REF.40143206303130+09907+  
00270 - De techo\*

REF.40143206320620+00380+  
09907 - 2 lamp. techo

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar  
con nosotros



## IGLUX

**65.000 lux a 1m**

REF.1055IG-65M  
Base rodable

REF.1055IG-65C  
De techo\*

REF.1055IG-65W  
De pared

REF.1055IG-65DC  
2Lamp. techo

**95.000 lux a 1m**

REF.1055IG-100M  
Base rodable

REF.1055IG-100C  
De techo\*

REF.1055IG-100W  
De pared

REF.1055IG-100DC  
2Lamp. techo

**65.000 lux a 1m y ajuste a color**

REF.1055IG-65+M  
Base rodable

REF.1055IG-65+C  
De techo\*

REF.1055IG-65+W  
De pared

REF.1055IG-65+DC  
2Lamp. techo

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



# LAMPARAS DE CIRUGÍA

**50.000 lux a 1m**  
T. de color: 4.500 kelvin

REF.40141204201100  
Base rodable-brazo corto

REF.40141204202202  
Soporte pared

REF.40141204201300  
Base rodable-brazo oscilante

REF.40141204203330+  
40141500000270  
Techo hasta 3m



## LED 130 PLUS

**100.000 lux a 1m**

T. de color: 4.500 kelvin

REF.40141305301100  
Base rodable-brazo corto

REF.40141305302202  
Soporte pared

REF.40141305301300  
Base rodable-brazo oscilante

REF.40141305303330+  
40141500000270  
Techo hasta 3m



**110.000 lux a 1m**

REF.40141503301300  
Base rodable

REF.40141503302202  
De pared

REF.40141503303330  
+40141500000270  
De techo



## LED 150F

**110.000 lux a 1m**

T. de color: 4.300 kelvin

REF.40141504301300  
Base rodable

REF.40141504302202  
De pared

REF.40141504303330  
+40141500000270  
De techo\*

REF.40141504150420  
+00380+09901  
2 lamp. techo



**QR VIDEO**



**130.000 lux a 1m**

REF.40141505301300  
Base rodable

REF.40141505302202  
De pared

REF.40141505303330  
+40141500000270  
De techo

REF.40141505150520  
+00380+09901  
2 lamp. techo



## L21-25

**50.000 lux a 1m.**

REF.1055L21-25R  
Base rodable

REF.1055L21-25T  
De techo\*

REF.1055L21-25TD  
2Lamp. techo

REF.1055L21-25P  
De pared

\*Anclaje directo a techo.  
Para otras opciones consultar con nosotros



# LAMPARAS DE CIRUGÍA

RIMSA

## PRIMAFIX

105.000 lux a 50cm

T. de color: 4.000 kelvin

REF.4047PRIMAFIX+RLBI  
Base rodable

REF.4047PRIMAFIX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047PRIMAFIX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047PRIMAFIX+  
Z400819 Anclaje a raíl



QR VÍDEO



RIMSA

## ALFAFIX

60.000 lux a 50cm

T. de color: 4.500 kelvin

REF.4047ALFAFIX+RLBI  
Base rodable

REF.4047ALFAFIX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047ALFAFIX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047ALFAFIX+  
Z400819 Anclaje a raíl



RIMSA

## PRIMAFLEX

105.000 lux a 50cm


T. de color: 4.000 kelvin

REF.4047PRIMAFLEX+RLBI  
Base rodable

REF.4047PRIMAFLEX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047PRIMAFLEX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047PRIMAFLEX+  
Z400819 Anclaje a raíl



QR VÍDEO



RIMSA

## ALFAFLEX

60.000 lux a 50cm

T. de color: 4.500 kelvin

REF.4047ALFAFLEX+RLALFA  
Base rodable

REF.4047ALFAFLEX+S11  
Anclaje a mesa

REF.4047ALFAFLEX+S12-  
MED -Anclaje a pared

REF.4047ALFAFLEX+  
Z400819 Anclaje a raíl



**VÍSITE NUESTRA EXPOSICIÓN PERMANENTE  
SHOWROOM.**

Un espacio para ver y probar todo tipo de  
mobiliario, aparatología y más.  
Pida cita - Tel. 93 864 37 07.

## MS LED

45.000 lux a 50cm

REF.1048M183500+1048B0101SO  
pared con brazo extensor

REF.1048M183500+104809651  
base rodable

REF.1048M183500+104882026  
anclaje a raíl

REF.1048M183500+1048B0101800  
versión pared

REF.1048M183500  
anclaje a mesa



ESPECIAL MEDICINA ESTÉTICA

dh material  
médico

# LAMPARAS DE CIRUGÍA

## MS FLEX

**45.000 lux a 50cm.**

Con brazo flexible  
Lámpara de cirugía menor  
y exploración avanzada

REF.1048M183500FL  
Anclaje a mesa

REF.1048M183500FL+1048B0101800  
Anclaje a pared

REF.1048M183500FL+104882026  
Anclaje a raíl

REF.1048M183500FL+104809651  
Base rodable

REF. 1048M183500FL+ 1048B0101S0  
Anclaje a pared con brazo extensor



## LED 110

**30.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin  
Lámpara de reconocimiento  
o pequeña cirugía

REF.40141103101200  
Base rodable

REF.40141103102601  
Anclaje a raíl

REF.40141103102100  
De pared



## MS FLEX PLUS

**65.000 lux a 50cm.**

Con regulador de intensidad  
y brazo flexible

REF.1048M187001FL  
Anclaje a mesa

REF.1048M187001FL+1048B0101800  
Anclaje a pared

REF.1048M187001FL+104882026  
Anclaje a raíl

REF.1048M187001FL+104809651  
Base rodable

REF. 1048M187001FL+1048B0101S0  
Anclaje a pared con brazo extensor



## LED 115

**60.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin

REF.40141153101200  
Base rodable

REF.40141153102601  
Anclaje a raíl

REF.40141153102100  
De pared



## MS LED PLUS

**65.000 lux a 50cm**

Con regulador de intensidad.

REF.1048M187001+1048B0101S0  
pared con brazo extensor

REF.1048M187001+104809651  
base rodable

REF.1048M187001+104882026  
anclaje a raíl

REF.1048M187001+1048B0101800  
versión pared

REF.1048M187001  
anclaje a mesa



## LED 120

**80.000 lux a 50cm**

T. de color: 4.000 kelvin

REF. 40141203101100  
Base rodable-brazo corto

REF.40141203103330+  
40141500000270  
Techo hasta 3m

REF.40141203101300  
Base rodable-brazo oscilante

REF.40141203102202  
De pared- brazo oscilante



## CARROS

### CARRO DE PARADA (con accesorios)



REF.1207M1-ETA1

- 5 cajones de apertura.
- 4 ruedas giratorias.
- Cajones desarrollados con bloqueo.
- Bandeja superior lisa de fácil limpieza.
- Portasueros con altura ajustable.
- Cerradura central con llave.

### CARRO DE MEDICACION Y ANESTESIA



REF.1207M2-ATA

- 5 cajones de apertura.
- Bandeja superior lisa de plástico.
- Bandeja extraíble en un lateral.
- Asa en uno de los lados.
- Incluye dos cubos.
- Portasueros con altura ajustable.
- Organizador de contenedores.
- 4 Ruedas giratorias.

### CARRO HOSPITALARIO CON CAJONERA Y CONTENEDORES DE RESIDUOS



REF.1207M2-MTD

- 4 cajones de apertura.
- Sistema de bloqueo de los cajones.
- Cerradura lateral (juego de 2 llaves)
- Bandeja superior lisa de plástico.
- Asa lateral para mover el carro con facilidad.
- Incluye dos cubos.
- 4 Ruedas giratorias.

## CARRO PORTACURAS



REF.114122602

Dos estantes en forma de bandeja con reborde perimetral de 20 mm de profundidad, con esquinas y cantos redondeados.

Fabricado en acero inoxidable calidad 18/10.

Medidas:  
730x420x800 mm



REF.114122601

Un cajón al frente con asa tirador. Ruedas de  $\varnothing$  75 mm, con parachoques; dos con frenos. Estructura fabricada en acero inoxidable calidad 18/10.

Medidas: 730x420x800mm

## MESA PARA INSTRUMENTAL

REF.114120000

Estantes lisos. Ruedas de  $\varnothing$ 75 mm, con parachoques; dos con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Medidas:  
600x400x800 mm



REF.114127000

Altura regulable manualmente mediante doble guía.

Ruedas de  $\varnothing$ 75 mm, con parachoques; dos con freno.- Fabricación en acero inoxidable 18/10.

Medidas:  
900x565x900 - 1400mm



## MESAS DE TRABAJO

### MESA DE MAYO



REF.1008M930  
Mesa de acero cromado. Bandeja de acero inoxidable de 57x38 cms. Regulable en altura. Con ruedas.



REF. 114121000  
Altura regulable. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: 600 x 400 x 750 - 1200 mm

### MESAS AUXILIARES



REF.11021040A  
Estructura metálica en color blanco con un cajón con llave y 3 estantes de cristal. 60x46,5x80,5 cm



REF. 11021019A  
Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave, 3 estantes. 55,5x42x82 cm



REF.1179070802  
100x50x85cm

REF.1179070828  
120x60x85cm

REF.1179070812  
200x60x85cm



REF.117907687XX  
Mesa de trabajo de acero inoxidable con encimera de cristal. Varias medidas



- 100 x 50 x 85 cm (ref. 1179070402): 23 kg
- 120 x 50 x 85 cm (ref. 1179070420): 21,06 kg
- 150 x 50 x 85 cm (ref. 1179070404): 29 kg
- 200 x 50 x 85 cm (ref. 1179070406): 36 kg
- 100 x 60 x 85 cm (ref. 1179070408): 25 kg
- 120 x 60 x 85 cm (ref. 1179070428): 24,85 kg
- 150 x 60 x 85 cm (ref. 1179070410): 32 kg
- 200 x 60 x 85 cm (ref. 1179070412): 40 kg
- 100 x 70 x 85 cm (ref. 1179070414): 29 kg
- 120 x 70 x 85 cm (ref. 1179070436): 27,14 kg
- 150 x 70 x 85 cm (ref. 1179070416): 34 kg
- 200 x 70 x 85 cm (ref. 1179070418): 46 kg

## LAVAMANOS



REF.1179061208  
Lavamanos tipo mural con doble pedal para agua fría y caliente



REF.1179061210  
Lavamanos tipo mural con sensor electrónico



REF.114815800  
Lavamanos quirúrgico de un cuerpo, acero inoxidable. 75 x 50 x 37 cm



REF.114826000  
Estantería de acero inoxidable con cuatro baldas fijas, 100x40x180cm



## ESTANTERIAS - 6 estantes

- REF.11799100601XX -80cm x 40cm
- REF.117991006011XX -100cm x 40cm
- REF.1179910060XX - 120cm x 40 cm
- REF.117991006012XX - 140cm x 40 cm



## VITRINAS

REF.114824102 - Vitrina acero pintado, 90 x 35 x 150, con peana acero inox.Estructura acero con revestimiento en epoxy. Dos puertas de cristal con cerradura. Cuatro entrepaños de cristal fijos Peana de acero inoxidable. Peso: 48 kilos

REF.114824151 - Vitrina doble  
Vitrina acero pintado, 100 x 40 x 160 cm tres estantes y peana de acero pintado.Estructura acero con revestimiento en epoxy. Dos puertas de cristal con cerradura y dos puertas metálicas con cerradura y en su interior un entrepaño metálico.

## CARROS



REF. 1207HZ-993A  
Carro de madera pensado especialmente para estética y SPA. Longitud: 50 cm, Anchura: 44,5 cm, Altura: 86,5 cm, Peso: 17,5 kg



REF.1207HZ-903  
Carrito estructura metálica, 3 estantes de madera. Color blanco  

- Longitud: 61 cm
- Anchura: 43 cm
- Altura: 83 cm
- Peso: 14 kg

## PAPEL SECAMANOS

REF.1056584  
Dispensador de papel Chemine 320x255x250mm.



REF.1056582  
Dispensador de papel Mini chemine 293x185x166mm.



REF.1056581  
Dispensador de papel Chemine. 335x275x255mm.



REF.1056EFFI-P21  
Secamanos grande 2 capas. Papel tisú pasta pura 2 capas de 17 gr/m2.



REF.1056P-204  
Secamanos pequeño 2 capas. Pasta pura. Bobina 2 capas liso. 190 servicios.

## SELLADORAS

REF.4024SEALER818  
Selladora SEAL-100 IcanClave



REF.40292165S  
Termoselladora One



## 000 matachana

## AUTOCLAVES

Clase B

La instalación y puesta en marcha del dispositivo están incluidas.

REF.124279870  
Autoclave 22L - 21ED plus



REF.124279870.1  
Autoclave 22L - 21ED plus  
AWF on carga automática y USB



REF.124279881  
Autoclave 22L M20-B plus



REF.124278015.7  
Autoclave 30L M30-B con  
impresora



MÁS INFO. EN



REF.4024STE8DX  
Autoclave 8 litros



REF.4024STE12DX  
Autoclave 12 litros



REF.4024STE23DX  
Autoclave 23 litros

## INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN

REF.1004229  
Indicador químico para  
vapor "Sterigut" - 250 u.



REF.1004BT20  
Indicador biológico  
para vapor de agua.  
Caja de 100 unidades



REF. 1004C10/2000  
Incubadora para  
indicadores biológicos  
37-60°C



## BOLSAS ESTERILIZACIÓN



REF.94208SBA1426  
Bolsa esterilización  
vapor autoadhesiva  
140 mm. x 260 mm.  
Caja de 200u

## ROLLOS ESTERILIZACIÓN

ROLLO DE ESTERILIZACIÓN MIXTO PLANO



REF.94208SRP7520  
75 mm x 200 m  
REF.94208SRP1510  
150 mm x 100 m  
REF.94208SRP2520  
250 mm x 200 m



## MONITORES



REF.400135162  
Monitor de signos vitales PC300.  
Mide SpO2, NIBP, la frecuencia  
de pulso y la temperatura.



REF.400135134  
Monitor PC 3000. Pantalla de 7"



REF.1090MON-YKE12  
Monitor multiparamétrico E12 con  
pantalla a color de 12", ECG,  
PANI, SpO2, TEMP  
*Con opción a capnografía.*



REF. 10977800011  
Monitor Multiparámetros PC-900  
Plus con ECG, SpO2, PANI, PPM y  
Temperatura



**PULSÍOXIMETRO**  
Pulsioxímetro Oxy 4.  
REF.400135092- Naranja  
REF.400135091- Azul

## DEFIBRILADOR



REF.1090DA-SAM350  
Desfibrilador  
SemiAutomático (DESA)

REF.1090DASAM360  
Desfibrilador automático

## CARRO PARA MONITOR



REF.11908030421038  
Soporte rodable para monitor  
vital signs PC-900 plus



REF. 1090ACC-65R  
Carro para monitor universal  
- Medidas bandeja: 300x200 mm.  
- Medida cesta: 195x260x250 mm.  
- Altura: 1 m.  
- Peso: 22,5 kg.  
- Tubo central: 38 mm de diámetro.

## ECÓGRAFOS Y ACCESORIOS

REF.400133989 Ecógrafo Mindray DP-10

Para ecógrafo Mindray DP-10/20:

REF.400133977- Sonda lineal 7.5 MHz

REF. 400133976 - Sonda convexa 3.5 MHz

REF.400133989+400133976

Ecógrafo Mindray DP-10 + Sonda convexa 3.5 MHz.

REF.400133989+400133977

Ecógrafo Mindray DP-10 + Sonda lineal 7.5 MHz.



## ELECTROBISTURÍ Y ACCESORIOS



REF. 94150F4390/4M  
Mango electrobisturí estéril desechable con conexión 4 mm plug para control con pedal. Electrodo punta plana/roma extraíble. Longitud de cable: 320cm.



REF. 94150F4797  
Mango electrobisturí estéril desechable con conexión 4 mm plug para control con pedal. Electrodo punta plana/roma extraíble. Longitud de cable: 320cm.

## PLACAS Y ELECTRODOS



REF.94150F7805  
Para adultos, de hidrogel y soporte foam, 202x101mm, conexión tab.



REF.400130506  
Electrodo alambre 1 mm ángulo 45. Autoclavable



REF.400130503  
Electrodo recto 4 mm diámetro. Autoclavable

REF.400130625  
50 monopolar



REF.400130626  
80 monopolar



REF.400130628  
MB 120D mono-bipolar



REF.400130629  
MB160 Mono-Bipolar.  
Para intervenciones de mediana cirugía.



Electrobisturí Hyfrecator 2000. Desde el año 1937, el Hyfrecator es la opción número uno para el médico en sistemas de electrocirugía en consultorio.



REF. 1149436247X  
Sin placa de paciente

## ECÓGRAFOS CHISON

REF. 94226ECO1EXP+L7M-A

**Ecógrafo Chison ECO1 Expert** con sonda lineal 7.5MHz



REF. 94226SE-P1

**Ecógrafo portátil Chison Sono-Eye P1** sonda lineal 9MHz + Tablet de regalo



REF. 94226SE-P2

**Ecógrafo portátil Chison Sono-Eye P2** sonda lineal 7,5MHz + Tablet de regalo

## MOSQUITO



### MICRO-MOSQUITO , 10CM

REF. 1001AA 131/10 -  
Curvo, sin dientes.

REF.1001AA 132/10  
Recto, con dientes.

REF.1001AA 133/10  
Curvo, con dientes.


### MOSQUITO



REF.1001AA 150/12  
Recto sin dientes 12cm

REF.1001AA 151/12  
Curvo sin dientes.

## PINZA ADSON



REF.1001AB 100/12 - Sin  
dientes 12cm

REF. 1001AB 102/12 Micro  
sin dientes 12cm

REF. 1001AB 110/12 Con  
dientes 12cm

REF.1001AB 110/15 Recta  
con dientes 15cm

REF.1001AB 112/12 Micro  
con dientes, 12cm

REF.1001AB 115/12 Recta,  
dentada 12cm

## TIJERAS



REF.1001AC 020/11  
Recta punta aguda/ro-  
ma. 11,5cm



REF.1001AC 072/15  
Mayo-Stille tijera recta  
R/R. 15cm



REF.1001AC 613/10  
Tijera para cuticula  
curva aguda/a. 10cm



### TIJERA FINAS IRIS RECTA A/A

REF.1001AC 450/09 9cm

REF.1001AC 450/10 10,5cm



REF.1001AC 451/09  
Tijeras para iridectomía curva  
aguda/a. 9cm



### TIJERA METZENBAUM

REF.1001AC 100/14 Metzen-  
baum recta roma/roma 14,5cm

### Tijera Metzenbaum baby

REF. 1001AC 108/11 Recta  
roma/roma 11,5cm



REF.1001AC 109/11 Curva  
roma/roma 11,5cm



REF.1001AC 782/11  
Westcott pin. tij. p. tenot. rec.  
r/r 11 cm



REF.1001AC 976/11  
Stevens tijera para tenotomía  
TUC 11.5cm.

## PINZA HEMOSTÁTICA Y KOCHER



REF.1001AA 200/14  
Recta sin dientes, 14cm

REF.1001AA 201/14  
Curva sin dientes, 14cm

REF.1001AA 210/14  
Recta con dientes, 14cm

REF.1001AA 211/14  
curva con dientes, 14cm

REF.1001AA 211/16  
Curva sin dientes, 16cm.

## MANGO BISTURÍ



REF.1001AD 010/03  
N.º 3 para hojas del n.º 10,  
11, 12, 15



REF. 1001AD 065/10  
Mini 10 cm / 4"

REF. 1001AD 065/13  
Redondo hoja especial, 13 cm 5''

## PORTA-AGUJAS




REF. 1001AE 050/12  
Recta ranura 12cm



REF.1001AE 064/13  
Halsey 13cm



REF. 1001AE 100/14  
Mayo-Hegar. 14cm



REF.1001AE 466/13  
Halsey TUC estr 13cm.

## ESTILETE



REF.1001AL 002/14  
Estilete punta doble roma  
2mm. 14,5cm.

## GANCHOS Y SEPARADORES



REF.1001AK 020/01  
Erina Gancho Gillies p.  
piel fino 18 cm



REF.1001KO 400/01  
Joseph ganchos 15cm



REF.1001KO 400/05  
Joseph ganchos 2  
dientes 5mm / 16cm



**SEPARADOR JOSEPH,  
DOBLE AGUDO, 16CM**

REF.1001AK 072/05  
Punta a punta: 5mm

REF.1001AK 072/07  
Punta a punta: 7mm



REF.1001AK 122/16  
Separador doble  
agudo Senn-Miller,  
16cm

## PISTOLA DE LAVADO



REF. 1001KY 940/01  
Pistola de lavado

REF. 1001KY 945/08  
Toberas para pistola de lavado

## BATEAS Y CUBETAS



REF.1001KU 300/08  
Batea redonda 80 x 40 mm  
- 0,14 l.

REF.1001KU 300/11  
Batea redonda 116 x  
50 mm - 0,35 l.



REF. 1001KU 310/31  
Bandeja de acero inoxi-  
dable 310x210x10mm



REF. 1001KU 311/16  
Cubeta para soluciones  
165 x 60 mm



REF.1001KYE 200/61  
Contenedor 580 x 280 x 135.  
Color plata



**ACERO ALEMÁN**

## PUNCH ESTÉRILES PARA BIOPSIA CON ÉMBOLO



- REF.94158BPP-10F - 1 mm diámetro
- REF.94158BPP-15F - 1,5 mm diámetro
- REF.94158BPP-20F - 2 mm diámetro
- REF.94158BPP-30F - 3 mm diámetro
- REF.94158BPP-40F - 4 mm diámetro



## PUNCH

- REF.94158BP-10F diámetro 1mm
- REF.94158BP-15F diámetro 1,5mm
- REF.94158BP-20F diámetro 2mm
- REF.94158BP-25F diámetro 2'5mm
- REF.94158BP-30F diámetro 3mm
- REF.94158BP-35F diámetro 3'5mm
- REF. 94158BP-40F diámetro 4mm
- REF.94158BP-50F diámetro 5mm
- REF.94158BP-60F diámetro 6mm
- REF.94158BP-80F diámetro 8mm

## ELECTROCAUTERIZADORES

- Electrocauterizador Baja temperatura.
- Punta fina 28 mm.
- REF.94150F7244
- Alta temperatura 1200 °C
- REF.94150F7255
- Alta temperatura 600°C



## INSTRUMENTAL ESTÉRIL SOLO USO



## SET DE SUTURAS ESTÉRIL DESECHABLE

- REF.1043470886
- Campo impermeable, 38x45 cm.
- Campo impermeable fenestrado, 50x50 cm (abertura 10x5 cm).
- 5 compresas de tejido sin tejer, 7,5x7,5 cm.
- Pinza Adson de disección metálica sin dientes, 12 cm.
- Porta agujas metálico, 12 cm.
- Tijera puntiaguda, 11 cm.



- REF.100119013407
- 1 bandeja con 2 compartimentos.
- 5 gasas de tejido sin tejer 7,5x7,5 cm.
- 1 pinza Adson sin dientes de 12 cm.
- 1 porta-agujas Hegar-Mayo de 14 cm.
- 1 tijeras de punta aguda.
- 1 campo fenestrado Ø6 cm, 50x60 cm.
- 1 campo envolvente 50x50 cm.

## INSTRUMENTAL DE UN SOLO USO



### Pinza Adson

REF.100109016  
Sin dientes 12 cm.

REF.100109071  
Con dientes 12 cm.

REF.100109092  
Porta-agujas metálico  
12 cm.

REF.100190890008  
Tijera 12 cm punta/-  
punta.




# COBERTURA QUIRÚRGICA

## PAÑO NO ESTÉRIL

REF.100116000405  
Paño no estéril 50x75cm.  
Tejido TP. (Impermeable y  
plastificado)

REF.100116000700  
Paño no estéril 75x100cm.  
Tejido L. (Absorbente)



REF.100116000705  
Paño no estéril 75x100cm.  
Tejido TP. (Impermeable y  
plastificado)

## PAÑO QUIRÚRGICO ESTÉRIL SIN ADHESIVO

REF.100116100402  
Paño quirúrgico estéril  
Sin adhesivo 50x75cm.  
Tejido IS. Alta calidad (Absor-  
bente e Impermeable)


REF.100116100705  
Paño estéril sin adhesivo  
75x100cm. Tejido TP. (Absor-  
bente e Impermeable)

REF.100116101202  
Paño quirúrgico estéril  
Sin adhesivo 100x150cm.  
Tejido IS Alta calidad  
(Absorbente e impermeable)

REF.100116100200  
Paño quirúrgico estéril Sin  
adhesivo 50x50cm. Tejido L.  
(Absorbente)

REF.100116100602  
Paño estéril sin adhesivo 90x75cm.  
Tejido IS Alta calidad (Absorbente e  
impermeable)

REF.100116101205  
Paño quirúrgico estéril  
Sin adhesivo 100x150cm.  
Tejido TP. (Absorbente e Imper-  
meable)



## PAÑO ESTÉRIL FENESTRADO



REF.100116107502  
Paño estéril fenestrado  
90x75cm.  
Fenestración 8cm.  
Tejido IS, con adhesivo.

## PAÑO ESTÉRIL EN "U"



REF.100116108202  
Paño quirúrgico estéril en  
"U" 150x200cm.

## PAÑO ESTÉRIL CON ADHESIVO

REF.100116106202  
Paño estéril adhesivo 90x75cm. Adhesivo 90cm  
Tejido IS

REF.100116105402  
Paño estéril adhesivo 75x90cm. Adhesivo  
75cm. Tejido IS

REF. 100116105702  
Sábana quirúrgica estéril adhesiva 180x150cm.  
Adhesivo 85cm. Tejido IS


## SETS/PACKS




**CON POSIBILIDAD  
DE CREAR SETS  
PERSONALIZADOS**



REF.1001420010/01  
Pack universal para cirugías de  
mama o abdomen



REF.1001420011/01  
Pack para blefaroplastia o  
cirugías de cabeza



REF.100116110002  
Set Universal (IS)

# MATERIAL DE PROTECCIÓN



REF. 9422497738  
Bata de protección azul contra agentes infecciosos (EPI), con puño tricot. Bolsas de 10 unidades



Bata de polipropileno de 25 gr, no estéril. Talla única.  
REF.913125GWN120140+ /10U.  
REF.913125GWN120140+ [FA]/100U  
REF.913125GWN120140+ [FA2]/500U  
REF.913125GWN120140+ [FA3]/1000U  
REF.913125GWN120140+ [FA4]/10000U



REF.913150GWNPT  
Bata de tejido sin tejer 50gr, azul sin mangas. Bolsa de 10 unidades

## BATA PROTECTORA



REF.4023BT-019-30G4-XL  
Bata de polipropileno de 30g, no estéril. Talla XL. 10 unidades

## MASCARILLAS



REF.100113030000  
Mascarilla quirúrgica con elásticos (caja de 50)

## ROPA INTERIOR



REF.1009RTM.000.BI - BLANCO  
REF.1009RTM.000.AI - AZUL  
Tanga para señora. T.única.  
40 gr/m<sup>2</sup>  
50 unidades



REF.1009RTC.000.AI - AZUL  
50 unidades  
REF.1088253-HI - BLANCO  
50 unidades  
Tanga caballero.



REF.1009RBM.001.AI -AZUL  
REF.1009RBM.001.BI - BLANCO  
Braga desechable Femenina  
50 unidades



REF. 4023BT-0024-40DB  
Slip caballero TNT azul oscuro  
10 unidades

## CUBREZAPATOS

REF.117722021  
Cubrezapatos Blanco de TST 30 gr.100u



## GORRO POLIPROPILENO

REF.1088135-BB  
plegado acordeón, 12 gr. blanco  
100 unidades



# PROTECCIÓN CAMILLAS/SABANAS

## PAPEL DE CAMILLA

**Papel de camilla blanco** Caja de 6 rollos



REF.1056GE-403  
Papel de Camilla Ecológico  
1 capa con precorte a 180  
cm. Rollos 67 metros. Sábana  
camilla ecológica 1  
capa gofrado.

REF.1056GE-408  
Papel de Camilla Ecológico  
2 capas con precorte a 40  
cm. Rollo de 57 metros.  
Gofrado.145 servicios de  
40 x 59 cm



## PAPEL DE CAMILLA RIZADO DE COLORES

Sin precorte  
caja de 5 rollos  
58cm x 80m el rollo  
44gr/m2.



REF.1088A-80 Azul  
REF.1088V-80 Verde  
REF.1088S-80 Salmón  
REF.1088R-80 Rosa  
REF.1088L-80 Lila

## PAPEL DE CAMILLA PERSONALIZADO

Con el logotipo de su clínica



Caja de 24 rollos  
REF.11512033X  
Material: TNT SMS 25 grs/m2  
Color blanco.  
Rollo de 58 cm de ancho x 100 metros.  
Impresión a 1 o 2 colores.  
Con precorte a 40 cm, a 180 cm o sin precorte

## SÁBANAS AJUSTABLES

Bolsas de 5 unidades



REF.1088475-20  
Blanca 80x210. 20gr  
REF.1088475-E  
Blanca 80x210. 40gr  
REF.10884200.  
Blanca 100x220cm. 20gr  
REF.10884100-5  
Blanca 100x220cm. 40gr  
REF.100115451500  
Blanca 90x190x20cm. 30gr

## SÁBANAS NO AJUSTABLES

REF.112602B16S  
Blanca 80x190. 20gr. 10 Unidades  
REF.100115491502  
Blanca 75x200 cm. P.P. 40 gr. 100U.



## EMPAPADORES/SABANILLAS

Empapadores Sabanindas.  
Bolsa de 25 unidades

REF.11061834012 - 60x60.  
REF.11061834014 - 60x90.







### LÁTEX SIN POLVO

REF. 94228DL219XX  
Talla S, M, L, XL  
caja de 100u.



### GUANTES SECURSENS

•9QSN0X  
Guantes de nitrilo azul sin polvo Ultra LS.  
Varias tallas  
200 unidades



### QUIRÚRGICOS SIN POLVO

REF.4023TG-02XX  
Talla de 6 a 9

REF.104394264X  
Peha-Taft Classic de látex  
Varias tallas

### NITRILLO SIN POLVO



•4023RNBC03XX. Guantes de nitrilo negro sin polvo easyCARE, varias tallas  
100u.



### QUIRÚRGICOS CON POLVO

REF. 4023TG-01XX  
Talla de 6,5 a 9



•4023RNBC03XX. Guantes de nitrilo rosas sin polvo easyCARE, varias tallas. 100u



### VINILO SIN POLVO

REF.94197GN65  
Tallas S, L y XL.  
caja de 100u.



•94228UNL290XX  
De caña larga.  
Varias tallas  
caja de 100u.



## HIGIENE Y DESINFECCIÓN



Alco-Aloe gel hidroalcohólico con bomba.

REF.1066HG0BSC16-008  
500ml



REF.10038605P 70° 250ml  
REF.10038606P 70° 1000ml  
REF.10038602P 96° 250 ml  
REF.10038601P 96° 1000 ml

REF.1066HG000B16-006  
1000ml



REF.1066HG0AC2IN-T0250  
Clorhexidina acuosa incolora 2%  
250 ml sin bomba



REF.1043981329  
Gel neutro dermoprotector Baktolin Pure 1 litro



Clorhexidina acuosa al 2% incolora. Frasco de 250 ml .

REF.1111696250P  
Con pulverizador

REF.1111696250  
Sin pulverizador



REF.1066HG000001-C02  
Desinclor Clorhexidina acuosa 500 ml

## GASAS, APÓSITOS Y ESPARADRAPOS

### TIRAS DE SUTURA OMNISTRIP



Sutura cutánea. Color piel.  
REF.1043540683  
6 x 76 mm 50 sobres x 3 u.

REF.1043540685  
12 x 101 mm. 50 sobres x 6 u.



REF.1017174200  
Nobecutan,apósito en spray



REF. 4023SLN-001  
Depresor de madera lingual. Caja de 100 unidades

### GASAS TEJIDO SIN TEJER

REF.1110COTNT001  
Gasa TNT 15x15 P/7.5x7.5 30gr.100u.  
NO ESTÉRIL

REF.1110SOTNT003  
Gasa Tejido sin tejer plegada 7,5 x 7,5  
Sobre de 5u.  
ESTÉRIL



### CELULOSA PRECORTADA

REF.1043143213  
Compresa de celulosa Pur-Zellin  
4 x 5 cm. 500 porciones.

### GASAS DE ALGODÓN

REF.1110PIMA2001  
Pieza gasa malla "A" cortada 20x20 y plegada  
10x10. 2500u.  
NO ESTÉRIL

REF.1110PI152001  
Pieza gasa 15 hilos 20x20 cm, plegada 10x10 ,  
4 capas. 2500u.  
NO ESTÉRIL

REF.1110SOMA2005  
Gasa estéril malla "A" 20x20, 4 capas, plegada  
10x10, sobre de 10u.  
ESTÉRIL

REF.1110SO152005  
Gasas estériles 15 hilos 20x20 4 capas, plegada  
a 10x10, sobres de 10u.  
ESTÉRIL

### ESPARADRAPO DE PAPEL



Color blanco  
REF.400134904 1,25cmx9,1m (24 u.)  
REF.400134905 2,5 cm x 9,1m (12 u.)  
REF.400134906 5cmx9,1m(6u.)  
REF.400134907 7,5cmx9,1m(4u.)



Color piel  
REF.108615533-0 1,25x9,1m (24 u.)  
REF.108615533-1 2,5 cm x 9,1m (12 u.)

### APÓSITOS



REF.10331380  
Apósito CPK 6 x 8  
cm.Caja de 50u.



REF. 1043900870  
Apósito 7,2 x 5 cm.  
Caja de 50 u.



REF.101632230  
Apósito Opertape  
10cm x 10m

## JERINGAS

### 2 CUERPOS

REF.4023020ML-2CZ-B 20 ml.70unid.  
REF.4023010ML-2CZ-B 10 ml.100unid.  
REF.4023005ML-2CZ-B 5ml.100unid.

### LUER/LOCK

REF.4023050ML-3CZ-LL-BL 50ml. 25unid.  
REF.4023020ML-3CZ-LL-BL 20ml. 50unid.  
REF.4023010ML-3CZ-LL-BL 10ml. 100unid.  
REF.4023005ML-3CZ-LL-BL 5ml. 100 unid.  
REF. 4023003ML-3CZ-LL-BL 3ml. 100unid.

### 3 CUERPOS

REF.4023050ML-3CZ-BL 50 ml. 25 unid.  
REF.4023020ML-3CZ-BL 20ml 50unid.  
REF.4023010ML-3CZ-BL 10ml.100unid.  
REF.4023005ML-3CZ-BL 5ml.100unid.  
REF.4023002ML-3CZ-BL 2ml.100unid.



## AGUJAS HIPODÉRMICAS, PALOMILLAS Y ACCESORIOS



REF. 4023IN-045X12 26G. 0,45 x 12 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-045X16 26G x 5/8; 0,45 x 16 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-045X22 26G; 0,45 x 22 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-05X16 25G x 5/8; 0,5 mm x 16 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-05X40 25G x 1 1/2; 0,5 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-06X25 23G x 1; 0,6 mm x 25 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-07X40 22G x 1 1/2; 0,7 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-08X40 21G x 1 1/2; 0,8 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-09X25 20G x 1; 0,9 mm x 25 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-09X40 20G x 1 1/2; 0,9 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-12X40 18G x 1 1/2; 1,2 mm x 40 mm.100 unid.  
REF. 4023IN-16X40 16G x 1 1/2; 1,6 mm x 40 mm.100 unid.

**AGUJAS  
EN  
OFERTA**

**MÁS VARIEDAD  
DE MEDIDAS:**



### PALOMILLA DE SEGURIDAD

Caja de 25 unidades

BD Vacutainer

REF.1026368654 21G 3/4" 18 cm, verde  
REF.1026368655 23G 3/4" 18cm, azul  
REF.1026368653 23G 3/4" 30 cm, azul

### PALOMILLA DE INFUSIÓN

Caja de 50 unidades

Para corta duración Venofix

REF.10064056310 G-19 20mm, beige  
REF.10064056337 G-21 20mm,verde  
REF.10064056353 G-23 20mm,azul  
REF.10064056370 G-25 15mm,naranja  
REF.10064056388 G-27 10



### PORTA-TUBOS BD VACUTAINER®

Porta-tubos BD Vacutainer® desechable para toma de sangre con tubos BD Vacutainer® de 13 y 16 mm y frascos de hemocultivo BD.

REF.1026364815

Caja de 250 unidades



### PALOMILLA DE EXTRACCIÓN

Con adaptador

REF.1026367282 21G  
REF.1026367284 23G  
REF.1026367295 25G

Caja de 50 unidades



### AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE

Aguja para extracción múltiple de sangre por vacío. Estéril y de un solo uso.

REF.1026360210 22Gx25mm  
REF.1026360212 21Gx25mm  
REF.1026360214 20Gx25mm

Caja de 100 unidades



### ADAPTADOR LUER

REF.1026367300

Adaptador Luer para extracciones múltiples

Caja de 100 unidades





VISITE NUESTRO SHOWROOM

**dh** material  
médico

Todo lo que necesita para su clínica



93 864 37 07  
608 386 547

[info@dhmaterialmedico.com](mailto:info@dhmaterialmedico.com)  
[www.dhmaterialmedico.com](http://www.dhmaterialmedico.com)