

PRODUCTOS ESPECÍFICOS

FISIOTERAPIA  
REHABILITACIÓN Y  
MEDICINA DEPORTIVA



A close-up photograph of a person's hand holding a purple resistance band. The hand is gripping a black handle, and the band is looped around the fingers. The background is blurred, showing a person in a purple shirt and another person in a blue shirt.

## ESPECIALISTAS EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Todo lo que necesita en su consulta de  
fisioterapia y rehabilitación

Disponemos de todo tipo de materiales e  
instrumental de vanguardia específicamente  
diseñados para el ámbito de la fisioterapia y  
la rehabilitación.



## PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Como especialistas en el ámbito de la fisioterapia y la rehabilitación le ofrecemos una multitud de materiales para llevar a cabo tratamientos de este campo con todas las garantías. Desde electroestimuladores TENS de última generación, cintas y tubos elásticos y colchonetas, hasta balones, balances y camillas de altas prestaciones.

# Todas las categorías de Fisioterapia

Contamos con un amplio catálogo de productos diseñados en específico para llevar a cabo tratamientos de fisioterapia y ejercicios de rehabilitación de lesiones con todas las garantías, entre los que encontrará materiales de las marcas más reputadas que cumplen con las más estrictas exigencias de calidad.

**12K**

Productos de fisioterapia en nuestra web

**8K+**

Profesionales de la fisioterapia ya confían en nosotros

**%!**

Increíbles descuentos en material de fisioterapia



## MAGNETOTERAPIA



REF. 4042G5429

Dispositivo magnetoterapia 2 canales Magnum 2 Pro Drive, 41 programas



REF. 4042G3XX

Magnum XL Pro 2 canales, 46 programas rehabilitación y estética-fitness



REF. 4042G5XX

Dispositivo magnetoterapia 2 canales Magnum 3000 Pro, 70 programas



REF. 4018MA1331

Equipo para magnetoterapia Magnetomed 7200 (sólo generador) - Línea Prestige

## PUNCIÓN SECA



REF. 1239A1041PC

Aguja de punción seca APS click, 0.32x40mm, color azul. Caja de 100 unidades




REF. 1239A1049P-T

Aguja de punción seca Safety con doble tubo guía, 0.30x125mm, color verde claro



REF. 1239A1040PC

Aguja de punción seca APS click, 0.30x40mm, color blanco. Caja de 100 unidades



REF. 1239APSE4

Equipo portátil de fisioterapia invasiva APSe4

Nuestros equipos están diseñados para ayudar al profesional, en la realización de los tratamientos, teniendo como objetivo la recuperación más rápida para el paciente.



## ELECTROESTIMULADORES



REF.400128406

Electroestimulador TENS-EMS-MASAJE, 36 programas y 2 canales



REF.400128401

Electroestimulador muscular T-One Coach, 58 programas y 4 canales



REF. 4050ELC004

Aparato para electroterapia y rehabilitación muscular con 4 canales



REF. 400128306

Equipo para electroestimulación e iontoforesis Iono Plus, 2 canales

## EQUIPOS COMBINADOS / PRESOTERAPIA



REF.4050SNR003

Equipo combinado para electroterapia y ultrasonidos Sonora Combi 1-3MHz, 1 sonda



REF. 4018CO1325

Equipo combinado para electroterapia y ultrasonidos Combimed 2200



REF. 1207KHONA

PRESS Equipo para tratamientos de presoterapia Khona Press



REF. 400128420

Pernera de presoterapia C para equipo AnyCare, >180 cm

## LÁMPARAS DE INFRAROJOS



REF.11021003

Lámpara de infrarrojos, modelo 1003



REF. 114820122

Bombilla especial infrarrojos 150W



REF. 1048E020412


INFRA PLUS 150 Luminaria de infrarrojos. Anclaje a mesa.



REF.1048E020412

+1048B0101800 INFRA PLUS 150 Luminaria de infrarrojos. Versión pared

## DIATERMIA



**REF. 400128364**  
Equipo de diatermia tecarterapia CR200 con 2 sondas



**REF.4050THR001**  
Equipo de diatermia tecarterapia Thermo 500kHz-1MHz



**REF. 4018HT2043**  
Equipo Diatermia Tecarterapia HR TEK, 445-900-1200kHz



**REF.400128362**  
Sonda capacitiva para equipo de diatermia tecarterapia CR200

## ECÓGRAFOS



**REF. 400133977**  
Sonda lineal 7.5 MHz (para ecógrafo Mindray DP-10/20)



**REF. 400133999**  
Sonda lineal 5,3-10 MHz para ecógrafos de la gama ECO de Chison



**REF. 94226SE-P1**  
Ecógrafo portátil Chison SonoEye P1 sonda lineal 9MHz + Tablet de regalo



**REF.400133989**  
Ecógrafo Mindray DP-10, sin sonda



Disponemos de una gran variedad de aparatología destinada a la rehabilitación física. Encontrará en nuestra web las marcas que lideran actualmente el mercado Europeo.

En nuestra web encontrará todo lo relacionado con el sector. Entre y descubra toda nuestra variedad de productos.



## ELECTRODOS/ PIERNAS PRESOTERAPIA



**REF.400128384**  
Electrodos con gel 45x35mm, con cable. Caja de 4 uds



**REF.40437010-3700**  
Electrodos desechables para equipos compatibles. 30 un.



**REF. 400133367**  
A d a p t a d o r  
electrodos, 4 mm.  
10 unidades



**REF. 400128420**  
Pernera de presoterapia C para equipo AnyCare, >180 cm

## CREMAS DE MASAJE




**REF.1140261948**  
F i s i o c r e m  
profesional 1L con  
dosificador



**REF.1285MD278**  
Crema de recuperación muscular intensiva Madform Doble Potencia. 2 L



**REF. 1287875**  
Aceite sólido de romero para masaje Galius. 1 L



**REF. 1287877**  
Aceite sólido para masaje relajante Galius. 1 L



## CREMAS EFECTO FRIO/CALOR



REF.12861029

Crema efecto frío-calor Kefus Físio Active. 5 litros



REF.1286152234.4

Crema compacta para masaje profesional efecto calor Kefus. 500 ml



REF. 1243162000

Gel Ice Power efecto frío para molestias musculares, 150ml



REF. 12863407

Gel frío para piernas cansadas Kefus. 500 ml

## ACEITES



REF.1286103

Aceite para masaje profesional Kefus. 5 litros



REF.1036MD223

Aceite de masaje aromático 500 ml



REF. 12861204

Aceite de Rosa Mosqueta natural Kefus. 200 ml



REF. 1036MD249

Aceite de almendras 2L

En Dh Material Médico contamos con una amplia gama de aceites para masajes terapéuticos de fisioterapia y rehabilitación, disponibles en diferentes capacidades y varios aromas.





Le ofrecemos cremas y geles conductores de uso profesional, formuladas para obtener excelentes resultados de cualquier tipo de tratamiento, en combinación con dispositivos médicos y estéticos de radiofrecuencia, tecarterapia y diatermia capacitiva y resistiva.

## CREMAS Y GELES CONDUCTORES



**REF.12863404**  
Crema conductora  
Radiofrecuencia  
fisioterapia Kefus.  
5 litros



**REF.12863317**  
Crema conductora  
Radiofrecuencia  
estrías y cicatrices  
Kefus. 1000 ml



**REF. 12863326**  
Crema conductora  
Radiofrecuencia  
hidratante Kefus.  
1000 ml



**REF.12863327**  
Crema conductora  
Radiofrecuencia  
nutritiva Kefus.  
1000 ml



**REF.12863055**  
Gel EEC-ECG de  
Electrolitos Kefus.  
1000 ml



**REF. 1286857**  
Gel Criolipolisis  
Kefus. 1 litro



**REF. 286732**  
Gel conductor  
ultrasonidos de  
Aloe Vera Kefus.  
1000 ml



**REF. 12863312**  
Gel conductor  
reductor Electrolitos  
radiofrecuencia.  
1000 ml Kefus.

## PRE-TAPE / TAPE / KINESIOLOGIA



**REF.91703001**  
1036PF02701  
Venda Pretape  
beige 7 cm x 27 m.



**REF.11757618XX**  
Leukotape ® Classic  
Color. Cinta adhesiva  
inelástica. Varios  
colores. 3,75 cm x 10 m



**REF. 10331351**  
Tape deportivo  
Lenotape 3,8 cm  
x 10 m.



**REF. 400134752**  
Cinta de Kinesiología  
5m x 5cm - Surtido  
de colores - 6 unid.

## PROTECCIÓN CAMILLAS



**REF.91703001**  
Papel de camilla  
crepado ecológico DH  
Medical, 1 capa con  
precorte a 180 cm



**REF.11512033X**  
Papel camilla  
personalizado con  
logotipo



**REF. 10884100-5**  
Sábana ajustable  
blanca, 100X220cm,  
40gr. Bolsa de 5 u.



**REF. 1281004809**  
Sábana  
cubrecamilla  
desechable no  
ajustable blanca

## GUANTES / GASAS / CLORHEXIDINA




**REF.9QSN0X**  
Guantes de nitrilo  
azul sin polvo  
Secursens. Varias  
tallas. Caja de 100 un.



**REF. 128100328X**  
Guantes de nitrilo  
rosas sin polvo. Varias  
tallas. Caja de 100 un.




**REF.1066HG0AC2IN**  
**-T0250**  
Clorhexidina acuosa  
incolora 2% 250 ml  
sin bomba




**REF. 1110COTNT001**  
Gasa TNT 15x15  
P/7.5x7.5 30gr. No  
estéril. Caja de 100 un.

# CINTAS Y TUBOS ELÁSTICOS



**REF. 1281002331**

Banda elástica libre de látex de 0,32 mm de grosor (azul) 5,5 m



**REF. 1281002362**

Banda elástica libre de látex de 0,24 mm grosor (verde) 1,5 m



**REF. 40530149-0**

Pack de 4 bandas elásticas Elasti'ring. Varios colores y resistencias



**REF. 40533903**

Tubo elástico con asas y tela anti-rasgaduras, 130cm de longitud. Resistencia suave



**REF. 40530553**

Banda elástica de látex amarilla 1,20m. Resistencia suave



**REF. 4044147101**

Tubo elástico en forma de ocho, resistencia suave



**REF. 4044147063**

Tubo de poliuretano con asas, 160cm de longitud. Resistencia fuerte



**REF. 4044147081**

Aro de pilates sin mangos de agarre. Resistencia suave



**REF. 400147061**

Tubo de látex para ejercicio, 25m x 2mm, verde, resistencia suave Resistencia suave



**REF. 405101-703005**

Banda elástica de agarre múltiple. Resistencia fuerte



**REF. 400147015**

Cinta elástica sin látex, 5,5m, color gris, resistencia fuerte especial



**REF. 40530565**

Rollo de banda elástica verde 25m. Resistencia media

# COLCHONETAS PARA REHABILITACIÓN




**REF. 40531371**

Colchoneta para entrenamiento 140x60 cm. Color azul



**REF. 404414414XX**

Colchoneta extra larga para rehabilitación, 200x60x1,5cm. Varios colores



**REF.1246SR042MCXX**

Colchoneta de neopreno para fitness, 180x60cm. Varios colores



**REF. 400147080**

Colchoneta para rehabilitación con agujeros, 180x60x1,6 cm. Verde




**REF. 40531399**

Esterilla de acupresión 75x44 cm




**REF. 404414401XX**

Colchoneta XL con recubrimiento de PVC, 200x100cm. Varios modelos



**REF. 4044144023**

Colchoneta plegable para rehabilitación, 180x50x1cm. Color gris



**REF. 40531316**

Colchoneta plegable, 140x50cm. Color azul

Contamos con una línea de colchonetas ideales para realizar todo tipo de ejercicios en terapias fisioterapéuticas, todas ellas fabricadas con material esponjoso para una mayor comodidad.



## COJINES Y RODILLOS




**REF. 1102WK\_F015**  
Cojín facial tapizado en PU negro de alta calidad



**REF. 4044145502**  
Cojín rectangular para rehabilitación, 25x50x25cm



**REF. 1102WKF013.A12**  
Cojín media luna con tapizado de cuero sintético, 67x16x8cm



**REF.1207BOLSTER-6XX**  
Cojín cuña grande 65x53x28 cm. 2 colores disponibles


## BALONES Y BALANCES




**REF. 400147090**  
Cojín balance verde 35cm de diámetro



**REF. 12692069**  
Tabla de Freeman 35x48cm)




**REF. 40530491-0**  
Balón medicinal de 2 kg. Naranja



**REF. 40530790-0**  
Balón medicinal 10 kg Ø23 cm



**REF. 40535513**  
Medio balón inflable antideslizante de Ø67 cm, con 2 tubos elásticos



**REF. 40530345**  
Balón inflable de gimnasia. Lila. Ø75



**REF. 4044141071**  
Balón cilíndrico para rehabilitación, 30cm de diámetro




**REF. 4044141082**  
Balón inflable con relieve para rehabilitación, 65cm de diámetro

## MASAJEADORES



REF. 40532521

Rodillo de masaje  
30 cm, Ø11 cm. Color  
azul



REF. 40530454-0

Balón de masaje de  
8 cm de diámetro.  
Naranja



REF. 40532550

Rodillo para masaje  
3 en 1m



REF. 40532551

Barra de masaje.  
Color naranja

## CUERDAS



REF. 40535418

Cuerda de trepa  
para crossfit 5 m



REF.40534507

Cuerda de batalla  
con revestimiento  
de nailon 10 m. 8 kg



REF. 40532717

Cuerda para saltar  
ajustable, con  
empuñaduras de  
aluminio. Color azul



REF. 40532702

Comba para saltar  
con mangos de  
espuma. 3 metros.  
Color negro




Ofrecemos una amplia gama de masajeadores óptimos para estimular la circulación sanguínea y eliminar tensiones y nudos musculares de forma localizada en rehabilitación y ejercicios de relajación.

## MANCUERNAS Y PESAS



**REF. 4053168X**

Barra olímpica femenina 201 cm. Ø5 cm. Varios colores



**REF.4053168X**

Barra olímpica masculina 220 cm. Ø5 cm. Varios colores



**REF. 4053381X**

Disco olímpico de entrenamiento con asas de Ø interno de 5cm. Varios pesos.



**REF. 40531680**

Almohadilla para barra de entrenamiento de Ø2



**REF. 40531680**

Almohadilla para barra de entrenamiento de Ø2



**REF. 40531656**

Muelle de bloqueo de acero para barras de Ø28 mm. 2 unidades




**REF. 40531685**

Cadenas de elevación 5 kg para barra olímpica. 2 unidades



**REF. 40531661**

Barra olímpica multiagarre + 2 bloqueadores



**REF. 40538110**

Pesa rusa diamante de 10 kg



**REF. 40531194**

Pesa rusa de 2 kg. Varios colores



**REF. 405106-010105**

Mancuernas de hierro de 2kg. Color verde. 2 unidades



**REF. 40531237**

Mancuerna hexagonal de 50 kg



# CAMILLAS FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

## CAMILLAS 2 CUERPOS



### T102WKF024

#### CAMILLA DE DOS CUERPOS, 1 MOTOR. COLOR GRIS OSCURO

Camilla eléctrica de 2 cuerpos especialmente indicada para tratamientos de fisioterapia que incorpora 1 motor para ajustar la altura.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 70 cm.
- Longitud asiento: 127 cm.
- Longitud total: 197 cm.
- Ancho: 68 cm.
- Altura: 43-86 cm.
- Ángulo inclinación respaldo en positivo: 90°.
- Ángulo inclinación respaldo en negativo: -23°.
- Carga máxima: 200 kg.
- Peso: 57 kg..



### T250CE0127ARXX

#### CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS CON RESPALDO CORTO RECLINABLE EN NEGATIVO. VARIOS COLORES Y MEDIDAS

Ideales para agilizar el movimiento de la camilla y aportar así una mayor funcionalidad en consulta.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 55 cm.
- Longitud asiento: 135 cm.
- Longitud total: 190 cm.
- Ancho: 70 cm.
- Altura : 54 a 100 cm.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Ángulo inclinación respaldo en positivo: 60°.
- Ángulo inclinación respaldo en negativo: -35°.
- Carga máxima: 180 kg.




### T1047C3523X

#### CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS, RESPALDO NORMAL. VARIOS COLORES Y MEDIDAS

Camilla eléctrica de 2 cuerpos especialmente indicada para tratamientos de fisioterapia.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 75 cm.
- Longitud asiento: 112 cm.
- Longitud total: 187 cm.
- Ancho: 62 cm.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Altura regulable: 47 a 90 cm.
- Ángulo inclinación respaldo en positivo: 75°.
- Carga máxima: 150 kg.
- Peso: 67 Kg. aprox.




### 1250CE0120RXX

#### CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS CON ESTRUCTURA REFORZADA EN TIJERA. VARIOS COLORES Y MEDIDAS

Su estructura robusta y resistente soporta incluso los movimientos más enérgicos, por lo que es óptima para realizar tratamientos de rehabilitación y masajes terapéuticos.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 70 cm.
- Longitud asiento: 120 cm.
- Longitud total: 190 cm.
- Ancho: 68 cm.
- Altura: 50 a 90 cm.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Densidad espuma: 30 k/m<sup>3</sup>.
- Ángulo inclinación respaldo: 85°.
- Color estructura: blanco.
- Carga máxima: 180 kg.




### 1047C7552XX

#### CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS, ESTRUCTURA EN TIJERA. VARIOS COLORES Y MEDIDAS.

Ideales para agilizar el movimiento de la camilla y aportar así una mayor funcionalidad en consulta.

##### Especificaciones técnicas:

- Medidas estándar: 62 x 188 cm (Modelo M44)
- Medidas opcional: 70 x 188 cm (Modelo M64)
- Grosor espuma: 5 cm.
- Altura regulable: 45 a 98 cm.
- Carga Máxima: 175 Kg



### 40111142

#### CAMILLA LEMI MÉDICA DE EXAMEN SOMED, 1 MOTOR

Opción ideal para llevar a cabo exámenes médicos, exámenes de diagnóstico, fisioterapia, rehabilitación, reflexología y masaje.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 65 cm.
- Longitud asiento: 125 cm.
- Longitud total: 190 cm.
- Ancho: 68 cm.
- Altura: 48 a 86 cm.
- Grosor espuma: 9 cm.
- Ángulo de inclinación del respaldo: 53°.
- Carga máxima: 200 kg..

# CAMILLAS FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

## CAMILLAS 3 CUERPOS



### 1250CE0137RPCXX

#### CAMILLA 3 CUERPOS ELÉCTRICA, PLEGUE CENTRAL Y RUEDAS ESCAMOTEABLES. VARIOS COLORES Y MEDIDAS

Camilla de 3 cuerpos desarrollada con un motor eléctrico para ajustar su altura, permitiendo una subida recta y sin desplazamiento lateral para una mayor estabilidad en el desarrollo de masajes terapéuticos y tratamientos de rehabilitación.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 75 cm.
- Longitud asiento: 52 cm.
- Longitud reposapiés: 62 cm.
- Longitud total: 189 cm.
- Ancho: 70 cm.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Altura: 54 - 100 cm.
- Ángulo inclinación respaldo: 70°.
- Elevación pliegue central: 14 cm.
- Carga máxima: 180 kg.



### 1047C3525X

#### CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS, RESPALDO NORMAL. VARIOS COLORES Y MEDIDAS

Ideales para agilizar el movimiento de la camilla y aportar así una mayor funcionalidad en consulta.

##### Especificaciones técnicas:

- Medidas estándar: 62 x 198 cm (Modelo M46)
- Medidas opcional: 70 x 198 cm (Modelo M66)
- Regulación de altura mediante motor eléctrico con mando de pie.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Altura regulable: 47 a 90 cm.
- Carga Máxima: 150 Kg



### 40111126

#### CAMILLA ELÉCTRICA SOSUL, 1 MOTOR

Destinada a ser utilizada por profesionales médicos en sesiones de fisioterapia, rehabilitación y reflexología.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 45 cm.
- Longitud cabezal: 25 cm.
- Longitud asiento: 170 cm.
- Longitud total: 216 cm.
- Ancho: 70 cm.
- Altura: 48-86 cm.
- Grosor colchón: 9 cm.
- Ángulo inclinación del respaldo: 53°.
- Ángulo inclinación del reposapiernas: 16°.
- Carga máxima: 200 kg.
- Peso: 71 k



### 11022234A

#### CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS PARA FISIOTERAPIA CON 3 MOTORES Y PORTARROLLOS

Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia que está diseñada con 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y del módulo central.

##### Especificaciones técnicas:

- Longitud respaldo: 73 cm.
- Longitud asiento: 50 cm.
- Longitud reposapiernas: 66 cm.
- Longitud reposabrazos: 73 cm.
- Longitud total: 189 cm.
- Ancho sin reposabrazos: 73 cm.
- Ancho con reposabrazos: 92 cm.
- Altura: 55-95 cm.
- Ángulo inclinación respaldo: 80°.
- Carga máxima: 180 kg.
- Peso: 85 kg



### 1047C7526XX

#### CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS, ESTRUCTURA EN TIJERA. VARIOS COLORES Y MEDIDAS.

Ideales para agilizar el movimiento de la camilla y aportar así una mayor funcionalidad en consulta.

##### Especificaciones técnicas:

- Medidas estándar: 62 x 198 cm (Modelo M46)
- Medidas opcional: 70 x 198 cm (Modelo M66)
- Altura regulable: 45 a 98 cm.
- Grosor espuma: 5 cm.
- Regulación de altura mediante motor eléctrico con sistema periférico
- Parte superior elevable 70° y central 25°.
- Carga Máxima: 175 Kg



Estilo y calidad que se adaptan a las necesidades de los profesionales.

## TABURETES SIN RESPALDO



**REF. 1207143001XX**  
Taburete Ceti Adapt con accionamiento de pie, base de aluminio.  
Varios colores



**REF. 1047S2611X**  
Taburete circular base gris. Varios colores



**REF. 1047S2640X**  
Taburete bicicleta, base negra. Varios colores



**REF.400127947**  
Taburete circular con asiento de acero inox y base de aluminio


## TABURETES CON RESPALDO



**REF. 1207143002XX**  
Taburete Orion Adapt con altura e inclinación ajustables.  
Varios colores



**REF. 1047S5609XX**  
Taburete con respaldo base aluminio y aro reposapiés. Varios colores.)




**REF. 11021028X**  
Taburete Ergo, con rotación de respaldo de 360°. Varios colores



**REF. 1047S5644X**  
Taburete bicicleta, base de aluminio, con respaldo y brazo multifunción. Varios colores

## TABURETES TIPO PONY



**REF. 1207113009XX**  
Taburete tipo pony con base cromada, altura ajustable. Varios colores



**REF.1047S5660APXX**  
Taburete tipo pony con base de aluminio y accionamiento de pie. Varios colores



**REF. 1047S5663XX**  
Taburete tipo pony sin respaldo con brazo multifunción. Varios colores



**REF. 1047S4671X**  
Taburete derby, base de aluminio, con respaldo. Varios colores



VISITE NUESTRO SHOWROOM

**dh** material  
médico

Todo lo que necesita para su clínica

Avda. de l'Ebre, nau 3

08184 Palau-Solità i Plegamans (Bcn)

[info@dmaterialmedico.com](mailto:info@dmaterialmedico.com)

[www.dmaterialmedico.com](http://www.dmaterialmedico.com)



93 864 37 07  
608 386 547