

dh material
médico

Todo lo que necesita para su clínica


Especial

MEDICINA ESTÉTICA



ÍNDICE

DESTACADOS	03
MEDICINA ESTÉTICA	04
CRIOTERAPIA	11
DERMATOSCOPIOS	12
VIALES, PÉPTIDOS Y MESOCOSMÉTICOS	14
PRESOTERAPIA	16
LÁMPARAS CON LUPA	17
RECEPCIONES	18
MOBILIARIO	19
CAMILLAS Y SILLONES LEMI	20
TABURETES LEMI	26
CAMILLAS DHLINE	28
SILLONES SILVERFOX	30
CAMILLAS Y SILLONES	31
TABURETES	32
BIOSFERA	33
LÁMPARAS DE CIRUGÍA	34
LÁMPARAS DE RECONOCIMIENTO	39
MOBILIARIO DIVERSO	41
DIAGNÓSTICO	44
ECÓGRAFOS CHISON	45
APARATOLOGÍA	52
ESTERILIZACIÓN	54
COBERTURA QUIRÚRGICA	55
INSTRUMENTAL	56
INSTRUMENTAL UN SOLO USO	58
PROTECCIÓN PACIENTE/DOCTOR	59
PROTECCIÓN CAMILLAS/SÁBANAS	60
DESECHABLE	61
VESTUARIO	65
TRICOLOGÍA	66



CAMILLA MULTIDISCIPLINAR

- Camilla eléctrica One

- 1 motor
- Colchón con 2 cuerpos
- Ruedas escamoteables

- Control de MANO

REF.9511001HCX

- Control de PIE

REF.9511001FCX

- Control con BARRA PERIMETRAL

REF. 9511001BCX

Encuentre el producto
en la página 28



Encuentre el producto
en la página 29

MÁXIMO CONFORT Y FUNCIONALIDAD

- Sillón eléctrico Lim+

REF.9521001HCW-4M

- Medidas: 82,5 x 190 cm
- Altura: 68 - 98 cm
- Carga máxima: 200 kg



MARCA PROPIA EN CAMILLAS Y SILLONES

CURSO ANUAL DE EXPERTO EN ECOGRAFÍA ONLINE

CON LA COMPRA DE UN ECÓGRAFO*

Duración aprox. del curso: 400 horas (160 lectivas)

Duración acceso: 12 meses

Temas: 10



Simulador: +150 Horas



SABER MÁS

MEDICINA ESTÉTICA

► CÁNULAS BIOPLASTIA



◦ Microcánulas Magic Needle

Aguja guía incluida. Caja de 25u.

REF.4005MN22G57-25	22Gx57mm
REF.4005MN22G70-25	22Gx70mm
REF.4005MN25G40-25	25Gx40mm
REF.4005MN25G50-25	25Gx50mm
REF.4005MN27G37-25	27Gx37mm
REF.4005MN30G27-25	30Gx27mm

◦ Cánulas de bioplástia Dispoderm

Caja de 20u.

REF.4003MI3025	30G 0,31 x 25 mm
REF.4003MI2740	27G 0,41 x 40 mm
REF.4003MI2625KR	26G 0,46 x 25 mm
REF.4003MI2638KR	26G 0,46 x 38 mm
REF.4003MI2650KR	26G 0,46 x 50 mm
REF.4003MI2550	25G 0,51 x 50 mm
REF.4003MI2438KR	24G 0,56 x 38 mm
REF.4003MI2450KR	24G 0,56 x 50 mm
REF.4003MI2350KR	23G 0,63 x 50 mm
REF.4003MI2370KR	23G 0,63 x 70 mm
REF.4003MI2250KR	22G 0,71 x 50 mm
REF.4003MI2270KR	22G 0,71x70 mm
REF.4003MI2290KR	22G 0,71x90 mm
REF.4003MI2170KR	21 G 0,81x70 mm
REF.4003MI1870	18 G 1,2x70 mm

◦ Cánulas con diámetro interno regular

Caja de 20u.

Aguja guía incluida.

REF.4003MI217OKS	21 G 0,81x70 mm
REF.4003MI225OKS	22G 0,71 x 50 mm
REF.4003MI255OKS	25G 0,51 x 50 mm
REF.4003MI274OKS	27G 0,41 x 40 mm


◦ Cánulas con diámetro interno ultra grande

Caja de 20u.

Aguja guía incluida.

REF.4003MI217OKE	21 G 0,81x70 mm
REF.4003MI225OKE	22G 0,71 x 50 mm
REF.4003MI255OKE	25G 0,51 x 50 mm
REF.4003MI274OKE	27G 0,41 x 40 mm

MEJOR PRECIO



◦ Cánulas Natural fill (Fat Graft Cannula /JTF)

REF.94245JTF25050	25G - 50mm
REF.94245JTF26050	26G - 50mm
REF.94245JTF27040	27G - 40mm

◦ Cánula de relleno y bioplastia Natural-fill Combo

Caja de 20u.

Aguja guía incluida.

REF.94245YC2250	- 22G 50mm
REF.94245YC2270	- 22G 70mm
REF.94245YC2540	- 25G 40mm
REF.94245YC2550	- 25G 50mm
REF.94245YC2740	- 27G 40mm
REF.94245YC3025	- 30G 25mm





MEDICINA ESTÉTICA

◦ Cánulas STERiGLIDE™

Aguja guía incluida.

Caja de 20u.

REF.4026SGC-25038-020	25Gx38mm
REF.4026SGC-25050-020	25Gx50mm
REF.4026SGC-27025-020	27Gx25mm



◦ Cánulas de relleno FMC

Caja de 24u.

Aguja guía incluida.

REF.1203FMC22G50	22Gx50mm
REF.1203FMC22G70	22Gx70mm
REF.1203FMC25G50	25Gx50mm
REF.1203FMC27G50	27Gx50mm

◦ Cánula de relleno Mesorelle® XL

Caja de 25u.

REF.4005MO218G70	18G x 70 mm
REF.4005MO219G90	19G x 90 mm
REF.4005MO220G70	20G x 70 mm
REF.44005MO221G90	21G x 90 mm
REF.4005MO222G70	22G x 70 mm



► AGUJAS ESPECIALES



◦ Aguja para intralipoterapia (Aqualix)

Caja de 25u.

Aguja extra fina para intralipoterapia (tratamientos con Aqualix).

REF.4005AGINTRA22 - 22G x 90mm

REF.4005AGINTRA24 - 24G 0,55 x 100 mm

► MULTIINYECTORES



Circular 5 agujas

REF.4005RC5A27 - Con aguja 27G x 4 mm.

REF.4005RC5A30 - Con aguja 30G x 4 mm.

REF.4005RC5 - Sin aguja



Lineal 5 agujas

REF. 4005RL5A27 - Con aguja 27G x 4 mm.

REF.4005RL5A30 - Con aguja 30G x 4 mm.

REF.4005RL5 - Sin aguja



Lineal 3 salidas sin agujas

REF.4005RL3



Circular 3 salidas sin agujas

REF.4005RC3



Lineal 3 salidas con aguja 27G x 4 mm.

REF.4005RL3A27

30G x 4mm.

REF.4005RL3A30

► TAPONES Y CONECTORES



Tapón doble luer lock macho/hembra de un solo uso
REF.4023KDKC



Conector hembra luer lock.

REF.4003FD0000000-LLF12 -1,2mm

REF.4003FD0000000-LLF14 - 1,4mm

REF.4003FD0000000-LLF24 - 2,4mm



Llave de 3 vías de policarbonato Luer Lock.

REF. 4023KT-002

MEDICINA ESTÉTICA

► JERINGAS

LÍNEA DH MEDICAL



- Jeringa 1ml Luer S/E DH-ject.

REF.90201002 Caja de 100u.
Jeringa de tres cuerpos de alta calidad.
Esterilización: ETO.
No contiene látex ni pirógenos.
Pida su muestra GRATIS



- Jeringa 1ml Luer Lock DH-ject, sin residuo.



REF.90201001 Caja de 100u.
La conexión Luer Lock permite una unión más ajustada.
Esterilización: ETO.
No contiene látex ni pirógenos.
Pida su muestra GRATIS

► AGUJAS HIPODÉRMICAS



- Aguja Sterican

REF.10064656300
0,30 x 12 mm 30 G 1/2
Caja de 100u.



- Aguja BD Microlance

REF.1026304000
0,3 mm x 13 mm. 30G
Caja de 100u.



- Aguja hipodérmica

REF. 4023IN-O3X13
0,3 mm x 13 mm. 30G x 1/2
Caja de 100u.

► AGUJAS DE MESOTERAPIA



- Agujas Natural-meso

Caja de 100u.
REF.94245JTN34G13 – 34Gx13mm
REF.94245JTN34G4 – 34Gx4mm



- Aguja invisible

REF.4026LDS-O2009
Largo: 9mm. El diámetro 14% más fino que las agujas 33G.
Caja 100u.

- Meso-relle

REF.4005AAL4	27G.O,4x4mm
REF.4005AAL6	27G.O,4x6mm
REF.4005AAL12	27G.O,4x12mm
REF.4005AAL25	27G.O,4x25mm
REF.4005AAL40	27G.O,4x40mm
REF.4005AAL34	30G.O,3x4mm
REF.4005AAL36	30G.O,3x6mm
REF.4005AAL38	30G.O,3x8mm
REF.4005AM30G	30G.O,3x12mm
REF.4005AM3025	30G.O,3x25mm
REF.4005AM3040	30G.O,3x40mm
REF.4005AM314	31G.O,26x4mm
REF.4005AM316	31G.O,26x6mm
REF.4005AM31G	31G.O,26x12mm
REF.4005AM3225	31G.O,26x25mm
REF.4005AM324	32G.O,23x4mm
REF.4005AM326	32G.O,23x6mm
REF.4005AM32G	32G.O,23x12mm
REF.4005AM334	33G.O,20x4mm
REF.4005AM33G	33G.O,20x12mm

GAMA MÁS AMPLIA DEL MERCADO

Permiten alcanzar fácilmente la dermis sin causar laceraciones, traumatismos o hematomas.

Caja de 100u.
Agujas preparadas para la multipunción.



► TRANSILUMINADOR DE VENAS

◦ Veinlite EMS Pro REF.1258EMSPRO

Equipado con 24 LEDs, **12 LED de color naranja**, **4 LED de color rojo** para venas profundas y piel oscura y **8 LED blancos para examen**.




◦ Veinlite led + REF.1084VLED+

Es totalmente recargable y cuenta con 28 diodos emisores de luz (LEDs), de los cuales **22 son LEDs naranjas y 6 rojo** intenso que pueden utilizarse juntos o por separado, para una máxima versatilidad.

◦ Veinlite led x REF.1084VLEDX000000

LEDX es un transiluminador portátil recargable que con sus **24 LEDs naranjas y 8 LEDs rojos** proporciona imágenes de alto contraste.



◦ Transiluminador de venas VeinSpy

REF.400123450

Equipado con **30 LEDs**, **22 LED de color naranja**, **8 LED de color rojo** venas en pacientes adultos, pediátricos y geriátricos con difícil acceso venoso.

► SISTEMA DE MICROESPUMA

◦ Varixio

Sistema más avanzado de preparación de espuma esclerosante para el tratamiento de las varices.

Espuma de alta calidad



1 Carga del agente esclerosante.



2 Agitación automática predeterminada.



3 Aspiración de la microespuma a aplicar.

REF. 1293VB04ES
Agitador magnético

REF. 1293VB04-ES08
Bolsa de transporte

REF. 1293VB03ES
Cápsula caja de 10 unid.

REF. 1293VB06ES
Cápsula caja de 3 unid.



Agitador

Cápsula

**SABER MÁS
DE VARIXIO**



MEDICINA ESTÉTICA

► NEXT PRP



Contenido:
1 jeringa Next PRP de 10ml
1 unidad de tapón Luer
1 unidad de conector Luer

REF.94223N500
1 Unidad

REF.94223N500 [FA]
30 Unidades

REF.94223N500 [FA2]
60 Unidades



REF.94223N500
NEXT PRP - 240 U



REF.1187GBF001
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223N500
NEXT PRP - 240 U



REF.94223S-106
Centrífuga S-106

► KIT DE PRP



2 tubos de PRP T-LAB de 10 ml .
1 Tubo de resuspensión T-LAB de 5 ml.
1 aguja larga
1 campana
1 jeringa de 1ml
1 jeringas de 5ml.
1 aguja 30G
1 aguja de 21G
1 aguja para extraer sangre mediante sistema vacutainer.

REF.94223T-1000 1 unidad

REF.94223T-1000 [FA] 10 unidades

REF.94223T-1000 [FA2] 20 unidades



REF.94223T-1000
KIT PRP - 60 KITS



REF.1187GBF001
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223T-1000
KIT PRP- 60 KITS



REF.94223S-106
Centrífuga S-106

► TUBOS PRP ESTÉRILES



Para extracción de PRP

REF. 94223T1003
2 unidades

REF.94223T1003 [FA]
10 cajas de 2 unidades

REF.94223T1003 [FA2]
20 cajas de 2 unidades

REF.94223T1003 [FA3]
50 cajas de 2 unidades



REF.94223T1003
TUBOS 10ML
120 CAJAS



REF.1187GBF001
CENTRÍFUGA ANG.



REF.94223T1003
TUBOS 10ML
120 CAJAS



REF.94223S-106
Centrífuga S-106

MEDICINA ESTÉTICA

► CENTRÍFUGAS Y ADAPTADOR



TOP
VENTAS

◦ Centrífuga angular digital 2615/1, 6 x 15 ml

REF.1187GBFO01

Con capacidad para 6
tubos de 15 ml
para tubos Vacutainer o PRP
es necesario el uso de adaptador.



◦ Centrífuga S-106 con cabezal oscilante

REF. 94223S-106

De 6 tubos de 10ml

ACCESORIOS



REF. 1187GBK003

Adaptador tubos de 13x75
mm para centrífuga 2615/1



REF.1187GBK002

Adaptador tubos 10 ml para
centrífuga angular.



REF.1187BJB006

Gradilla de 5x12
orificios, azul

► TUBOS CITRATO



◦ Tubos citrato Lind-Vac

REF. 4055KE1272

Tubos con citrato, 3,2%, 13x75mm.
Caja 100unid.

REF. 4055SE1272

Tubos con citrato, 3,8%, 13x75mm.
Caja 100unid

REF. 4055KG3812

Tubos con citrato y gel separador,
3,2%, 16x100mm. Caja 50unid

REF. 4055KE3812

Tubos con citrato, 3,2%, 16x100mm.
Caja 50unid

► PISTOR ELIANCE

REF.4020PMESO-ELIANCE

Pistor Eliance es ideal para tratar una amplia gama de afecciones de la piel, como arrugas, flacidez, celulitis o cicatrices, entre otros. Su diseño ergonómico, peso ligero y su tecnología avanzada la convierten en una opción confiable y segura para la administración de tratamientos de mesoterapia.

FUNCIONES PROGRAMABLES

- Memorización automática del último ajuste
- Longitud de la aguja
- Profundidad de la penetración de la aguja
- Volumen de la jeringuilla
- Velocidad de inyección (modo continuo)
- Tiempo entre dos inyecciones (mesoperfusión)
- Frecuencia de la inyección (ráfaga)
- Duración de la inyección (micro dosis, dosis estándar, mega dosis)



Nº1

MÁS
COMPLETA

CURSO FORMACIÓN INCLUIDO

Con la compra de cualquier pistola de mesoterapia PISTOR, se incluye un curso de formación para su uso vía skype totalmente GRATIS

ESPECIAL PARA PRP

MEDICINA ESTÉTICA

► SISTEMA MICROPUNCIÓN



REF.4003540XX
Rodillo dérmico de un solo uso.
Estéril. Con 540 agujas
2 Tamaños a elegir 0,5mm y 1mm

TOP
VENTAS



REF.11739021 – micro-agujas de 0.5 mm,
con 540 agujas de titanio.

REF.11739013 – micro-agujas de 1.0 mm,
con 1200 agujas de titanio.

► TERAPIA DE FRÍO



◦ **Skin cooler facial**
REF.4003SCF
Aumenta la oxigenación y la circulación
sanguínea. Ancho de 3 cm



◦ **Skin cooler corporal**
REF.4003SCB
Aumenta la oxigenación y la circulación
sanguínea.
Ancho de 5,5 cm



◦ **Bolsa de frío adhesiva reutilizable**
REF. 1281007732
Forma redonda de Ø12 cm



◦ **Cuadrado reutilizable Frío/Calor**
REF.4003M500B1
Repearl Micro-Bead 18,5x11,5cm



◦ **Máscara para ojos reutilizable
de Frío/ Calor PearlPack**
REF.405107-041101



◦ **Sistema de micropunción Auratio**
REF.4003AUS10
Con agujas de 1mm
REF.4003AUS05
Con agujas de 0,5mm



◦ **Masajeador de enfriamiento estético
ICE-STICK**
REF.4003ICE-STICK



◦ **Antifaz reutilizable Frío/ Calor**
Con perlas de gel premium.
Varios colores
REF.1281007947/ azul
REF.1281007961/ verde
REF.1281007954/ rosa



◦ **Antifaz reutilizable Frío/ Calor**
Con perlas de gel clásico.
REF. 1281007671/azul
REF. 1281007695/verde
REF. 1281007688/naranja



◦ **Máscara de frío/calor**
REF. 4003E100B1

DESCUENTOS

Especiales

A LOS SOCIOS DE LA SEME

DURANTE
**TODO
EL AÑO**

Pida cita: 93 864 37 07

639 675 065

info@dhmaterialmedico.com

www.dhmaterialmedico.com

Conózanos



CRIOTERAPIA

► CRIOTERAPIA PORTÁTIL



- **Equipo de crioterapia CryoPro®, 350 ml**
Equipo de crioterapia con capacidad para 350 ml de nitrógeno líquido (12-14 h de retención estática). REF.1084CRYOPRO350



- **Equipo de crioterapia CryoPro®, 500 ml**
Equipo de crioterapia portátil con capacidad para 500 ml de nitrógeno líquido (20-24 h de retención estática). REF.1150CRY-AC



- **Histofreezer**
Histofreezer 2 botes de 80 ml + 50 aplicadores 5mm
REF.400130592



- Histofreezer 2 botes de 80 ml + 60 aplicadores 2mm
REF.400130591



- Histofreezer de 80 ml + 32 aplicadores (16+16 2 y 5mm)
REF. 10841001-0341

- **Criocirugía por nitrógeno líquido cryoalfa**



- Cryoalfa súper con punta 1 mm + 1 cartucho 16 g
REF.4033CA-S-B



- Cryoalfa súper con punta 5 mm + 1 cartucho 16 g
REF.4033CA-S-C5-B



- Cartucho Cryoalfa 16 gr.
REF.4033CA-K-V16



► FREEZPEN

- **Dispositivo para criocirugía freezpen 35g**
REF.4052CL-FP-36



- **Dispositivo para criocirugía freezpen 16g**
REF.4052CL-FP-18



INDOLORO, sin cortes ni sangrado y sin anestesia.
PRECISO, cuenta con un chorro ultrafino que le proporciona una precisión total sin dañar el tejido sano.
SENCILLO, evalúe la lesión, elija el aplicador, apunte, congele, limpie ¡Hecho!
PRÁCTICO, de fácil manejo y transporte.

- **Cartuchos**



- Cartucho 16g N₂O Freezpen.
Caja de 12 unidades
REF.4052CL-N2O-16G-NBOX

- Cartucho 35g N₂O Freezpen.
Caja de 6 unidades
REF.4052CL-N2O-35G-BOX

- **Aplicadores**



- Aplicador azul 1-3mm
REF.4052CL-FP-APPL-00
Aplicador blanco 2-6mm
REF.4052CL-FP-APPL-01
Aplicador verde 4-8mm
REF.4052CL-FP-APPL-02



- Aplicador largo blanco 2-6mm
REF.4052CL-FP-APPL-61
Aplicador largo naranja 1-4mm
REF.4052CL-FP-APPL-63

DERMATOSCOPIOS



◦ Molescope II, polarizado. Universal

REF.4034MOLEII-UNI

La aplicación disponible para este dispositivo lo guiará a través de un autocontrol y análisis de imágenes, y gracias a la plataforma DermEngine podrá examinar y comparar imágenes en profundidad desde su tableta, teléfono móvil u ordenador.

Compatibilidad: Le permitirá su uso indistintamente del modelo de smartphone o tableta que disponga.

REF.4034MOLEII-UNI_SET

Adaptador universal para Dermatoscopio digital Molescope II (solo inserto)



◦ DermLite DL100 Luz Polarizada 3Gen

REF.1084DL100

DermLite ofrece una visión clara y profunda de las lesiones pigmentadas para así realizar las detecciones tempranas de melanoma y nuevos displásicos en cuestión de segundos, ya que tiene un sistema de iluminación por LED que ofrece una luz brillante y natural, una lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal.

TOP
VENTAS



◦ DermLite DL200 HR

REF.1084DL200HR

DermLite DL200 HR es un dermatoscopio con un diseño ergonómico ligero y compacto para su uso en la dermatoscopia de contacto y sin contacto. Integra un nuevo e innovador mecanismo espaciador retráctil que permite un enfoque rápido y preciso, 21 LEDs polarizados, una lente de 25 mm con un aumento de 10x y batería integrada de iones de litio.



◦ DermLite DL200 Hybrid

REF.1084DL200H0001XX

Dispone de 21 LEDs blancas (15 polarizados y 6 no polarizados) que le permiten escoger entre luz polarizada y no polarizada de una manera rápida y sencilla con solo pulsar un botón. Además, su disco de contacto tiene una escala de 10mm como referencia y un sistema de lentes de 25mm que le proporciona un aumento de 10x. Cuenta con un adaptador MagnetiConnect permite conectarse con muchos teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras y una batería integrada recargable con una vida útil de un 20% más larga que los dermatoscopios de series anteriores.



◦ Protector de silicona

REF.1084DL100SS
DermLite DL100 y Carbon.

REF.1084DL200SS
DermLite DL200 HR-Hybrid



◦ DermLite Carbon

REF.1084CARBON

DermLite Carbon te proporciona un control inmediato de alternancia sobre la visualización de la lesión desde las estructuras superficiales hasta la pigmentación más profunda, activando por separado dos grupos de diodos emisores de luz (LED), cada uno con una polarización distinta: El primer grupo de ocho LEDs produce la luz polarizada por cruz, mientras que el segundo juego de ocho LEDs directamente es polarizado, dándole una interpretación clara de la superficie de la piel.

DERMATOSCOPIOS



◦ Derm-lite DL4

REF.1084DL4

Diseño compacto y ligero que incorpora un sistema de lentes de 30 mm y 10 aumentos. Ofrece luz polarizada cruzada y no polarizada, dos niveles de brillo, un campo de visión más amplio, una mayor proyección de imagen de la pigmentación más profunda y dos niveles de control de espectro de color (PigmentBoost Plus).



◦ Derm-lite DL5

REF.1084DL5

Primer dermatoscopio híbrido del mundo con polarización variable (9 niveles). Cuenta con un sistema de lente de 32 mm de diámetro el DL5, con un aumento real de 10x y luz UV de 365 nm.



REF.1084DLMCC1
Adaptador Derm-lite
universal de pinza para
smartphone y tablet



◦ Dermascope Polarizer Dino Lite MEDL4DW

REF.1129MEDL4DW

Microscopio digital fácil de usar que puede capturar primeros planos de imágenes y vídeos de alta calidad de la piel. Estas imágenes van mucho más allá que la cámara digital con objetivo macro que es común para esta aplicación.



◦ DermaScope HR Polarizer Dino Lite MEDL7DW

REF.1129MEDL7DW

Microscopio digital fácil de usar que puede capturar primeros planos de imágenes y vídeos de alta calidad de la piel. Estas imágenes van mucho más allá que la cámara digital con objetivo macro que es común para esta aplicación. Por eso, muchos profesionales ahora usan el DermaScope de Dino-Lite.



◦ DermaScope polarizado inalámbrico Dino Lite MEDLW4DW

REF.1129MEDLW4DW

Cuenta con una cámara de 1,3 megapíxeles capaz de capturar imágenes nítidas de la piel. Además, incorpora un filtro de polarización totalmente ajustable para reducir en gran medida el efecto del brillo de la piel.

► MARCADORES DÉRMICOS



Marcador de piel con dos puntas de fibra de poliéster y tapa de polipropileno.

REF.400133179



REF.400133178

Varios colores. Caja de 6u.

REF.400133175 Azul.

REF.400133176 Blanco.

REF.400133177 Rojo.



Rotulador dermatográfico
estéril. Trazo de 1 mm

REF.10160101300



Lápiz blanco indicado para
tapar lunares o manchas al
aplicar el láser y/o delimitar
la zona a tratar.


REF.112616L01



Marcador para piel con
punta 1.0mm, estéril.

Color lila

REF. 400133184



Rotulador quirúrgico
estéril de punta doble con
regla, color lila.

REF. 1208TCH05TO

VIALES, PÉPTIDOS Y MESOCOSMÉTICOS

► DERMA PEN

REF.11739029

Derma Pen es un mecanismo electrónico compuesto por microagujas capaces de abrir más de 1.000 micro-canales al segundo en la piel, favoreciendo la entrada de ingredientes activos. Posee 5 velocidades: la roja es la que más velocidad tiene y la verde es la que menos.

DERMA PEN + 27 CABEZALES

TOP
VENTAS



REF.11739029

DERMA PEN + 2 CABEZALES

REF.11739031

PACK 25 CABEZALES

► VIALES CLÁSICOS



Amino Acids. Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml – 10u. Revitaliza, regenera y reestructura la piel. REF.11738029



Argireline 5% & Leophasil 5%. Fórmula Antiarrugas. Ampolla de 2 ml. 10 u. Permite lograr una sensación de botox suave, no tóxica.

REF.11738025



Artichoke extract. Fórmula anticelulítica. Ampolla de 5 ml. 10 u. Posee cualidades anticelulíticas por su acción desintoxicante y diurética.

REF.11738001



Asian Centella. Fórmula regeneradora. Ampolla de 2 ml. 10 u. favorece la circulación. REF.11738002



Biotin. Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml. 10 u. crecimiento celular, la generación de ácidos grasos y el metabolismo de aminoácidos.

REF. 11738003



Caffeine 10%. Fórmula Lipolítica. Ampolla de 2 ml. 10u. La cafeína ayuda a drenar las células grasas.

REF.11738004



Dexpanthenol 20% Fórmula nutritiva. Ampolla de 5 ml. 10 u. regenerante que ejerce como hidratante.

REF.11738005



DMAE 2,5%. Fórmula reafirmante y tonificante. Ampolla de 5 ml. 10 u. REF.11738006



Organic Silica 0,5% & DMAE 2,5%. Fórmula reafirmante. Ampollas de 5 ml. 10 u. Lifting facial y antiedad REF.11738015



Polyvitamins (A, E, C, B1, B3, B5, B6) Fórmula nutritiva. Ampollas de 2 ml. 10 u. dermonutrición. REF.11738027



Uso tópico no inyectable.

DNA liquid Fórmula antienvjecimiento. Ampolla de 2 ml. 10 u. Antioxidante e hidratante. REF.11738026



Ginkgo Biloba. Fórmula anticelulítica. Ampolla de 5 ml. 10 u. El ginkgo mejora la circulación dilatando las paredes de los vasos sanguíneos. REF.11738007



Glutathione. Fórmula antioxidante. Viales de 5 ml. 5 u. Ejerce como protector de las células en el envejecimiento. 600mg REF.11738068



Glycolic Acid 1%. Fórmula radiante. Ampolla de 2 ml. 10 u. El ácido glicólico estimula la renovación de la piel, el colágeno y la elastina. REF.11738008



Hyaluronic. Fórmula antienvjecimiento. El ácido hialurónico es un importante hidratante de la piel. 0,8% – Ampolla de 2 ml. 10 u. REF.11738030
2% – Viales de 3 ml. 5 u. REF. 11738065
3,5% – Viales de 5 ml. 5 u. REF. 11738066



Hyaluronidase 1500 UI (powder) – 10 u. La hialuronidasa es una enzima proteica útil en el tratamiento contra la fibrosis relacionada con la celulitis. REF.11738070



L-Carnitine 20%. Fórmula Lipolítica. Ampolla de 5 ml. 10 u. Metaboliza la grasa. REF.11738013



Trace Elements. Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml. – 10 u. zinc, selenio, manganeso, cromo y cobre. REF.11738028

VIALES, PÉPTIDOS Y MESOCOSMÉTICOS



Rutin & Melilot Extract. Fórmula Tonicante. Ampolla de 2 ml. 10 u. Fórmula compuesta por extracto de meliloto con rutina. REF.11738017



Sodium Pyruvate 1%. Fórmula revitalizante. Ampolla de 2 ml. 10 u. REF.11738018



Taurine. Fórmula antioxidante. Ampolla de 2 ml.- 10 u. antioxidante y desintoxicante que protege el ADN celular. REF.11738063



Vitamin A 100000 U.I (Retinol) Fórmula nutritiva. Ampolla de 2 ml. 10 u. antioxidante dérmico REF.11738022



Vitamin C 20%. Fórmula Revitalizante y Antioxidante. Ampolla de 5 ml. 10 u. REF.11738019



X-DNA Gel. Fórmula Antienvjecimiento. Hidratante y antioxidante. Viales de 3 ml. 5 u. REF. 11738071

► VIALES COCKTAILS



BCN ECQ10. Cóctel reestructurante. Viales de 3 ml. 5 u. REF.11738033



BCN BASE. Cóctel redensificante. Viales de 3 ml. 5 u. REF.11738032



BCN MELANO. Cóctel radiante. Viales de 5 ml. 5 u. REF.11738037



BCN REVITA-HA. Cóctel polirevitalizante. Viales de 3 ml. 5 u. REF.11738024

Uso tópico no inyectable.

► VIALES MESOCOSMÉTICOS



ARNI + K. Post tratamiento estético. 35 ml. crema específica de acción localizada para la mejora de alteraciones epidérmicas. REF.11738091



CLEANSER. Limpiador en espuma. Tubo 150 ml. Equilibra el pH de la piel. REF.11738078



EPITHEL. Tratamiento post peeling. 50 ml. calma la piel y restaura el manto hidrolipídico. REF.11738080



MESOAGE. Tratamiento hialurónico. Tubo de 40 ml. REF.11738053



MESOBLANCHE. Tratamiento despigmentante. Tubo de 40 ml. REF.11738055



MESOCELL. Tratamiento anticelulítico. Tubo de 200 ml. REF. 11738056



MESOVITA. Tratamiento nutritivo. Tubo de 40 ml. REF.11738054

► PÉPTIDOS DE NUEVA GENERACIÓN

*Uso tópico no inyectable.
5u. en cada caja*



BCN Oculare Peptides. Cóctel para el Contorno de Ojos. Viales de 3 ml. REF. 11738092



BCN Capillum Peptides. Cóctel Pérdida de Cabello. Viales de 5 ml. REF.11738085



BCN Lumen Peptides. Cóctel blanqueante. Vial de 5 ml. REF.11738074



BCN Tensis Peptides. Cóctel Reafirmante. Viales de 5 ml. REF.11738073

PRESOTERAPIA

► PRESOTERAPIA VENEN ENGEL

NOVEDAD

◦ Venen engel 6 Premium

REF. 4064VE223

Diseñado para ofrecer masajes rápidos, silenciosos, eficaces y personalizados con máxima eficacia:

- 6 cámaras de aire superpuestas
- 6 programas de masaje para estimular el flujo linfático, reducir la celulitis y mejorar la circulación.

Ideal para tratar linfedema, edemas postraumáticos, o como prevención de TVP.

Incluye: unidad de control, mando y tubos especiales.

Duración de aplicación: hasta 90 minutos.

PANTALONES Y PERNERAS



TOP VENTAS

Con pantalones Lymph-Flow

◦ Venen engel 8 Premium

REF. 4064VE225

Diseñado para ofrecer masajes rápidos, silenciosos, eficaces y personalizados con máxima eficacia:

- 8 cámaras de aire superpuestas
- 6 programas de masaje para estimular el flujo linfático, reducir la celulitis y mejorar la textura de la piel

Ideal para tratar linfedema, edemas postraumáticos o como prevención de TVP e insuficiencia venosa crónica.

Incluye: unidad de control, mando a distancia, Lymph-Flow Pants y tubos especiales.

Duración de aplicación: hasta 90 minutos.



TOP VENTAS

Con pantalones Lymph-Flow

PRESOTERAPIA



PARA UNS PIERNAS
ACTIVAS Y SANAS

con **Certificado Médico MD**
en dispositivos seleccionados

Para saber más



LÁMPARAS CON LUPA

► LÁMPARAS CON LUPA

RIMSA



◦ L88 LED

**Lámpara L88-LED
con lupa de 3 aumentos, 2250lux a 50cm**

REF.4047L88LEDTWBM+RLBI

Base rodable

REF.4047L88LEDTWBM+S11

Anclaje a mesa


REF.4047L88LEDTWBM+S12

Anclaje a pared

◦ L88 LED M

**Lupa de 3 aumentos
3.200 lux a 50cm**

T. de color: 5.000 kelvin



REF.4047L88LEDM+RLBI

Base rodable

REF.4047L88LEDM+S11

Anclaje a mesa

REF.4047L88LEDM+S12MED

Anclaje a pared

REF.4047L88LEDM+Z400819

Anclaje a raíl



◦ Broad

3 aumentos. Potencia: 11-13W

REF.1102WK-LOO2



◦ Lupa LED HF

5 dioptrías. Lámpara LED con lente circular de aumento.

REF.104809340

Anclaje a mesa

REF.104809340+1048B0101800

Anclaje a pared

REF.104809340+104882026

Anclaje a raíl

REF.104809340+104809651

Base rodable

REF.104809340+1048B0101SO

Anclaje a pared con brazo extensor



◦ LFM LED

3 dioptrías

REF.1048LFG028194 -Anclaje a mesa

5 dioptrías

REF.1048LFG028195 Anclaje a mesa

TOP
VENTAS

◦ Mega

3 aumentos con punto focal de 5 aumentos.
Base rodable o anclaje para mesa.

REF.1102WK-LOO3

REF.1102WKLOO3T

◦ Niya

Lámpara LED con lupa de 5 dioptrías.
Incluye control de intensidad.
Base rodable

REF.12071410720041




RECEPCIONES

MOSTRADORES DE DISEÑO

◦ Dylan

REF. 1321DYLAN-22/16BX


Mostrador de pie para recepción funcional, sofisticado y práctico
80 x 55 x 111 cm. Varios colores



◦ Thierry

REF. 1321THIERRY-22/16BX


Mostrador de pie para recepción.
145 x 55 x 111 cm. Varios colores



◦ Cora

REF. 1321CORA


Mostrador de pie para recepción
Color blanco y madera.
98 x 66 x 105 cm.



◦ Oke

REF. 1321OKE-5-X

Mostrador de pie para recepción.
70 x 48,1 x 99 cm. Varios colores



MOBILIARIO

► SILLAS PARA RECEPCIONES



◦ Hiro

REF. 1321HIRO01/27/XX

4 patas blancas

REF. 1321HIRO01/98/XX

4 patas negras

Opción con cojín:

1321HIRO0127/03XX

1321HIRO0198/03XX



REF. 1321HIRO02/98/XX

Patas en estrella

Opción con cojín:

1321HIRO0298/03XX

Varios colores Hiro:



◦ Jun

REF. 1321JUN1034/XX

Patas de madera


REF. 1321JUN-1032/XX

Patas metálicas

Varios colores:



► PANELES



◦ Paneles acústicos Wut

REF. 13212125X

Paneles acústicos de madera.

Varios colores



◦ Saki

REF. 1321SAKI-02/98/XX

4 patas negras

Varios colores:



REF. 1321SAKI-01/98/XX

Patas en estrella

Varios colores:



◦ Gia

REF. 1321GIA-02/98/XX

Patas en estrella con ruedas.

Varios colores:



REF. 1321GIA-01/98/XX

Patas en estrella.

Varios colores:



5 RAZONES PARA ELEGIR LEMI



10 AÑOS DE GARANTÍA*



ASISTENCIA TÉCNICA



100% HECHO EN ITALIA



100% PERSONALIZABLE



ALTA CALIDAD PRESENTE EN + DE 100 PAÍSES

CALIDAD Y GARANTÍA PRÉMIUM



Carga máxima: 250 kg

Tapicería resistente al fuego: UNI 9175 CLASE 1M

Libre de látex y materiales tóxicos.

Tecnología antibacteriana.

Garantía en la estructura: 10 años.

Garantía en espuma indeformable: 5 años.

Garantía en motor y controles: 2 años.

COLOR DE BASE




TAPIZADOS NEFOS



TECNOLOGÍA ANTIMICROBIANA



¡NUEVO SILLÓN LEMI!



◦ LEMI X

REF. 40111340

Sillón eléctrico 4 motores

- Medidas: 177 x 84 cm
- Altura: min 56 x max 96cm
- Incluye: Colchón Bi-Zak, 2 reposabrazos, 2 guías de asiento, portarrollos y control mediante pedal


Ideales para exploración, diagnóstico y tratamientos multidisciplinarios.

◦ SOSUL 1



REF. 40111126

- **1 motor:** Ajuste de altura.
- **Ajustes manuales:** Respaldo y reposapiernas.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Colchón** con 3 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal Zak** extensible.
- Personalizable: Accesorios en página 25.



◦ SOSUL 2000 y TOP 1, 2 y 3 motores





- **Colchón** de 4 cuerpos con grosor de 8cm.
- **Control de pie** con función AUT, END y SYNCHRO*.
- **Cabezal** decúbito prono.
- Personalizable: Accesorios en página 25.

1 MOTOR REF.40111127
(Altura)

2 MOTORES REF.40111167
(Altura y reposapiernas)

3 MOTORES REF.40111155
(Altura, respaldo y reposapiernas)




◦ NEXT



REF.4011855

- **1 motor:** Ajuste en altura.
- **Ajustes manuales:** Respaldo.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Colchón** de 2 cuerpos con agujero facial, con grosor de 12 cm.
- Ruedas.




*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y en la posición de sentado.
*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.
*Función END: Permite colocar el sillón totalmente plano y altura mínima.

◦ LEMI 2
REF. 4011946




- **Ajuste manual:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **Rotación de 360°.**
- **LEMI 2 colchón** de 4 cuerpos con grosor de 8cm.
- **LEMI 2 Bi-zak colchón** de 5 cuerpos con grosor de 8cm.
- **Cabezal Bi-zak** y reposapiés extraíble.
- Personalizable: Accesorios en página 25.

◦ LEMI 2 Bi-Zak
REF.4011955



LEMI 2



LEMI 2
Bi-Zak

◦ LEMI 3
REF.4011160




- **1 motor:** Ajuste en altura.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Ajustes manuales:** Respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **LEMI 3 colchón** de 4 cuerpos, con grosor de 8cm.
- **LEMI 3 Bi-zak** de 5 cuerpos, con grosor de 8cm.
- **Cabezal Bi-zak** y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: accesorios en página 25.

*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y en la posición de sentado.


*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

*Función END : Permite colocar el sillón totalmente plano y altura mínima.

◦ LEMI 3 Bi-Zak
REF.4011161




LEMI 3



LEMI 3
Bi-Zak

◦ LEMI Syncro Bi-Zak

REF.40111158



- **3 motores:** Altura, respaldo/reposapiernas y Trendelenburg
- **Control de pie** con función de memoria AUT, END y SYNCHRO*.
- **Colchón Bi-zak** con 5 cuerpos y grosor de 8cm.
- **Cabezal** y reposapiés extraíble
- Personalizable: Accesorios en página 25.

QR VÍDEO



◦ LEMI 4

REF.4011851





- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg
- **Control de mano** con función de memoria, AUT y SYNCHRO*
- **LEMI 4 colchón** de 4 cuerpos, con grosor de 8cm.
- **LEMI 4 Bi-zak colchón** con 5 cuerpos y grosor de 8cm.
- **Cabezal Bi-zak** y reposapiés extensibles.
- Personalizable: Accesorios en página 25.

QR VÍDEO



◦ LEMI 4 Bi-Zak

REF.40111139



LEMI 4 Bi-Zak

LEMI 4

◦ LEMI MED

REF.40111132



- **Control de pie** con función de memoria, AUT*
- **Colchón** anatómico Bi-Zak con 4 cuerpos y grosor de 12cm.
- 1 par de guías en el asiento.
- 1 par de guías en el respaldo.
- Personalizable: Accesorios en página 25.

◦ LEMI MED HEMO


HIDRÁULICA REF.4011955HEMO

1 MOTOR REF.4011161HEMO

4 MOTORES REF.4011132HEMO (+Trendelenburg)

◦ LEMI MED GYNO

4 MOTORES REF.4011132ACC (+Trendelenburg)



◦ DREAMED 4M

REF.40111175




◦ DREAMED 4M MOVE

REF.40111209



- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg
- **Rotación de 180°**
- **Control de pie** con función de memoria y AUT*.
- **Colchón** con 3 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal** con cojín.
- Reposapiernas extensible
- Personalizable: Accesorios en página 25.



◦ DREAMED ZAK 4M

REF. 40111208




◦ DREAMED ZAK MOVE 4M

REF. 40111157



- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **Rotación de 180°.**
- **Control de pie** con función de memoria y AUT*.
- **Colchón** con 4 cuerpos y grosor de 9cm.
- **Cabezal** y reposapiernas extensibles.
- Guías en el respaldo.
- Personalizable: Accesorios en página 25.



◦ TESERA 4M

REF.40111213




- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- **Control de mano** con función de memoria, AUT y SYNCHRO*
- **Colchón** anatómico Bi-Zak con 5 cuerpos y grosor de 12cm.
- **Cabezal** y reposapiernas extensibles.
- Personalizable: accesorios en página 25.

*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y en la posición de sentado.

*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

*Función END : Permite colocar el sillón totalmente plano y altura mínima.





Tapizado
anatómico
REF.4011996



Cabezal Zak
pequeño
REF.4011111-P



Cabezal injerto
capilar
REF.4011182



Asta porta suero
REF.4011311



Brazos toma sangre
REF.4011162



Brazos medicales
REF.4011313



Brazos planos
REF.4011208M



Estribos 1par
REF.4011348



Par de piernas
REF.4011318



Apoyatalones
REF.4011LEM-151



Guías de respaldo
REF.4011335



Guías de asiento
REF.4011334



Control de pie
con memorias 4M
REF.4011KEE00632



Control de pie
inalámbrico
con memorias 4M
REF.4011KEE00633



Bornes fijos, 1u.
REF.4011345



Bornes giratorios, 1u.
REF.4011346



Portarollos
REF.4011108



Bandeja inox +
soporte
REF.4011354



Rueda con freno
REF.4011LEM-139



Plástico protector
de cabezal
REF.4011PROTTESTA



Mando distancia
con memoria
3 M. REF.4011KEE00629
4 M. REF.4011KEE00620



Colchón XL, 70cm
REF.4011XL70



Colchón extra-
confort
REF.4011100




Colchón person. logo
REF.4011LOGO



Plástico protector
REF.4011PROTGAMBE



Soporte reposapiés
REF.40111024



Rotación 180°
REF.4011ROT



Cabezal con
agujero
REF.40111281



Cojín 64x8cm
REF.4011350



Cojín 64x16cm
REF.4011351



Cojín 64x8x4 cm
REF.4011352



Cojín 64x16x8cm
REF.4011353



Cojín 30x30cm Joke
REF.4011912X

TABURETES



REF.4011015

REF.4011019X

◦ Taburete redondo o sillín

Taburete sin respaldo. Disponible en varios colores, con base de plástico o aluminio.

Altura: mín 48 cm – máx. 59 cm



REF.4011030X

REF.4011050X

◦ Taburete gaslift

Asiento circular o forma de sillín con base de plástico o de aluminio en varios colores.

· 30X: Altura: mín 42 cm – máx. 52 cm

· 50X: Altura: mín 44 cm – máx. 54 cm



REF.4011021X

REF.4011035X

◦ Taburete gaslift con anillo reposapiés

Asiento alto con base de plástico o aluminio.

Anillo reposapiés. Tapizado de varios colores

Altura: mín 57 cm – máx. 75 cm



REF.4011030SX

REF.4011050SX

◦ Taburete gaslift con respaldo

Asiento redondo o forma sillín con base de plástico o aluminio. Tapizado de varios colores

Altura: mín 48 cm – máx. 59 cm



REF.4011021SX

REF.4011035SX

◦ Taburete gaslift con anillo reposapiés

Asiento alto con respaldo y anillo reposapiés. Opción base de plástico o aluminio, tapizado en varios colores

REF.4011021SX: Altura mín. 56 cm – máx. 73 cm

REF.4011035SX: Altura mín. 57 cm – máx. 75 cm

**TABURETES DISPONIBLES CON BASE DE ALUMINIO
CON UN COSTE ADICIONAL**



REF.4011052X

REF.4011052SX

◦ Taburete tipo pony

Base de aluminio, con o sin respaldo, tapizado en varios colores.

Altura: mín 49 cm – máx. 70 cm



REF.4011010

REF.4011010S

◦ Taburete redondo oleodinámico

Taburete redondo con ajuste de la bomba oleodinámica. Con o sin respaldo ajustable, base de aluminio, con tapizado en varios colores

Altura mín. 49 cm – máx. 61 cm



REF.4011040

REF.4011040S

◦ Taburete forma sillín oleodinámico

Ajuste de bomba oleodinámica, con o sin respaldo ajustable. Base de aluminio. Con tapizado en varios colores. Altura mín. 49 cm – máx. 61 cm



REF.40111356

REF.4011900X

◦ Taburete suite stool

Asiento que se caracteriza por un diseño elegante y su skaí acolchado. con o sin respaldo acolchado. Altura mín. 46 cm – máx. 70cm



REF.4011070A

◦ Taburete gaslift silla pequeña

Asiento con base de aluminio con tapizados en varios colores. Altura mín. 43 cm – máx. 57cm

Lemi
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

La gama de colores más completa del mercado.

GAMA NEFOS



CAMILLAS DHLINE

MARCA PROPIA **dhLine**


Camillas con altas prestaciones al mejor precio del mercado.



◦ Camilla fija Basic

Camilla fija de 2 cuerpos con agujero facial y cojín cuadrado. Estructura blanca.

- Camilla manual con respaldo abatible hasta 50°
- Colchón con 2 cuerpos, 2 colores.
- Agujero facial y cojín cuadrado
- Grosor colchón: 6 cm.
- Medidas: 184x63x77cm
- Carga máxima: 150 kg



Color gris REF. 9512001G


Color blanco REF. 9512001W



◦ Camilla eléctrica ONE

Camilla eléctrica One, 2 cuerpos de varios colores. Estructura blanca.

- Camilla eléctrica con 1 motor
- Colchón con 2 cuerpos
- Agujero facial y cojín cuadrado
- Patas antideslizantes con ruedas.
- Respaldo abatible manualmente hasta 55° de inclinación
- Grosor colchón: 7 cm.
- Medidas: 190x72x85cm
- Carga máxima: 200 kg



CONTROL DE MANO REF. 9511001HCX

CONTROL DE PIE REF. 9511001FCX


BARRA PERIMETRAL REF. 9511001BCX



◦ Camilla Harmony

REF. 9511003W-82S

- Camilla eléctrica 1 motor (ajuste altura)
- Colchón con 3 cuerpos
- Control de mano
- Base con de madera clara
- Medidas: 187x95 cm (72 cm sin reposabrazos)
- Altura: 67-85 cm.
- Carga máxima: 200 kg




SILLONES DHLINE

◦ Sillón eléctrico LIM+

REF. 9521001HCW-4M

Camilla fija de 3 cuerpos con agujero facial y cojín cuadrado.

- Camilla eléctrica **4 motores**
- Ajustes: respaldo, reposapiés y Trendelenburg
- Colchón con 3 cuerpos
- **Control de mano con memorias**
- Cabezal extraíble con agujero facial
- Estructura blanca
- Base con **led de varios colores**
- Medidas: 190X82,5X98 cm
- Peso: 85 kg.
- Carga máxima: 200 kg



SILLÓN COMPATIBLE CON
GUÍAS Y PERNERAS* PARA
CONSULTA DE GINECOLOGÍA

***CONSÚLTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN**

► ACCESORIOS **dhLine**

Ref.94286HZ-PO15-FO2
Cojín medio cilindro
60x15x8 cm



Ref.94286BEDCOV-ONE
Funda para camilla ONE



Ref.94286BEDCOV-LIM
Funda para sillón LIM+



Ref.94286PHOLD-LIM
Portarrollos para sillón
LIM+






SILLONES SILVERFOX




REF.12071610041741

- Medidas: Largo: 182 x 86 cm. Altura: 55 - 85 cm.
- Peso: 70 kg.
- Carga máxima: 200 kg.



REF.12071610031741

- Rotación -120° ~+120°
- Medidas: Largo: 181 x 86 cm. Altura: 57 - 83 cm.
- Peso: 97,5 kg.
- Carga máxima: 200 kg.





- 4 motores: Altura, respaldo, Trendelenburg y reposapiernas.
- Funciones Reset, Bloqueo y sistema de MEMORIA.
- Grosor del colchón: 12 cm.
- Asiento calefactable.
- Colchón blanco con base gris.






REF.12071610071741

- 4 motores: Altura, respaldo, Trendelenburg y reposapiernas.
- Funciones Reset, Bloqueo y sistema de MEMORIA.
- Grosor del colchón: 12 cm.
- Asiento calefactable.
- Colchón blanco con base gris.
- Rotación -120° ~+120°
- Medidas: Largo: 181 x 86 cm. Altura: 57 - 83 cm.
- Peso: 110,7 kg.
- Carga máxima: 200 kg.



REF.12071610021741

- 4 motores: Altura, respaldo, Trendelenburg y reposapiernas.
- Funciones Reset, Bloqueo y sistema de MEMORIA.
- Asiento con calefacción
- Luz led en la base
- Grosor del colchón: 12 cm.
- Asiento calefactable.
- Colchón blanco con base gris.
- Medidas: Largo: 182 x 86 cm. Altura: 63,5 - 84,5 cm.
- Peso: 98 kg.
- Carga máxima: 200 kg.



CAMILLAS Y SILLONES





◦ Camilla fija Design

REF. 1321BD-XXX00AA-X

Camilla fija de gran estabilidad y robustez con inclinación del respaldo regulable mediante pistón de gas. Equipada con una bandeja de madera en la parte inferior. Además, incluye cojín reposacabezas extraíble, agujero facial y portarrollos.

- Medidas: 68 x 189 cm
- Altura: 78 cm
- Carga máxima: 200 kg





◦ Sillón fijo Design

REF. 1321CB-XXX00SC-X

Sillón camilla fijo de color blanco que incluye un sistema de cremallera para regular la inclinación del reposapiés y el cabezal para convertirlo en una camilla. Cuenta también con un cojín extraíble que, al ser retirado, revela un agujero facial.

- Medidas: 79 x 184 cm
- Altura: 74 cm
- Carga máxima: 200 kg





◦ Sillón hidráulico Design

REF. 1321CB-XXX60GE-X

Sillón camilla blanco con regulación hidráulica de la altura y ajuste con cremallera de la inclinación del respaldo y el reposapiés. Su diseño, que incorpora también un cojín extraíble y un agujero facial, permite posicionar al paciente sentado, en decúbito supino o en decúbito prono,

- Medidas: 66 x 195 cm
- Altura: 48 - 92 cm
- Carga máxima: 200 kg



TAPIZADO



BLANCO CREMA

COLOR BASE



BLANCO MADERA

TABURETES



REF.1207163004X

Taburete altura regulable a gas. Tapizado en PU de gran calidad. Base cromada con ruedas. Altura max 75 x min 55,5cm



REF.1207163003X

Taburete con respaldo, altura regulable a gas. Tapizado en PU de gran calidad. Altura max 75x min 55cm



REF.12071630080X

Taburete giratorio tipo pony, regulable en altura con pistón de gas y base de aluminio con 5 ruedas. Altura max 75 min 55cm



REF.1207163001X

Taburete tipo pony con ajuste de inclinación, respaldo y altura, base de aluminio inyectado en forma de estrella con 5 ruedas de alta calidad. Altura max 73,5 min 53,5 cm



REF.1207163006X

Taburete ergonómico regulable en altura, respaldo y asiento regulables con un pistón de gas. Base de plástico inyectado con diseño de estrella. Altura max 68 x min 50cm



REF.1207163002X

Taburete a gas, con respaldo. Equipado con tres palancas que permiten ajustar la altura, la inclinación del respaldo y del asiento. Base de aluminio inyectado con forma de estrella. Altura max 73,5x min 53,5cm

BIOSFERA

► EXFOLIANTES CORPORALES

- Humedecer la piel antes de aplicar.
- Masajear con el producto.
- Se puede añadir agua durante el masaje si se desea una textura más ligera.
- Retirar con un paño húmedo o bajo la ducha.

REF. 94261RCEXO01
Lava volcánica y aloe vera

REF. 94261RCEXO02
Café Premium

REF. 94261RCEXO03
Leche de coco y sal marina



► CREMAS HIDRATANTES

- Aplicar al finalizar el tratamiento para sellar la exfoliación.
- Aptas tanto para el cuerpo como para el rostro.
- No indicadas para masaje, ya que se absorben con rapidez.

REF. 94261RCCL002
Frutas tropicales

REF. 94261RCCL003
Coco



► BÁLSAMOS DE MASAJE

- Aplicar poca cantidad.
- Contienen aceite de oliva.
- Se puede calentar con las manos o con un calentador de aceite.
- Ideal para masajes por su deslizamiento y aroma.

REF. 94261RCBA001
Zacate de limón

REF. 94261RCBA002
Coco y naranja

REF. 94261RCBA003
Sandía

REF. 94261RCBA004
Maracuyá



► ARCILLA BLANCA

- Reconstruir con agua o agua infusionada.
- Aplicar sobre el rostro o cuerpo en forma de mascarilla.
- Dejar secar completamente antes de retirar con un paño húmedo.

REF. 94261RFMA004
Mascarilla de arcilla blanca en polvo



► PELOIDE TERMAL

- Preparación de la misma manera que la arcilla, con agua o infusión.
- Aplicar una capa generosa sobre la zona a tratar.
- Ideal para piel grasa, acné, psoriasis o como envoltura.
- Apto para uso facial y corporal.

REF. 94261RFMA003
Peloide Termal.
Mascarilla y envoltura de barro



► BÁLSAMO RELAJANTE

- Aplicar de forma puntual sobre zonas de dolor o tensión muscular.
- Se puede diluir en aceite o crema base para masajes circulatorios o deportivos.
- Producto muy potente: usar en pequeñas cantidades.

REF. 94261RCIO01
Bálsamo relajante de lujo Pura Vida



LÁMPARAS DE CIRUGÍA

SU MEJOR ALIADO EN EL QUIRÓFANO

RIMSA

UNICA, simplemente es una obra maestra. La luz sin deslumbramientos crea relajación visual, reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta



UNICA
RIMSA

Tras su nonagésimo aniversario, RIMSA afirma de nuevo su singularidad, avalada por un récord mundial: el diseño de la **primera lámpara quirúrgica LED (patente, 9/2002)**.

Vuelve a ser pionera con UNICA, una lámpara diseñada para mejorar la iluminación de quirófano.

Los conceptos "Luz blanca sin sombras de color" y "Luz indirecta", ya establecidos en la serie anterior, ahora se mejoran con la **innovadora tecnología 2R, de doble reflexión**, que permite la propagación de la luz sin deslumbramientos.

UNICA simplemente, es una obra maestra. La luz sin deslumbramientos crea relajación visual, reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta.

LÁMPARAS DE CIRUGÍA

◦UNICA 860

160.000 lux a 1m

T. de color: 4.500 °K

ANCLAJE A TECHO

REF. 4047UNICA860SO



◦UNICA

520 + 860

320.000 lux a 1m

DOBLE LÁMPARA TECHO

REF.4047UNICA860+520



◦U29

160.000 lux a 1m

T. de color: 4.000-4.500 °K

BASE RODABLE

REF.4047U29PI

ANCLAJE A TECHO

REF.4047U29SO

DOBLE LÁMPARA TECHO

REF.4047U29+U29



◦PENTALED 30E

160.000 lux a 1m

T. de color:entre 4.500 y 5.000 °K.

BASE RODABLE

REF. 4047PENTA30EPI

SOPORTE A TECHO

REF. 4047PENTA30ESO

ANCLAJE A PARED

REF. 4047PENTA30EPA

2 LAMP. TECHO

REF. 4047PENTA30E+30E



RIMSA

◦UNICA 520

160.000 lux a 1m

T. de color: 4.000-4.500 °K

BASE RODABLE

REF. 4047UNICA520PI

ANCLAJE A TECHO

REF. 4047UNICA520SO

DOBLE LÁMPARA TECHO

REF. 4047UNICA520+520



◦PENTALED 63N

160.000 lux a 1m

T. de color:entre 4.500 y 5.000 °K.

TECHO HASTA 3M

REF.4047PENTA63NSO

DOBLE LÁMPARA TECHO

REF.4047PENTA63N+63N



◦PENTALED 30EL

160.000 lux a 1m

T. de color:entre 4.500 y 5.000 °K.

BASE RODABLE

REF. 4047PENTA30ELPI

SOPORTE A TECHO

REF. 4047PENTA30ELSO

ANCLAJE A PARED

REF. 4047PENTA30ELPA

2 LAMP. TECHO

REF. 4047PENTA30EL+30EL



LÁMPARAS DE CIRUGÍA

RIMSA

◦ PENTALED 30N

160.000 lux a 1m

T de color: 4.500 °K

BASE RODABLE

REF. 4047PENTA30NPI

DE PARED

REF. 4047PENTA30NPA

DE TECHO

REF. 4047PENTA30NSO

2 LAMP. TECHO

REF. 4047PENTA30N+30N

QR VIDEO



◦ QUATTROLUCCI

160.000 lux a 1m

T. de color: 4.900 °K

BASE RODABLE

REF. 4047QUATTROPI

ANCLAJE A PARED

REF. 4047QUATTROPA

DOBLE BRAZO

REF. 4047QUATTROSOX2

4 CÚPULAS TECHO

REF. 4047QUATTROSO

QR VIDEO



◦ PENTALED 28

120.000 lux a 1m

ANCLAJE A TECHO

REF. 4047PENTA28SO

BASE RODABLE

REF. 4047PENTA28PI

B. RODABLE+ SIST. EMERGENCIA

REF. 4047PENTA28PI+SE

ANCLAJE A PARED

REF. 4047PENTA28PA

2 LAMPARAS TECHO

REF. 4047PENTA28+28



◦ PENTALED 12

100.000 lux a 1m

BASE RODABLE

REF. 4047PENTA12PI

DE TECHO

REF. 4047PENTA12SO

DE PARED

REF. 4047PENTA12PA

2 LAMPARAS TECHO

REF. 4047PENTA12+12

BASE RODABLE+ SIST. EMERGENCIA

REF. 4047PENTA12PI+SE

QR VIDEO



◦ SATURNO

50.000 lux a 1m

T. de color: 4.000-4.500 °K

Con ajuste de color

BASE RODABLE

REF. 4047SATPI

ANCLAJE A PARED

REF. 4047SATPA

DE TECHO

REF. 4047SATSO

2 LAMP. TECHO

REF. 4047SATSOX2



ACCESORIOS LÁMPARAS DE CIRUGÍA RIMSA



LÁMPARAS DE CIRUGÍA

◦ LED 300DF SC

160.000 lux a 1m

T. de color: 4.500 kelvin



BASE RODABLE

REF.40143106301200XX

DE PARED

REF.40143106302100XX+09903

DE TECHO*

REF.40143106303130+09907+00270X

2 LAMP. TECHO

REF.40143106310620+00380+09907

◦ LED 300MC

160.000 lux a 1m

T. de color: 3.750, 4.000, 4.250, 4.500 y 4.750 °K



BASE RODABLE*

REF.40143206301200

DE PARED

REF.40143206302100+40149160009903

DE TECHO*

REF.40143206303130+09907+00270

2 LAMP. TECHO

REF.40143206320620+00380+09907

◦ Mimled 600-

60000 lux

60.000 lux a 1m.



DE TECHO*

REF.1048ML600C

BASE RODABLE

REF.1048ML600FL

DE PARED

REF.1048ML600W

◦ Mimled 1000-

100.000 lux

100.000 lux a 1m.



DE TECHO*

REF.1048ML1000C

BASE RODABLE

REF.1048ML1000FL

DE PARED

REF.1048ML1000W

◦ IGLUX

65.000 lux a 1m



BASE RODABLE

REF.1055IG-65M

DE TECHO*

REF.1055IG-65C

DE PARED

REF.1055IG-65W

2LAMP. TECHO

REF.1055IG-65DC

95.000 lux a 1m

BASE RODABLE

REF.1055IG-100M

DE TECHO*

REF.1055IG-100C

DE PARED

REF.1055IG-100W

2LAMP. TECHO

REF.1055IG-100DC

65.000 lux a 1m y ajuste a color

BASE RODABLE

REF.1055IG-65+M

DE TECHO*

REF.1055IG-65+C

DE PARED

REF.1055IG-65+W

2LAMP. TECHO

REF.1055IG-65+DC

*Anclaje directo a techo.

Para otras opciones consulte con nosotros

LÁMPARAS DE CIRUGÍA

◦ LED 120F

50.000 lux a 1m

T. de color: 4.500 kelvin

BASE RODABLE-BRAZO CORTO
REF.40141204201100

SOPORTE PARED
REF.40141204202202

BASE RODABLE-BRAZO
OSCILANTE
REF.40141204201300

TECHO HASTA 3M
REF.40141204203330+
40141500000270



◦ LED 130 PLUS

100.000 lux a 1m

T. de color: 4.500 kelvin

BASE RODABLE-BRAZO CORTO
REF.40141305301100

SOPORTE PARED
REF.40141305302202

BASE RODABLE-BRAZO OSCILANTE
REF.40141305301300

TECHO HASTA 3M
REF.40141305303330+
40141500000270



◦ LED 150

110.000 lux a 1m

BASE RODABLE
REF.40141503301300

DE PARED
REF.40141503302202

DE TECHO*
REF.40141503303330
+40141500000270



◦ LED 150F

110.000 lux a 1m

T. de color: 4.300 kelvin

BASE RODABLE
REF.40141504301300

DE PARED
REF.40141504302202

DE TECHO*
REF.40141504303330+40141500000270

2 LAMP. TECHO
REF.40141504150420+00380+09901



◦ LED 150 FP

130.000 lux a 1m

BASE RODABLE
REF.40141505301300

DE PARED
REF.40141505302202

DE TECHO*
REF.40141505303330
+40141500000270

2 LAMP. TECHO
REF.40141505150520
+00380+09901



QR VIDEO



◦ L21-25

50.000 lux a 1m.

BASE RODABLE
REF.1055L21-25R

DE TECHO*
REF.1055L21-25T

2 LAMP. TECHO
REF.1055L21-25TD

DE PARED
REF.1055L21-25P



*Anclaje directo a techo.
Para otras opciones consulte con nosotros

LÁMPARAS DE RECONOCIMIENTO

◦ PRIMAFIX

105.000 lux a 50cm

T. de color: 4.000 kelvin



RIMSA

BASE RODABLE

REF.4047PRIMAFIX+RLBI

ANCLAJE A MESA

REF.4047PRIMAFIX+S11

ANCLAJE A PARED

REF.4047PRIMAFIX+S12MED

ANCLAJE A RAÍL

REF.4047PRIMAFIX+Z400819

QR VÍDEO



◦ PRIMAFLEX

105.000 lux a 50cm

T. de color: 4.000 kelvin



RIMSA

BASE RODABLE

REF.4047PRIMAFLEX+RLBI

ANCLAJE A MESA

REF.4047PRIMAFLEX+S11

ANCLAJE A PARED

REF.4047PRIMAFLEX+S12MED

ANCLAJE A RAÍL

REF.4047PRIMAFLEX+Z400819

QR VÍDEO



◦ ALFAFIX

60.000 lux a 50cm

T. de color: 4.500 kelvin



RIMSA

BASE RODABLE

REF.4047ALFAFIX+RLBI

ANCLAJE A MESA

REF.4047ALFAFIX+S11

ANCLAJE A PARED

REF.4047ALFAFIX+S12MED

ANCLAJE A RAÍL

REF.4047ALFAFIX+Z400819

◦ ALFAFLEX

60.000 lux a 50cm

T. de color: 4.500 kelvin



RIMSA

BASE RODABLE

REF.4047ALFAFLEX+RLALFA

ANCLAJE A MESA

REF.4047ALFAFLEX+S11

ANCLAJE A PARED

REF.4047ALFAFLEX+S12MED

ANCLAJE A RAÍL

REF.4047ALFAFLEX+Z400819

◦ LUXIFLEX LED PLUS II

50 .000 lux a 50cm

PARED CON BRAZO EXTENSOR

REF.1048LX2370P+B0101SO

BASE RODABLE

REF. 1048LX2370P+O9651

ANCLAJE A RAÍL

REF. 1048LX2370P+82026

VERSIÓN PARED

REF. 1048LX2370P+B0101800

ANCLAJE A MESA

REF. 1048LX2370P+B010190



◦ LUXIFLEX LED II

25 .000 lux a 50cm

PARED CON BRAZO EXTENSOR

REF. 1048LX2370+B0101SO

BASE RODABLE

REF. 1048LX2370+O9655

ANCLAJE A RAÍL

REF.1048LX2370+82026

VERSIÓN PARED

REF. 1048LX2370+B0101800

ANCLAJE A MESA

REF.1048LX2370+B010190



LÁMPARAS DE RECONOCIMIENTO

◦ MS FLEX

45.000 lux a 50cm.

Lámpara de cirugía menor y exploración avanzada

ANCLAJE A MESA
REF.1048M18350OFL

ANCLAJE A PARED
REF.1048M18350OFL+1048B0101800

ANCLAJE A RAÍL
REF.1048M18350OFL+104882026

BASE RODABLE
REF.1048M18350OFL+104809651

ANCLAJE A PARED CON BRAZO EXTENSOR
REF. 1048M18350OFL+1048B0101SO



◦ MS FLEX PLUS

65.000 lux a 50cm.

ANCLAJE A MESA
REF.1048M187001FL

ANCLAJE A PARED
REF.1048M187001FL+1048B0101800

ANCLAJE A RAÍL
REF.1048M187001FL+104882026

BASE RODABLE
REF.1048M187001FL+104809651

ANCLAJE A PARED CON BRAZO EXTENSOR
REF. 1048M187001FL+1048B0101SO



◦ MS LED

45.000 lux a 50cm

PARED CON BRAZO EXTENSOR
REF.1048M183500+1048B0101SO

BASE RODABLE
REF.1048M183500+104809651

ANCLAJE A RAÍL
REF.1048M183500+104882026

ANCLAJE A PARED
REF.1048M183500+1048B0101800

ANCLAJE A MESA
REF.1048M183500



◦ MS LED PLUS

65.000 lux a 50cm

Con regulador de intensidad.

PARED CON BRAZO EXTENSOR
REF.1048M187001+1048B0101SO

BASE RODABLE
REF.1048M187001+104809651

ANCLAJE A RAÍL
REF.1048M187001+104882026

ANCLAJE A PARED
REF.1048M187001+1048B0101800

ANCLAJE A MESA
REF.1108M187001



◦ LED 110

30.000 lux a 50cm

T. de color: 4.000 kelvin

BASE RODABLE
REF.40141103101200

ANCLAJE A RAÍL
REF.40141103102601

DE PARED
REF.40141103102100



◦ LED 115

60.000 lux a 50cm

T. de color: 4.000 kelvin

BASE RODABLE
REF.40141153101200

ANCLAJE A RAÍL
REF.40141153102601

DE PARED
REF.40141153102100



◦ LED 120

80.000 lux a 50cm

T. de color: 4.000 kelvin

BASE RODABLE-BRAZO CORTO
REF. 40141203101100

TECHO HASTA 3M
REF.40141203103330+ 40141500000270

BASE RODABLE BRAZO OSCILANTE
REF.40141203101300

DE PARED BRAZO OSCILANTE
REF.40141203102202



MOBILIARIO DIVERSO

► CARROS HOSPITALARIOS



◦ Carro de parada (con accesorios)

REF.1102C-EMGO5R

Carro de parada diseñado con 5 cajones de apertura total de diferentes dimensiones: 3 pequeños, 1 mediano y 1 grande. Dispone de 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno, para facilitar su movilidad en consulta.

- Cajones desarrollados con un sistema de bloqueo.
- Bandeja superior lisa de fácil limpieza.
- Portasueros con altura ajustable.
- Cerradura central con llave.



◦ Carro hospitalario con cajonera y contenedores de residuos

REF.1102C-MEDO4G

Carro hospitalario con cajones de diferentes dimensiones indicado para almacenar material médico. Incluye asa lateral y juego de ruedas giratorias para facilitar su transporte. Categorizado como producto médico según la normativa UE 2017/745.

- Superficie modular de ABS
- Pilar de aleación de aluminio con galvanoplastia
- Cajones de cierre suave de aleación de aluminio
- Divisores transparentes de policarbonato
- Alfombrilla antideslizante en los cajones
- Cerradura central con llave
- 4 Ruedas silenciosas giratorias 360° (2 con freno)

◦ Carro portacuras



REF. 114122602

Dos estantes en forma de bandeja con reborde perimetral de 20 mm de profundidad, con esquinas y cantos redondeados. Fabricado en acero inoxidable calidad 18/10. Medidas: 730x420x800 mm



REF. 114122601

Un cajón al frente con asa tirador. Ruedas de ø 75 mm, con parachoques; dos con frenos. Estructura fabricada en acero inoxidable calidad 18/10. Medidas: 730x420x800mm

MOBILIARIO DIVERSO

► MESA DE MAYO



REF.1008M930

Mesa de mayo construida en tubo de acero cromado. Bandeja de acero inoxidable de 57x38 cms. Regulable en altura. Con ruedas.



REF. 114121000

Altura regulable manualmente con volante de fijación. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: 600 x 400 x 750 - 1200 mm



**TOP
VENTAS**

REF. 400127453

Mesa de mayo, 5 ruedas
Tamaño de la bandeja: 68 x 46 cm
Altura ajustable 70-110 cm
Peso: 8 kg
Carga: 20 kg

◦ Mesa para instrumental



REF. 114120000

Estantes lisos. Ruedas de ø75 mm, con parachoques; dos con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Medidas: 600x400x800 mm



REF. 114127000

Altura regulable manualmente mediante doble guía. Ruedas de ø75 mm, con parachoques; dos con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Medidas: 900x565x900 - 1400mm

► MESAS AUXILIARES



REF. 1207HZ-903

Carrito estructura metálica, 3 estantes de madera. Color blanco, longitud: 61 cm, anchura: 43 cm, altura: 83 cm, peso: 14 kg



REF. 1207164004X

Carrito auxiliar para SPA y estética, 1 estante y 2 cajones. Varios colores. 41,5 x 54,4 cm, Altura: 88,5 cm, Peso: 32 kg



REF. 1207HZ-993AXX

Carro de madera pensado especialmente para estética y SPA. Longitud: 50 cm, Anchura: 44,5 cm, Altura: 86,5 cm, Peso: 17,5 kg



REF. 11021040A

Práctico carrito de estructura metálica en color blanco con un cajón con llave y 3 amplios estantes de cristal para la colocación de instrumental. 60x46,5x80,5 cm



REF. 11021019A

Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave y 3 estantes. 55,5x42x82 cm

MOBILIARIO DIVERSO

► MESA DE TRABAJO



REF.1179070802
100x50x85cm

REF.1179070828
120x60x85cm

REF.1179070812
200x60x85cm



REF.117907687XX
Mesa de trabajo de acero inoxidable con encimera de cristal. Varias medidas



Ref. 1179070402: 100 x 50 x 85 cm. 23 kg
Ref. 1179070420: 120 x 50 x 85 cm. 21,06 kg
Ref. 1179070404: 150 x 50 x 85 cm. 29 kg
Ref. 1179070406: 200 x 50 x 85 cm. 36 kg
Ref. 1179070408: 100 x 60 x 85 cm. 25 kg
Ref. 1179070428: 120 x 60 x 85 cm. 24,85 kg

Ref. 1179070410: 150 x 60 x 85 cm. 32 kg
Ref. 1179070412: 200 x 60 x 85 cm. 40 kg
Ref. 1179070414: 100 x 70 x 85 cm. 29 kg
Ref. 1179070436: 120 x 70 x 85 cm. 27,14 kg
Ref. 1179070416: 150 x 70 x 85 cm. 34 kg
Ref. 1179070418: 200 x 70 x 85 cm. 46 kg

► VITRINAS

◦ Vitrina acero pintado



REF.114824102 – Vitrina acero pintado, 90 x 35 x 150, con peana acero inox. Estructura acero con revestimiento en epoxy. Dos puertas de cristal con cerradura. Cuatro entropaños de cristal fijos. Piana de acero inoxidable. Peso: 48 kilos

REF.114824151 – Vitrina doble de acero pintado, 100 x 40 x 160 cm tres estantes y peana de acero pintado. Estructura acero con revestimiento en epoxy. Dos puertas de cristal con cerradura y dos puertas metálicas con cerradura y en su interior un entropaño metálico.

► LAVAMANOS



REF.1179061208
Lavamanos tipo mural con doble pedal para agua fría y caliente



REF.1179061210
Lavamanos tipo mural con sensor electrónico



REF.114815800
Lavamanos quirúrgico de un cuerpo, acero inoxidable. 75 x 50 x 37 cm

**MOBILIARIO
INOX.
a medida**

CONSÚLTENOS

DIAGNÓSTICO

► MONITORES

◦ Equipos multiparámetro



REF. 400135162
Monitor de signos vitales
PC300 (NIBP, PR, TEMP,
SpO2). 165 x 96 x 68 mm



REF. 94278UP7000
Monitor UP7000 pantalla
TFT a color de alta
resolución de 12,1" con
retroiluminación LED (ECG,
NIBP, PR, TEMP, RESP, SpO2)

REF. 94278UP7000-ETCO2



REF. 94278PC900PLUS
Monitor Multiparámetros
PC-900 Plus con pantalla
táctil de 7" (ECG, NIBP, PR,
TEMP, SpO2)



REF. 94278PC3000
Monitor PC 3000.
Pantalla de alta resolución
de 7" (ECG, NIBP, PR, TEMP,
RESP, SpO2)



REF. 94278K15
Monitor multiparámetro
K15 de 15" (ECG, NIBP, PR,
TEMP, RESP, SpO2)

REF. 94278K15-ETCO2C-12

► ELECTROCARDIOGRAFO



REF.94278ECG31300017
Electrocardiógrafo de
3 canales con impresora
térmica.

► ECÓGRAFOS Y ACCESORIOS

◦ Mindray DP-10

REF.400133989+400133976
Ecógrafo Mindray DP-10 + Sonda convexa 3.5 MHz.

REF.400133989+400133977
Ecógrafo Mindray DP-10 + Sonda lineal 7.5 MHz.

◦ PACK

REF.400133989 Ecógrafo Mindray DP-10
+ REF.400133977- Sonda lineal 7.5 MHz
+ REF. 400133976 - Sonda convexa 3.5 MHz

◦ Carros de monitor



REF.94278TRPC900
Soporte rodable para monitor
vital signs PC-900 plus



REF.1090TR-MONIT4R
Soporte rodable universal
para monitor multiparámetro
con altura regulable
-Medidas: 7,5 x 56 x 95,5 cm

► DESFIBRILADOR



TOP
VENTAS

REF.12568700005
Deshibrilador semiauto-
mático CU-SP1

► PULSIOXÍMETROS



REF.400135090
Pulsioxímetro Oximeter Oxy-3



REF.94278PC60E
Pulsioxímetro de dedo PC-60E
Adulto



ECÓGRAFOS CHISON

► ECÓGRAFOS AMPLIA GAMA

+ Curso anual de experto en ecografía online **DE REGALO***

PREMIUM



◦ Chison XBIT 90

REF. 94226XBIT90+C3-T+L7-T

El sistema integra funciones avanzadas para diagnóstico preciso como mediciones cardíacas automáticas (Auto EF), evaluación miocárdica (Strain), navegación guiada por aguja (SonoNeedle) y visualización mejorada de flujos y microcirculación (MVI, SoundFlow, SonoContrast). También incluye herramientas especializadas como elastografía, medición automática en obstetricia (Sono-OB), análisis multipunto en modo PW (SonoPW) y tecnologías que optimizan la visualización anatómica y funcional (Q-Flow, ConoCrystal).

Equipo	LCD de 23,8"+ pantalla táctil de 13,3"
Sonda incluida	1 pc. lineal 7,5MHz y 1 pc. Convexa de 3,5MHz
Puertos	4 CONECTORES PARA SONDAS
Imagen	B,2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW
Modulo de imagen	Power Doppler/ Directional PD, Instant Duplex, Chroma B&M&PW, Full Scree
Pantalla	Pantalla completa
Batería	Batería integrada

*Con la compra del ecógrafo

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREC.	MG	OB	AN	EM	CA	CU	MS	PE	OR	VA	UR	AB
94226L18-T	LINEAL	11,0 - 20,0	○		○			○	○	○	○	○	○	○
94226L12-T	LINEAL	5,0 - 15,0	○		○			○	○	○	○			
94226L7-T	LINEAL	3,0 - 10,0	○		○			○	○	○	○			
94226C3M-T	CONVEXA	1,0 - 6,8	○	○		○			○	○				
94226C3-T	CONVEXA	1,0 - 6,8		○		○			○	○				
94226MC3-T	MICRO-CONVEXA	1,0 - 8					○			○				
94226E7MW-T	TRANSVAGINAL	4,0 - 12,5		○					○					
94226E6-T	TRANSVAGINAL	4,0 - 12		○					○				○	
94226VC4-T	VOLUME	2,5 - 5,7				○								

MG = Medicina general, OB= Obs y gine, AN= Anestesiología, EM= Emergencias, CA= cardiología, CU= Cuidados intensivos, MS= Musculoesquelético, PE= Pediatría, OR= Ortopedia, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal

ECÓGRAFOS CHISON



+ Curso anual de experto en ecografía online DE REGALO*

◦ Chison QBIT 7

REF. 94226QBIT7+D3C60L+D7L40L

El sistema cuenta con funciones avanzadas como enfoque automático por profundidad, edición posterior en formato RAW, cortes 3D precisos, diagnóstico asistido para ortesis de cadera, zoom en alta definición sin pérdida de calidad, y mejora de imagen en estructuras pequeñas como vasos, nervios y tejido musculoesquelético.

*Con la compra del ecógrafo



Equipo	LCD 21,5"
Sonda incluida	1 pc. lineal 7,5MHz y 1 pc. Convexa de 3,5MHz
Puertos	4 Conectores para sondas
Imagen	B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/ Directional PD, Instant Duplex, Chroma B&M&PW, Full Screen, Triplex, Quadplex, Imagen trapezoidal.
Modulo de imagen	Módulo Super Image: FHI, MCI, SRA, AIO Q-Image, X-contrast, Q-beam, Q-Flow.
Capacidad	Disco duro de 500G
Grabadora datos	Lector CD/DVD y 6 puertos USB

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREQ.	OB	ZP	CA	MS	PE	OR	VA	UR	AB
94226D7L40L	LINEAL	4,0 -15,0		○		○	○	○	○		
94226D12L40L	LINEAL	7,0 - 18,0		○		○	○	○	○		
94226D7L60L	LINEAL	4,0 - 15,0		○		○	○	○	○		
94226D3C60L	CONVEXA	2,0 - 6,8	○				○			○	○
94226D5C20L	MICRO-CONVEXA P	4,0 - 10,7					○				○
94226D6C15L	MICRO-CONVEXA P	4,0 - 12,0					○				○
94226D6C12L	TRANSVAGINAL	4,0 - 12,0	○							○	
94226D7L10L	TRANSVAGINAL	4,0 - 15,0	○							○	
94226V4C40L	VOLUME	2,0 - 6,8	○								○

OB= Obs y gine, ZP= Zonas pequeñas, CA= cardiología, MS= Musculoesquelético, PE= Pediatría, OR= Ortopedia, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal

Desde 1996, la empresa CHISON se especializa en ecografía/ultrasonido de diagnóstico, desarrollando equipos médicos innovadores y de alta calidad. Con motivo de su 30º aniversario, la marca reafirma su compromiso con la tecnología y la investigación, respaldada por múltiples centros de I+D y numerosas patentes propias. Hoy es una compañía reconocida internacionalmente, con certificaciones globales y presencia en más de 100 países.

CHISON
Value Beyond Imaging



ECÓGRAFOS CHISON

◦ Chison QBIT 5

REF. 94226QBIT5+D3C60L+D7L40L

+ Curso anual de experto en ecografía online **DE REGALO***

MEJOR PRECIO



Equipo	LED 17"
Sonda incluida	Sonda lineal
Imagen	B, 2B, 4B, M,,CFM, PD, DPD,PW, CW, B/BC, dúplex, Triplex, CFM
Modulo de imagen	FHI, Imágenes compuestas múltiples, SRA, Q-Image, X-contrast, Q-beam, Q-Flow.
Pantalla	Pantalla completa
Puertos	2 Conectores para sondas y 1 conector de sonda de estacionamiento

*Con la compra del ecógrafo

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREC.	OB	ZP	MS	PE	VA	UR	AB
94226D7L40L	LINEAL	4,0 -15,0		○	○	○	○		
94226D12L40L	LINEAL	7,0 - 18,0		○	○	○	○		
94226D3C60L	CONVEXA	2,0 - 6,8	○			○		○	○
94226D3C20L	MICRO-CONVEXA	2,0 - 6,8		○					○
94226D5C20L	MICRO-CONVEXA	4,0 - 10,7				○			○
94226D6C15L	MICRO-CONVEXA	4,0 - 12,0				○			○
94226D6C12L	TRANS-VAGINAL	4,0 - 12,0	○					○	
94226D7L10L	TRANS-VAGINAL	4,0 - 15,0	○					○	
94226D7L40L	TRANS-RECTAL	4,0 - 15,0						○	
94226D3P64L	FASE ARRAY	1,5 -5,3							○

OB= Obs y gine, ZP= Zonas pequeñas, MS= Musculoesquelético, PE= Pediatría, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal

◦ Chison CBIT 4

REF. 94226CBIT4+D7L40L

+ Curso anual de experto en ecografía online **DE REGALO***



Equipo	LCD 19" + Pantalla táctil 10,1"
Sonda incluida	1 pc. 7,0 MHZ Sonda lineal
Imagen	B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Doppler de potencia/PD direccional, Triplex instantáneo, Dúplex, Cuádruplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW, Pantalla completa.
Modulo de imagen	Módulo Super Image: FHI, Imágenes compuestas múltiples, SRA, AIO. Q-Image, X-contrast, Q-beam, Q-Flow.
Pantalla	Modo pantalla dual
Puertos	3 Conectores para sondas

*Con la compra del ecógrafo

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREC.	OB	ZP	CA	MS	PE	OR	VA	UR	AB
94226D7L40L	LINEAL	4,0 -15,0		○		○	○	○	○		
94226D12L40L	LINEAL	7,0 - 18,0		○		○	○	○	○		
94226D3C60L	CONVEXA	2,0 - 6,8	○				○			○	○
94226D3C20L	MICRO-CONVEXA	2,0 - 7,0		○	○						○
94226D6C15L	MICRO-CONVEXA	4,0 - 14,4					○				○
94226D6C15L	MICRO-CONVEXA P	4,0 - 15,0	○							○	
94226D7L40L	TRANS-RECTAL	4,0 -16,0								○	
94226D3P64L	FASE ARRAY	1,5 - 5,3			○						
94226V4C40L	VOLUME	2,0- 6,8	○								○

OB= Obs y gine, ZP= Zonas pequeñas, MS= Musculoesquelético, PE= Pediatría, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal

ECÓGRAFOS CHISON

PORTÁTIL
MÁS
COMPLETO

+ Curso anual de experto
en ecografía online **DE REGALO***



*Con la compra del ecógrafo

◦ Chison EBIT 60

REF. 94226EBIT60+C3-E+L7-E

Equipo	LED 15" (Giratorio 0-30°) + 2 puertos de sonda activos + batería extraíble
Sondas incluidas	1 pc. 3,5 MHZ Sonda convexa C3-E 1 pc. 4,0-15 MHZ Sonda lineal L7-3
Disco duro	500 GB con 4 puertos USB
Imagen	B, B/M, M, 2B, 4B, 2D steer, CFM, CPA, DPD, PW, Triplex, Trapezoidal y Super Needle
Visualización	Pantalla completa
Automatismo	Seguimiento y medición automática de PW
Modulo de imagen	multiple Compound Imaging, SRA (Reducción ruido de fondo), FHI, X-Contrast, Q-Beam, Q-flow
Software	Q-Image, DICOM 3.0. (Optimación inteligente de imágenes)

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREQ.	OB	ZP	CA	MS	PE	OR	VA	UR	AB
94226L7-E	LINEAL	5,3 - 10,0		○		○	○	○	○		
94226L12-E	LINEAL	7,0 -15,0		○		○	○	○	○		
94226C3-E	CONVEXA	2,5 - 5,0	○				○	○		○	○
94226MC3-E	MICRO-CONVEXA	2,5 - 5,0		○	○						○
94226MC5-E	MICRO-CONVEXA	4,0 - 10,7					○	○			○
94226MC6-E	MICRO-CONVEXA	4,5 - 8,0					○	○			○
94226V6-E	TRANS-VAGINAL	4,5 - 8,0	○							○	
94226V7-E	TRANS-VAGINAL	5,0 - 10,0	○							○	
94226L7R-E	TRANS-RECTAL	5,0 -10,0								○	
94226P3-E	FASE ARRAY	2,5 -4,5			○						
94226P6-E	FASE ARRAY	4,5 -8,0					○				

OB= Obs y gine, ZP= Zonas pequeñas, CA= cardiología, MS= Musculoesquelético, PE= Pediatría, OR= Ortopedia, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal



◦ Carro EBIT60

REF. 94226TR-EB60

Carro compatible con la serie de ecógrafos
Chison EBIT60.

ECÓGRAFOS CHISON

**MÁS LIGERO
DEL MERCADO**

**TOP
VENTAS**



*Con la compra del ecógrafo

**+ Curso anual de experto
en ecografía online DE REGALO***

◦ Sono Air 30 (2,1Kg)

REF. 94226SAIR30+94226L7-S

REF. 94226SAIR30+94226L7-S+94226C3-S

Equipo	LCD 14" PANTALLA TÁCTIL
Sondas incluidas	1 pc. lineal 7,5MHz y 1 pc. Convexa de 3MHz
Puertos	4 CONECTORES PARA SONDAS
Imagen	B, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PD/PDP
Modulo de imagen	Instant Duplex, B/BC, Triplex, Quadplex, trapezoidal y Chroma B&M&PW
Pantalla	Modo opcional de pantalla completa
Batería	Batería integrada de iones de litio, más de 36 horas de batería en estado de suspensión

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREQ.	MG	OB	AN	EM	CA	CU	FI	PE	OR	VA	UR	AB
942267L MHz	LINEAL	4,5 - 13,0	○		○			○	○	○	○	○	○	○
94226L9 MHz	LINEAL	4,5 - 18,0	○		○			○	○	○	○	○	○	○
942263C MHz	CONVEXA	1,8 - 6,8	○	○		○		○	○	○				
94226MC MHz	MICRO CONVEXA	4,3- 12,0					○			○				
94226E MHz	TRANSVAGINAL	4,3 -9,0		○					○				○	
942263S MHz	FASE ARRAY	1,5 - 5,3				○	○	○		○				

MG = Medicina general, OB= Obs y gine, AN= Anestesiología, EM= Emergencias, CA= cardiología, CU= Cuidados intensivos, FI=Fisioterapia, PE= Pediatría, OR= Ortopedia, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal

► GELES PARA ECÓGRAFOS



◦ Gel conductor ultrasonidos vaginal Kefus

REF.12863049
250 ml



◦ Gel EEC-ECG de Electrolitos Kefus

REF.1286759
250 ml
REF.12863055
1000 ml



◦ Gel conductor ultrasonidos Kefus

REF. 128639
250 ml
REF. 128640
1000 ml
REF. 1286410
5000 ml. Bolsa
REF. 1286761
5000 ml. Garrafa
REF. 12863440
5000 ml. Garrafa + bomba



◦ Carro Sono Air 30

REF. 94226TR-3000

Carro compatible con la serie de ecógrafos Chison Sono Air 30.



◦ Gel conductor ultrasonidos Transonic Clear

REF. 1208TOG15
250ml
REF. 1208TOG24
500ml
REF. 1208TOG16
1L
REF. 1208TOG08
5L
REF. 1208TOG12
5L, flexible

ECÓGRAFOS CHISON



*Sonda 9422P3-A únicamente en ECO6

◦ Chison ECO6

REF. 94226ECO6+L7M-A/CPA

Equipo	LED 12" (Giratorio 0-30°)
Sondas incluidas	1 pc. 7,0 MHZ Sonda lineal L7M-A
Imagen	B, 2B, 4B, M,B&M,CFM, PD, DPD,PW, B/BC, Triplex
Modulo de imagen	Compound Imaging, Tissue Harmonic, i-Image, Trapezoidal, Chroma
Pantalla	Modo opcional de pantalla completa
Tecnología	B Steer
Puertos	2 CONECTORES PARA SONDAS
Batería	Batería integrada de iones de litio BT-2500 (2,5H con la batería completamente cargada)



TOP VENTAS
PRIMER PRECIO

◦ Chison ECO1 EXPERT

REF.94226ECO1EXP+L7M-A/CPA

Equipo	LED 12" B/N, (Giratorio 0-30°)
Sondas incluidas	1 pc. Sonda lineal L7M-A
Imagen	B, 2B, 4B, M, B&M, PW
Modulo de imagen	Compound Imaging, i-Image, Chroma, THI
Pantalla	Modo opcional de pantalla completa
Puertos	2 CONECTORES PARA SONDAS
Batería	Batería integrada de iones de litio BT-2500 (2,5H con la batería completamente cargada)



◦ Carro TR-9000

REF. 94226TR-9000

Carro de transporte para los equipos de ultrasonidos
Chison ECO 1, ECO 1 Expert, ECO 3 Expert, ECO 5 y ECO 6.

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREQ.	OB	ZP	CA	MS	PE	OR	VA	UR	AB
94226L7M-A	LINEAL	5,3 - 10,8		○		○	○	○	○		
94226L7S-A	LINEAL	5,3 -10,8		○		○	○	○	○		
94226C3-A	CONVEXA	2,5 - 28,6	○				○			○	○
94226MC3-A	MICRO-CONVEXA	2,5 - 24,8		○	○						○
94226MC5V-A	MICRO-CONVEXA	4,0 - 14,3					○				
94226MC6-A	MICRO-CONVEXA	4,5 - 14,3					○				○
94226V6-A	TRANS-VAGINAL	4,5 - 11,1	○							○	
94226R7-A	TRANS-RECTAL	5,0 - 11,8								○	
*94226P3-A	FASE ARRAY	2,5 - 30,6			○						

OG= Obs y gine, ZP= Zonas pequeñas, CA= cardiología, MS= Musculoesquelético, PE= Pediatría, OR= Ortopedia, VA= Vascular, UR= Urología, AB= Abdominal

ECÓGRAFOS CHISON

**TABLET
DE REGALO**



◦ Ecógrafo portátil SonoEye P1

REF. 94226SE-P1

- Dimensiones: 64x171x24 mm.
- Tipo de sonda: lineal.
- Frecuencia: 9 MHz.
- Modos del display: B+C, B/M.
- Fuente de alimentación: DC 5V.
- Consumo eléctrico: ≤10VA.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAGE, etc. establecidos por AI O).
- Longitud cable: 3 m.



◦ Ecógrafo portátil SonoEye P2

REF. 94226SE-G2

- Dimensiones: 64x170x24 mm.
- Peso sin cable: 130 g.
- Tipo de sonda: lineal.
- Frecuencia: 7,5 MHz.
- Rango de frecuencia: 7,0-12,0 MHz.
- Profundidad de escaneo: 1,0-14,8 cm.
- Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): 40 mm (43,5x9 mm).
- Campo de visión: NA.
- Modo de soporte Doppler: B+C, B/M, modo C, modo PW.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O).



◦ Ecógrafo portátil SonoEye P5

REF. 94226SE-G5

- Dimensiones: 64x172x24 mm.
- Peso sin cable: 143 g.
- Tipo de sonda: convexa.
- Frecuencia: 3,5 MHz.
- Rango de frecuencia: 3,0-5,0 MHz.
- Profundidad de escaneo: 3,8-37,3 cm.
- Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): R50 (56,98x12,5 mm).
- Campo de visión: 59°.
- Modo de soporte Doppler: B+C, B/M, modo C, modo PW.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O).
- Longitud cable: 3 m.



**TODOS LOS MODELOS
SONOEYE INCLUYEN
UNA TABLET
DE REGALO**

REFERENCIA	TIPO	RANGO FREC.	AB	OB	UR	ZP	CA	MS	VA	AN	SN	CP	TR	EM	OT
94226SE-P1	LINEAL	5,3 - 11,0				○		○	○	○					○
94226SE-G2	LINEAL	7 - 12				○		○	○		○		○	○	
94226SE-G5	CONVEXA	3,0 - 5,0	○	○	○								○	○	

AB= Abdominal, OB= Obs y gine, UR= Urología, ZP= Zonas Pequeñas, CA= cardiología, MS= Musculoesquelético, VA= Vascular, AN= Anestesiología, SN= Sistema nervioso, CP= Cirugía plástica, TR= Trauma, EM= Emergencias, OT= Otras

APARATOLOGÍA

► MANGOS

◦ Mango desechable

REF. 1208TCM05

Mango de electrobisturí desechable con cable de 5 m y electrodo de 70 mm. Con conexión universal de 3 pines.



REF. 1208TCM01HT

Mango de electrobisturí desechable con cable de 3 m y electrodo de 70 mm con conector universal de 3 pines.



◦ Mango reutilizable

REF. 1208TCR06F

Mango de electrobisturí reutilizable con cable de 3 m y electrodo de 70 mm por un máximo de 30 veces. Provisto de un cable de conexión con clavija de 3 pines.

► ELECTRODOS ESTÉRILES DESECHABLES

◦ Punta en bola

REF.1208TCE01 (80 mm)

◦ Punta en aguja

REF.1208TCE02 (70 mm)

◦ Punta en cuchilla

REF.1208TCE04 (70 mm)

◦ Punta colorado

REF.1208TCEB1HT

45 mm, punta en aguja de 3mm

REF.1208TCEB2HT

55 mm, punta en aguja de 3mm

REF.1208TCEB3HT

65 mm, punta en aguja de 3mm

◦ Punta colorado 45°

REF.9415OF4051/45TU

55 mm (mango de 51mm), punta en aguja

► ELECTROBISTURÍS



Ver todos los electrobisturís

REF.400130625

50 monopolar



REF.400130626

80 monopolar



REF.400130628

MB 120D mono-bipolar



REF.400130629

MB160D Mono-Bipolar.
Para intervenciones de mediana cirugía.



► PINZAS Y CABLES BIPOLARES



REF.400130652

Pinza recta 18 cm, punta angulada.



REF.400130617

Cable bipolar conexión EU para MB80D - 120D - 160D.

► PLACAS Y ELECTRODOS

◦ Placa para adultos

REF.1208TPC01

Placa electroquirúrgica monopolar con gel para adultos, sin cable. 217 x 105mm



REF.1208TPL01

Placa electroquirúrgica bipolar apaisada con gel para adultos, sin cable. 125 x 177 mm



APARATOLOGÍA

► SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS

NOVEDAD



REF. 1208C3201750

Sistema de evacuación de humos
Cimpax® C-Pure 750™

Equipo para la evacuación de humos quirúrgicos generados por procedimientos con láser, electrobisturí, ultrasonidos, gas argón, plasma o instrumentos mecánicos. Con filtro ULPA recambiable de 4 capas con una vida útil de 35 horas.

- Dimensiones: 39,4 x 27,9 x 15,3 cm
- Peso: 4,5 kg
- Alimentación: 230 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
- Conexiones filtro: 22, 9,5 y 6,4 mm
- Vida útil filtro: 35 h

► MANGOS ELECTROBISTURÍS *Compatibles con Cimpax® C-Pure 750™



REF. 1208C3119001

Mango electrobisturí con evacuación de humos y punta de cuchilla, 70 mm



REF. 1208C3119101

Mango electrobisturí con evacuación de humos y punta de cuchilla teflonada, 70 mm

► CONTROL DE LA NORMOTERMIA

◦ Hot dog

Manta y colchón térmico para el **control de la temperatura** del paciente tanto adulto como pediátrico.



PACK INICIAL BÁSICO
REF. 94268HD-S



PACK INICIAL DUO
REF. 94268HD-C



SIN AIRE
ÚNICO SISTEMA DE THERMASSURE
MÁS EFICIENTE Y ECOLÓGICO
AHORRO ECONÓMICO



La hipotermia sucede cuando el paciente pierde calor más rápido de lo que puede producirlo y la temperatura de su cuerpo desciende por debajo de los 35 °C. Si no se trata, se puede poner en peligro la vida, entre muchos otros factores de riesgo.

**SABER MÁS
DE HOT DOG**



ESTERILIZACIÓN

► AUTOCLAVES

REF.4024STE8D
Autoclave 8 litros
Sin impresora



REF.4024STE12D
Autoclave 12 litros
Sin impresora



REF.4024STE23D
Autoclave 23 litros
Sin impresora

REF.124276124

Autoclave de 22 litros.

Clase B



●●● **matachana**

La instalación y puesta en marcha del dispositivo están incluidas.

**SABER MÁS DE
AUTOCLAVES**



*Se pueden adquirir con impresora, consúltenos.

► ULTRASONIDOS

REF. 4024ICANCLEAN05
Equipo de limpieza por
ultrasonidos ICANCLEAN
de 5L



► BOLSAS ESTERILIZACIÓN



REF.94208SBA1426
Bolsa esterilización
vapor autoadhesiva
140 mm x 260 mm.
Caja de 200u

► ACCESORIOS

REF.1004229
Indicador químico para
vapor "Sterigut" - 250 u.



REF.1004BT20
Indicador biológico para
vapor de agua. Caja de
100 unidades



REF. 1004C10/2000
Incubadora para
indicadores biológicos
37-60°C



► SELLADORAS



REF.4024SEALER818
Selladora SEAL-100 IcanClave



REF.40292165S
Termoselladora One

► ROLLOS ESTERILIZACIÓN

ROLLO DE ESTERILIZACIÓN MIXTO PLANO



REF.94208SRP7520
75 mm x 200 m
REF.94208SRP1510
150 mm x 100 m
REF.94208SRP2520
250 mm x 200 m

COBERTURA QUIRÚRGICA

► PAÑO NO ESTÉRIL


REF.100116000405
Paño no estéril 50x75cm.
Tejido TP. (Impermeable
y plastificado)



REF.100116000700
Paño no estéril 75x100cm.
Tejido L. (Absorbente)

REF.100116000705
Paño no estéril 75x100cm. Tejido
TP. (Impermeable y plastificado)

► PAÑO QUIRÚRGICO ESTÉRIL SIN ADHESIVO



REF.100116100402
Paño quirúrgico estéril
Sin adhesivo 50x75cm.
Tejido IS. Alta calidad
(Absorbente e Impermeable)

REF.100116100200
Paño quirúrgico estéril
Sin adhesivo 50x50cm. Tejido
L. (Absorbente)

REF.100116100705
Paño estéril sin adhesivo
75x100cm. Tejido TP.
(Absorbente e Impermeable)

REF.100116100602
Paño estéril sin adhesivo
90x75cm.
Tejido IS Alta calidad
(Absorbente e impermeable)

REF.100116101202
Paño quirúrgico estéril
Sin adhesivo 100x150cm.
Tejido IS Alta calidad
(Absorbente e

REF.100116101205
Paño quirúrgico estéril
Sin adhesivo 100x150cm.
Tejido TP. (Absorbente e
Impermeable)

► PAÑO ESTÉRIL FENESTRADO



REF.100116107502
90x75cm.
Fenestración ø8cm
con adhesivo.

REF.100116107102
60x50cm.
Fenestración ø8cm
con adhesivo.

► PAÑO ESTÉRIL EN "U"



REF.100116108202
Paño quirúrgico estéril
en "U" 150x200cm.

► PAÑO ESTÉRIL CON ADHESIVO



REF.100116106202
Paño estéril adhesivo
90x75cm. Adhesivo 90cm.
Tejido IS


REF.100116105402
Paño estéril adhesivo
75x90cm. Adhesivo 75cm.
Tejido IS

► SETS/PACKS

◦ Set de cobertura quirúrgica Universal (IS).

REF.100116110002

- 1 Cubremesas (PR) 150 x 200cm
- 4 Toallas celulosa 33 x 34cm
- 1 Cinta adhesiva 9 x 51cm
- 2 Paño quirúrgico adhesivo (IS) 90cm x 75cm
- 1 Sábana quirúrgica adhesiva (IS) 175cm x 175cm
- 1 Sábana quirúrgica adhesiva (IS) 240cm x 150cm



Método de esterilización: óxido de Etileno.



CON POSIBILIDAD
DE CREAR SETS
PERSONALIZADOS

INSTRUMENTAL

MOSQUITO



Micro-mosquito , 10cm

REF. 1001AA 131/10 –
Curvo, sin dientes.

REF.1001AA 132/10
Recto, con dientes.

REF.1001AA 133/10
Curvo, con dientes.

Mosquito, 12cm



REF.1001AA 150/12
Recto sin dientes 12cm

REF.1001AA 151/12 Curvo
sin dientes.

PINZA ADSON



REF.1001AB 100/12 – Sin
dientes 12cm


REF. 1001AB 102/12 Micro
sin dientes 12cm

REF. 1001AB 110/12 Con
dientes 12cm

REF.1001AB 110/15 Recta
con dientes 15cm

REF.1001AB 112/12 Micro
con dientes,12cm

REF.1001AB 115/12 Recta,
dentada 12cm



Tijera finas Iris recta a/a

REF.1001AC 450/09
9cm

REF.1001AC 450/10
10,5cm



REF.1001AC 451/09
Tijeras para iridectomía
curva aguda/a. 9cm



Tijera Metzenbaum

REF.1001AC 100/14
Metzenbaum recta
roma/roma 14,5cm

Tijera Metzenbaum baby

REF. 1001AC 108/11 Recta
roma/roma 11,5cm



REF.1001AC 109/11 Curva
roma/roma 11,5cm

PINZA HEMOSTÁTICA Y KOCHER



REF.1001AA 200/14
Recta sin dientes,14cm

REF.1001AA 201/14
Curva sin dientes,14cm

REF.1001AA 210/14
Recta con dientes,14cm

REF.1001AA 211/14
Curva con dientes,14cm

REF.1001AA 211/16
Curva con dientes,16cm.

TIJERAS



REF.1001AC 020/11 Recta
punta aguda/roma.
11,5cm



REF.1001AC 072/15
Mayo–Stille tijera recta
R/R. 15cm



REF.1001AC 613/10 Tijera
para cuticula curva
aguda/a. 10cm



REF.1001AC 782/11
Westcott pin. tij. p. tenot.
rec. r/r 11 cm



REF.1001AC 976/11
Stevens tijera para
tenotomía TUC 11.5cm.

MANGO



REF.1001AD 010/03
N.º 3 para hojas del n.º
10, 11, 12, 15



REF. 1001AD 065/10
Mini 10 cm / 4"

REF. 1001AD 065/13
Redondo hoja especial,
13 cm 5"

PORTA-AGUJAS

Porta agujas diferentes medidas



REF. 1001AE 050/12
Recta ranura 12cm



REF.1001AE 064/13
Halsey 13cm



REF. 1001AE 100/14
Mayo-Hegar. 14cm



REF.1001AE 466/13
Halsey TUC estr 13cm.

ESTILETE

Punta doble



REF.1001AL 002/14
Estilete punta doble
roma 2mm. 14,5cm.

GANCHOS Y SEPARADORES

Ganchos



REF.1001AK 020/01
Erina Gancho Gillies p.
piel fino 18 cm



REF. 1001KO 400/01
Joseph ganchos 15cm



REF.1001KO 400/05
Joseph ganchos 2
dientes 5mm / 16cm

Separadores



Separador Joseph,
doble agudo, 16cm
REF.1001AK 072/05
Punta a punta: 5mm

REF.1001AK 072/07
Punta a punta: 7mm



REF.1001AK 122/16
Separador doble agudo
Senn-Miller, 16cm

PISTOLA DE LAVADO

De aire comprimido



REF. 1001KY 940/01
Pistola de lavado

REF. 1001KY 945/00
Toberas para pistola de
lavado

BATEAS Y CUBETAS

Acero inoxidable



REF.1001KU 300/08
Batea redonda
80 x 40 mm - 0,14 l.

REF.1001KU 300/11
Batea redonda
116 x 50 mm - 0,35 l.



REF. 1001KU 310/31
Bandeja de acero
inoxidable 310x210x10mm



REF. 1001KU 311/16
Cubeta para soluciones
165 x 60 mm

Contenedor



REF.1001KYE 350/OX
Contenedor 300 x 140 x
40. Varios colores.



ACERO ALEMÁN


**ALTA CALIDAD
Y DURABILIDAD**

INSTRUMENTAL UN SOLO USO

◦ PUNCH ESTÉRILES PARA BIOPSIA CON ÉMBOLO



REF.94158BPP-10F - 1 mm diámetro
REF.94158BPP-15F - 1,5 mm diámetro
REF.94158BPP-20F - 2 mm diámetro
REF.94158BPP-30F - 3 mm diámetro
REF.94158BPP-40F - 4 mm diámetro



◦ PUNCH ESTÉRILES PARA BIOPSIA SIN ÉMBOLO



REF.94158BP-10F	diámetro 1mm
REF.94158BP-15F	diámetro 1,5mm
REF.94158BP-20F	diámetro 2mm
REF.94158BP-25F	diámetro 2'5mm
REF.94158BP-30F	diámetro 3mm
REF.94158BP-35F	diámetro 3'5mm
REF. 94158BP-40F	diámetro 4mm
REF.94158BP-50F	diámetro 5mm
REF.94158BP-60F	diámetro 6mm
REF.94158BP-80F	diámetro 8mm

► ELECTROCAUTERIZADORES



REF.94150F7244
Punta fina 28 mm.
Alta temperatura 1200 °C

REF.94150F7255
Punta fina 28 mm
Baja temperatura 600°C

► INSTRUMENTAL UN SOLO USO

◦ Pinza Adson

REF.100109071
Con dientes 12 cm.
REF.10011909016
Sin dientes 12 cm.



◦ Tijeras

REF.10011909008
Tijera 12 cm aguda/
aguda



REF.400138830
Tijera aguda/aguda
recta - 11.5 cm



REF.400138810
Tijera de disección
Metzenbaum curva
estéril, 16cm



REF.400138809
Tijera de disección
Metzenbaum recta
estéril, 16cm

► INSTRUMENTAL ESTÉRIL UN SOLO USO

◦ Sets de suturas estériles desechables



REF.100119013485
Set de extracción de puntos.
- 1 Bisturí para extracción
de puntos
- 1 Pinza de plástico
- 3 Gasas de tejido sin tejer
5 x 5 cm, 4 capas



REF.100119013407

- 1 bandeja con 2 compartimentos.
- 5 gasas de tejido sin tejer 7,5x7,5 cm.
- 1 pinza Adson sin dientes de 12 cm.
- 1 porta-agujas Hegar-Mayo de 14 cm.
- 1 tijeras de punta aguda.
- 1 campo fenestrado Ø6 cm, 50x60 cm.
- 1 campo envolvente 50x50 cm.

PROTECCIÓN PACIENTE / DOCTOR

► BATA PROTECTORA



Bata de polipropileno no estéril de 25 gr.
Talla única.
REF.913125GWN120140+ /10U.
REF.913125GWN120140+ [FA]/100U



Bata de tejido sin tejer 50gr, azul.
sin mangas.
REF.913150GWNPT / 10U
913150GWNPT [FA] / 100U



REF.1281004441
Pareo desechable.



Kimono de polipropileno de 30gr.
REF.1088161-3,color blanco
REF.1088161-3AL, color azul
REF.1088161-3N, color negro

► ROPA INTERIOR



REF.1009RTM.000.BI - BLANCO
REF.1009RTM.000.AI - AZUL
Tanga para señora. T.única.
40 gr/m²
50 unidades



REF.1009RTC.000.AI - AZUL
50 unidades
REF.1088253-HI - BLANCO
50 unidades
Tanga caballero.



REF.1009RBM.001.AI -AZUL
REF.1009RBM.001.BI - BLANCO
Braga desechable Femenina
50 unidades



REF.1281004410
Tanga desechable masculino
de polipropileno. 100 unidades



REF.1281004434
Tanga desechable mini
polipropileno.100 unidades



REF.1088222-PL
Pantalón presoterapia de
plástico. Talla única

► MASCARILLAS



Mascarilla quirúrgica IIR de tres
capas. Caja 50 uds.
1298199230. Color blanco
1298128932. Color verde
1298128933. Color azul



REF.12810046XX
Mascarilla quirúrgica de
tres capas. Caja 50 uds.
Varios colores



REF. 400120735
Mascarilla de protección
FFP2 NR, adulto.
(caja de 20)



REF. 1090FFP2
Mascarilla de protección
FFP2 NR, adulto.
(caja de 25)

► CUBREZAPATOS Y ZAPATILLAS



REF.11070901030
Cubrezapatos polietileno
G.80 color blanco.100u



Zapatilla desechable.
REF.1009RZA.CBPI
Talla hasta la 41 (Par)
REF.11009RZA.500I
Talla hasta la 44 (Par)



REF.1009RZA.100I
Zapatilla desechable.
suela dura
Talla hasta la 41 (Par)



REF.128203808
Zapatilla desechable.
Bolsa de 50 pares

► GORRO POLIPROPILENO



REF.1088135-BB
Gorro plegado acordeón
12 gr. blanco. 100 unidades



REF.1088270-1I
Cinta de pelo con elásticos
30gr. 100 unidades



Gorro plegado acordeón
desechable TST. 100 unidades
Color rosa: 1281009934
Color azul: 1281004182
Color blanco: 1281004205
Color verde: 1281004199

PROTECCIÓN

► ROLLOS DE PAPEL

◦ Papel de camilla

Caja de 6 rollos



REF.91703001
Papel de camilla
crepado ecológico DH
Medical, 1 capa con
precorte a 180 cm



REF.91703002
Papel de camilla
gofrado ecológico DH
Medical, 2 capas con
precorte a 40 cm

LÍNEA
DH MEDICAL

◦ Papel secamanos



Caja de 6 rollos

REF.91107001
Papel secamanos tisú laminado
de pasta pura y 2 capas de
17 gr/m2. Ancho: 18.4 cm.
Diámetro exterior: 18.5 cm.

LÍNEA
DH MEDICAL



Caja de 12 rollos

REF.1056P-204
Secamanos pequeño
2 capas.
Pasta pura.
Bobina 2 capas liso.
190 servicios.

◦ Papel de camilla rizado de colores

Sin precorte
caja de 5 rollos
58cm x 80m el rollo
44gr/m2.



REF.1088S-80 Salmón
REF.1088R-80 Rosa
REF.1088L-80 Lila

► SÁBANAS NO AJUSTABLES

REF.112602B16S
Blanca 80x190. 20gr.
10 Unidades
REF.100115491502
Blanca 75x200 cm. P.P.
40 gr. 100U.



► EMPAPADORES/SABANILLAS



REF.11061834012
60x60.

REF. 11061834014
60x90.

◦ Sábana cubrecamilla de PP.

30 gr, 80 x 210 cm. Bolsa de 5 uds
REF.1088476-V (verde)
REF.1088476-N (negro)
REF.1088476-AL (azul)



► SÁBANAS AJUSTABLES



REF. 1281004724
Blanca 80x210. 15gr

REF. 1281004731
Blanca 95x220. 15gr

REF. 1281004014
Sábana blanca 80x210. 30gr

REF. 1281004038
Sábana blanca 95x220. 30gr

◦ Cubrecamillas polipropileno



REF.1281004847
Sábana cubrecamilla desechable
95 x 220 cm.

◦ Sábana plastificada



REF.1281004786
Blanca 95 x 220 cm.

REF. 1281004816
Negra 95 x 220 cm.

DESECHABLE

► GUANTES



◦ Látex sin polvo

REF. 1172GLSPX
Varias tallas
caja de 100u.



◦ Nitrilo sin polvo

REF. 1172G8XX
Guantes de nitrilo negro
sin polvo, varias tallas, 100u.



◦ Látex con polvo

REF. 4023RLPXX10007
Varias tallas
caja de 100u.



REF. 128100328X
Guantes de nitrilo rosas sin
polvo, varias tallas. 100u



◦ Quirúrgicos sin polvo

REF.94228EP-O3-XX
Varias tallas



REF. 9QSN0X
Guantes de nitrilo azul sin polvo
Secursens Sensitive. Varias tallas
100 unidades



◦ Quirúrgicos con polvo

REF. 4023RCHLPXX
Varias tallas



◦ Vinilo sin polvo

REF. 9QSN0VX
Guantes de vinilo sin polvo
desechables Secursens.
Varias tallas

► CEPILLOS QUIRÚRGICOS



REF. 100210-005
Tecno-Scrub "C" con
clorhexidina 4%. 20 ml



REF. 100210-001
Tecno-Scrub estéril

► HIGIENE Y DESINFECCIÓN



◦ Alco-Aloe gel hidroalcohólico

REF.1066HGOBSC16-008
500ml

REF.1066HG000B16-006
1000ml



◦ Alcohol

REF.1219ALLMBT005 70° 250 ml
REF.1219ALLMBT006 70° 500 ml
REF.219ALLMBT007 70° 1000 ml
REF.1219ALLMBT010 96° 250 ml
REF.1219ALLMBT009 96° 500 ml
REF.1219ALLMBT002 96° 1000 ml



◦ Gel neutro

REF.1043981329
Gel neutro dermoprotector
Baktolin Pure 1 litro



REF.1066HGOAC2IN-T0250

Clorhexidina acuosa incolora 2%
250 ml sin bomba



REF.139162441.3P

Clorhexidina acuosa 2%
250 ml Pulverizador



◦ Clorhexidina

REF.1066HG000001-C02
Desincla Clorhexidina
acuosa 500 ml

DESECHABLE

► GASAS, APÓSITOS Y ESPARADRAPOS

◦ Tiras de sutura omnistrip



Sutura cutánea. Color piel.
REF.1043540683
6 x 76 mm 50 sobres x 3 u.

REF.1043540685
12 x 101 mm. 50 sobres x 6 u.

◦ Gasas tejido sin tejer

NO ESTÉRIL

REF.1110COTNT001

Gasa TNT 15x15 P/7.5x7.5 30gr.100u.

REF.1110COTNT002

Gasa TNT 10x10 P/20x20 30gr.100u.

ESTÉRIL

REF.1110SOTNT003

Gasa Tejido sin tejer plegada 7,5 x 7,5
Sobre de 5u.

REF.1110SOTNT001

Gasa Tejido sin tejer plegada 10 x10
Sobre de 5u.

◦ Gasas de algodón

NO ESTÉRIL

REF.1110PIMA2001

Pieza gasa malla "A" cortada 20x20
y plegada 10x10. 2500u.

REF.1110PI152001

Pieza gasa 15 hilos 20x20 cm, plegada
10x10 , 4 capas. 2500u.

ESTÉRIL

REF.1110SOMA2002

Gasa estéril malla "A" 20x20, 4 capas,
plegada 10x10, sobre de 10u.

REF.1110SO152003

Gasas estériles 15 hilos 20x20 4 capas,
plegada a 10x10, sobres de 5u.

REF.1110SO172002

Gasas estériles 17 hilos 20x20 4 capas,
plegada a 10x10, sobres de 5u.

REF.1110SO155007

Gasas estériles 15hilos 50x50 16 capas,
plegada a 10x20, sobres de 5u.

◦ Apósitos



REF.10331380

Apósito CPK 6 x 8 cm.
Caja de 50u.



REF. 1043900870

Apósito 7,2 x 5 cm.
Caja de 50 u.



REF.101632230

Apósito Opertape
10cm x 10m

REF. 4023SLN-001

Depresor de madera lingual.
Caja de 100 unidades



REF.1017174200

Nobecutan,apósito en spray

◦ Celulosa precortada



REF.1043143213

Compresa de celulosa Pur-Zellin
4 x 5 cm. 500 porciones.

◦ Esparadrapo de papel MICROPORE

3M

Color blanco

REF.400134904 1,25cmx9,1m (24 u.)

REF.400134905 2,5 cm x 9,1m (12 u.)

REF.400134906 5cmx9,1m(6u.)

REF.400134907 7,5cmx9,1m(4u.)



◦ MICROPORE

3M

Color piel

REF.108615533-O 1,25x9,1m (24 u.)

REF.108615533-1 2,5 cm x 9,1m (12 u.)



◦ Almohadilla protectora para cirugía

REF. 1208TCXA1

300 x 200 x 14 mm.
Caja de 5 unidades



DESECHABLE

► JERINGAS



◦ 2 Cuerpos

REF.4023002ML-2CZ-G 2 ml.100unid.
REF.4023005ML-2CZ-G 5 ml.100unid.
REF.4023010ML-2CZ-G 10 ml.100unid.
REF.4023020ML-2CZ-G 20ml.50unid.

◦ Luer/lock

REF.4023050ML-3CZ-LL-BL 50ml. 25unid.
REF.4023020ML-3CZ-LL-BL 20ml. 50unid.
REF.4023010ML-3CZ-LL-BL 10ml. 100unid.
REF.4023005ML-3CZ-LL-BL 5ml. 100 unid.
REF.4023003ML-3CZ-LL-BL 3ml. 100unid.



◦ 3 Cuerpos

REF.4023050ML-3CZ-BL 50 ml. 25 unid.
REF.4023020ML-3CZ-BL 20ml 50unid.
REF.4023010ML-3CZ-BL 10ml.100unid.
REF.4023005ML-3CZ-BL 5ml.100unid.
REF.4023002ML-3CZ-BL 2ml.100unid.



► AGUJAS HIPODÉRMICAS, PALOMILLAS Y ACCESORIOS



REF. 4023IN-045X12 26G. 0,45 x 12 mm.100 unid.
REF. 4023IN-045X16 26G x 5/8; 0,45 x 16 mm.100 unid.
REF. 4023IN-045X22 26G; 0,45 x 22 mm.100 unid.
REF. 4023IN-05X16 25G x 5/8; 0,5 mm x 16 mm.100 unid.
REF. 4023IN-05X40 25G x 1 1/2; 0,5 mm x 40 mm.100 unid.
REF. 4023IN-06X25 23G x 1; 0,6 mm x 25 mm.100 unid.
REF. 4023IN-07X40 22G x 1 1/2; 0,7 mm x 40 mm.100 unid.
REF. 4023IN-08X40 21G x 1 1/2; 0,8 mm x 40 mm.100 unid.
REF. 4023IN-09X25 20G x 1; 0,9 mm x 25 mm.100 unid.
REF. 4023IN-09X40 20G x 1 1/2; 0,9 mm x 40 mm.100 unid.
REF. 4023IN-12X40 18G x 1 1/2; 1,2 mm x 40 mm.100 unid.
REF. 4023IN-16X40 16G x 1 1/2; 1,6 mm x 40 mm.100 unid.

Más variedad
de medidas



◦ Palomilla de seguridad

BD Vacutainer
REF.1026368654 21G 3/4" 18 cm, verde
REF.1026368655 23G 3/4" 18cm, azul
Caja de 25 unidades



Vacutainer

REF.4054003771 21G 20 cm, verde
REF.4054003783 23G 20cm, azul
REF.4054003780 22G 30cm, negra
Caja de 50 unidades



◦ Porta-tubos BD vacutainer®

Porta-tubos BD Vacutainer® desechable para toma de sangre con tubos BD Vacutainer® de 13 y 16 mm y frascos de hemocultivo BD.
REF.1026364815
Caja de 250 unidades



◦ Aguja para toma múltiple

Aguja para extracción múltiple de sangre por vacío. Estéril y de un solo uso.

REF.1026360210 22Gx25mm
REF.1026360212 21Gx25mm
REF.1026360214 20Gx25mm

Caja de 100 unidades



◦ Palomilla de extracción

Con adaptador
REF.1026367282 21G
REF.1026367284 23G
REF.1026367295 25G
Caja de 50 unidades



Con adaptador
REF.4054003772 21G
REF.4054003784 23G
Caja de 100 unidades



◦ Palomilla de infusión

Para corta duración Venofix
REF.10064056310N G-19 20mm, beige
REF.10064056337N G-21 20mm, verde
REF.10064056353N G-23 20mm, azul
REF.10064056370N G-25 15mm, naranja
REF.10064056388N G-27 16mm, gris
Caja de 50 unidades



◦ Adaptador luer

REF.1026367300
Adaptador Luer para extracciones múltiples
Caja de 100 unidades



DESECHABLE

► GEL ULTRASONIDOS/IPL/LÁSER



Gel conductor ultrasonidos de Aloe Vera Kefus.
REF.1286732
1000 ml
REF.12863441
Garrafa de 5000 ml + bomba

► LIMPIEZA FACIAL



Desmaquillante de ojos y labios Bifásico Kefus
REF.12863387/100 ml



Solución micelar Bifásica Facial foam Kefus
REF.12863384/200 ml
REF.12863385/500 ml



Solución micelar desmaquillante Facial foam Kefus
REF.12863380/200 ml
REF.12863381/500 ml



Gel limpiador micelar facial Kefus
REF. 12861220/200 ml
REF. 12861221/500 ml



Tónico facial equilibrante pH, Agua de Melissa Kefus
REF.12863267/200 ml
REF. 12863289/500 ml



Tónico facial pieles sensibles Agua de Hamamelis Kefus
REF. 12863266/200 ml
REF. 12863288/500 ml



Peeling Ácido Glicólico Kefus
REF. 12861257/200 ml
REF. 12863314/500 ml



Peeling exfoliante de Chocolate Kefus
REF. 12861195/200 ml
REF. 12861196/500 ml



Peeling exfoliante Kefus
REF.12861126/200 ml
REF.12861127/500 ml



REF.12863359/250 ml
REF. 12863360/500 ml

► CREMAS RADIOFRECUENCIA



Crema conductora Radiofrecuencia reductora Kefus.
REF.12863310
1000 ml



Crema conductora Radiofrecuencia Facial reafirmante Kefus.
REF.12863311
500 ml



Crema conductora Radiofrecuencia Facial Antimanchas Kefus.
REF. 12863319
500 ml



Crema conductora Radiofrecuencia Kefus
REF.12863307
5 L



Crema reafirmante para Radiofrecuencia OXD
REF. 1208TFCR1
1L.



Crema de Radiofrecuencia Galius
REF. 1287890
1L.

► GEL ALOE VERA



Gel de Aloe Vera natural Kefus
REF. 12863079/100 ml
REF. 12863159/200 ml
REF. 12863227/500 ml
REF. 12861163/1000 ml



Gel de Aloe Vera natural verde Kefus
REF. 12863078/100 ml
REF. 12863107/200 ml
REF. 1286245/500 ml
REF. 12861192/1000 ml
REF. 1286106/5000 ml



Gel de Aloe Vera, Rosa mosqueta y Argán Kefus
REF. 12863250/100 ml
REF. 12863105/200 ml
REF. 12863051/500 ml
REF. 12863386/1000 ml



Gel de Aloe Vera verde, Rosa mosqueta y Argán Kefus
REF. 12863095/500 ml

VESTUARIO

► GARYS



◦ Pantalón unisex con goma
REF. 1304700600-XX



◦ Casaca de microfibra unisex
REF. 1304609600-XX



◦ Pantalón unisex tipo jogger
REF. 1304704700-XX



◦ Pantalón unisex sarga
REF. 1304773G00-XX



REF. 1304772G00-101-X



◦ Conjunto casaca de manga corta y pantalón unisex
REF. 1304841100X



► GREY'S ANATOMY



◦ Casaca sanitaria manga corta

REF. 1304SKT193-X
Barco Thesis. Hombre
Varias medidas



REF. 1304SK101-XX
Barco Breeze. Mujer
Varias medidas



◦ Pantalón jogger

REF. 1304SKP572-XX
Barco Structure. Hombre
Largo: 100-110 cm.
Varias medidas



REF. 1304SKP552-XX
Barco Theory. Mujer
Largo: 98-100 cm
Varias medidas.



◦ Casaca manga corta

REF. 1304GRST124-XX
Barco Murphy. Mujer
Varias medidas



REF. 1304GRST079-XX
Barco Murphy. Hombre
Varias medidas



◦ Pantalón jogger

REF. 1304GRSP537-XX
Barco Eden. Mujer
Largo: 98-103 cm.
Varias medidas



REF. 1304GRSP550-XX
Barco Structure. Hombre
Largo: 97-104cm.
Varias medidas



◦ Zapatillas alma
REF. 1306ALMAXX



◦ Zapatillas lätt
REF. 1306LATTXX



◦ Skechers Work Uno SR Sital

REF. 1304SK200054EC-XX
Zapatos antideslizantes para hombre



► ZAPATILLAS



◦ Skechers Squad SR Myton

REF. 1304SK200051EC-XX
Zapatos antideslizantes para hombre



◦ Skechers Squad SR

REF. 1304SK77222EC-XX
Zapatos antideslizantes para mujer



◦ Skechers Work Uno SR

REF. 1304SK108021EC-XX
Zapatos antideslizantes para mujer



TRICOLOGÍA

VII CONGRESO SERECAP



PINZAS PARA TRASPLANTE



REF.4038Z.1.11.00
Pinza Adson 4-3/4"
serrada.



REF.4038Z.2.14.06
Pinza Iris 10.2 cm
curva, serrada



REF.4038Z.2.11.06
Pinza Iris 10.2 cm recta,
serrada



REF.4038Z.1.11.60
Pinza Adson 4-3/4"
45°, serrada (punta
6mm)



REF.4038Z.9.13.00
Pinza Foerster curva
con agarre octogonal
(9,5cm)



REF.4038Z.9.10.0
Pinza Foerster recta
con agarre octogonal
(9,5cm)



REF.4038Z.9.15.00
Pinza Foerster curva
9.5cm, delicada, punta
de polvo de diamante



REF.4038Z.9.12.00
Pinza Foerster recta
9.5cm, delicada, punta
de polvo de diamante

PINZA PARA CONTAR PELO Y COLOCAR




REF.4038Z.5/45.00.40
Pinza relojero núm. 5 en
ángulo de 45°, punta
4mm.



REF.4038Z.5/45.00.60
Pinza relojero núm. 5 en
ángulo de 45°, punta 6mm.



REF.4038Z.5/45.10.40
Pinza relojero de agarre
núm. 5 en ángulo de 45°,
punta 4mm.



REF.4038Z.5/45.10.60
Pinza relojero de agarre
núm. 5 en ángulo de 45°,
punta 6mm

PINZA PARA CONTAR PELO



REF.4038Z.4.10.00
Pinza relojero de agarre
núm. 4

PINZA PARA EXTRACCIÓN



REF.4038Z.7.00.00
Pinza relojero núm. 7



REF.4038Z.7.10.00
Pinza relojero de agarre
núm. 7



REF.4038Z.7.11.00
Pinza relojero de agarre
núm. 7, serrada.

► PLACA DE PETRI

- De alta transparencia, autoclavable



REF.1187BRB001
de vidrio 40 x 12 mm.
Autoclavable

REF.1187BRB002
de vidrio 60 x 12 mm.
Autoclavable

REF.1187BRB003
de vidrio 80 x 15 mm.
Autoclavable

REF.1187BRB004
de vidrio 100 x 15 mm.
Autoclavable

REF.1187BRB005
de vidrio 120 x 20 mm.
Autoclavable

REF.1187BRB006
de vidrio 150 x 25 mm.
Autoclavable



◦ Petri Pyrex

REF.4038120-150
Set de placa de Petri Pyrex
8'89 cm.



REF.4038120-150/4
Placa de Petri Pyrex con 4
compartimentos



REF.4038120-150C
Enfriador de placa Petri

► BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN


- Bandeja de esterilización PST



REF.40382600A
6,35x15,24x
1,90 cm



REF. 40384600A
10,16x15,24x
1,90 cm



REF. 40386100A
15,24x25,4x
1,90 cm

► SUPERFICIE DE DISECCIÓN

- Cuchilla desechable translúcida



REF. 4038126-CLEAR-VUE
Superficie de disección Clear Vue
12,7 x 3,048 cm.
Caja de 5 unidades



REF. 4038200-010
Superficie de disección
antideslizante.
Caja de 25 unidades

► PEINE ESTERILIZABLE PLÁSTICO



REF. 4038120-035
Resistencia al calor, 100% libre
de estática y peso ligero.
Cola de ratón delgada de
20,32cm.

► INYECTOR SIN AGUJA DERMO JET



REF.4041200
Inyector sin aguja Dermo Jet HR,
monodosis de 0,1ml

► MOTORES Y ACCESORIOS

◦ Micromotor Camo clínica



REF.121864098

Camo con pieza de mano autoclavable.

- Hasta 30.000rpm
- Pedal de marcha/paro
- Funciona con y sin pedal
- Sentido de giro derecha/izquierda
- Protección por sobrecarga

◦ Micromotor portátil



REF.121836098-3

Micromotor portátil para trasplante capilar y FUE.

Color blanco o negro

- Voltaje: AC100-110V, 220-240V (50/60Hz).
- Velocidad: máximo 30000 rpm.
- 0-30000 pieza de mano ligera ultra delgada.
- Motor separado tipo E.
- Pieza recta 1:1 incluida.
- Recargable.
- Duración de la batería de hasta 8 horas.
- Carga completa de batería: 5 horas.
- Control de velocidad variable.
- Cambio de bit fácil.
- Funcionamiento silencioso.
- Sin vibraciones.
- Dimensiones: 30x20x20cm.
- Peso: 2kg.

◦ Micromotor portátil K38



REF. 1133PUL4M3100+1133910065

Micromotor portátil K38 con motor intra, pieza de mano autoclavable y pedal. Varios colores.

- hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25 W
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía de hasta 8 horas

◦ Micromotor brillant white 3000RPM

REF.121863098

Hasta 30.000 rpm.

Potencia 50w.

Torque 2,9 Ncm

Pedal ON/OFF

Funciona con o sin pedal

Sentido de giro dcha/izq

Control digital de velocidad

Desconexión por sobrecarga



◦ Pieza de mano recta



REF.121850399



REF.4038160-015

► MANGO Y CUCHILLAS DE ZAFIRO

◦ Cuchilla de zafiro con punta

- REF. 4038ZTCB158-0.75 - 0,75mm
- REF. 4038ZTCB129-0.80 - 0,80mm
- REF. 4038ZTCB141-0.85 - 0,85mm
- REF. 4038ZTCB168-0.90 - 0,90mm
- REF. 4038ZTCB130-1.0 - 1,00mm
- REF. 4038ZTCB134-1.10 - 1,10mm
- REF. 4038ZTCB132-1.2 - 1,20mm
- REF. 4038ZTCB170-1.25 - 1,25mm
- REF. 4038ZTCB179-1.30 - 1,30mm
- REF. 4038ZTCB169-1.50 - 1,5mm
- REF. 4038ZTCB216-1.80 - 1,8mm
- REF. 4038ZTCB187-2.0 - 2,0mm



REF. 4038Z.SPH-BH

Mango retráctil de titanio para cuchillas de zafiro

► PUNCH PARA FUE

REF.4038MZ-07/XX-S – diámetro 0.7mm. Varias longitudes.
 REF.4038MZ-08/XX-S – diá. 0.8mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-09/XX-S – diá. 0.9mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-065/XX-S – diá. 0.65mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-075/4-S – diá. 0.75mm. longitud 4mm
 REF.4038MZ-085/XX-S – diá. 0.85mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-095/XX-S – diá. 0.95mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-10/XX-S – diá. 1.0mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-13/4-S – diá. 1.3mm.longitud 4mm.

REF.4038MZ-07/4 – diá. 0.7mm. longitud 4mm
 REF.4038MZ-09/4 – diá. 0.9mm. longitud 4mm
 REF.4038MZ-06/XX – diá. 0.60mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-065/5 – diá. 0.65mm. longitud 5mm
 REF.4038MZ-075/4 – diá. 0.75mm. longitud 4mm
 REF.4038MZ-08/XX – diá. 0.80mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-085/4- diá. 0.85mm. longitud 4mm
 REF.4038MZ-095/XX – diá. 0.95mm.Varias longitudes.
 REF.4038MZ-10/XX – diá. 1.0mm. Varias longitudes.
 REF.4038MZ-13/XX – diá. 1.3mm. Varias longitudes.



► MANGO Y CUCHILLAS


◦ Mango para mini cuchillas precortadas

REF. 4038145-O42E

Diseño ligero, ergonómico y equilibrado, cuenta con una punta cónica que facilita la visualización de la punta de la cuchilla.



◦ Cuchillas cortadas a medida



REF. 4038180-0.7mm – ext. recto 0,7mm.
 REF. 4038180-0.8mm – ext. recto 0,8mm.
 REF. 4038180-0.9mm – ext. recto 0,9mm.
 REF. 4038180-1.0mm – ext. recto 1,0mm.
 REF. 4038180-1.1mm – ext. recto 1.1mm.
 REF. 4038180-1.2mm – ext. recto 1,2mm.
 REF. 4038180-1.3mm – ext. recto 1.3mm.
 REF. 4038180-1.4mm – ext. recto 1.4mm.
 REF. 4038180-1.5mm – ext. recto 1.5mm.



REF. 4038180-0.8mm/45 – ext. angulado 45°, 0.8mm.
 REF. 4038180-0.9mm/45 – ext. angulado 45°, 0.9mm.
 REF. 4038180-1.0mm/45 – ext. angulado 45°, 1.0mm.
 REF. 4038180-1.1mm/45 – ext. angulado 45°, 1.1mm.
 REF. 4038180-1.2mm/45 – ext. angulado 45°, 1.2mm.
 REF. 4038180-1.3mm/45 – ext. angulado 45°, 1.3mm.
 REF. 4038180-1.4mm/45 – ext. angulado 45°, 1.4mm.
 REF. 4038180-1.5mm/45 – ext. angulado 45°, 1.5mm.


► BATEAS REDONDAS



REF.1001KU 300/O6
 Batea redonda 61 x 30 mm
 0,07 l.

REF.1001KU 300/O8
 Batea redonda 80 x 40 mm
 0,14 l.

► IMPLANTADOR DE PELO KNU



Ver vídeo Implantador de pelo KNU

◦ Fabricado con aguja de metal ajustable

- 4038OAA-2202
Implantador de pelo **KNU 0.6mm**, cuerpo.
Caja de 5 unidades
- 4038OAA-2193
Implantador de pelo **KNU 0.7mm**, cuerpo.
Caja de 5 unidades
- 4038OAA-2190
Implantador de pelo **KNU 0.8mm**, cuerpo.
Caja de 5 unidades
- 4038OAA-2194
Implantador de pelo **KNU 0.9mm**, cuerpo.
Caja de 5 unidades
- 4038OAA-2191
Implantador de pelo **KNU 1.0mm**, cuerpo.
Caja de 5 unidades
- 4038OAA-2192
Implantador de pelo **KNU 1.2mm**, cuerpo.
Caja de 5 unidades

► AGUJAS KNU

◦ Aguja de metal de alta calidad



- 4038OAA-2199
Agujas para implantador de pelo **KNU 0.6mm**.
Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2112
Agujas para implantador de pelo **KNU 0.7mm**.
Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2109
Agujas para implantador de pelo **KNU 0.8mm**.
Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2109W
Agujas para implantador de pelo **KNU 0.8mm**,
canal ancho. Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2113
Agujas para implantador de pelo **KNU 0.9mm**.
Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2110
Agujas para implantador de pelo **KNU 1.0mm**.
Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2110W
Agujas para implantador de pelo **KNU 1.0mm**,
canal ancho. Caja de 10 unidades
- 4038OAA-2111
Agujas para implantador de pelo **KNU 1.2mm**.
Caja de 10 unidades

► TRICOSCOPIOS



◦ TrichoScope Polarizer Dino Lite MEDL4HM

REF. 1129MEDL4HM

El triscopio TrichoScope Polarizer de Dino-Lite brinda un aumento de hasta 200 veces, lo que le permitirá ver un solo cabello con gran detalle para estudiar la salud de este y del cuero cabelludo. Además, cuenta con un filtro polarizador integrado que minimiza el efecto brillante del cuero cabelludo y del cabello.

- 8 luces LED blancas.
- Interfaz: USB 2.0.
- Aumentos: 10-70x & 200x.
- Resolución: 1.3 Megapixel (1280x1024).



◦ TricshoScope HR Polarizer Dino Lite MEDL7HM

REF. 1129MEDL7HM

El triscopio TrichoScope Polarizer HR de Dino-Lite es una herramienta perfecta para la tricoscopia, ya que cuenta con un filtro polarizador integrado que minimiza el efecto brillante del cuero cabelludo/ cabello y un sensor de 5 megapíxeles que hace posible que las imágenes microscópicas no pierdan la calidad en pantallas grandes o cuando haya que imprimir las imágenes en tamaño grande, permitiendo un estudio en profundidad del cabello y el cuero cabelludo.

- 8 luces LED blancas.
- Interfaz: USB 2.0.
- Aumentos: 10-70x & 200x.
- Resolución: 5 Megapixel (2592x1944).

TOP
VENTAS



◦ TrichoScope Dino Lite MEDLW4HM

REF. 1129MEDLW4HM

El TrichoScope es un gran instrumento para el examen e investigación del cuero cabelludo y el cabello humano en casos como la pérdida de cabello.

Cuenta con un alto aumento de hasta 200x, lo que permite ver un solo cabello con gran detalle.

- Luz blanca.
- Número de LEDs: 8.
- LED encendido/apagado conmutable: Sí.
- Filtro de infrarrojos: Filtro de corte IR >650 nm.
- Polarizado: Lineal.


► CAMILLAS Y SILLONES LEMI TRICOLOGÍA



◦ LEMI BASIC

REF.4011TRICOBASIC

- **1 motor:** Ajuste en altura.
- **Ajuste manual:** Espalda, piernas y Trendelenburg.
- **Rotación 360°**
- **Colchón** extraconfort con 5 cuerpos y grosor de 15 cm.
- **2 Cabezales:** Cabecal zak y decúbito prono.
- Cabecal y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: Accesorios en página 25.




TOP
VENTAS

◦ TRICOLOGÍA LEMI 3 motores

REF.4011TRICOSYN2

- **3 motores:** Altura, respaldo/reposapiernas,Trendelenburg.
- **Control de pie** para controlar la altura.
- **Colchón** extraconfort con 5 cuerpos y grosor de 15cm.
- **3 Cabezales:** Occipital, decúbito prono, decúbito supino.
- Cabecal y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: Accesorios en página 29.



◦ TRICOLOGÍA 1,2,3 motores

- **Control de pie** para controlar la altura.
- **2 Cabezales:** Decúbito prono, decúbito supino.
- **Colchón** de 4 cuerpos con grosor de 8cm.
- Personalizable: Accesorios en página 25.

1 MOTOR: Ajuste en altura.


REF.4011082-1ACC

2 MOTORES: Altura y respaldo.

REF.4011082-2ACC

3 MOTORES: Altura, reposapiernas y respaldo.

REF.4011082-3ACC



*Función AUT: Devuelve el sillón desde cualquier posición a la altura mínima y con el respaldo elevado.

*Función SYNCHRO: Permite mover el respaldo y el reposapiernas de forma simultánea.

*Función END : Permite que la persona se reincorpore al finalizar el tratamiento.






◦ LEMI HAIR TECH

REF.40111163

- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas, trendelenburg.
- **Control de mano** con función de memoria, AUT y SYNCHRO*
- **Colchón** extraconfort con 5 cuerpos y grosor de 14 cm.
- Reposabrazos planos.
- **2 Cabezales:** Decúbiteo prono y transplante.
- Personalizable: Accesorios en página 25.



**MÁS
COMPLETO**




1 MOTOR
REF.4011-1MACC

3 MOTORES
REF.4011-3MACC

4 MOTORES
REF.4011-4MACC

◦ SILLÓN CIRUGÍA MENOR

- **1 motor:** Ajuste de altura.
- **3 motores:** altura, respaldo/reposapiernas y Trendelenburg.
- **4 motores:** Altura, respaldo, reposapiernas, trendelenburg.
- **Control de pie** con función AUT, END y 2 memorias.
- **Colchón** extraconfort, con 5 cuerpos y grosor de 15 cm.
- **2 cabezales incluidos:** Cabezal zak y decúbiteo prono.
- Personalizable: Accesorios en página 25.



◦ TRICOLOGÍA 1, 3, 4 motores

- Ajustes manuales: respaldo, reposapiernas y Trendelenburg.
- Colchón extraconfort con 4 cuerpos y grosor de 15 cm.
- 2 o 3 cabezales incluidos.
- Cabezal y reposapiés extraíbles.
- Personalizable: Accesorios en página 25.

1 motor: Ajuste de altura.

REF.40111160-ACC - 2 cabezales (B,C)

REF.40111160-ACC2 - 3 cabezales(A,B,C)

3 motores: Altura, reposapiernas y respaldo

REF.4011TRICOSYNCHRO - 2 cabezales (B,C)

REF.40111158-ACC2 - 3 cabezales (A,B,C)

4 motores: altura, respaldo, reposapiernas, trendelenburg.

REF.40111139-ACC - 2 cabezales (B,C)

REF.40111139-ACC2 - 3 cabezales (A,B,C)

► LUPAS Y LENTES

◦ Lupa binocular Optivisor

REF.4038145-DA5
n.º 5 (x2,5 a 8"/20'32cm).
REF.4038145-DA7
n.º 7 (x2,75 a 6"/15'24cm).



◦ Lente de aumento

REF.4038Z.CLM - Lente de aumento de clip y lámpara LED, 1.5X 2.5X 3.5X



◦ Lupa binocular

REF.400130892 -2.5x. Distancia de trabajo 340mm. Campo de visión 80 mm diám.
REF.400130894 -2.5x. Dist. de trabajo 420mm. Campo de visión 100 mm diám.
REF.400130897 -3.5x. Dist. de trabajo 340mm. Campo de visión 65 mm diám.
REF.400130898 -3.5x. Dist. de trabajo 420mm. Campo de visión 80 mm diám.



◦ Gafas de aumento

REF.4038Z.LMG - Gafas de aumento con lámpara LED, 1.5X, 2.5X, 3.5X



◦ Lámpara frontal Heine ML4 LED



REF.1014J-008.31.445
Lámpara con lupa ML4 LED HeadLight con cinta craneal, fuente de tensión, regulador en la cinta, protector contra salpicaduras S-Guard, soporte de lupa abatible i-view y lupa binocular. 2,5 x 340 mm.

◦ Lupa binocular style

REF.400130910 - 2.5x Distancia de trabajo 340 mm. Campo de visión 80 mm diám.
REF.400130911 - 2.5x Distancia de trabajo 420 mm. Campo de visión 100 mm diám.
REF.400130914 - 3.5x Distancia de trabajo 340 mm. Campo de visión 65 mm diám.
REF.400130915 - 3.5x. Distancia de trabajo 420 mm. Campo de visión 80 mm. de diám.



◦ Medidor de densidad del cabello, 10X

REF.4038Z.HDM -con aumento de 10x y tecnología A+ LED.



◦ Lupa binocular C 2.3K

REF.1014C-000.32.230 -dist. de trabajo 340mm. De cinta craneal en maletín.
REF.1014C-000.32.231 -dist- de trabajo 450mm. De cinta craneal en maletín



◦ Lupa binocular heine hr 2.5x



REF.1014C-000.32.355 -dist. de trabajo 340mm.
REF.1014C-000.32.356 -dist. de trabajo 420mm.



ATENCIÓN PERSONALIZADA

RESERVE SU CITA

SHOWROOM 300 m2

dh material
médico

www.dhmaterialmedico.com
+34 93 864 37 07 - 639 675 065
info@dhmaterialmedico.com

Síguenos :   

MÁS DE **45.000 REFERENCIAS**
DE MATERIAL SANITARIO PARA
SU CLÍNICA.